



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Набор шейных спинальных ретракторов SHADOWLINE
Trimline

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Набор шейных спинальных ретракторов SHADOWLINE Trimline

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Цветокодированный измеритель глубины	Инструменты и рамы — стандартный
2	Фиксирующая рукоятка ретрактора (с боковой загрузкой)	Инструменты и рамы — стандартная
1	Ступенчатая поперечная рама ретрактора	Инструменты и рамы — двойной шарнир, боковая загрузка
1	Поперечная рама ретрактора	Инструменты и рамы — двойной шарнир, боковая загрузка (раскрытие 120 mm)
1	Кейс для инструментов	Хранение и защита — лоток-организатор
1	Стерилизационный бокс	Хранение и защита — перфорированный контейнер
2	Серебристая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 30 mm x 23 mm
2	Синяя лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 35 mm x 23 mm
2	Красная лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 40 mm x 23 mm
2	Зеленая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 45 mm x 23 mm

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Фиолетовая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 50 mm x 23 mm
2	Черная лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 55 mm x 23 mm
2	Золотистая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 60 mm x 23 mm
2	Темно-синяя лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 65 mm x 23 mm
2	Светло-зеленая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 70 mm x 23 mm
2	Оранжевая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 75 mm x 75 mm
2	Синяя узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 35 mm x 14 mm
2	Красная узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 40 mm x 14 mm
2	Зеленая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 45 mm x 14 mm
2	Фиолетовая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 50 mm x 14 mm
2	Черная узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 55 mm x 14 mm
2	Золотистая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 60 mm x 14 mm
1	Серебристая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 30 mm x 23 mm
1	Синяя латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 35 mm x 23 mm
1	Красная латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 40 mm x 23 mm
1	Зеленая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 45 mm x 23 mm
1	Фиолетовая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 50 mm x 23 mm

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Черная латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 55 mm × 23 mm
1	Золотистая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 60 mm × 23 mm
1	Темно-синяя латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 65 mm × 23 mm
1	Серебристая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 30 mm × 23 mm
1	Синяя медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 35 mm × 23 mm
1	Красная медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 40 mm × 23 mm
1	Зеленая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 45 mm × 23 mm
1	Фиолетовая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 50 mm × 23 mm
1	Черная медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 55 mm × 23 mm
1	Золотистая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 60 mm × 23 mm
1	Темно-синяя медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 65 mm × 23 mm
2	Синяя узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 35 mm × 14 mm
2	Красная узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 40 mm × 14 mm
2	Зеленая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 45 mm × 14 mm
2	Фиолетовая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 50 mm × 14 mm
2	Черная узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 55 mm × 14 mm
2	Золотистая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 60 mm × 14 mm

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор шейных спинальных ретракторов SHADOWLINE Trimline представляет собой передовую платформу из 67 хирургических инструментов, разработанную для удовлетворения строгих требований к экспозиции и ретракции мягких тканей при операциях на переднем отделе шейного позвоночника. Благодаря низкопрофильной архитектуре и цветовой маркировке размеров лопаток, эта система обеспечивает стабильную визуализацию операционного поля, сводя к минимуму локальное давление на нежные внутренние структуры, такие как пищевод и трахея.

Сконфигурированный для полной процедурной адаптивности, набор SHADOWLINE Trimline включает две поперечные рамы с двойным шарниром (включая ступенчатую раму и раму с широким раскрытием 120 mm), две рукоятки с боковой загрузкой и интуитивно понятный цветокодированный измеритель глубины. В комплект входит 61 цветокодированная лопатка с геометрией для тупых тканей, узких тканей, латеральных мышц с короткими зубцами и медиальных мышц с длинными зубцами, что позволяет хирургам подбирать инструменты под анатомию пациента с миллиметровой точностью.

Инструменты изготовлены из медицинской хирургической нержавеющей стали и высокопрочных металлических сплавов с антибликовым сатиновым покрытием. Retractor Maker поставляет полный набор SHADOWLINE Trimline нестерильным и полностью автоклавируемым в прочном алюминиевом стерилизационном контейнере с лотками для организации, что обеспечивает быструю оборачиваемость инструментов в госпитале.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest