



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Mentón Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Mentón Obwegeser

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Obwegeser Chin Retractor	16 cm de longitud total, hoja de mentón en silla curva	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Mentón Obwegeser es un retractor quirúrgico estético facial y maxilofacial aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático a lo largo de la sínfisis mandibular anterior durante la mentoplastia. Diseñado con una hoja de silla curva que se engancha firmemente bajo el borde inferior del mentón, este instrumento permite a los cirujanos elevar el músculo mentoniano limpiamente lejos de los cortes de osteotomía horizontal mientras protege los nervios mentonianos bilaterales.

Construida para una maniobrabilidad intraoral óptima, esta configuración del Separador de Mentón Obwegeser presenta una longitud total de 16 cm (\$44). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la hoja de trabajo está contorneada para coincidir con las convexidades óseas del mentón, evitando el desplazamiento accidental del instrumento durante los pases de sierra o la fijación de tornillos. El mango plano ergonómico brinda a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual constante sin causar fatiga durante reconstrucciones estéticas prolongadas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Mentón Obwegeser para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía plástica, maxilofacial y reconstructiva de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest