



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Knapp Lakrimal Kесе Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Knapp Lakrimal Kese Ekartörü

SKU RM-KLSR-1

\$39 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	1 Dişli (Tekli Kanca)	Mevcut Genişlikler: 5.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 Dişli	Mevcut Genişlikler: 5.0 mm veya 6.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 Dişli	Mevcut Genişlikler: 6.0 mm veya 8.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 Dişli	Mevcut Genişlikler: 6.0 mm veya 8.0 mm · Mevcut Şaft ve Uçlar: Sert veya Esnek (Keskin / Künt) · Fiyat (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Genişlikler: Standart Taşıma Ambalajı · Mevcut Şaft ve Uçlar: — · Fiyat (USD): Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Knapp Lakrimal Kese Ekartörü, dakriyosistorinostomi (DSR) ve lakrimal sistem prosedürleri sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir oftalmik ve oküloplastik cerrahi ekartördür. Ultra ince çok dişli tırmık başlığıyla tasarlanan bu alet, cerrahların hassas medial kantal dokuları temiz bir şekilde geri çekmesine olanak tanır ve lakrimal keseyi delinmelere karşı korurken lakrimal fossanın net bir şekilde açığa çıkmasını sağlar.

Olağanüstü özelleştirme seçenekleriyle sunulan bu Knapp Lakrimal Kесе Ekartörü, üç farklı toplam uzunlukta sunulmaktadır: 14 cm (\$39), 15.3 cm (\$44) ve 16 cm (\$49). Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet için cerrahlar, hassas manevralar sırasında yüksek stabilite sağlayan Sert Şaft veya karmaşık yüz açılarında adaptif intraoperatif hareket kabiliyeti sağlayan Esnek Şaft arasında seçim yapabilir. Tırmık başlığı, 5.0 mm, 6.0 mm ve 8.0 mm çalışma genişliklerinde Keskin veya Kunt uçlu 1, 2, 3 veya 4 dişli olarak yapılandırılabilir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Knapp Lakrimal Kесе Ekartörü'nü yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve dünya çapındaki oküloplastik, KBB ve mikrocerrahi üniteleri için tam otoklav dayanıklılığı sunacak şekilde sıkı klinik toleranslarla üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest