



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Петрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor	Длина 8" (20.3 cm), окончательное лезвие 5.2 cm	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Петрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor — это признанный во всем мире инструмент для эстетической хирургии, разработанный для обеспечения широкой атравматичной ретракции мягких тканей при омолаживающих операциях на лице. Благодаря широкому лезвию 5.2 cm, инструмент равномерно распределяет силу натяжения по кожным и SMAS-лоскутам, предотвращая образование вмятин, ишемию или разрывы краев тканей при обширной отсепаровке.

Созданный с учетом превосходной операционной эргономики, этот ретрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor имеет общую длину 8" (20.3 cm). Конструкция лезвия включает специальные окна (перфорацию), которые снижают общий вес и позволяют хирургу визуализировать подлежащие слои тканей сквозь тело инструмента. Мягко изогнутая дистальная кромка надежно фиксируется под кожным лоскутом, обеспечивая стабильную противотягу и минимизируя усталость рук ассистента при длительной диссекции.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor производится Retractor Maker с соблюдением строгих клинических допусков, что гарантирует высокую коррозионную стойкость, удобство в работе и полную долговечность при автоклавировании в центрах пластической и эстетической хирургии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest