



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Schuknecht Fisch Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Schuknecht Fisch Ekartör

SKU RM-SFR-13-1

\$114 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
2 Dişli (2:2 Dizilim) — 13 cm uzunluk, yarı-keskin 2:2 dişli, ayrılabilir	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dişli (3:3 Dizilim) — 13 cm uzunluk, yarı keskin 3:3 uçlar, sökülebilir	RM-SFR-13-1-2	\$124

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Schuknecht Fisch Retractor, dar cerrahi alanlarda stabil, eller serbest yumuşak doku ve periost ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş, uluslararası alanda kabul görmüş bir otolojik ve lateral kafa tabanı cerrahi ekartördür. Mafsallı ve otomatik kilitli şasisiyle tasarlanan bu alet, postauriküler insizyonları kalibre edilmiş mekanik gerilim altında açık tutarak asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır ve ameliyat mikroskobu altında açık bir görüş koridoru sağlar.

Tam prosedürel güvenilirlik ve yeniden işleme kolaylığı için üretilen bu Schuknecht Fisch Retractor konfigürasyonu 13 cm toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, iki seçilebilir varyasyonda sunulan yarı keskin diş konfigürasyonuna sahiptir: kompakt insizyonlar için 2 dişli (2:2 uç dizilimi) düzeni (\$114) veya daha geniş yara kenarları için 3 dişli (3:3 uç dizilimi) düzeni (\$124). Yeniden işleme tasarımı, mekanik şasinin hızlı bir şekilde parçalara ayrılmasına olanak tanıyan tamamen sökülebilir parçalarla oluşturulmuştur, bu da uygun, derinlemesine temizlik ve mutlak sterilizasyon güvenilirliği sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Schuknecht Fisch Retractor ürününü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki kulak burun boğaz servisleri ve beyin cerrahisi ameliyathaneleri için olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest