



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Beckmann Adson Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beckmann Adson Wundsperrer, selbsthaltend

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
25 mm Schaftprofil	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Schaftprofil	RM-BASRR-1-2	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Beckmann Adson Wundsperrer ist ein robuster chirurgischer Retraktor, der speziell für die großflächige, freihändige Muskelretraktion bei tiefen spinalen und subokzipalen Eingriffen entwickelt wurde. Mit seinem verlängerten 31 cm Rahmen ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die Aufrechterhaltung tiefer Arbeitskorridore, während die Sperrgriffe sicher außerhalb der direkten Sichtlinie des Operationsfeldes bleiben.

Dieser Beckmann Adson Wundsperrer von Retractor Maker ist für maximalen Gewebekontakt unter hoher mechanischer Spannung ausgelegt. Er verfügt über eine expansive 5×4-Zinken-Anordnung, die die Traktionskräfte gleichmäßig über dichte Muskelebenen verteilt, um lokale Risse zu vermeiden. Chirurgen können zwischen scharfen Zinken für festen Halt an der Faszie oder stumpfen Zinken zum Schutz von neurovaskulärem Gewebe wählen, gepaart mit einem Schaftdurchmesser von wahlweise 25 mm (\$49) oder 44 mm (\$59). Sein Ringgriff-Sperrmechanismus arretiert sicher in mikro-inkrementellen Schritten.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Beckmann Adson Wundsperrer so, dass er hohen Gegenzugkräften standhält und Wirbelsäulen-, Orthopädie- und Neurochirurgie-Abteilungen zuverlässige Langlebigkeit sowie volle Autoklavierbarkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest