



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kolbel 軟部組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kolbel 軟部組織レトラクター

SKU RM-KSTR-8IN-1

\$119 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Kolbel 軟部組織レトラクター	寸法/詳細: 全長 8" (20.32 cm)、鈍的プロング付き曲状ブレード・同梱数: 1	\$119
保護スリーブ / ボックス	寸法/詳細: 個別配送用パッケージ・同梱数: 1	\$119

製品詳細

Kolbel 軟部組織レトラクターは、肩関節形成術および再建術において、筋肉や関節包を安全かつ愛護的に圧排するために特別に設計された整形外科用手術器具です。複雑な解剖学的空間を滑らかに通過するように設計されており、三角筋、共同腱、前方関節包などを組織辺縁の裂傷や腋窩神経の圧迫を避けながら牽引することが可能です。

精密な操作性を追求したこの Kolbel 軟部組織レトラクターは、全長 8 インチ (20.32 cm) の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、そのプロング形状は局所の組織損傷を最小限に抑えるために鈍的な先端を備えた曲状ブレードを採用しています。カーブしたシャンクにより、介助者の手は関節面から安全に離れた位置に保たれ、人間工学に基づいたハンドルは長時間の術中操作でも疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施された Retractor Maker の Kolbel 軟部組織レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。肩関節再建、スポーツ整形、外傷センターにおいて、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest