



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Ragnell-Davis de doble extremo

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Ragnell-Davis de doble extremo

**SKU** RM-RDDR-49-1

**\$49 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                           | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(Plana / Redonda) | RM-RDDR-49-1-1 | \$49         |
| 3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(Plana / Redonda)   | RM-RDDR-49-1-2 | \$49         |
| 4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm<br>(Plano / Redondo)   | RM-RDDR-49-1-3 | \$49         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Ragnell-Davis de doble extremo es un retractor manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos seguro y no traumático, así como la exposición de los márgenes de la herida durante cirugías reconstructivas plásticas, de mano y faciales. Diseñado con hojas delicadas en ángulo recto en los extremos opuestos de un mango central, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la retracción cutánea superficial estrecha y el sostén de tejido subcutáneo más profundo sin necesidad de intercambiar herramientas.

Construida con una matriz de selección adaptable, esta serie de separadores Ragnell-Davis de doble extremo se ofrece en tres longitudes totales: 15 cm, 15.5 cm y 16 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece estilos estructurales de mango seleccionables, ya sea en un diseño de mango plano o de mango redondo para mejorar la rotación con la punta de los dedos. Los cirujanos pueden elegir entre tres combinaciones de tamaños de hoja de doble extremo: 2.5 mm × 8 mm emparejada con una hoja de 5 mm × 15 mm, 3 mm × 9 mm emparejada con una hoja de 5 mm × 17 mm, o 4 mm × 8 mm emparejada con una hoja de 6 mm × 15 mm. Los márgenes lisos y redondeados de las hojas protegen los delicados plexos vasculares subdérmicos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Ragnell-Davis de doble extremo para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para salas de cirugía plástica y centros de traumatología de mano en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest