



RETRACTOR MAKER

CATALOGUS 2026

CHIRURGISCHE RETRACTOREN · SYSTEMEN · BLADEN · COMPONENTEN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Fabrikant van retractoren — door Retractor Maker

OVER ONS

Directe fabrikant van chirurgische retractoren

Retractor Maker is een directe fabrikant van chirurgische retractoren, gevestigd in Sialkot, Pakistan. We produceren retractorsystemen, bladen en componenten voor acht chirurgische specialismen.

Hoe Retractor Maker is begonnen

Retractor Maker is in 2023 opgericht, maar onze ervaring met chirurgische instrumenten gaat veel verder terug.

Ik ben Saad Shahid en ik werk nog steeds samen met mijn vader bij Hospitech Traders, het chirurgische instrumentenbedrijf van onze familie. Mijn vader is in 1989 met Hospitech Traders begonnen en we produceren en leveren al vele jaren chirurgische instrumenten.

Het idee voor Retractor Maker kwam van een van onze klanten. Op een dag vroeg een klant ons om een retractor voor abdominale chirurgie. Destijds produceerden we geen retractoren, dus ben ik gaan kijken naar de producten die beschikbaar waren bij andere bedrijven.

Wat ik ontdekte, verraste me. Sommige complete retractorsystemen werden verkocht voor ongeveer \$60.000 tot \$65.000. Ik vond deze prijzen veel te duur, vooral omdat ik wist dat we zelf al over de machines, het personeel en de productie-ervaring beschikten die nodig zijn om chirurgische instrumenten te produceren.

Dus dacht ik: Waarom maken we de retractor niet zelf en bieden we hem aan voor een veel betaalbare prijs? Dat was de reden waarom ik Retractor Maker ben begonnen.

WAT WE VANDAAG DOEN

We zijn ze zelf gaan produceren

In plaats van retractoren van een ander bedrijf te kopen en door te verkopen, besloot ik ze in onze eigen werkplaats te produceren. We beschikten al over de machines en de productie-inrichting dankzij onze ervaring met chirurgische instrumenten. We hebben die middelen gebruikt om onze eigen retractorsystemen te ontwikkelen en te produceren.

Vandaag de dag bieden we veel van onze retractorsystemen aan tegen prijzen die tot 90% lager zijn dan vergelijkbare systemen van grote merken. Ons doel is niet alleen om retractoren te maken. Het is om ze betaalbaarder en toegankelijker te maken voor ziekenhuizen, chirurgen en medische organisaties over de hele wereld.

Nog steeds onderdeel van het productiebedrijf van onze familie

Retractor Maker is voortgekomen uit de ervaring die we al hadden in de productie van chirurgische instrumenten. Ik ben nog steeds actief betrokken bij Hospitech Traders, waar ik samenwerk met mijn vader, terwijl ik daarnaast Retractor Maker leid als een gespecialiseerd bedrijf dat zich richt op chirurgische retractoren.

Chirurgische specialismen

Algemene chirurgie · Urologie · Cardiovasculaire chirurgie · KNO · Plastische chirurgie · Orthopedische en wervelkolomchirurgie · Neurochirurgie · Obstetrie en gynaecologie.

We werken wereldwijd rechtstreeks samen met ziekenhuizen, medische distributeurs, chirurgen en zorgorganisaties. We werken ook aan specifieke configuraties en klantspecifieke eisen wanneer een standaardproduct niet aan de behoeften van een klant voldoet.

Ons doel

Zelf retractoren produceren en deze aanbieden tegen prijzen die tot 90% lager kunnen zijn dan vergelijkbare systemen van grote merken, zodat meer ziekenhuizen de apparatuur die ze nodig hebben kunnen betalen.

PRODUCTCATEGORIEËN

Gerangschikt op het aantal producten per categorie

Orthopedische & wervelkolomretractoren

124 producten

PAGINA'S 5-52



Retractoren voor algemene chirurgie

118 producten

PAGINA'S 53-95



KNO-retractoren

109 producten

PAGINA'S 96-132



Plastische chirurgie spreiders

61 producten


PAGINA'S 133-154



Cardiovasculaire retractoren

45 producten

PAGINA'S 155-171



Verloskunde & Gynaecologie retractoren

26 producten


PAGINA'S 172-181



Neurochirurgische Retractoren

20 producten


PAGINA'S 182-189



Urologische wondspreiders

4 producten

PAGINA'S 190-191





Acetabular-wondhaak, smal, twee tanden

SKU **RM-ARNDP-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Smal — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standaard — 44 mm blad	RM-ARNDP-1-2	\$99



Anterior Femoral Condylar Retractor

SKU **RM-AFCR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Anterior Femoral Condylar Retractor	5" (12.7 cm) lengte, 45 mm gefenstreerd, getand blad	\$99
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$99



Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor

SKU **RM-AFNAR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	15" (37.46 cm) lengte, gebogen blad, zeskantgreep	\$49
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$49



Anterolaterale acetabulumrandhefboom

SKU **RM-AAARR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Anterolaterale acetabulumrandhefboom	Lengte 10" (25.4 cm), blad 18 mm breedte x 3.25" diepte	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



AORI Patellar-Retractor

SKU **RM-APR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5" (12.7 cm), 10 mm werkuiteinde	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm werkuiteinde	RM-APR-1-2	\$79



APC heupwondhaak

SKU **RM-APCHR-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Enkelpuntig	10" (25.4 cm) — gerichte grip op het bot aan de acetabulumrand
1	Doppelzinkig	10" (25.4 cm) — gebalanceerde tweepuntsvrijlegging van weke delen en kapsel
1	Schutzhülle / Box	Standaard transportverpakking



B-Z Retractor

SKU **RM-BZR-1**

PRIJS **\$339 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7.5 cm Diep (45° of 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm diep (45° of 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



B-Z Weitlaner Retractor

SKU **RM-BZWR-1**

PRIJS **\$339 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
B-Z Weitlaner Retractor	28 cm totale lengte, 83 mm diepe 4x4 stompe tanden, 90° gebogen	\$339
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$339



Beard Distal Bicep zelfhoudende retractor

SKU **RM-BDBSRR-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

SKU **RM-BDRWHR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	5.37" (13.63 cm) totale lengte, breed Hohmann-blad	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Beckman-Weitlaner wondspreader, zelfhoudend

SKU **RM-BWSRR-1**

PRIJS **\$149 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Beckmann Adson wondspreader, zelfhoudend

SKU **RM-BASRR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25 mm schachtprofiel	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm schachtprofiel	RM-BASRR-1-2	\$59



Bennett Tibia-Retractor

SKU **RM-BTR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 45 mm blad	RM-BTR-1-1	\$79
Groot — 63 mm blad	RM-BTR-1-2	\$89



Hohmann-wondhaak, gebogen

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Black Belt Cervicaal Retractorsysteem

SKU **RM-BBCRS-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Retractorframe (Rechts)	Rechtse frameconfiguratie
1	Retractorframe (Links)	Linkse frameconfiguratie
1	Retractorframe (Offset)	Offset frameconfiguratie
2	Insertietangen voor bladen	Componenten voor het plaatsen en bevestigen van de valven
14	Getande valven	34 mm - 70 mm getande valve-opties in meerdere maten
14	Stompe valven	34 mm - 70 mm stompe valve-opties in meerdere maten
12	Twee-etage valven, getand	40 mm - 55 mm getande twee-etage valven
6	Twee-etage valven, stomp	40 mm - 55 mm stompe twee-etage valven
1	Sterilisatiecontainer	Container voor organisatie, opslag en verwerking



Blount knie-retractor

SKU **RM-BKR-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Browne Deltoid Retractors

SKU **RM-BDR-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



C Retractors

SKU **RM-CR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Campbell Nervenwortel-Retractor

SKU **RM-CNRR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Campbell Nervenwortel-Retractor	8 ¾" (22.2 cm) lengte, 10-10.5 mm breed blad	\$69
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$69



Kapsel-retractoren

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Enkelvoudige tand (Scherp)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Dubbele tand (Scherp of Stomp)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Drievoudige tand	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Carpal Tunnel wondspreider, zelfhoudend

SKU **RM-CTSRR-1**

PRIJS **\$144 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 1/4" (10.79 cm) lengte, stompe tanden, ratelvergrendeling	\$144
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$144



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

PRIJS **\$289 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

PRIJS **\$799 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Laterale klep	40 mm
1	Laterale klep	45 mm
1	Laterale klep	50 mm
1	Laterale klep	55 mm
1	Laterale klep	60 mm
1	Laterale klep	65 mm
1	Laterale klep	75 mm
1	Specula	40 mm
1	Specula	45 mm
1	Specula	50 mm
1	Specula	55 mm
1	Specula	60 mm
1	Specula	65 mm
1	Specula	75 mm
1	Uitstoottang	Tang voor snelle kleppenwissel
1	Caspar Microdiscectomy Retractorframe	Contratrekframe
1	Sterilisatiebox	Aluminium container met instrumentenzeef




Caspar Zenuwwortelretractor

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4 mm blad	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm blad	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm blad	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm blad	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Casper wondhaak

SKU **RM-CR-21-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Casper wondhaak	Lengte 21 cm, blad 17,0 x 67,0 mm, ringgreep	\$64
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$64



Casper Wundspreizer, zelfhoudend

SKU **RM-CSRR-SET-1**

PRIJS **\$649 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Dubbelgewricht schaarframe	Gearticuleerd low-profile frame met ratel- en schroefsluiting
1	Handmatige instelsleutel	Gekalibreerde sleutel voor het instellen van de microspanning
1 set	Halfscherpe laterale getande kleppen	38 mm diepte (naar keuze 2-, 3- of 4-tands uitvoering)
1 set	Verlengde vlakke visceraalhaak-kleppen	Atraumatische klepmodules met 38 mm diepte
1	Bescherm- en transportdoos	Op maat gemaakte transportkoffer



Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Casper Cervical Retractor Chassis	11.5 cm frame, 4-armig inklapbaar transversaal ontwerp, 85 mm spreiding	\$199
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$199



Cervical Retractor Frame

SKU **RM-CRF-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
16.5 cm Starre armen	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Scharnierarmen	RM-CRF-1-2	\$119



Cervicale weefselretractor

SKU **RM-CTR-13-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cervicale weefselretractor	13 cm totale lengte, 1x1 stompe tandpunt	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Chandler Retractor

SKU **RM-CHR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein (16.0 mm blad)	RM-CHR-1-1	\$69
Middel (20.0 mm blad)	RM-CHR-1-2	\$74
Groot (25.0 mm blad)	RM-CHR-1-3	\$79



Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

PRIJS **\$399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend lusvormig tangchassis	Gladde perimeter-ring
1	Kort, naar buiten gebogen 4-tands stomp blad	25 mm x 32 mm werkend uiteinde
1	Lang, naar buiten gebogen 4-tands stomp blad	25 mm x 38 mm werkend uiteinde
1	Afneembare tractiehaak	Gebogen anker voor weefselgrip
1	Metalen tractie-verbindingsketting	Mechanisch verbindingsstuk
1	Zwaartekracht-gewichtseenheid	Gewicht voor constante trekkracht
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kruisgegroefde branches	RM-CCLR-1-1	\$99
Getande branches	RM-CCLR-1-2	\$99



Cloward-Style Bladvormige Wondhaak

SKU **RM-CSBR-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
13 x 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 x 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 x 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 x 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Cloward-Style Cervicale Retractor

SKU **RM-CSCR-17-1**

PRIJS **\$75 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cloward-Style Cervicale Retractor frame	17 cm totale lengte, scharnierende armen, ratelvergrendeling	\$75
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$75



Cobra Retractor

SKU **RM-COBR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard Punt — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Standaard Punt scherp — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Breed Model — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Gemodificeerd Klein — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Dubbelzijdig — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Diep Model — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Gemodificeerd Groot — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Cobra Retractor with Hand Rest

SKU **RM-CRHR-1**

PRIJS **\$169 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cobra Retractor with Hand Rest	10.22" lengte, 32 mm blad, geïntegreerde handsteun	\$169
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$169



Cobra Style Femur-retractor

SKU **RM-CSFR-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cobra Style Femur-retractor	Lengte 11.75" (29.84 cm), Cobra-gebogen blad, grote haakpunt	\$84
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$84



Collaterale band-retractors

SKU **RM-CLR-1**

PRIJS **\$104 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Collaterale band-retractor	8" (20.3 cm) totale lengte, 5 mm & 11 mm bladprofielen	\$104
Beschermhoes / Doos	Individuele verzendverpakking	\$104



Collateral Soft Tissue Retractor

SKU **RM-CSTR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Collateral Soft Tissue Retractor	9 1/2" lengte, 45 mm blad, 11 mm 2-tands gebogen punt	\$69
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$69



Concave Knee Retractor Kniescheib

SKU **RM-CKR-1**

PRIJS **\$105 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaardblad	RM-CKR-1-1	\$105
Smal lang blad	RM-CKR-1-2	\$105



D'Errico zenuwwortelhaak

SKU **RM-DNRR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm breed x 11.0 mm lang — Standaard lumbale dissectomie en zenuwwortelmobilisatie	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (ca. 11.0") — 7.0 mm breed x 11.0 mm lang — diepe operatieve corridor en bariatrische lumbale toegang	RM-DNRR-1-2	\$54



Deep Gelpi Retractor

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

PRIJS **\$68 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3 1/2" - 4 1/2" — Scherp, Stomp, Gebogen scherp, 90°, Haaks — Oppervlakkige kleine ingrepen, handchirurgie en pediatrie expositie	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Scherp, stomp, gebogen scherp, 90°, haaks — Middelgrote weke delen-, plastische- en cervicale toegang	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Scherp, Stomp, Gebogen scherp, 90°, Haaks — Standaard lumbale wervelkolom-laminectomie en gewrichtsretractie	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Scherp, Stomp, Gebogen scherp, 90°, Haaks — Diep bekken, bariatrische chirurgie en meerniveaus spondylodese	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Deep Gelpi Wundsperrer, zelfhoudend

SKU **RM-DGSRR-1**

PRIJS **\$129 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7 ½" (ca. 19.0 cm) — Gebogen behuizing, scherpe, naar buiten gebogen tanden — Standaard lumbale laminectomie en gewrichtsexpositie	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Verlengde gebogen schacht, scherpe naar buiten gebogen tanden — Diepe pelviene, bariatrische en meertraps-spondylodese	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

PRIJS **\$134 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Dingo Modified Humeral Head Retractor	10" (25.5 cm) lengte, gebogen getande punt	\$134
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$134



Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU **RM-DAABR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Linker oriëntatie — 9" (22.86 cm), 57 mm blad	RM-DAABR-1-1	\$99
Rechter oriëntatie — 9" (22.86 cm), 57 mm Valve	RM-DAABR-1-2	\$99



Engh Intercondylar Notch Retractor

SKU **RM-EINR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Engh Intercondylar Notch Retractor	Lengte 8 1/8" (206.4 mm), tip 2.25"	\$79
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$79



Feler-Ducker Retractor

SKU **RM-FDR-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Optie A — 54×25 mm links / 76×38 mm rechts	RM-FDR-1-1	\$109
Optie B — 76×38 mm links / 54×25 mm rechts	RM-FDR-1-2	\$109



Femoral Calcar Retractor

SKU **RM-FCR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Femoral Calcar Retractor	25 mm bladbreedte, 5.08 cm (2") diepte, ringgreep	\$44
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$44



Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU **RM-FGR-1175-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	11.75" (29.85 cm) lengte, 20 mm breed blad	\$44
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$44



Flared Cobra Retractors

SKU **RM-FCR-15-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Naar links gericht — enkelzinnig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Naar links gericht — dubbelzinnig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Naar rechts gericht — Enkelzinnig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Naar rechts gericht — Dubbelzinnig, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Onderarmspreider met zwenkbare kleppen

SKU **RM-FSBR-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Onderarmspreider met zwenkbare kleppen	5.12" (13.00 cm) Valve, ringgreep, ratelvergrendeling — 1	\$74
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking — 1	\$74



Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Fukuda Kujat Style Retractor	9" (22.86 cm) totale lengte, breed getand blad, T-greep — 1	\$94
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport — 1	\$94



Fukuda Style Retractors

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm of 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm of 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm of 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

PRIJS **\$124 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3 1/2 in (9 cm) blad	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) blad	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) blad	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blad	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) blad — Standaard	RM-GCRDA-1-5	\$124



Glenoid-condylusretractor

SKU **RM-GCR-7-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Glenoid-Condyle-Retractor	7" (17.8 cm) totale lengte, gecontoureerd haakblad — 1	\$44
Beschermhoes / Box	Individuele verpakking voor transport — 1	\$44




Glenoid-retractoren

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

PRIJS **\$88 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 3/4" - 9" — Linksgerecht	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 3/4" - 9" — Rechtsgericht	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 1/2" - 10 1/2" — Linksgerecht	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 1/2" - 10 1/2" — Rechtsgericht	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 3/4" — links uitgelijnd	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 3/4" — rechts uitgelijnd	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Trochanter-Major-Hebel

SKU **RM-GTR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Greater Trochanteric Retractor	14.875" (37.8 cm) lengte, 25 mm breedte x 1.5" diep blad — 1	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking — 1	\$49




Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

PRIJS **\$229 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	28 cm totale lengte, 45 x 32 mm bladen, 3x3 scherpe tanden — 1	\$229
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking — 1	\$229



Hess zenuwwortelhaak

SKU **RM-HNRR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm blad — Standaard	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm blad — Standaard	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
51 mm lang x 19 mm breed — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm lang x 25 mm breed — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm lang x 25 mm breed — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm lang x 25 mm breed — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Hohmann Posterior-Inferior-hefboom

SKU **RM-HPIR-11-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Linker handgreep voor buiging #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Middelste rechter handgreep, buiging #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Hohmann Retractor

SKU **RM-HR-12IN-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
15 mm breedte blad — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm breedte blad — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU **RM-HRBELH-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9 ¾" (24.76 cm) — Extra lange, gebogen handgreep	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Extra lange, gehoekte handgreep	RM-HRBELH-1-2	\$79



Hohmann Retractor Right Angled

SKU **RM-HRRA-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9 ½" totale lengte — 24.13 cm lengte, 7" handgreep, 40 mm haaks gebogen	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" totale lengte — 24.76 cm lengte, 7" handgreep, 18 mm haaks gebogen	RM-HRRA-1-2	\$79



Hohmann Retractor met afgerond uiteinde

SKU **RM-HRRE-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ½" (21.91 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ½" (30.80 cm) — 19 mm rond blad	RM-HRRE-1-6	\$99



Hohmann Retractor Square End

SKU **RM-HRSE-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ½" (21.59 cm) — Gebogen blad met vierkant distaal uiteinde	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Gebogen blad met vierkant distaal uiteinde	RM-HRSE-1-2	\$79



Hohmann Retractors Angled

SKU **RM-HRA-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6 ½" totale lengte — 16.51 cm lengte, 4 mm gebogen tip	RM-HRA-1-1	\$69
11" totale lengte — 27.94 cm lengte, 7" handvat, 17 mm gebogen	RM-HRA-1-2	\$79



Hohmann Retractors Square Blade

SKU **RM-HRSB-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ½" (21.59 cm) — Vierkant bladprofiel, extra lange handgreep	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Vierkant bladprofiel, extra lange handgreep	RM-HRSB-1-2	\$79



Holscher Retractors

SKU **RM-HLSR-1**

PRIJS **\$43 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7 mm breed — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm breed — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm breed — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Holsher zenuwwortelretractor

SKU **RM-HNRR-235-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Holsher Nervwurzel-Haken	23.5 cm totale lengte, breed aflopend stomp blad	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$44



Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ¾" (22.23 cm) — Gebogen schacht, gehoekt ringblad	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Gebogen schacht, gehoekt ringblad	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Gebogen schacht, gehoekt ringblad	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Gebogen schacht, gehoekt ringblad	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU **RM-ILACF-1**

PRIJS **\$4,499 USD**

COMPONENTENLIJST



AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Dieptemeter	Kleurgecodeerd
2	Twist-Lock-handgreep	Siliconen handgreep
1	Longitudinaal kader	Standaard
1	Transversaal kader	Standaard
2	Stomp blad	30 mm, zilver
2	Stomp blad	35 mm, blauw
2	Stomp blad	40 mm, rood
2	Stomp blad	55 mm, zwart
2	Stomp blad	60 mm, goud
2	Stomp blad	65 mm, marineblauw
2	Stomp blad	70 mm, lichtgroen
2	Stomp blad	75 mm, oranje
1	Kort getand blad	30 mm, zilver
1	Kort getand blad	35 mm, blauw
1	Kort getand blad	40 mm, rood
1	Kort getand blad	45 mm, groen
1	Kort getand blad	50 mm, violet
1	Kort getand blad	55 mm, zwart
1	Kort getand blad	60 mm, goud
1	Kort getand blad	65 mm, marineblauw
1	Lang getand blad	30 mm, zilver
1	Lang getand blad	35 mm, blauw
1	Lang getand blad	40 mm, rood
1	Lang getand blad	45 mm, groen
1	Lang getand blad	50 mm, violet
1	Lang getand blad	55 mm, zwart
1	Lang getand blad	60 mm, goud
1	Lang getand blad	65 mm, marineblauw
2	Mikro-blad, stomp	14 x 35 mm, blauw
2	Mikro-blad, stomp	14 x 40 mm, rood
2	Mikro-blad, stomp	14 x 45 mm, groen
2	Mikro-blad, stomp	14 x 50 mm, violet
2	Mikro-blad, stomp	14 x 55 mm, zwart
2	Mikro-blad, stomp	14 x 60 mm, goud
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 35 mm
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 40 mm
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 45 mm
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 50 mm
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 55 mm
2	Mikro-blad, kort getand	14 x 60 mm
2	CVB spiraalboor	8 mm diepte, 5¼" lengte
1	CVB distractor-boorgeleider	Links
1	CVB distractor-boorgeleider	Rechts
1	Wervellichaamdistractor	Links, 100 mm rail
1	Wervellichaamdistractor	Rechts, 100 mm rail
2	CVB schroevendraaier	Siliconen handgreep
1	Multilevel-distractor	Links, 120 mm rail, 90 mm verlenging
1	Multilevel-distractor	Rechts, 120 mm rail, 90 mm verlenging
1	Bottransplantaathouder	8 x 15 mm punt, 210 mm lengte
1	Bottransplantaat-impactor	3 mm
1	Bottransplantaat-impactor	5 mm
1	Bottransplantaat-impactor	8 mm
1	Transplantaatsnijder	Verstelbare diepte 8.75", 7 mm breedte
1	ACF schuifmaat	9"
1	Sterilisatiemand	Perfect passende koffer



Johnson Neuroma Retractor

SKU **RM-JNR-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Kolbel schouderperrer-frame

SKU **RM-KSRF-23-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 36 mm x 36 mm blad	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Middel — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Groot — 68 mm x 36 mm blad	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Kolbel wekedelenretractor

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

PRIJS **\$119 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kolbel Weichteil-Retraktor	Afmetingen / Details: 8" (20.32 cm) totale lengte, gebogen blad met stompe tanden · Inbegrepen aantal: 1	\$119
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$119



Lateral Fat Pad Retractor

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Lateral Fat Pad Retractor	Afmetingen / Details: 10" (25.4 cm) totale lengte, 41 mm breed gepolijst gebogen blad · Meegeleverd aantal: 1	\$84
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Meegeleverd aantal: 1	\$84



Laterale Weke Delen Retractors

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9.75 in — 20 mm blad	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm blad	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Lobster Anterior Lumbar Retractor

SKU **RM-LALR-1**

PRIJS **\$3,999 USD**

COMPONENTENLIJST



AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
6	Lobster Retractor klem	—
1	Lobster tafelklem met verticale post & frame koppeling	—
1	Lobster frame	—
2	Lobster Mayo scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2¼" x 2"
1	Lobster Mayo scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	3½" x 2"
1	Lobster Deaver scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2¼" x 4½"
1	Lobster Harrington scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2" x 5"
1	Lobster Malleable scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	3" x 6½"
1	Lobster Fence scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	4" x 6"
2	Lobster Renal scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	1" x 4"
2	Lobster Renal scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	1" x 6"
2	Lobster Renal scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	1" x 8"
1	Lobster Splanchnic scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	1½" x 6"
1	Lobster Splanchnic scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2" x 6"
1	Lobster Splanchnic scharnierende klep, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	2" x 8"
1	Sterilisatiecassette	—



Love zenuwwortelretractor

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

PRIJS **\$24 USD**

COMPONENTENLIJST



AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Recht profiel	Beschikbare lengtes: 17.5 cm of 21.5 cm · Klinische hoofdrol: Directe lineaire interlaminaire toegang en mobilisatie van uittredende wortels · Prijs (USD): \$24.00 / \$29.00
1	45-graden hoekprofiel	Beschikbare lengtes: 17.5 cm of 21.5 cm · Klinische hoofdrol: Decompressie in de recessus lateralis en subarticulaire zenuwwortelbescherming · Prijs (USD): \$24.00 / \$29.00
1	90-graden hoekprofiel	Beschikbare lengtes: 17.5 cm of 21.5 cm · Klinische hoofdrol: Diepe foraminale exploratie en mediaal vasthouden van de durale zak · Prijs (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Beschermhoes / doos	Beschikbare lengtes: Standaard transportverpakking · Klinische hoofdrol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Love zenuwwortelhaak, bajonetvorm

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Love zenuwwortelhaak (Bajonet)	Afmetingen / Details: 21 cm totale lengte, bajonet-schacht, lepelvormig zenuwblad · Inbegrepen aantal: 1	\$29
Beschermhoes / doos	Afmetingen / Details: Individuele verpakking voor transport · Inbegrepen aantal: 1	\$29



Low Profile Voet- en Enkelretractor

SKU **RM-LPFAR-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Markham-Meyerding Hemilaminectomy-spreader

SKU **RM-MMHR-17-1**

PRIJS **\$124 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 40 mm x 25 mm blad	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Middel — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Groot — 60 mm x 25 mm blad	RM-MMHR-17-1-3	\$124



McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU **RM-MMRRF-14-1**

PRIJS **\$384 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Afmetingen / Details: 14 cm totale lengte, stijf chassis, tandwielaandrijving · Aantal: 1	\$384
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Aantal: 1	\$384



McCulloch-Type zenuwwortelretractor

SKU **RM-MNRR-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Meniscal Repair Retractor

SKU **RM-MRR-5IN-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Meniscal Repair Retractor	Afmetingen / Details: 5" (12.7 cm) totale lengte, gepolijst gebogen deflectieblad · Inbegrepen aantal: 1	\$59
Beschermhoes / Box	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$59



Meyering Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

PRIJS **\$99 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Stomp werkuiteinde	Totale lengte: 18 cm · Klinische hoofdrol: Atraumatische paraspinale spierverplaatsing en weefselbehoud · Prijs (USD): \$99.00
1	Scherp werkuiteinde	Totale lengte: 18 cm · Klinische hoofdrol: Veilige grip in dichte fibreuze fascie en peesaanhechtingen · Prijs (USD): \$99.00
1	Getand werkuiteinde	Totale lengte: 18 cm · Klinische hoofdrol: Slipvrije ossale verankering aan de lamina en de facetrand · Prijs (USD): \$99.00
1	Zadelvormig werkuiteinde	Totale lengte: 18 cm · Klinische hoofdrol: Gecontureerde opname van spierbundels en toegang tot spinale decompressie · Prijs (USD): \$99.00
1	Beschermhoes / doos	Totale lengte: Standaard transportverpakking · Klinische hoofdrol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Meyering zelfhoudende spreider

SKU **RM-MRWR-18-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
32 mm × 25 mm breed	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm breed	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm breed	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm breed	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Minimaal invasieve knieretractoren

SKU **RM-MIKR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
19 cm totale lengte	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm totale lengte	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm totale lengte	RM-MIKR-1-3	\$89



MIS Zenuwwortelhaak

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4.7 mm breed blad	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm breed blad	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Gemodificeerde retractoren van het type Fukuda

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Modified Fukuda Type Wundhaken	Handbediende orthopedische humerus-hefboomretractor, gevensterd ringblad	\$89
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$89



Patella-retractor

SKU **RM-PTR-9IN-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Patella-retractor	Lengte 9" (22.86 cm), 22 mm plaat, 16 mm blad, haakpunt	\$84
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$84



PCL Retractor

SKU **RM-PCLR-25-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
PCL Retractor	25 cm (10") totale lengte, 21 mm punt, 4 mm tanden-array	\$99
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$99



PERCY amputatieretractor

SKU **RM-PAR-1**

PRIJS **\$399 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Perkins wondspreider, zelfhoudend

SKU **RM-PSRR-99-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard massieve tanden — 13 cm, links of rechts	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 tanden & spits blad — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 tanden & spits blad — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 tanden & spits blad — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 tanden & spits blad — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Gebogen vensterblad — 13 cm, Links of Rechts	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Massief doorn-blad — 12.7 cm, Links of Rechts	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PAL-1**

PRIJS **\$3,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
4	Valve 25 x 60 mm	Retractorkep voor geringe diepte
4	Valve 25 x 80 mm	Retractorkep voor gemiddeld-ondiepe diepte
4	Valve 25 x 100 mm	Retractorkep voor gemiddelde diepte
4	Valve 25 x 120 mm	Standaard retractorkep
4	Valve 25 x 140 mm	Retractorkep voor uitgebreide diepte
4	Valve 25 x 160 mm	Retractorkep voor diepe corridors
4	Valve 25 x 180 mm	Retractorkep voor extreem diepe corridors
4	Valve 25 x 200 mm	Retractorkep met maximaal bereik
1	Retractorring	Centraal cirkelvormig frame met 300 mm diameter
2	Verlengstang	Verlengt of positioneert de retractorframe-assemblage
6	Ringklemme	Borgt houders en componenten aan de retractorring
6	Schwenkbarer Valvenhalter	Maakt verstelbare klepmontage aan de ring mogelijk
1	Sechskantschlüssel	Handmatige 225 mm sleutel voor framemontage en afstelling
2	Arm mit Ringhalter	Ondersteunt en verbindt de retractorring met de tafelsteunen
2	Drehbare Tischklemme	Verankert de steunstructuur aan de zijrails van de operatietafel
1	Inbus-Schraubendreher	Gespecialiseerd gereedschap voor systeemafstelling
1	Sterilisationsbox	Geperforeerde aluminium container voor sterilisatie





Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PML-1**

PRIJS **\$3,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Rechte haak 40 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 50 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 60 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 70 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 80 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 90 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	Rechte haak 100 mm	Gespecialiseerde smalle retractiehaak
1	T-greep zwenkbesturing	Handmatige controlegreep voor zwenkverstelling
1	Roteerbare tafelklem	Verankert de unit aan de zijrail van de operatietafel
1	Lichtkabel	Standaardkromming, 10 ft, niet-steriel; brengt licht over van de bron naar de retractor
1	LED-lichtbron	Draagbare tafel-verlichtingsunit
1	Gebogen scharnierarm	Meerscharnierige arm met tandheugelklem voor verbinding tussen klem en frame
1	MIS Lumbar Base zwenkretractor	Top-load, 250 mm tandheugel-hoofdframe voor lumbale toegang
1	Frameverbinder	Verbindt extra frames met het hoofdframe
1	Zwenkbare centrale valvehouder	Top-load, 130 mm tandheugel; houdt centrale valve met zwenkbesturing
1	Counter Pivoting Step Over Retractor	Side-load, Sure-Lock, 225 mm tandheugel-tegenretractiearm voor laterale stabiliteit
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 50 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 60 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 70 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 80 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 90 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 100 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 110 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1 paar	Afgeschuinde valven (paar) 22 x 120 mm	Gepaarde retractorvalven met afgeschuinde punten
1	Korttandige tegenvalve 14 x 40 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 50 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 60 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 70 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 80 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 90 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 100 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 110 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige tegenvalve 14 x 120 mm	Tegenvalve met korte grijptanden
1	Korttandige waaiervalve 18 x 50 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
1	Korttandige waaiervalve 18 x 60 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 70 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 80 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 90 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 100 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 110 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
2	Korttandige waaiervalve 18 x 120 mm	Distaal expanderende waaiervalve met korte tanden
1	Dilatator 8 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 13 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 18 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Dilatator 22 mm	Instrument voor sequentiële weefseldilatatie
1	Obturator 18 mm	Instrument voor initiële inbrenging en geleiding
1	Obturator 22 mm	Instrument voor initiële inbrenging en geleiding
1	Sterilisatiebox	Opslagcontainer voor organisatie en herverwerking





Ranawat Knie-Retractor

SKU **RM-RKR-95-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Ranawat Knie-Retractor	Lengte 9 ½" (24.13 cm), blad 17 x 34 mm 90° (stomp of scherp)	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Omgekeerde Hohmann retractor

SKU **RM-RHR-85-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Reverse Hohmann Retractor	8 ½" (21.59 cm) lengte, asymmetrisch blad met stompe tanden, gefenestreerde handgreep	\$69
Schutzhülle / Box	Individuele transportverpakking	\$69



S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Enkelbladig model 10 mm — 6" length, 10 mm breed blad	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Enkelbladig model 20 mm — 6" length, 20 mm breed blad	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Dubbelzijdige uitvoering — 6" lengte, 5 mm & 13 mm duale uiteinden	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Sandhu Nervenwortelhaak

SKU **RM-SNRR-243-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sandhu Nervenwortelhaak	24.3 cm totale lengte, 3.2 mm stompe valvula, 90° buigzame schacht	\$54
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$54



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU **RM-SBGR-1**

PRIJS **\$124 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
16.5 cm variant — getand of kruisgetand	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm variant — getand of kruisgetand	RM-SBGR-1-2	\$149



Scoville zenuwwortelhaak

SKU **RM-SNRR-235-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Scoville zenuwwortelhaak	23.5 cm totale lengte, gebogen gecontureerde punt, slanke schacht	\$29
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$29



Scoville Self Retaining Retractor

SKU **RM-SSRR-150-1**

PRIJS **\$259 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend geleiderailframe	Hoofdbasis-geleiderail voor neurochirurgische en spinale caviteitsexposities
1	Afneembaar lateraal enkelvoudig puntig blad	50 mm enkelvoudig blad voor diepe verankering onder sterke incisie lijnen
1	Afneembaar massief getand zijblad	60 mm x 25 mm massief botretractieblad met gestructureerde getande punten
1	Geïntegreerde handmatige schroefvergrendeling	Schroefdraadassemblee voor fixatie van de exacte spreiding terwijl de vermoeidheid van de gebruiker wordt verminderd
2	Ergonomische retractorarmen	Lichte dubbelarmige branchen met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU **RM-SHSRR-150-1**

PRIJS **\$339 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend frame met scharnierarmen	Gearticuleerd scharnierframe, dat buiten de zichtlijn naar beneden is gebogen
1	Afneembare eentandige scherpe laterale valvula	50 mm eentand-klaauw voor diepe verankering onder de incisieranden
1	Afneembare massieve getande laterale plaat	60 mm x 25 mm massieve botretractieplaat met micro-getande punt
1	Geïntegreerde handmatige schroefvergrendeling	Centraal schroefdraadmechanisme voor stevige grip ter voorkoming van vermoeidheidsverschijnselen
2	Ergonomische retractorarmen	Lichtgewicht, gestructureerde greeparmen met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU **RM-SRSRR-155-1**

PRIJS **\$395 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend basisframe	Hoofd-glijrailchassis voor de fixatie van veeleisende exposities
1	Afneembare 3-tands halfscherpe laterale klep	62 mm x 37 mm klauwhulpstuk voor het zekeren van diepe weefseloppervlakken
1	Afneembare 4-tands halfscherpe laterale klep	62 mm x 52 mm klauwhulpstuk voor de spreiding van bredere weefselranden
1	Geïntegreerde handmatige schroefvergrendeling	Mechanische draaiklem voor stabiele grip ter minimalisering van vermoeidheid
2	Ergonomische retractorarmen	Lichte dubbele greep-profielen met gladde buitenranden
1	Beschermendoos / Verpakking	Standaard transportverpakking



SHADOWLINE Trimline Cervicale Wervelkolom Retractorset

SKU **RM-STCSRS-1**

PRIJS **\$2,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Kleurgecodeerde dieptemeter	Instrumenten & frames — Standaard
2	Vergrendelbare retractorhandgreep (Side-loading)	Instrumenten & frames — Standaard
1	Step-Down transversaal retractorframe	Instrumenten & frames — dubbel-gearticuleerd, side-loading
1	Transversaal retractorframe	Instrumenten & frames — dubbel-gearticuleerd, side-loading (120 mm opening)
1	Instrumententray	Opslag & bescherming — organisatietray
1	Sterilisatiebox	Opslag & bescherming — geperforeerde container
2	Zilveren weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 30 mm x 23 mm
2	Blauwe weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 35 mm x 23 mm
2	Rode weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 40 mm x 23 mm
2	Groene weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 45 mm x 23 mm
2	Paarse weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 50 mm x 23 mm
2	Zwarte weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 55 mm x 23 mm
2	Gouden weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 60 mm x 23 mm
2	Marineblauwe weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 65 mm x 23 mm
2	Lichtgroene weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 70 mm x 23 mm
2	Oranje weefselklep	Stompe weefselkleppen (paren) — 75 mm x 23 mm
2	Blauwe smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 35 mm x 14 mm
2	Rode smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 40 mm x 14 mm
2	Groene smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 45 mm x 14 mm
2	Paarse smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 50 mm x 14 mm
2	Zwarte smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 55 mm x 14 mm
2	Gouden smalle spierklep	Smalle spierkleppen (korte tanden, paren) — 60 mm x 14 mm
1	Zilveren laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 30 mm x 23 mm
1	Blauwe laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 35 mm x 23 mm
1	Rode laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 40 mm x 23 mm
1	Groene laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 45 mm x 23 mm
1	Paarse laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 50 mm x 23 mm
1	Zwarte laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 55 mm x 23 mm
1	Gouden laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 60 mm x 23 mm
1	Marineblauwe laterale spierklep	Laterale spierkleppen (korte tanden, enkel) — 65 mm x 23 mm
1	Zilveren mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 30 mm x 23 mm
1	Blauwe mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 35 mm x 23 mm
1	Rode mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 40 mm x 23 mm
1	Groene mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 45 mm x 23 mm
1	Paarse mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 50 mm x 23 mm
1	Zwarte mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 55 mm x 23 mm
1	Gouden mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 60 mm x 23 mm
1	Marineblauwe mediane spierklep	Mediane spierkleppen (lange tanden, enkel) — 65 mm x 23 mm
2	Blauwe smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 35 mm x 14 mm
2	Rode smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 40 mm x 14 mm
2	Groene smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 45 mm x 14 mm
2	Paarse smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 50 mm x 14 mm
2	Zwarte smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 55 mm x 14 mm
2	Gouden smalle weefselklep	Smalle weefselkleppen (stomp, paren) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	7 ¾" (19.68 cm) lengte, 40 mm breed blad, ergonomische T-handgreep	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Sofield retractor

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

PRIJS **\$46 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Maat #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Maat #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Maat #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Maat #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Maat #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Maat #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Stackable Hohmann-Hebel

SKU **RM-SHR-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ¾" (20.96 cm) — Standaard, Breed of Gebogen blad	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Standaard, Breed of Gebogen blad	RM-SHR-1-2	\$99



Super-Slide Laminektomie-Spreizer

SKU **RM-SSLR-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Spreizerframe	Hoofdstructuurframe van het retractorsysteem
4	Kleine kleppen	2" diepe klepopties voor chirurgische retractorie
4	Middelgrote kleppen	3" diepe kleppen van gemiddelde diepte
4	Grote kleppen	4" diepe kleppen van grote diepte
4	Extra kleppen	4 3/4" diepe kleppen met uitgebreide diepte
1	Sterilisatiebox	Container voor organisatie en opslag van de complete set



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU **RM-SLHRP-199-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Vormbare lood-retractorplaat in handvorm voor volwassenen	\$199
Beschermhoes / Karton	Standaard transportverpakking	\$199



T-greep wondhaak met gebogen blad

SKU **RM-THRAB-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8.0" (20.32 cm) — 110x32 mm of 120x32 mm getand	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110x32 mm of 120x32 mm getand	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110x32 mm of 120x32 mm getand	RM-THRAB-1-3	\$139



Taylor Wervelkolom-Retractor

SKU **RM-TSR-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) diepte — Cervicale en thoracale posterieure laminectomie, jeugdige wervelkolom	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" of 4" diepte — Standaard lumbale wervelkolom-laminectomie en disrectomie bij volwassenen	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) diepte — Diepe lumbale fusie, bariatrische wervelkolomchirurgie en sacrale expositie	RM-TSR-1-3	\$89



Toennis zenuwwortelhaak

SKU **RM-TNRR-15-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Toennis zenuwwortelhaak	15 cm totale lengte, slanke schacht, gladde gecontoureerde haakpunt	\$29
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$29



Glenosfeer-componenten-hefboom voor totale en inverse schouderartroplastiek

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	Lengte 10 ¼" (26.03 cm), 24 mm dubbeltandige punt, ergonomische handgreep	\$109
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$109




Tubular Retractor System

SKU **RM-TRS-MIS-1**

PRIJS **\$2,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 12-14 mm, lengte 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 14-16 mm, lengte 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 16-18 mm, lengte 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 18-20 mm, lengte 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diameter 27-29 mm, lengte 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diameter 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Meerledige, flexibele houdarm
1	Table Clamp Set	OK-tafelrailhouder
1	Sterilization Box	Precies passende case voor georganiseerde herverwerking





Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) totale lengte, dubbelarmig zelfhoudend frame, schroefmechanisme	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$79



Williams Discectomy Retractor

SKU **RM-WDR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
50 mm x 20 mm (Links of Rechts)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Links of Rechts)	RM-WDR-1-2	\$99



Williams Distal Radius Fraktur-Retractor

SKU **RM-WDRFR-45-1**

PRIJS **\$189 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Gebogen blad links — 4.5" (11.43 cm) lengte, stompe gebogen tanden, links gebogen	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Gebogen blad rechts — 4.5" (11.43 cm) lengte, stompe gebogen tanden, rechts gebogen	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Williams Spinal Discectomy Retractor

SKU **RM-WSDR-153-1**

PRIJS **\$149 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
50 mm - 70 mm diepte (10 of 20 mm) — Links of Rechts	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm diepte (10 of 20 mm) — Links of Rechts	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm diepte (10 of 20 mm) — Links of Rechts	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Wiltse-Gelpi zelfhoudende wondspreider

SKU **RM-WGSRR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
28.0 cm uitvoering — naar buiten gebogen armen, scherpe uiteinden, vergrendeling	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm uitvoering — naar buiten gebogen armen, scherpe uiteinden, vergrendeling	RM-WGSRR-1-2	\$109






Image-Line ACF Retractor met distractie-snelkoppeling-set

SKU RM-ILACF-QR-1

PRIJS \$4,999 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Dieptemeter	Kleurgecodeerd
2	Veerbelaste handgreep	Snelkoppeling-mechanisme
1	Lengteframe	Snelkoppeling standaard
1	Lengteframe (Panther-gecoat)	Reflectiearm oppervlak
1	Dwarsframe	Snelkoppeling standaard
1	Dwarsframe (Panther Keramiek)	Niet-reflecterende keramische coating
2	Valve, stomp	30 mm, zilver
2	Valve, stomp	35 mm, blauw
2	Valve, stomp	40 mm, rood
2	Valve, stomp	45 mm, groen
2	Valve, stomp	50 mm, violet
2	Valve, stomp	55 mm, zwart
2	Valve, stomp	60 mm, goud
2	Valve, stomp	65 mm, marineblauw
2	Valve, stomp	70 mm, lichtgroen
2	Valve, stomp	75 mm, oranje
1	Valve, kort getand	30 mm, zilver
1	Valve, kort getand	35 mm, blauw
1	Valve, kort getand	40 mm, rood
1	Valve, kort getand	45 mm, groen
1	Valve, kort getand	50 mm, violet
1	Valve, kort getand	55 mm, zwart
1	Valve, kort getand	60 mm, goud
1	Valve, kort getand	65 mm, marineblauw
1	Valve, lang getand	30 mm, zilver
1	Valve, lang getand	35 mm, blauw
1	Valve, lang getand	40 mm, rood
1	Valve, lang getand	45 mm, groen
1	Valve, lang getand	50 mm, violet
1	Valve, lang getand	55 mm, zwart
1	Valve, lang getand	60 mm, goud
1	Valve, lang getand	65 mm, marineblauw
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 35 mm, blauw
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 40 mm, rood
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 45 mm, groen
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 50 mm, violet
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 55 mm, zwart
2	Mikro-Valve, stomp	14 x 60 mm, goud
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 35 mm
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 40 mm
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 45 mm
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 50 mm
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 55 mm
2	Mikro-Valve, kort getand	14 x 60 mm
1	CVB spiraalboor	8 mm diepte, 5/4" lengte
1	CVB distractie-boorgeleider, links	Standaard
1	CVB distractie-boorgeleider, rechts	Standaard
1	Wervellichaam-distractor, links	100 mm tandheugel
1	Wervellichaam-distractor, rechts	100 mm tandheugel
2	CVB schroevendraaier, siliconen handgreep	Standaard
1	Multilevel-distractor, links	120 mm tandheugel, 90 mm verlenging
1	Multilevel-distractor, rechts	120 mm tandheugel, 90 mm verlenging
1	Botspaanhouder	8 x 15 mm punt, 210 mm lengte
1	Botspaan-impactor	3 mm
1	Botspaan-impactor	5 mm
1	Botspaan-impactor	8 mm
1	Graft-cutter	Instelbare diepte 8.75", 7 mm breedte
1	ACF schuifmaat	9"
1	Sterilisatiecontainer	Hoogwaardige organisatiebox






Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU **RM-BPSR-1**

PRIJS **\$2,399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statief (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Koppeling (Post Coupler)	Standaard
1	Horizontale stang	1" diameter (2.5 cm)
6	Standaard ratels	Niet kantelbaar
4	Kantelratels	Meerhoekig
1	Halve cirkel ringsegmenten	8½" diameter (21.6 cm)
1	Recht ringsegment	4" diameter (10.2 cm)
1	Recht ringsegment	6" diameter (15.2 cm)
1	Recht ringsegment	8" diameter (20.3 cm)
2	Meyerdig-bladen	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Meyerdig-bladen	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Meyerdig-bladen	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Scoville-haken	Klein
2	Scoville-haken	Groot
2	3-tandige harken	¾" breed x ¾" diep (1.7 x 1.9 cm)
2	4-tandige harken	¾" breed x ½" diep (1.9 x 0.8 cm)
2	6-tandige harken	1" breed x ½" diep (2.5 x 0.8 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing



Tedan Phantom CS-1600 Cervicale Retractorset

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

PRIJS **\$2,899 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
10 paren (totaal 20 bladen)	Stompgerande Retractorbladen	Lengtes van 30 mm tot 75 mm (in stappen van 5 mm)
6 paren (totaal 12 bladen)	Micro-stompgerande Retractorbladen	Lengtes van 35 mm tot 60 mm (in stappen van 5 mm)
8 bladen	Langgetande Retractorbladen	Lengtes van 30 mm tot 65 mm (in stappen van 5 mm)
1 paar (totaal 2 bladen)	Paddlebladen	Standaard compatibiliteit met multidirectionele distractieframes
2 handgrepen	Zijdelings in te voeren retractorhandgrepen	Ergonomisch draaisluiting-ontwerp voor snelle modulaire bladwisselingen
1 meter	Kleurgecodeerde dieptemeter	Gekalibreerd voor snelle meting van de weefeldiepte
1 eenheid	Spiraalboor met driverhandgreep	Handmatige starterbit-eenheid voor distractieschroeven
1 geleider	Dubbele boorgeleider	Ter borging van de exacte parallele afstand tussen vertebrale distractieschroeven
1 geleider	Enkelvoudige boorgeleider	Voor de onafhankelijke of modulaire plaatsing van distractieschroeven
1 boor	Spiraalboor	Specifieke reserveboor voor het pilotboren van distractieschroeven
2 drivers	Distractieschroevendraaiers	Handmatige installatieschroevendraaiers met stevige grip voor Caspar-stiften
1 werktuig	Schuifmaat	Precisiemeter ter bevestiging van de discushoogte en de implantaattoleranties
1 werktuig	Botstamper met bescherming	Tweezijdig chirurgisch plaatsingsgereedschap met 6 mm x 10 mm profiel
1 container	Sterilisatiebox	Duurzame, op maat gemaakte chirurgische organisatiecontainer





ALM Wondsperrer, zelfhoudend

SKU **RM-ASRR-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7 cm (ca. 2.75"), 4x4 scherpe of stompe tanden	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4x4 spitze oder stumpfe Zinken	RM-ASRR-1-2	\$99



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

PRIJS **\$239 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4x3 tanden opstelling	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4x4 tanden opstelling	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7x7 tanden layout	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Army-Navy Wundhaken-set (2-delig)

SKU **RM-ANR-SET-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Army-Navy Wundhaken	21 cm totale lengte, dubbelzijdige bladen	\$49
Beschermhoes / Box	Standaard transportverpakking	\$49



Balfour Baby zelfhoudende retractor

SKU **RM-BBSRR-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1 set (2 valven)	Zijvalven	60 mm diep
1	Balfour middelvalve	21 mm breed x 24 mm diep
1	Balfour retractorframe	125 x 90 mm




Balfour Retractor

SKU **RM-BR-STD-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Balfour spreidframe	200 x 155 mm, 200 x 235 mm of 200 x 265 mm
1 paar	Laterale retractiekleppen	Geïntegreerd/Afneembaar (60 mm of 90 mm diepte)
1	Verstelbare centrale klep	47 x 80 mm, 62 x 76 mm of 80 x 80 mm
1	Beschermende verpakking	Individuele transportdoos



Balfour USA Wondspreider, zelfhoudend

SKU **RM-BUSRR-1**

PRIJS **\$399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
4 Sets (totaal 8 kleppen)	Zijkleppen	65 mm, 85 mm, 105 mm en 155 mm diep
1	Balfour-middenklep	70 mm breed x 70 mm diep
1	Rechte middenklep	70 mm breed x 100 mm diep
1	Balfour-frame	Centraal draagframe met vastzetschroef



Boley wondhaak

SKU **RM-BR-16-1**

PRIJS **\$85 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Boley wondhaak	16 cm totale lengte, dubbeleindige bladen	\$85
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$85




Brewster Retractor

SKU **RM-BRW-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klasse 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Klasse 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Klasse 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Klasse 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Klasse 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Brunner retractor

SKU **RM-BRUN-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Children's Hospital retractor

SKU **RM-CHR-PED-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Children's Hospital Wundhaken	14 cm totale lengte, dubbelzijdige pediatrische bladen	\$39
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$39



Collin Hartmann S-Shaped Retractor

SKU **RM-CHSR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	16 cm totale lengte, 52x33 mm & 30x21 mm dubbele uiteinden	\$29
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$29



Cope Retractor Double Ended

SKU **RM-CRDE-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cope Retractor Double Ended	18 cm totale lengte, 6,0 mm & 11,0 mm dubbele bladen	\$29
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$29



Crile Wundhaken, dubbelzijdig

SKU **RM-CRDE-RET-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Model #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Model #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35




Czerny Retractor Double-Ended

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm totale lengte, 38 × 22 mm dubbelzijdige valven	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$44





Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 cm L x 10 mm / 19 mm B — Pediatrische, oppervlakkige abdominale en schildklier-expositie	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm B — Standaard appendectomie- en kleine laparotomie-expositie	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Gemiddelde buikwand- en bekkenretractie	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Standaard exploratieve laparotomie-expositie voor volwassenen	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm B — Diepe pelvische en gynaecologische toegang	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Brede viscerele en leverexpositie	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Extra brede buikwand-houder en bariatrische viscerele expositie	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Diepe retroperitoneale en pelvische tumorchirurgie	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Maximale reikwijdte voor adipositaschirurgie en aorta-expositie	RM-DR-STD-1-9	\$87



Deaver Retractor Thin Handle

SKU **RM-DRTH-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
12" (ca. 30.5 cm) — 25, 38, 50, of 75 mm — Standaard retractie van buikwand en bekkenviscera	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, of 75 mm — Diepe retroperitoneale, bariatrische en orthopedische heuptoegang	RM-DRTH-1-2	\$64





Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7" (ca. 17.8 cm) — Pediatrische en ondiepe abdominale wondexpositie	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Standaard appendectomie, schildklier- en bekkenretractie	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Standaardexpositie voor exploratieve laparotomie bij volwassenen	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Diepe pelvische en gynaecologische operatievelden	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Diepe viscerale verplaatsing en lever-/miltelevatie	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Maximaal bereik voor bariatrische en retroperitoneale chirurgie	RM-DRHGH-1-6	\$80




Diepe wondhaak (Deep Rake Retractor)

SKU **RM-DRR-1**

PRIJS **\$68 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
38 mm diepte — 57 mm breed x 38 mm diep — Intermediaire subcutane en musculaire retractie	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm diepte — 57 mm breed x 51 mm diep — Standaard-expositie van de buikwand en orthopedische gewrichten	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide x 63 mm deep — Diepe bekkenbodem- en paraspinale spierverplaatsing	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm diepte — 57 mm breed x 76 mm diep — Maximale diepte voor bariatrische ingrepen en sterke spierhefboomwerking	RM-DRR-1-4	\$80



Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

PRIJS **\$499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend cirkelvormig basisframe	175 mm x 150 mm chassis voor alomvattende zichtbaarheid
2 (1 paar)	Verwisselbare vlakke weefselkleppen	40 mm x 30 mm gebogen punten, ideaal voor delicate lagen
2 (1 paar)	Verwisselbare diepe weefselkleppen	40 mm x 40 mm gebogen punten, geoptimaliseerd voor volumineus weefsel
4	Quick-Slide-wisselendelsluitingen	Slide-and-Lock-verankeringsmechanisme ter vermindering van de vingerbelasting
1	Beschermende opslag / Doos	Standaard transportverpakking



Desai wondspreider, zelfhoudend

SKU **RM-DSRR-1**

PRIJS **\$129 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Desai wondspreider, zelfhoudend	Lengte 7.25" (18.41 cm), 90° open lus-bladen, ratelvergrendeling	\$129
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$129



Dockhorn Retractor

SKU **RM-DOCK-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
12.0 mm x 40.0 mm blad	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm x 55.0 mm blad	RM-DOCK-1-2	\$69



Doyen buikretractor

SKU **RM-DAR-25-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
90 mm breed blad — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm breed blad — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm breed blad — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104




Doyen Retractor

SKU **RM-DR-22-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
30 x 30 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blad — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Farabeuf retractor

SKU **RM-FBR-SET-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
12 cm (ca. 4.7") set	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") set	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Farr Spring Retractor

SKU **RM-FSR-1**

PRIJS **\$34 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4 cm — Vlak blad of spitse punt	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Vlak blad of scherpe punt	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Vlak blad of scherpe punt	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Vlak blad of scherpe punt	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Vlak blad of scherpe punt	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Vlak blad of scherpe punt	RM-FSR-1-6	\$44



Fiber optic Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

PRIJS **\$139 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) handgreep, 1" (25 mm) gebogen blad, glasvezelbundel
1	Universele lichtkabel-adapter	Aansluiting op standaard OK-glasvezelkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Fischl Shoe Horn wondhaak

SKU **RM-FSHR-16-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Fischl Shoe Horn wondhaak	16 cm totale lengte, gebogen schoenlepel-spatelblad	\$24
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$24



Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Goelet Retractor	Lengte 18,5 cm, 38 mm & 45 mm dubbele bladen — 1	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking — 1	\$44



Golligher wondspreader, zelfhoudend

SKU **RM-GSRR-SET-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend abdominaal framechassis	Multifunctioneel structuurframe voor diepe chirurgische toegang
2	Afneembare massieve zijkleppen	Vlakke zijpanelen (51 mm of 102 mm diepte)
2	Afneembare centrale bladen	Licht gebogen bladen, gecontoureerd voor interne orgaanstructuren (51 mm of 102 mm)
3	Individuele schuifschroefsluitingen	Mechanische ratel-borgbouten aan elke klep ter ontlasting van de chirurg
2	Ergonomische retractiearmen	Lichtgewicht profielen met gladde omtreksranden
1	Beschermende container / doos	Standaard transportverpakking



Gosset zelfhoudende wondspreader

SKU **RM-GSR-SET-1**

PRIJS **\$349 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend glijrailframe	Basis-chassis verkrijgbaar met rechte of gebogen mechanische armen
2 (1 paar)	Gefixeerde laterale draadvalven	63 mm x 35 mm lus-ontwerp, atraumatische valven
1	Afneembare massieve middenvalve	60 mm x 65 mm licht gebogen weefselpeddel (bij 3-blads configuratie)
1	Dubbel schuifschroef-vergrendelingsmechanisme	Manueel meerpunts-kartelschroefstelsel voor fixatie van de railpositie
2	Ergonomische tangverlengarmen	Lichte geleiderails met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Harrington Splanchnic Retractor

SKU **RM-HSR-SPL-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
127 mm lang x 38 mm breed — 30.5 cm of 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm lang x 63 mm breed — 30.5 cm of 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm lang x 63 mm breed — 30.5 cm of 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

PRIJS **\$189 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 × 62 mm blad, lichtgeleiderbundel, zuig-spoelkanaal — 1
1	Universal Light Cable Fitting	Aansluiting voor standaard OK-lichtgeleiderkabels — 1
1	Protective Sleeve / Box	Standaard transportverpakking — 1




Harrington Sweetheart Retractor

SKU **RM-HSR-1**

PRIJS **\$129 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Hasson S-Retractor

SKU **RM-HSR-LAP-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Starre uitvoering — 10.0 mm of 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Buigbaar ontwerp — 10.0 mm of 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Heiss wondretractor

SKU **RM-HWR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5×5 tandenopstelling — 10×10 mm of 15×10 mm (Scherp / Stomp)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 tandenschema — 10×10 mm of 15×10 mm (Scherp / Stomp)	RM-HWR-1-2	\$99



Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Holzhimer zelfhoudende retractor — 4" (10 cm) lengte, 4×4 naar buiten gebogen tanden (Scherp of Stomp)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Huidhaakje-retractor

SKU **RM-HKR-165-1**

PRIJS **\$14 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
1-tand (Enkelhaken) — Scherpe of stompe uiteinden	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 tanden — Scherpe of stomp	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 tanden — Scherpe of stompe uiteinden	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 tanden — Scherpe of stompe uiteinden	RM-HKR-165-1-4	\$20



Kelly retractor

SKU **RM-KLR-26-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

PRIJS **\$94 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	38 mm lang × 51 mm breed	Beschikbare lengtes: 24 cm of 26 cm · Greepvarianten: Holle handgreep of lichtgewicht handgreep · Prijs (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm lang × 63 mm breed	Beschikbare lengtes: 24 cm of 26 cm · Greepvarianten: Holle handgreep of lichtgewicht handgreep · Prijs (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm lang × 76 mm breed	Beschikbare lengtes: 24 cm of 26 cm · Greepvarianten: Holle handgreep of lichtgewicht handgreep · Prijs (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm lang × 89 mm breed	Beschikbare lengtes: 24 cm of 26 cm · Greepvarianten: Holle handgreep of lichtgewicht handgreep · Prijs (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm lang × 76 mm breed	Beschikbare lengtes: 24 cm of 26 cm · Greepvarianten: Holle handgreep of lichtgewicht handgreep · Prijs (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Beschermhoes / doos	Beschikbare lengtes: Standaard transportverpakking · Greepvarianten: — · Prijs (USD): Inclusief



Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

PRIJS **\$94 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	51 mm lang × 63 mm breed	Totale lengte: 24 cm · Primaire klinische rol: Standaard buikwand- en intermediaire spierretractie · Prijs (USD): \$94.00
1	63 mm lang × 76 mm breed	Totale lengte: 24 cm · Primaire klinische rol: Diepe bekkenbodem en viscerele verplaatsing bij laparotomie · Prijs (USD): \$94.00
1	76 mm lang × 89 mm breed	Totale lengte: 24 cm · Primaire klinische rol: Maximale breedte voor buikwand- en bariatrische viscerele expositie · Prijs (USD): \$94.00
1	Beschermhoes / Karton	Totale lengte: Standaard transportverpakking · Primaire klinische rol: — · Prijs (USD): Inclusief



Kirschner Retractor

SKU **RM-KR-SET-1**

PRIJS **\$449 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend geleiderail-basisframe	Ovaal of vierkant chassis (240×240 mm of 340×240 mm)
4 tot 6 bladen	Modulaire stompe weefselvalven	Naar keuze 2-delige paarset of 4-delige complete set
4	Afzonderlijke borgpennen	Slide-and-lock verankeringsmechanismen voor het vastzetten van de bladen
2	Ergonomische retractorarmen	Ultralichte gestructureerde handgrepen met gladde buitenranden
1	Beschermende opbergbox / verpakking	Standaard transportverpakking



Kocher Langenbeck Retractor

SKU **RM-KLR-GEN-1**

PRIJS **\$44 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Smalle bladen (bijv. 25×6, 35×8 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Gerichte schildklier-, pees- en kleinchirurgische retractie · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Middelgrote bladen (bijv. 28×15, 41×14 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Standaard appendectomie, hernia's en orthopedische gewrichtstoegang · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Diepe bladen (bijv. 70×14, 80×16 mm)	Beschikbare lengtes & grepen: 20.3 of 22 cm (Ring / Hol) · Klinische rol: Vasthouden van diepe spierlagen en bekken- of heupreconstructies · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Beschermhoes / doos	Beschikbare lengtes & grepen: Standaard transportverpakking · Klinische rol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Kocher Retractor

SKU **RM-KCR-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	20.3 cm uitvoering met 20 mm × 12 mm blad	Belangrijkste klinische functie: Oppervlakkige wondrand- en schildklierkwapverhoging · Prijs (USD): \$49.00
1	21 cm uitvoering met 8×25, 12×40, 12×45 mm bladen	Belangrijkste klinische functie: Intermediaire weefselretractie en appendectomie · Prijs (USD): \$54.00
1	21 cm uitvoering met 12×60, 12×65 mm bladen	Belangrijkste klinische functie: Diepe fascia-retractie en het vasthouden van extremitetsmusculatuur · Prijs (USD): \$54.00
1	23 cm uitvoering met 18×40, 20×38, 20×60 mm bladen	Belangrijkste klinische functie: Standaard laparotomie bij volwassenen en orthopedische gewrichtsexpositie · Prijs (USD): \$64.00
1	23 cm uitvoering met 25×60, 30×75, 40×75 mm bladen	Belangrijkste klinische functie: Brede spierverplaatsing bij bekken- en heupchirurgie · Prijs (USD): \$64.00
1	Beschermhoes / doos	Belangrijkste klinische functie: Standaard transportverpakking · Prijs (USD): Inbegrepen



Koenig retractor

SKU **RM-KNR-17-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Met gefenestreerd blad	Beschikbare maten: 13×13 mm of 13×16 mm · Primaire klinische functie: Directe visualisatie van onderliggende vaten/structuren door het blad · Prijs (USD): \$49.00
1	Zonder gefenestreerd blad	Beschikbare maten: 13×13 mm of 13×16 mm · Primaire klinische functie: Vaste barrière voor weefselfixatie en wondrandretractie · Prijs (USD): \$49.00
1	Beschermhoes / Box	Beschikbare maten: Standaard transportverpakking · Primaire klinische functie: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Koerte Retractor

SKU **RM-KTR-24-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Koerte Retractor	Afmetingen / Details: 24 cm totale lengte, 8 scherpe tanden, ringgreep met antislip-ring · Aantal inbegrepen: 1	\$54
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele verpakking voor transport · Aantal inbegrepen: 1	\$54



Krasky Retractor

SKU **RM-KRK-28-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Krasky Retractor	Afmetingen / Details: 28 cm totale lengte, 50 × 25 mm blad, 6 scherpe tanden · Meegeleverde hoeveelheid: 1	\$99
Beschermhoes / Karton	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Meegeleverde hoeveelheid: 1	\$99



Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
1-tand / Enkelhaak	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 tanden	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 tanden	RM-LFR-12-1-3	\$34



Lahey retractor

SKU **RM-LR-HH-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 cm (ca. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Langenbeck Green retractor

SKU **RM-LGR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
en 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU **RM-LRSH-203-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Model #1	Afmetingen (lengte x breedte): 32 mm lang x 10 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Gerichte wondrand- en oppervlakkige zachtweefselretractie · Prijs (USD): \$49.00
1	Model #2	Afmetingen (lengte x breedte): 38 mm lang x 10 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Intermediaire fasciaretractie en peesexpositie · Prijs (USD): \$49.00
1	Model #3	Afmetingen (lengte x breedte): 38 mm lang x 12 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Standaard appendectomie bij volwassenen, hernia's en orthopedische gewrichtstoegang · Prijs (USD): \$49.00
1	Model #4	Afmetingen (lengte x breedte): 38 mm lang x 16 mm breed · Belangrijkste klinische toepassing: Brede spierverplaatsing en diepe fixatie van zacht weefsel · Prijs (USD): \$49.00
1	Beschermhoes / Karton	Afmetingen (lengte x breedte): Standaard verzendverpakking · Belangrijkste klinische toepassing: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Leriche Wondhaak - Atraumatisch, Brede Spatel

SKU **RM-LRAW-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
en 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm x 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

PRIJS **\$2,699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Lobster-frame	—
1	Lobster-tafelklem met verticale statiefzuil & houder	—
6	Lobster-retractorklem	—
2	Lobster Mayo scharnierretractor	¾" x 2"
1	Lobster Fence scharnierretractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnicus scharnierretractor	2" x 6"
1	Lobster Deaver scharnierretractor	2¼" x 4½"
1	Lobster Buigzame scharnierretractor (geperforeerd)	2" x 6½"
1	Lobster Buigzame scharnierretractor (geperforeerd)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart retractor	2" x 5"
1	Lobster Kelly scharnierretractor, gemodificeerd	3" x 2½"
1	Lobster Kelly scharnierretractor, gemodificeerd	3" x 4"
1	Sterilisatiecontainer	—



Lone Star Retractor (Colon-, Rectaal-, Hoofd- & Halschirurgie)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

PRIJS **\$399 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kleine ring — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectaal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Standaardring — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorectaal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Grote ring — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorectaal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (Algemene, Hoofd- & Halschirurgie)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

PRIJS **\$499 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kleine ring — 22.0 cm x 11.3 cm (Algemene chirurgie/Hoofd & Hals)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Standaard ring — 28.3 cm x 18.3 cm (Algemene chirurgie/Hoofd & Hals)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Grote ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Algemeen/Hoofd & Hals)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Martin Arm Retractor

SKU **RM-MAR-1**

PRIJS **\$799 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Koppeling	Wordt stevig aan de zijrail van de operatietafel geklemd en fixeert de L-stang.
1	L-stang	Wordt in de koppeling geplaatst en dient als primaire verticale en horizontale steunstructuur.
1	Scharnierarm	Wordt verbonden met de L-stang om een meerassige beweging en vergrendelde positionering voor instrumenten boven het operatieveld mogelijk te maken.



Mathieu Finger-wondhaak

SKU **RM-MFR-16-1**

PRIJS **\$34 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Mathieu Finger-wondhaak	Afmetingen / Details: 16 cm totale lengte, 8.0 mm breedte, 3 tanden per uiteinde (scherp of stomp) · Inbegrepen aantal: 1	\$34
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$34



Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Mayo buikretractor

SKU **RM-MAR-28-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 11 in, 70 mm gebogen blad	RM-MAR-28-1-1	\$109



Mayo-Collins wondhaak-set (2-stuks pack)

SKU **RM-MCR-SET-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 5 7/8 in, dubbelendige bladen	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Meyerding Finger-wondhaak

SKU **RM-MFR-178-1**

PRIJS **\$39 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	3-tands, scherp	Afmetingen (lengte x breedte): 9.5 mm x 3.9 mm breed · Primaire klinische rol: Slipvrije grip in dermisweefsel en elevatie van kleine huidflappen · Prijs (USD): \$39.00
1	Getand profiel	Afmetingen (lengte x breedte): 3.1 mm x 6.3 mm breed · Primaire klinische rol: Gerichte peesschede-expositie en vasthouden van fibreuze randen · Prijs (USD): \$39.00
1	Getand profiel	Afmetingen (lengte x breedte): 4.7 mm x 15.8 mm breed · Primaire klinische rol: Intermediaire fascieretractie en peesreconstructie · Prijs (USD): \$39.00
1	Stompe profiel	Afmetingen (lengte x breedte): 3.1 mm x 9.5 mm breed · Primaire klinische rol: Atraumatische neurovasculaire retractor en digitale expositie · Prijs (USD): \$39.00
1	Stompe profiel	Afmetingen (lengte x breedte): 6.3 mm x 17.4 mm breed · Primaire klinische rol: Brede weefselevatie en expositie van de handbanden · Prijs (USD): \$39.00
1	Beschermhoes / doos	Afmetingen (lengte x breedte): Standaard transportverpakking · Primaire klinische rol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Middeldorpf retractor

SKU **RM-MDR-28-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Morris Retractor enkelzijdig

SKU **RM-MRSE-23-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Morris Retractor enkelzijdig	230 mm (23 cm) totale lengte, L-vormig massief blad, venstergreep	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Murphy Ball Retractor

SKU **RM-MBR-35-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2,0 mm Kogelkop	RM-MBR-35-1-1	\$39
3,0 mm Sferische punt	RM-MBR-35-1-2	\$39
4,0 mm Kogelkop	RM-MBR-35-1-3	\$39



Murphy Retractor

SKU **RM-MR-195-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2 tanden (8.0 mm breed)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 tanden (13.0 mm breed)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 tanden (18.0 mm breed)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 tanden (28.0 mm breed)	RM-MR-195-1-4	\$59



Neonatal T Ribbon Retractor

SKU **RM-NTRR-265-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2.5 cm x 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm x 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm x 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Ollier wondhaak

SKU **RM-OR-SERIES-1**

PRIJS **\$74 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Parker Retractor - set van 2

SKU **RM-PR-SET-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Parker-Mott Wondhaak-set (Tweeledig)

SKU **RM-PMR-SET-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Parker-Mott Wondhaak	15,3 cm totale lengte, asymmetrische dubbelzijdige massieve bladen	\$49
Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking	\$49




Parker-Tommy retractor

SKU **RM-PTR-16-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Parker-Tommy Retractor	16 cm totale lengte, asymmetrische dubbelzijdige gebogen bladen	\$39
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$39



Pediatrische Deaver Retractoren

SKU **RM-PDR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Buigbare buikspatel voor pediatie

SKU **RM-PRR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Rake Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
1-tandig (Eénhakig) — Stompe of scherpe uiteinden	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 tanden — Stomp of scherp	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 tanden — Stompe of scherpe uiteinden	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 tanden — Stompe of scherpe uiteinden	RM-RFR-153-1-4	\$44



Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Redler Retractor	5" (12.7 cm) totale lengte, taps toelopend functioneel blad, slanke ergonomische handgreep	\$49
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$49



Ricard Abdominal Retractor

SKU **RM-RAR-SET-1**

PRIJS **\$229 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend basisframe	Chassis met gebogen armen ter verbetering van de visuele toegang
2 (1 paar)	Afneembare massieve zijvalven	Brede, schepvormige zij-elementen (Optie A: 50×58 mm / Optie B: 60×80 mm)
1	Afneembare middenvalve	Asymmetrische vlakke plaat (Optie A: 55×70 mm / Optie B: 80×90 mm)
1	Speciaal schroefslot	Handmatige vergrendeling voor de fixatie van de spreidwijdte
1	Compacte haakgreep	Geïntegreerde minimalistische handgreep om ruimte te besparen in het operatieveld
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Twee rechthoekig concave bladen	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Twee rechthoekig concave bladen	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Twee rechthoekig concave bladen	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Twee rechthoekig concave bladen	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Richardson Retractor Grip Handle

SKU **RM-RRGH-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9 ½" (24.13 cm) — Holle handgreep, Lamb- of lichtgewicht handgreep	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Holle handgreep, Lamb-handgreep of lichtgewicht handgreep	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Holle handgreep, Lamb-handgreep of lichtgewicht handgreep	RM-RRGH-1-3	\$74



Richardson Retractor met ringgreep

SKU **RM-RRLH-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9 ½" (24.13 cm) — Haaks gebogen blad, ringgreep	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Haaks gebogen blad, ringgreep	RM-RRLH-1-2	\$59



Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

PRIJS **\$1,699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Railschuiven	Bevestiging aan de OK-tafelrail
2	Tafelzijstang	26" (Montageframe)
1	Tafeldwarsstang	21" (Montageframe)
1	Rochard-fixatie-inrichting	Framefixatiemechanisme
1	Rochard-buikretractor	50 × 90 mm
1	Rochard-buikretractor	50 × 105 mm
1	Rochard-buikretractor	50 × 120 mm



Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm stompe tanden	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm stompe tanden	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - Dubbelzijdig

SKU **RM-RRDE-14-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein blad — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Medium blad — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Groot blad — 25 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
3-delige set-upgrade — Combineert Klein, Medium & Groot	RM-RRDE-14-1-4	\$94



S-vorm wondhaak dubbelzijdig

SKU **RM-SSDER-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10.0 cm (approx. 4.0") — 15x11 mm / 14x10 mm dubbelendig	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15x11 mm / 14x10 mm twee uiteinden	RM-SSDER-1-2	\$34



Sauerbruch retractor

SKU **RM-SBR-9IN-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
$\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ " (ca. 16 x 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 x 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ " (ca. 22 x 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " x $2\frac{7}{8}$ " (ca. 19 x 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Seeburger Retractor-set van twee

SKU **RM-SRS-14-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Seeburger Retractoren	14 cm totale lengte, platte handgreep, gebogen bladen	\$54
Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking	\$54



Senn Forward Retractor

SKU **RM-SFR-625-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Senn Forward Retractor	6.25" (15.87 cm) lengte, plat getande voorwaartse tip, platte handgreep	\$49
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$49



Senn Green wondhaak

SKU **RM-SGR-14-1**

PRIJS **\$27 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6 mm x 10 mm blad — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm x 20 mm blad — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Senn Miller Retractor

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
15.0 cm nuttige lengte — 10x9 mm plat blad / 10x11 mm 3-tands hark	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm nuttige lengte — 10x9 mm plat blad / 10x11 mm 3-tands hark	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm nuttige lengte — 10x9 mm plat blad / 10x11 mm 3-tands hark	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm werklengte — 10x9 mm plat blad / 10x11 mm 3-tands hark	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Senn retractor met T-handgreep

SKU **RM-STHR-45-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Senn T-Handle Wundhaken	Lengte 4.5" (11.43 cm), meertandige hark (stomp of scherp), T-greep	\$54
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$54



Strandell Stille Retractor

SKU **RM-SSR-17-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Strandell Stille Retractor	17 cm totale lengte, 6 x 15 mm gebogen blad (scherp of stomp)	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$44



US Army Retractor, set van 2

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
US Army Retractoren	21 cm totale lengte, dubbelzijdige bladen 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking	\$49



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2 tanden (stomp / spits) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 tanden (stomp / spits) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 tanden (stomp / spits) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 tanden (stomp / scherp) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Volkman Retractor

SKU **RM-VR-SERIES-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2 tanden (stomp / scherp) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 tanden (stomp / scherp) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 tanden (stomp / scherp) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 tanden (stomp / scherp) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 tanden (stomp / scherp) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



W.M. Lemmon Deaver Wondhaak

SKU **RM-WMLDR-395-1**

PRIJS **\$119 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25 mm brede valva — 25 mm breed x 235 mm werkvlak	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm brede valva — 50 mm breed x 235 mm werkvlak	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Weitlaner Wundspreader

SKU **RM-WR-SERIES-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4" tot 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 of 2x3 tanden	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" tot 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 tanden	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 tanden	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 tanden	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 tanden	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Brede zelfhoudende wondspreader

SKU **RM-WSRR-35-1**

PRIJS **\$139 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Brede zelfhoudende wondspreader	3.5" (8.89 cm) brede gladde kleppen, 10x12 mm punten, ratel-chassis	\$139
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$139



Zalkind buigzame bandretractor

SKU **RM-ZMRR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Bookwalter Statiefkolom	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontale arm	Standaard
1	Bookwalter Kolomkoppeling	Zware uitvoering
1	Bookwalter Horizontale Flexarm	1" diameter (2.5 cm)
2	Bookwalter Standaard-ratels	Niet kantelbaar
7	Bookwalter Kantelbare ratelmechanismen	Multi-hoek verstelling
1	Middelgrote ovale ring	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Middelgrote gesegmenteerde ring	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Balfour-valven	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Kelly-valven	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Kelly-valven	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Kelly-valven	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Kelly-valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Kelly-valven	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Buigzame valve	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Buigzame valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Sterilisatiebox	Geperforeerde organisatie-case



Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Omni Clamp statiefkolom	Zware operatietafel-railklem en kolom
1	Standaard Wishbone frame	Vorkvormig structureel ringframe
1	Scharnierarm	19" (48.3 cm) voor uitgebreid bereik en flexibiliteit
8	SnapClamp klephouder	Snelwissel-frameklemmen voor opschuifmontage
2	Mayo zwenkkleppen	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Mayo zwenkklep	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Fence zwenkklep	4" x 6" (10.2 x 15.2 cm) brede spierwandklep
1	Splanchnic zwenkklep	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) diepe visceraalklep
1	Splanchnic zwenkklep	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) diepe visceraalklep
2	Nierader-zwenkkleppen	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) smalle vaatkleppen
1	Deaver zwenkklep	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) gebogen klep
1	Buigbare gesleufde zwenkklep	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) buigbare strip
1	Buigbare gesleufde zwenkklep	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) buigbare strip
1	Harrington (Sweetheart) zwenkklep	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) hartvormige klep
1	Opbergkist	Houten koffer met individuele beschermende inzetstukken





Bookwalter Bariatric Retractor System

SKU **RM-BBRS-1**

PRIJS **\$1,899 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	Standaard
1	Post Coupler	Standaard
6	Tilt Ratchet Mechanism	Hoekverstelbaar
1	Ratchet Extender	Standaard verlenging
1	Twist Ratchet	Variabele hoek
1	Ring, Oval	Middel
1	Kelly Blade	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Malleable Blade	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Sterilization Box	Beschermende behuizing




Bookwalter algemene chirurgie retractorsysteem

SKU **RM-BGSR-1**

PRIJS **\$1,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statiefkolom	12" (30.5 cm)
1	Horizontalarm	Standaard
1	Säulenkupplung	Standaard
1	Flexibele horizontale arm	1" diameter (2.5 cm)
2	Standaard ratels	Niet kantelbaar
6	Kantelratelmechanismen	Multiwinkel
1	Ovale ring, middelgroot	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Gesegmenteerde ring, middelgroot	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Balfour-valve	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Kelly-valven	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly-valve	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly-valve	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Kelly-valve	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Buigzame valve	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Buigzame valven	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Buigzame valve	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Harrington-valve	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Gelpi-valve	Standaard
1	Sterilisatiecontainer	Beschermcassette





Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) hoogbelastbare zijrailhouder
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (⅜" diameter)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (⅜" diameter)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" × 8½" × 11½" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Snelverbinding-framegeleider
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) met precisie spanschroef
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	Verwisselbaar, brede grip op de spierwand
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4½" × 10") voor diepe orgaangrip
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3½" (7.6 × 8.9 cm) standaard hoekklep
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25×190 mm, 51×254 mm, 76×254 mm, 102×254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") met diepe liprand
1	Storage Box	Houten opbergkoffer met individuele gevoerde sleuven




Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU **RM-BRTASR-1**

PRIJS **\$2,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statief	12" (30 cm)
2	Roestvrijstalen statiefkoppelingen	1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)
2	Horizontale Flex-armen	1" diameter (2.5 cm)
1	Verticale verlengstang	12" (30 cm)
5	Kantelratels	Standaard, in hoek verstelbaar
1	Kleine halve cirkelring	8½" (21.3 cm) ID
1	Gesegmenteerde perineale ring	9½" × 14½" (23.8 cm × 36.3 cm)
2	Rectale valven	⅞" × 3⅞" (2.2 cm × 9.7 cm)
2	Rectale valven	⅞" × 2⅞" (2.2 cm × 7.2 cm)
2	Buigbare valven	1" × 3½" (2.5 cm × 10 cm)
2	Buigbare valven	½" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)
2	Buigbare valven	¾" × 4" (1.9 cm × 10 cm)
2	Deaver-valven	1" × 3½" (2.5 cm × 8.8 cm)
1	Sterilisatienet	Beschermende container





Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

PRIJS **\$1,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Bookwalter Standstang	12" (30,5 cm)
1	Bookwalter Horizontale stang	Standaard
1	Bookwalter Stangkoppeling	Standaard
1	Bookwalter Horizontale flexstang	1" Diameter (2,5 cm)
2	Bookwalter Standaard ratels	Niet kantelbaar
5	Bookwalter Kantelratel-mechanismen	In hoek verstelbaar
1	Bookwalter Ovale ring, Medium	10½" x 14½" (26,7 x 36,8 cm)
1	Bookwalter Gesegmenteerde ring, Medium	10½" x 19" (26,7 x 48,3 cm)
2	Bookwalter Balfour-valven	2½" x 3" (6,7 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2" x 3" (5,1 x 7,6 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2" x 4" (5,1 x 10,2 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2" x 5" (5,1 x 12,7 cm)
1	Bookwalter Kelly-valve	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Buigzame valve	3" x 6" (7,6 x 15,2 cm)
2	Bookwalter Buigzame valven	2" x 6" (5,1 x 15,2 cm)
1	Bookwalter Harrington-valve	1" x 5½" x 2½" (2,5 x 14,3 x 6,4 cm)
1	Houten opbergkist	Op maat gemaakte beschermkoffer



Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

PRIJS **\$2,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statiefstang	12" (30 cm) verticale steunstang
1	Roestvrijstalen statiefkoppeling	1" x 1" (2,5 x 2,5 cm) heavy-duty railklem
1	Horizontale Flex-stang	1" diameter (2,5 cm) meerledige arm
1	Kleine ronde volledige ring	8½" (21,3 cm) binnendiameter (ID)
1	Kleine ovale segmentring	8½" x 14" (20 x 35 cm) inklapbaar, configureerbaar frame
6	Kantelratels	Platte mechanische framevergrendelingen
2	Buigzame valven	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Buigzame valven	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Buigzame valven	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Deaver-valven	1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm) gebogen bekkenvalven
2	Kelly-valven	2" x 1½" (5 x 3,8 cm) platte, rechthoekige valven
2	Kelly-valven	1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm) rechthoekige valven
2	Kelly-valven	1" x 3" (2,5 x 7,5 cm) rechthoekige valven
2	Diepe Rake-valven	¾" diep x ¾" breed (1,9 x 1,7 cm) meerzinken klauwen
2	Richardson-valven	¾" x 2" (1,9 x 5 cm) platte valven met lip
2	Richardson-valven	1" x 1½" (2,5 x 3,1 cm) platte valven met lip
2	Richardson-valven	¾" x 1" (1,9 x 2,5 cm) platte valven met lip
1	Sterilisatiebox	Op maat gemaakte geperforeerde organisatiebak






Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU **RM-BSABGRS-1**

PRIJS **\$1,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	StrongArm PLUS Holder (bovenzijde montage)	In hoogte verstelbaar / Gearticuleerd
1	Ovale ring, Medium	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Krachtige raikklem	Compatibel met OK-tafelrails
4	Kantelratelmechanisme	In hoek verstelbaar
1	Balfour-valv	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington-valv	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Buigbare valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Sterilisatiebox	Beschermende container



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU **RM-BSAGSRS-1**

PRIJS **\$2,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	StrongArm PLUS-houder voor bovenmontage	In hoogte verstelbaar / Scharnierend
1	Robuuste raikklem	Compatibel met operatietafelrail
2	Ratelmechanismen	Standaard, zonder kantelfunctie
6	Kantel-ratelmechanismen	In hoek verstelbaar
1	Segmentring	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Segmentring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour-valve	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly-valven	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly-valve	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly-valve	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly-valve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington-valve	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi-valve	Standaard
1	Buigbare valve	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Buigbare valven	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Buigbare valve	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing





Individuele Bookwalter Retractor

SKU **RM-CBR-1**

PRIJS **\$2,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
Configureerbaar	Bevestigingsonderdelen (beschikbare opties)	Standaard houdstangen (12", 18"), Top-Mount StrongArm PLUS houders, hoogwaardige railklemmen, kolomkoppelingen, horizontale stangen, flexibele horizontale stangen, verlengstangen
Configureerbaar	Ringframes (beschikbare opties)	Massieve ovale ringen, massieve ronde ringen, gesegmenteerde ovale ringen, gesegmenteerde ronde ringen, halve cirkelsegmenten, rechte ringsegmenten (4", 6", 8"), gekerfde perineale ringen
Configureerbaar	Palmechanismen (beschikbare opties)	Standaard pallen (star), hoekverstelbare kanten-pallen, Twist-Ratchets, verlengstukken, low-profile sluitmechanismen
Configureerbaar	Starre & buigbare kleppen (beschikbare opties)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, buigbare kleppen, Richardson, Meyerdig, Gelpi, vaginale laterale/posterieure kleppen, Wylie-nierkleppen en rectale kleppen, diepe wondhaken
Configureerbaar	Opslag & verpakking (beschikbare opties)	Geperforeerde sterilisatieboxen, individuele tray-inzetten, beschermende transportcontainers, OEM-eigenmerkverpakking



Rectaal/Transanaal-accessoireset

SKU **RM-RTAAS-1**

PRIJS **\$499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Rectaalvalven	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Rectaalvalven	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Kleine ronde volle ring	8.5" (21.3 cm) binnendiameter (ID)
1	Sterilisatiebox	Beschermende opberg-organizer



Accessoireset voor kleine incisies

SKU **RM-SIAS-1**

PRIJS **\$449 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Gelpi-haakblad	Standaard fijn profiel
1	Kelly-valve	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Kelly-valve	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Kleine ronde volle ring	8.5" (21.3 cm) binnendiameter (ID)
1	Sterilisatiecontainer	Speciale opberg-organizer




Bookwalter StrongArm System

SKU **RM-BSA-1**

PRIJS **\$899 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Bookwalter StrongArm positioneringsarm	Volledig gearticuleerd 3-scharnier positioneringssysteem
1	Statiefpaal	Verkrijgbaar in lengtes van 12" (30 cm) of 18" (45 cm)



Snake lever-retractoren

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Driehoekig tipmodel	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastric Band tipmodel	RM-SLR-GB-1	\$299
Cirkelvormig tipmodel	RM-SLR-CIR-1	\$299
Haakvormig tipmodel	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Polygoon tipmodel	RM-SLR-POLY-1	\$299
Complete set van 5 modellen	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Waaierretractor met 5 vingers

SKU **RM-FR5F-299-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 mm — Articularend	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Niet-articularend	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articularend	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Niet-articularend	RM-FR5F-10N-1	\$299



Waaierretractor met 3 vingers

SKU **RM-FR3F-299-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 mm — Articularend	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Niet-articularend	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Articularend	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Niet-articularend	RM-FR3F-10N-1	\$299



Oesophagus articulatie-retractor

SKU **RM-EAR-299-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 mm schacht	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm schacht	RM-EAR-10-1	\$299



Waaier-retractor in drakenstijl

SKU **RM-KSFR-299-1**

PRIJS **\$299 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 mm — Rechte schacht	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Gebogen schacht	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Rechte schacht	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Gebogen schacht	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Einarm

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

PRIJS **\$999 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17" Standard model	RM-IIISA-1-1	\$999
22" Standard model	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-3-1	\$1,299
22" Duplex-variant	RM-IIISA-4-1	\$1,399
22" Collapsible-variant	RM-IIISA-5-1	\$1,499
26" Standard model	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Dubbelarm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

PRIJS **\$1,699 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
22" Standard Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Stieber Rib Grip Retractor Kit

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

PRIJS **\$4,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Lees Center-platform	Verbindt de hoofd dwarsbalk met het speciale Hydra Yoke dubbelarm-opzetstuk
1	Hydra Yoke dubbele arm	Zet een enkelpaalsconfiguratie om in een star dubbelarmig frame voor bilaterale toegang
1	Verticale stang met vleugelmoer	Standaard rechtopstaande steunpaal; moet aan de linkerzijde van de tafel worden gemonteerd
1	Verticale stang met V-inkeping	Verticale dubbele verankeringspaal die framebalans en anti-rotatiestabiliteit biedt
1	Tweedelige horizontale stang	Robuuste horizontale dwarsbalk die over de bovenste borst/buik wordt vergrendeld
2	Gegroefde 3/D Swinger railklemmen	Vergrendelt de verticale steunpalen veilig rechtstreeks aan de operatietafelrails
1	Stieber klein platform (links)	Ratelbehuizing die het linker retractorblad vooruit of achteruit beweegt
1	Stieber klein platform (rechts)	Ratelbehuizing die het rechter retractorblad vooruit of achteruit beweegt
1	Stieber groot platform (links)	Buitenste anatomische vleugel die structurele hefboomwerking biedt in het linker operatieveld
1	Stieber groot platform (rechts)	Buitenste anatomische vleugel die structurele hefboomwerking biedt in het rechter operatieveld
2	Stieber draaihandgrepen	Insteekbare driverhandgrepen die worden gebruikt om de ratelbladen handmatig vooruit of achteruit te schuiven
1	Stieber naald	Gespecialiseerd afstelnaaldgereedschap om platformassemblages veilig te vergrendelen of los te maken
2	Stieber ratelblad (maat 4A)	Middeldiep, robuust structuurblad (wordt geleverd met handgrepen van Type A of Type B)
2	Stieber ratelblad (maat 5A)	Structuurblad met diep profiel (wordt geleverd met handgrepen van Type A of Type B)
1	Beschermhoes / Box	Standaard robuuste transport- en opslagkoffer
Mechanisch verbindingstype	Bladhandgreep-variant	Detail over het bewegingsbereik
Vaste / Permanente penconfiguratie	Type A-handgrepen	Beperkt de bladrotatie strikt tot een enkel vlak horizontaal vlak
Einde met sleuf / Vervangbaar	Type B-handgrepen	Maakt een volledige multidimensionale rotatie mogelijk; ideaal voor het heffen van stugge ribbenbogen





Alar-retractor

SKU **RM-AR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Alar-retractor	15 cm totale lengte, 22 x 13 mm valvula	\$29
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$29



Allport mastoïdretractor

SKU **RM-AMR-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Allport Mastoid-Retractor	10.2 cm totale lengte, 4x4 scherpe tanden	\$59
Beschermhoes / Box	Individuele verpakking voor transport	\$59



Arnett Le Fort bovenliphaak

SKU **RM-ALFULR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Arnett Le Fort bovenliphaak	Instrument voor maxillofaciale bovenlip-expositie	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$49



Aufricht Daniel neushaak

SKU **RM-ADNR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Aufricht Daniel neushaak	11 cm totale lengte, 50 x 10 mm blad	\$29
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$29



Aufricht Nasen-Retractor

SKU **RM-ANR-6IN-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zonder afzuiging (Standaard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Met zuigbuis	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

PRIJS **\$149 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 1/4" (15.9 cm) lengte, 7,0 mm concaaf blad, lichtbundel
1	Universele lichtkabeladapter	Geschikt voor standaard glasvezelkabels in de OK
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Aufricht Walter neushaak

SKU **RM-AWNR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Aufricht Walter neushaak	13.5 cm totale lengte, 42 x 7 mm dubbel-endige bladen	\$69
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$69



Austin weefsel- en wangretractor

SKU **RM-ATCR-1**

PRIJS **\$45 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Austin weefsel- en wangretractor	Compacte haakse intra-orale retractor	\$45
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$45



Awty condylushalsretractor

SKU **RM-ACNR-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Awty Kondylenhals-Retraktor	22 cm totale lengte, gebogen condylusblad	\$59
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$59



Barsky neusretractor

SKU **RM-BNR-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Barsky neusretractor	3 ¾" (9.5 cm) lengte, 10 x 55 mm blad	\$64
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$64



Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retractor

SKU **RM-BSNIOR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zonder lichtgeleider-aansluiting (Links of Rechts)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Met glasvezel lichtgeleider-aansluiting (Links of Rechts)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Bellucci endaurale retractoren

SKU **RM-BER-1**

PRIJS **\$174 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Massief blad met 2 stompe tanden	RM-BER-1-1	\$174
Massief blad met 2 scherpe tanden	RM-BER-1-2	\$174



Bishop lippen- en wanghouder

SKU **RM-BLCR-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Bishop lippen- en wanghouder	13.5 cm totale lengte, 27 mm dubbelendige bladen	\$24
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$24



Bose Tracheaalretractor

SKU **RM-BOTR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Linker uitvoering	RM-BOTR-1-1	\$29
Rechter uitvoering	RM-BOTR-1-2	\$29



Bose Trachea-retractor, veer-model

SKU **RM-BTR-ST-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm totale lengte, veerbelaste gebogen kleppen	\$59
Schutzhülle / Box	Individuele transportverpakking	\$59



Bremerich onderkaakkanaalretractor

SKU **RM-BMCR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Cerkes neusretractor, dubbelendig

SKU **RM-CDENR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Groot (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU **RM-CNRW-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	Gecontureerd haakblad met gekalibreerd sferisch gewicht	\$79
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$79



Gecombineerde wond- en wangretractor

SKU **RM-CWCR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Gecombineerde wond- en wangretractor	Dubbelzijdige orale en wondretractor — 1	\$69
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking — 1	\$69



Condylus-haak

SKU **RM-CONDR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU **RM-CARDE-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 mm wijde opening	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm wijde opening	RM-CARDE-1-2	\$54



Converse Nasal Retractor

SKU **RM-CNR-45-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zonder glaslichtgeleider	RM-CNR-45-1-1	\$69
Met glaslichtgeleider	RM-CNR-45-1-2	\$209



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

PRIJS **\$14 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Cottle neusvleugelhaak / Alar-retractor

SKU **RM-CANR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kogel aan de linkerzijde — 14.0 cm lengte, 10 mm breedte, linkszijdige kogeltand	RM-CANR-1-1	\$44
Kogel aan de rechterzijde — 14.0 cm lengte, 10 mm breedte, rechtszijdige kogeltand	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 stompfe Zinken

SKU **RM-CNR4BP-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	6" (15.0 cm) lengte, 10.0 mm brede haak, 4 stompe tanden	\$44
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$44




Cottle Retractor Wundhaken 2-tands

SKU **RM-CRH2P-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Tanden met kogelkop — 6 ¾" lengte, 12 mm breedte	RM-CRH2P-1-1	\$49
Scherpe tanden — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Cronin Wangretractor

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cronin Wangretractor	16 cm totale lengte, 19 mm breed gebogen blad	\$24
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$24



Cronin lip- en neusvleugelwondhaak

SKU **RM-CLNR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cronin lip- en neusvleugelwondhaak	6" (15.2 cm) totale lengte, 14 mm breedte, dubbelzijdig	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Dumbach Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-DMCR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Links gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Rechts gebogen — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dunn Dautrey Lateral wondhaak

SKU **RM-DDLR-135-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Dunn Dautrey Lateral wondhaak	13.5 cm totale lengte, gebogen lateraal blad	\$29
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$29



Fisch Retractor with Joint

SKU **RM-FRWJ-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2 tanden rechts / geribbelde plaat links — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 tanden links / geribbelde plaat rechts — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Buigbare nek-retractor

SKU **RM-FNR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2-tands uitvoering — Scherpe of stompe uiteinden	RM-FNR-1-1	\$29
3-tands configuratie — Scherpe of stompe uiteinden	RM-FNR-1-2	\$34
4-tands setup — Scherpe of stompe uiteinden	RM-FNR-1-3	\$39



Fomon Retractor

SKU **RM-FMR-17-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaardconfiguratie — 17 cm lengte, 5 x 10 mm kogelpunt, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Geïsoleerde uitvoering — 17 cm lengte, 5 x 10 mm kogelpunt, diëlektrische coating	RM-FMR-17-1-2	\$54



Gerbault Tebbett's suighaak

SKU **RM-GTSR-1**

PRIJS **\$209 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
14 cm — Zuig-retractor	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Zuig-retractor — Standaard	RM-GTSR-1-2	\$209
Duale zuig- & fiberoptiek-uitvoering — Retractor met 3-gaats tip, zuigleiding en fiberoptiek-bundel	RM-GTSR-1-3	\$209



Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3x3 tanden layout — scherpe of stompe punten	RM-GJR-115-1-1	\$84
4x4 tanden layout — scherpe of stompe punten	RM-GJR-115-1-2	\$89



Goodyear Uvula Retractor

SKU **RM-GUR-18-1**

PRIJS **\$34 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standaard, 15 mm blad	RM-GUR-18-1-2	\$34



Green Schildklierwondhaak

SKU **RM-GTR-223-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Green Schildklier-wondhaak	22.3 cm totale lengte, gebogen open draadlusblad, ringgreep — 1	\$44
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking — 1	\$44



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Gruber Rhinoplasty Retractor	10 mm brede dubbele haak-lay-out, platte handgreep — 1	\$89
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking — 1	\$89



Hajek wanghaak

SKU **RM-HCR-175-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Hajek wanghaak	17.5 cm totale lengte, atraumatisch blad, comfortgreep — 1	\$24
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking — 1	\$24



Hargis Coronoid-retractor met ketting

SKU **RM-HCRWC-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hargis Coronoid-retractor	19 cm totale lengte, gekerfd coronoid-blad — 1
1	Geïntegreerde retractieketting	20 cm zware roestvrijstalen schakelketting — 1
1	Beschermhoes / doos	Individuele verzendverpakking — 1



Hargis retractor voor het onderkaaklichaam

SKU **RM-HMBR-17-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Hargis Mandibular Body Wundhaken	17 cm totale lengte, 13 mm haakpunt — 1	\$44
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking — 1	\$44



Hargis Medial Ramus wondhaak

SKU **RM-HMRR-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Naar links gericht — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Naar rechts gericht — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Helms retractor

SKU **RM-HLR-11-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Helms Retractor	11 cm totale lengte, 2 gladde stompe valven, schroefvergrendeling	\$109
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$109



Henahan Retractor

SKU **RM-HNHR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17 cm (approx. 6.7") — Maat 2 Stomp blad	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Maat 2 Stomp blad	RM-HNHR-1-2	\$49




Henner Endaural Retractor

SKU **RM-HER-475-1**

PRIJS **\$189 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standaard	RM-HER-475-1-2	\$189



House Hand Retractor

SKU **RM-HHR-6IN-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
House Hand Retractor	Lengte 6" (15.24 cm), dubbelendige bladen 5x16 mm & 9x25 mm	\$69
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$69



Jackson Tracheale Retractor

SKU **RM-JTR-14-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Jackson Tracheale Retractor	14 cm totale lengte, 8.0 mm gehoekte scherpe punt, platte handgreep	\$29
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$29



Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm totale lengte, slanke, gebogen dubbelzijdige bladen	\$39
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$39



Jansen Mastoid-Retractor

SKU **RM-JMR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Jolls Friedman Zelfhoudende Wondspreider

SKU **RM-JFSRR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Jolls Friedman Zelfhoudende Wondspreider	Afmetingen / Details: 6" (15.24 cm) lengte, gevenstreerde gebogen bekken, schroefsluiting	\$94
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking	\$94



Kreidler weke delen-retractor

SKU **RM-KSTR-21-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kreidler weke delen-retractor	Afmetingen / Details: 21 cm totale lengte, 5 x 20 mm breed blad · Inbegrepen aantal: 1	\$44
Beschermhoes / doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$44



Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Lahey Thyroid Retractor	Afmetingen / Details: 20.3 cm (8") totale lengte, 25 mm haaks blad met rand · Meegeleverd aantal: 1	\$49
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Meegeleverd aantal: 1	\$49



Levasseur Merrill Retractor

SKU **RM-LMR-25-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Levasseur Merrill Retractor	Afmetingen / Details: 25 cm totale lengte, 12,5 / 27 mm osteotomie-gootblad · Inbegrepen aantal: 1	\$69
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele verpakking voor transport · Inbegrepen aantal: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

PRIJS **\$139 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Afmetingen / Details: 25 cm lengte, 12,5 / 27 mm blad, glasvezellichtbundel · Inbegrepen aantal: 1
1	Universele lichtkabeladapter	Afmetingen / Details: Aansluiting op standaard OK-lichtkabels · Inbegrepen aantal: 1
1	Beschermhoes / doos	Afmetingen / Details: Standaard transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1



Lip- en wangretractor

SKU **RM-LCR-26-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Lip- en wangretractor	Afmetingen / details: 26 cm totale lengte, gebogen atraumatisch blad, vlakke greep · Meegeleverde hoeveelheid: 1	\$49
Beschermhoes / doos	Afmetingen / details: individuele verpakking voor transport · Meegeleverde hoeveelheid: 1	\$49



Lothrop Uvula-Retractor

SKU **RM-LUR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Love Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-17-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 mm bladbreedte	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm breed blad	RM-LUR-17-1-2	\$64



Luer S Trachea-Retractor

SKU **RM-LSTR-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Lukens Tracheal-Retractor

SKU **RM-LTR-634-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Lukens Tracheal-Retractor	Afmetingen / Details: 6 3/4" (17.1 cm) lengte, 10 mm gebogen & 7 mm gehoekt dubbel blad · Inbegrepen aantal: 1	\$79
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$79



Mandibular-Channel-Retractor

SKU **RM-MCR-17-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Mandibular-Channel-Retractor	Afmetingen / Details: 17 cm totale lengte, 8 mm breed goetvormig blad · Inbegrepen aantal: 1	\$29
Beschermhoes / Box	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$29



Martin-Simplex wang- en lipretractor

SKU **RM-MSCLR-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




McBurney Thyroid Retractor

SKU **RM-MTR-19-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 7.5 in, 16x10 mm blad	RM-MTR-19-1-1	\$49



McCabe Antral Retractor

SKU **RM-MAR-658-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

SKU **RM-MRORR-29-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Afmetingen / details: 29 cm totale lengte, anatomisch gebogen craniofaciaal blad · Inbegrepen aantal: 1	\$49
Beschermhoes / doos	Afmetingen / details: Individuele transportverpakking · Inbegrepen aantal: 1	\$49



Medial Ramus Retractor

SKU **RM-MRR-195-1**

PRIJS **\$99 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Modelvariant Links	Totale lengte: 19,5 cm · Primaire klinische rol: Mediale weefselbescherming bij linkszijdige sagittale splijtingsosteotomieën · Prijs (USD): \$99.00
1	Modelvariant Rechts	Totale lengte: 19,5 cm · Primaire klinische rol: Mediale weefselbescherming bij rechtszijdige sagittale splijtingsosteotomieën · Prijs (USD): \$99.00
1	Beschermhoes / Doos	Totale lengte: Standaard transportverpakking · Primaire klinische rol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Millard Cottle Retractor met vingerring

SKU **RM-MCRFR-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Millard Cottle Retractor met vingerring	5,5 cm lengte, 5 × 12 mm scherp 2-tandig blad, vingerring	\$24
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$24



Minnesota Retractor

SKU **RM-MNR-55-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaardmodel (zonder afzuiging)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Met zuigbuis	RM-MNR-55-1-2	\$49



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU **RM-MAPR-22-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Mollison Anterior Pillar Retractor	22 cm totale lengte, twee 10 mm smalle bladen, gebogen greep	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$44



Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Mollison Retractor	15.5 cm totale lengte, 4x4 scherpe tanden, ratelsluiting	\$99
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$99



Mucoperiost-retractor

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Mucoperiost-retractor	Handbediende intra-orale retractor, gebogen atraumatisch blad, platte handgreep	\$54
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$54



Neushuid-retractor

SKU **RM-NSR-6IN-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Neushuid-retractor	6" (15 cm) totale lengte, 16 mm breed gebogen blad, ergonomische handgreep	\$44
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$44




Neivert mes- en geleidingshaak

SKU **RM-NKGR-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standaard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Obwegeser Alveolair-retractor

SKU **RM-OAR-22-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser Alveolair-retractor	22 cm totale lengte, gekerfd gebogen alveolair blad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Obwegeser kin-retractor

SKU **RM-OCR-16-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser kin-retractor	16 cm totale lengte, gebogen zadelblad voor de kin	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$44



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-OMCR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8 mm werkkanaal	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm kanaalcanule	RM-OMCR-1-2	\$49




Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU **RM-OMRR-20-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	20 cm totale lengte, gebogen haakblad voor de onderkaakrand	\$49
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$49




Obwegeser Nasenspina-Retractor

SKU **RM-ONSR-22-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser Nasenspina-Retractor	22 cm totale lengte, gekerfd Nasenspina-blad	\$49
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$49



Obwegeser Ramus Wondhaak

SKU **RM-ORR-22-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser Ramus Wondhaak	22 cm totale lengte, anatomisch gebogen ramus-blad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49




Obwegeser Weichteil-Retractor

SKU **RM-OSTR-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Obwegeser Weichteil-Retractor	8 ¾" (22.2 cm) totale lengte	\$39
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$39



Orringer wanghouder

SKU **RM-OCR-4IN-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Orringer Cheek Retractor	4" (10.16 cm) lengte, 3" (8 cm) breedte, zelfhoudende veerdraad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49




Paparella-Weitlaner Wondspreider, zelfhoudend

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Paparella-Weitlaner Wondspreider, zelfhoudend	5" (12.7 cm) totale lengte, 2x2 tanden (13 mm), 33 mm spreiding, vergrendelingsmechanisme	\$89
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$89



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

SKU **RM-PPIOR-23-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	23 cm totale lengte, 25,5 mm breed pterygoïde blad	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

PRIJS **\$149 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	23 cm lengte, 25,5 mm breed blad, glasvezel-lichtbundel
1	Universele lichtgeleideradapter	Aansluiting voor standaard OK-lichtkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Piriform Rim Retractor

SKU **RM-PRR-17-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standaard — 18,5 cm, 45×7 mm blad	RM-PRR-17-1-2	\$49



Plester Wondsperrer, zelfhoudend

SKU **RM-PSRR-109-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Afneembaar standaardmodel — 4", 5" (ca. 11 cm), halfscherpe fijne tanden, Links of Rechts massief blad	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Extra fijn 2:2 tands model — 11 cm of 13 cm, asymmetrische 2x2 extra fijne tandsverdeling	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Asymmetrisch 3-tands Links-model — 13 cm, 3 halfscherpe tanden links met glad blad rechts	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Ramusretractor

SKU **RM-RR-MAX-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 17 cm, 11/15x70 mm blad	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standaard — 22 cm, 11x70 mm blad	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Groot — 22 cm, 12/22x70 mm blad	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Reich Condyle Retractor

SKU **RM-RCR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 cm totale lengte — 80° of 110° profiel	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm totale lengte — 80° of 110° profiel	RM-RCR-1-2	\$59



Sailer Nasenrücken-Retractor

SKU **RM-SNBR-235-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sailer Nasenrücken-Retractor	23.5 cm totale lengte, 15-20 mm x 50 mm gebogen blad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Sailer Nasal-Spine-Retractor

SKU **RM-SNSR-49-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sailer Nasal-Spine-Retractor	Handbediende retractor met gekerfd neusspina-blad, platte handgreep	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Sailer weichteilretractor

SKU **RM-SSTR-15-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 15 cm, 7x25 mm blad	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standaard — 15 cm, 10x35 mm blad	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Middel-groot — 15 cm, 12x55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Groot — 15 cm, 14x70 mm blad	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16x80 mm blad	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU **RM-SCNR-225-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Rechtszijdig model — 22.5 cm lengte, rechts gebogen condylushals-valve	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Model voor linkerzijde — 22.5 cm lengte, links gebogen condylushals-blad	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Salzburg onderkaakrandretractor

SKU **RM-SMRR-23-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Salzburg Mandibular-Rim-Retractor	23 cm totale lengte, gebogen Mandibular-Rim-blad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Salzburg wekedelenretractor

SKU **RM-SSTR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
13 cm variant — Enkelzijdig glad blad	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm variant — Enkelzijdig glad blad	RM-SSTR-1-2	\$49



Schuknecht Fisch retractor

SKU **RM-SFR-13-1**

PRIJS **\$114 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2 tanden (2:2 opstelling) — 13 cm lengte, half-scherpe 2:2 tanden, afneembaar	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 tanden (3:3 opstelling) — 13 cm lengte, half-scherpe 3:3 tanden, afneembaar	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

PRIJS **\$139 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm lengte, 14,5 mm breed blad, geïntegreerde lichtbundel
1	Universele lichtkabeladapter	Voor aansluiting op standaard OK-glasvezelkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Sheen neushaak gebogen

SKU **RM-SNRA-65-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sheen neushaak gebogen	6 ½" (165 mm) totale lengte, 10 mm massieve valvula, gebogen schacht	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$49



Retractor voor de incisura mandibulae

SKU **RM-SNR-22-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sigmoid Notch Wundhaken	22 cm totale lengte, 9,5 / 16 mm concaaf blad, volledig gebogen punt	\$64
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$64




Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

PRIJS **\$139 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm lengte, 9,5 / 16 mm kling, glasvezelkanaal
1	Universele lichtkabeladapter	Aansluiting op standaard OK-glasvezelkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Sistrunk wondhaak

SKU **RM-STR-153-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sistrunk wondhaak	15.3 cm totale lengte, 3/16" (9.5 mm) dubbelzijdige bladen, vlakke handgreep	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Snitman zelfhoudende endaural-retractor

SKU **RM-SSER-108-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Snitman zelfhoudende endaural-retractor	10.8 cm totale lengte, 3×3 scherpe tanden, palvergrendeling	\$99
Beschermhoes / Box	Individuele verpakking voor transport	\$99



Sternberg Double Ended Retractor

SKU **RM-SDER-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
14 cm Standaard — U-vormige tegenoverliggende draaduiteinden	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-vormige tegenoverliggende draaduiteinden	RM-SDER-1-2	\$34



Swivel Ring Nasal Retractor

SKU **RM-SRNR-11-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Swivel Ring Nasal Retractor	11 cm totale lengte, 8 mm breed blad, 360° zwenkring	\$59
Beschermhoes / Doos	Afzonderlijke transportverpakking	\$59



Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) totale lengte, 5 x 46 mm blad, ergonomisch handvat	\$44
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$44



Tessier Malleabele Bandretractor

SKU **RM-TMRR-22-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Smal blad — 22 cm length, smalle buigzame spatel — Exploratie van de orbitabodem, mediale canthus-toegang, pediatrie craniofaciale chirurgie	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Medium blad — 22 cm length, medium buigzame spatel — Standaard vrijlegging van de orbitabodemrand, jukboog- en bovenkaakosteotomieën	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Breed blad — 22 cm length, brede buigzame spatel — Voor brede voorhoofdflap-elevatie, coronale toegang en bulbusbescherming	RM-TMRR-22-1-3	\$44
3-delige set-pakket — Combineert Smal, Medium & Breed — Complete buigzame craniofaciale tray-set voor alle gezichtbot-corridors	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Tracheahark/Retractor

SKU **RM-THR-6IN-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Groot — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Wassmund weke delen-retractor

SKU **RM-WSTR-21-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Wassmund weke delen-retractor	21 cm totale lengte, 33 x 20 mm glad blad, platte handgreep	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Williger retractor

SKU **RM-WLR-13-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Williger Retractor (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Retractor (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Wullstein Weitlaner Wundspreizer, zelfhoudend

SKU **RM-WWSRR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Compact (4", 4 ¼", 4 ½") — Recht / Gebogen; 2x2 of 2x3 tanden	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermediair (5 ½", 5.5", 6", 6 ½") — Recht / Gebogen; 2x3, 3x3 of 3x4 tanden	RM-WWSRR-1-2	\$59
Verlengd (8", 9 ½", 10") — Recht / Gebogen; 3x3 of 3x4 tanden	RM-WWSRR-1-3	\$79



FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

PRIJS **\$4,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	FK-WO TORS basisframe met adapter	Hoofdframe-assemblage
1	Adapter voor FK-WO TORS basisframe	Montage-verbindingsadapter
1	Adapter voor tumorpaktang of afzuigbuis	Montageadapter voor extra instrumenten
1	Lichtclip	Zijdelingse kabelverbinding
2	Wanghouder	Gebogen profiel
1	Rookafzuigbuis	4.0 x 170 mm
10 stuks	Gebitsbescherming	Latexvrij, niet autoclaveerbaar
1	Mandibula-valve	11 cm
1	Larynx-valve	17 cm, concaaf
1	Tongspatel	Gebogen
1	Tongspatel	Gebogen, rechts open
1	Tongspatel	Gebogen, links open
1	TORS-valve volgens Weinstein-O'Malley	Standaard TORS-profiel
2	Kleine TORS-valve, Links	Compacte linker configuratie
2	Kleine TORS-valve, Rechts	Compacte rechter configuratie
1	Sterilisatiecontainer	Vormtray voor FK-WO TORS set





Anderson berenklauwretractor

SKU **RM-ABCR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3 spitse klauwen, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 scherpe klauwen, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor

SKU **RM-BFLR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor	8" (20.3 cm) lengte, 5,2 cm gefenestreerd blad	\$79
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$79



Biggs Face-Lift-Retractor, met glasvezelverlichting

SKU **RM-BFLR-FO-1**

PRIJS **\$99 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Biggs Face-Lift-Retractor, met glasvezelverlichting	9" (229 mm) lengte, 52 mm blad, glasvezelbundel
1	Universele lichtgeleiderkabel-adapter	Compatibel met Storz, Olympus, Wolf, ACMI aansluitingen
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Biggs Mammoplastiek-wondhaak smal

SKU **RM-BMRN-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Biggs Mammoplastiek-wondhaak smal	6" (15.2 cm) lengte, 3 cm smal, gebogen blad	\$89
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$89



Biggs Mammoplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Biggs Mammoplasty Retractor standard	8" (20.3 cm) lengte, 50.0 mm breed blad	\$69
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$69



Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

SKU **RM-BMRFO-1**

PRIJS **\$239 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm gefenstreerd blad, lichtgeleider, afzuigbuis
1	Universele lichtkabelaansluiting	Aansluiting op standaard OK-glasvezelkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Blair vingerretractor

SKU **RM-BFR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
4 tanden, stomp uiteinde	RM-BFR-1-1	\$94
4 tanden, spits uiteinde	RM-BFR-1-2	\$94



Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

PRIJS **\$139 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Breast Engler Retractor	65 x 12 mm blad met geïntegreerde glasvezelbundel
1	Universele lichtkabeladapter	Aansluiting op standaard OK-lichtkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Clodius Orbital-retractor

SKU **RM-COR-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Clodius Orbital-retractor	Handbediende periorbitale en blepharoplastiek-retractor	\$24
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$24



Coronale Wenkbrauwlift Wondhaak

SKU **RM-CBLR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Coronale Wenkbrauwlift Wondhaak	7 ¾" (18.4 cm) lengte, 70.0 mm harkkop, 7 scherpe tanden	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Curtin huid- en weefselretractor

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Curtin huid- en weefselretractor	14 cm totale lengte, 15,0 mm brede kop, 6 scherpe tanden	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele verpakking voor transport	\$49



Daniel Endoscopische Voorhoofdzenuw-Retractor

SKU **RM-DEFNR-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	9 ¾" (17 cm) bereik, linksgebogen tipprofiel	\$54
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$54



Desmarres Lidhouder

SKU **RM-DER-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaardconfiguratie — 5 ½" (14 cm) lengte, roestvrijstalen zadelblad — Routinematige ooglidretractie en bulbusbescherming	RM-DER-1-1	\$49
Geïsoleerde configuratie — 5 ½" (14 cm) lengte, diëlektrische polymeercoating — Elektrochirurgische veiligheid bij cauterisatie en radiofrequente incisies	RM-DER-1-2	\$79



EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

PRIJS **\$309 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
EMORY Endo-Plastic Retractor	10" (254 mm) lengte, 1" (25.4 mm) tip, 10 mm optiekkanaal	\$309
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$309





Epstein Breast Retractor

SKU **RM-EBR-1**

PRIJS **\$244 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
90 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x B)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294




Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Ferreira breast augmentation Retractor	Handgreep van 5 1/8" (130 mm), 25 x 171 mm gebogen, taps toelopend blad	\$99
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$99






Ferreira borstvergrotingswondhaak - Glasvezel-lichtgeleider

SKU **RM-FBAR-FO-1**

PRIJS **\$129 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Ferreira borstvergrotingswondhaak - Glasvezel-lichtgeleider	5 1/8" lengte, 25 x 171 mm gebogen blad, glasvezelbundel
1	Universele lichtkabeladapter	Aansluiting voor standaard OK-lichtkabels
1	Beschermhoes / Box	Standaard transportverpakking



Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Ferreira Face Lift Retractor	4 1/4" (108 mm) totale lengte, 22 mm breed gebogen blad	\$49
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$49



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU **RM-FFOFLR-1**

PRIJS **\$99 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	4 1/4" (108 mm) lengte, 22 mm blad, glasvezelbundel
1	Universele lichtkabeladapter	Aansluiting op standaard OK-lichtkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Freeman faceliftretractoren

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

PRIJS **\$62 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
20 mm - 22 mm — Recht	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Sterk gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Recht	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Sterk gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Recht	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Sterk gebogen	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Freeman Wundhaken voor huidflappen

SKU **RM-FFR-8-1**

PRIJS **\$19 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
½" (12 mm) breed — gebogen of recht	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) breed — gebogen of recht	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
13 mm breed blad — 8" totale lengte, 13 mm blad, glasvezel-lichtgeleider	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm brede valva — 8" totale lengte, 25 mm blad, koudlichtopzetstuk	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Freeman Mini Rake Retractor

SKU **RM-FMRR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Freeman Mini Rake Retractor	4 ¾" (12.0 cm) lengte, 1" brede kop, 4 scherpe tanden — 1	\$44
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking — 1	\$44



Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
22 mm brede hark — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm hark-haak — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Gonzalez Gluteal L-Shaped wondhaak

SKU **RM-GGLR-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Gonzalez Gluteal S-Shaped Wondhaak

SKU **RM-GGSR-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Gorney Rake Retractor

SKU **RM-GRR-3IN-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3 in (7.5 cm), 38 mm breed — Standaard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm breed	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Hoyos Distal Retractor

SKU **RM-HDR-1**

PRIJS **\$349 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7.5 cm Korte variant — 7.5 cm (ca. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Lange variant — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Hoyos Proximal Retractor

SKU **RM-HPR-20-1**

PRIJS **\$499 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Hoyos Proximal Retractor	20 cm totale lengte, TC-geïntegreerde handgreep, proximaal gekromd blad	\$499
Schutzhülle / Box	Individuele transportverpakking	\$499



Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

PRIJS **\$499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoyos Remora Retractor	Gebogen blad met vertanding, geïntegreerde glasvezelbundel, zuigbuis
1	Universele lichtkabeladapter	Aansluiting op standaard OK-lichtbronnen
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Kasden Double Ended delicate retractor

SKU **RM-KDEDR-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kasden Double Ended delicate retractor	Afmetingen / Details: 6 ½" (16.5 cm) totale lengte, duale fijne bladen, aluminium handvat	\$29
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele verpakking voor transport	\$29



Kawamoto geïsoleerde wondhaak, dubbelzijdig

SKU **RM-KDEIR-1**

PRIJS **\$34 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kawamoto geïsoleerde wondhaak, dubbelzijdig	Afmetingen / Details: 6" (152 mm) lengte, 14 x 16 mm L-vormige geïsoleerde bladen	\$34
Beschermhoes / doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking	\$34



Knapp traanzak-retractor

SKU **RM-KLSR-1**

PRIJS **\$39 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	1 tand (enkelvoudige haak)	Beschikbare breedtes: 5,0 mm · Schacht & punten: Starr of Flexibel (Scherp / Stomp) · Prijs (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 tanden	Beschikbare breedtes: 5,0 mm of 6,0 mm · Schacht & punten: Starr of Flexibel (Scherp / Stomp) · Prijs (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 tanden	Beschikbare breedtes: 6,0 mm of 8,0 mm · Schacht & punten: Starr of Flexibel (Scherp / Stomp) · Prijs (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 tanden	Beschikbare breedtes: 6,0 mm of 8,0 mm · Schacht & punten: Starr of Flexibel (Scherp / Stomp) · Prijs (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Beschermhoes / Box	Beschikbare breedtes: Standaard transportverpakking · Schacht & punten: — · Prijs (USD): Inclusief




Knapp Wundspreader, zelfhoudend

SKU **RM-KSRR-10-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Knapp Wundspreader, zelfhoudend	Afmetingen / Details: 10 cm totale lengte, 26 mm breedte, 4x4 tanden (recht/gebogen, scherp/stomp) · Klinische rol: Zelfhoudende expositie van de traanzak en bij micro-incisies · Prijs (USD): \$79.00	\$79
Beschermhoes / Box	Afmetingen / Details: Standaard transportverpakking · Klinische rol: — · Prijs (USD): Inbegrepen	\$79



Logan Wundspreizer

SKU **RM-LWS-4CM-1**

PRIJS **\$199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Onderste geleiderail	Hoofdchassis dat dient als geleiding voor de uitbreiding van de wondranden
1	Glijarm-houder	Beweegbare component die horizontaal langs de rail wordt aangepast
2	Schroefverstel-mechanismen	Precisie-vastzetschroeven voor het verschuiven en borgen van de armen
2	Tandvormige spreidpunten	Slipvaste bekuiteinden met 3 x 3 scherpe, naar buiten gebogen tanden
1	Beschermende verpakking / Doos	Standaard transportverpakking



Marx borstretractor

SKU **RM-MBR-27-1**

PRIJS **\$119 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Marx Breast Retractor	Afmetingen / Details: 27 cm totale lengte, 30 x 125 mm gebogen blad · Aantal inbegrepen: 1	\$119
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Aantal inbegrepen: 1	\$119



Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
22 mm brede uitvoering	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm brede uitvoering	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Meyeringing huidhaak/retractor

SKU **RM-MSHR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

PRIJS **\$39 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Stomp puntprofiel	Afmetingen / Details: 5 ¼" lengte, 15 mm breedte, 9 stompe tanden · Klinische hoofddrol: Veilig optillen van huidlappen zonder punctierisico · Prijs (USD): \$39.00
1	Scherp puntprofiel	Afmetingen / Details: 5 ¼" lengte, 15 mm breedte, 9 scherpe tanden · Klinische hoofddrol: Veilige, slipvaste grip op dichte dermis en fibreuse fascie · Prijs (USD): \$39.00
1	Beschermhoes / Box	Afmetingen / Details: Standaard transportverpakking · Klinische hoofddrol: — · Prijs (USD): Inbegrepen



Moberg huidretractor

SKU **RM-MSR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
17 cm variant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm variant	RM-MSR-1-2	\$49



Ragnell-Davis Wundhaken dubbelzijdig

SKU **RM-RDDR-49-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2,5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Plat / Rond)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Ring Breast Retractor met koudlichtverlichting

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

PRIJS **\$339 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Ring Breast Retractor met koudlichtverlichting	Handmatige borst-retractor, ring-valva, geïntegreerde lichtbundel
1	Universele lichtgeleiderkabel-adapter	Aansluiting op standaard OK-glasvezelkabels
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Rollet Retractor

SKU **RM-RLR-5IN-1**

PRIJS **\$39 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Standaard — 13 cm, 4 scherpe tanden, 4.5 mm punt	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Groot — 13.5 cm, 4-tands, 7.0 mm punt	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Saldanha-Solz buikretractor

SKU **RM-SSAR-235-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Saldanha-Solz Abdominal-Retractor	23.5 cm totale lengte, weefsel-geoptimaliseerd gebogen blad	\$199
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$199




Sculpo Endoscopic Retractor

SKU **RM-SER-180-1**

PRIJS **\$229 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Sculpo Endoscopic Retractor	180 x 25 mm blad, vergrendelingskraan, vergulde handgreep
1	Optiekanaal-borgschroef	Integreert 5 mm of 10 mm endoscopen veilig
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Sisson huidretractor

SKU **RM-SSR-105-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Sisson Wundhaken	10.5 cm totale lengte, 1×1 scherpe tandenhaak, platte handgreep	\$84
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$84



Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3, of 4×4 tanden	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3 of 4×4 tanden	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — 1×1, 3×3 of 4×4 tanden	RM-SWR-1-3	\$60



Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) totale lengte, breed gebogen blad, geïntegreerd afzuigkanaal	\$159
Beschermhoes / Box	Individuele transportverpakking	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	9" (22.86 cm) totale lengte, ultrasmaal gebogen blad, vlakke handgreep	\$159
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$159



Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
9 cm x 24 mm — Met tanden of Zonder tanden — Inframammaire toegang, periareolaire pocketdissectie	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Met tanden of Zonder tanden — Voor preparatie van diepe subpectorale pockets en transaxillaire borstvergroting	RM-TBR-64-1-2	\$64



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU **RM-TDEBR-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
23 cm bereik — 37x70 mm lang blad / 22x54 mm kort blad — Standaard inframammaire augmentatie en periareolaire pocketdissectie	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") bereik — 37x70 mm lang blad / 22x54 mm kort blad — Diepe subpectorale pocketvorming, transaxillaire augmentatie en revisiemammoplastiek	RM-TDEBR-1-2	\$89




Tebbetts Glasvezel Borstvergroting Wondhaak

SKU **RM-TFOBAR-1**

PRIJS **\$259 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zonder lichtbron — 13 selecteerbare maten (Met/Zonder tanden) — Universele glasvezelkabeladapter (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Met draadloze LED-bron — 13 selecteerbare maten (Met/Zonder tanden) — Draadloze batterijgevoede LED-lichtunit (AA-batterij, gassteriliseerbaar)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Doppelgriff

SKU **RM-TFOBARDH-1**

PRIJS **\$259 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zonder lichtbron — 13 selecteerbare maten (Met/Zonder tanden) — Universele glasvezelkabeladapter (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Met draadloze LED-bron — 13 selecteerbare maten (Met/Zonder tanden) — Draadloze batterijgevoede LED-lichtunit (AA-batterij, gassteriliseerbaar)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Tebbetts Spatula borstretractor

SKU **RM-TSBR-125-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25 mm breed x 185 mm lang — 12 1/2" (31.5 cm) — Standaard preparatie van de subpectorale pocket en inframammaire benadering bij volwassenen	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm breed x 190 mm lang — 12 1/2" (31.5 cm) — Brede pectoralisspier-verplaatsing en grote reconstructieve pockets	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

PRIJS **\$699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Handtafel	Centraal operatieoppervlak
2	Verhoogde kettinghouders	Frameondersteuning voor de omtrek
2	Kettinghouderhaken	Vaste bevestigingspunten
2	Glijhaken voor kettinghouders	Verstelbare bevestigingspunten
4	Kogelkettingen met huidhaken	21 cm
6	Kogelkettingen voor arm-/polsfixatie	26 cm
1 Set	Elastiekjes	5 stuks



Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
2x2 stompe tanden	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3x3 tanden, stomp	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Massieve bladen (glad oppervlak)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU **RM-YAR-75-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	7 1/2" (19.0 cm) lengte, 152 mm brede haak, 6 scherpe in-line tanden	\$99
Beschermhoes / Doos	Enkelvoudige verzendverpakking	\$99



Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

PRIJS **\$119 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) totale lengte, 150 mm brede hark, 6 counterbalance sharp prongs	\$119
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$119




Bookwalter Handchirurgie-Retraktorsysteem

SKU **RM-BHSRS-1**

PRIJS **\$999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Mini-Bookwalter klep, enkelvoudige haak	Standaard Mini — scherpe of stompe punt
2	Mini-Bookwalter klep, dubbele haak	Standaard Mini — scherpe of stompe punt
2	Mini-Bookwalter klep, drievoudige haak	Standaard Mini — scherpe of stompe punt
2	Mini-Bookwalter klep, viervoudige haak	Standaard Mini — scherpe of stompe punt
1	Mini-Bookwalter draaischroefratel	Standaard Mini
4	Mini-Bookwalter kantelratelmechanisme	Standaard Mini
1	Mini-Bookwalter spreidring	7" (17,5 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing





Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

PRIJS **\$1,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoyos Distal Retractor Short	Korte distale retractieklep voor toegang nabij de incisie
1	Hoyos Distal Retractor Long	Lange distale retractieklep voor een dieper weefselbereik
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Lange proximale retractieklep voor elevatie van de proximale begrenzing
1	Remora Retractor	Gespecialiseerde tractieklep om wegglijden te minimaliseren
1	Interlocking Support Rod	Verbindt de retractorarmen met het hoofdframe
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Verankert de verticale kolom aan de OK-tafelrail
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Verlengt het frame horizontaal over het operatieveld
1	Hoyos Vertical Post	Verticale hoofdkolom ter ondersteuning van het montageframe





Allison longretractor

SKU **RM-ALR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Zuigeling / Pediatrie — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Volwassenen, middelgroot — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Volwassenen Breed — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Volwassenen, extrabreed — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Baby-Haight ribspreider

SKU **RM-BHRS-52-1**

PRIJS **\$289 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Ultra-geminiatiseerd lineair expansieframe	Micro-gegleufde glijrail, geoptimaliseerd voor neonatale chirurgische parameters
2	Afneembare venster-laterale kleppen (Paar 1)	9 mm x 10 mm mini-weefselbladen om druknecrose te beperken
2	Afneembare venster-laterale kleppen (Paar 2)	9 mm x 20 mm mini-weefselbladen voor diepere kanalen bij zuigelingen
1	Geïntegreerde fijnmazige schroefvergrendeling	Platte kartelschroef voor stapsgewijze breedtecontrole
2	Ergonomische micro-forceps-verlengarmen	Gestroomlijnde, lichte greapprofielen met gladde buitenranden
1	Beschermdoos / Box	Standaard transportverpakking




Bailey Rippensperrer / Ribcontractor

SKU **RM-BRC-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Bailey Rib Contractor	20 cm totale lengte, mechanische compressor met klauwpunten	\$159
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$159



Bugge retractor voor het vrijprepareren van de I.M.A. (arteria mammaria)

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

PRIJS **\$499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Bugge Takedown I.M.A Retractor-chassis	Mechanische hefrail met 110 mm spreidbreedte
1 Paar	Kern-zijbladen	40 mm x 100 mm gecontureerde sternum-hefbladen
1 Set	Geïntegreerde werkbladen	40 mm x 150 mm uitgebreide werkuiteind-assemblage
1	Beschermhoes / doos	Standaard transportverpakking



Burford ribspreider

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

PRIJS **\$359 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Optie 3 (Compacte spreiding) — 200 mm maximum spread — 1 paar 47x62 mm + 1 paar 65x62 mm kleppen	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Optie 1 (Middelgrote spreiding) — 260 mm maximum spread — 1 paar 47x62 mm + 1 paar 65x62 mm kleppen	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Optie 2 (Maximale spreiding) — 300 mm maximum spread — 1 paar 47x62 mm + 1 paar 65x62 mm kleppen	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Castaneda ribspreider

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

PRIJS **\$309 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Optie 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Neonatale thoracotomie, coarctatio aortae-correctie, PDA-ligatie bij zuigelingen	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Optie 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Congenitale hartafwijkingcorrectie bij zuigelingen, klieven van vasculaire ringen	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Optie 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Thoracotomie bij kinderen en adolescenten, aanleg van longshunts	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Castaneda Sternumsperrer

SKU **RM-CSR-1**

PRIJS **\$374 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Neonataal profiel	RM-CSR-1-1	\$374
Zuigelingenprofiel	RM-CSR-1-2	\$384
Profiel voor volwassenen	RM-CSR-1-3	\$389



Cooley Atrium-retractor

SKU **RM-CAR-1**

PRIJS **\$64 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein model	RM-CAR-1-1	\$64
Middelgroot model	RM-CAR-1-2	\$69
Groot model	RM-CAR-1-3	\$74



Cooley ribspreider

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

PRIJS **\$319 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Säuglingsprofil — 12 mm x 16 mm — 95 mm maximale spreiding — Neonatale en infantiele thoracale toegang, congenitale hartchirurgie	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm x 30 mm — 140 mm maximale spreiding — Pediatrische hartingrepen en thoracotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Standard-Erwachsenenprofil — 21 mm x 44 mm — 150 mm maximale spreiding — Standaard thoracotomie bij volwassenen, lobectomie en longresectie	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Großes Erwachsenenprofil — 35 mm x 50 mm — 200 mm maximale spreiding — Bariatrische thoraxchirurgie, diepe mediastinale exposities	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Cooley Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-STD-1**

PRIJS **\$354 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Profiel voor kinderen — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Profiel voor volwassenen — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Extra groot profiel — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

PRIJS **\$359 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Neonataal profiel — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Coryllos Retractors

SKU **RM-COR-THOR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Crawford Aorta-Retractor

SKU **RM-CAR-VASC-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kleines Modell — 19 cm length, 15.0 mm Blatt	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Großes Modell — 19 cm Länge, 15.0 mm Valve	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Cushing venenretractor

SKU **RM-CVR-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (ca. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (ca. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Darling Popliteal Sperrer, zelfhoudend

SKU **RM-DPSRR-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Optie A — 54 mm x 25 mm Links / 76 mm x 38 mm Rechts — Diepe vrijlegging van de A. poplitea met laterale spierverplaatsing	RM-DPSRR-1-1	\$109
Optie B — 76 mm x 38 mm Links / 54 mm x 25 mm Rechts — Diepe vrijlegging van de A. poplitea met mediale spierverplaatsing	RM-DPSRR-1-2	\$109



DeBakey Retractor

SKU **RM-DBR-15-1**

PRIJS **\$72 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
DeBakey Retractor	15.3 cm totale lengte, 1x1 scherpe tanden	\$72
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$72



DeBakey ribspreider

SKU **RM-DRS-SET-1**

PRIJS **\$449 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zwaar belastbaar parallel glijrailframe	Glijrail voor de lineaire structurele botspreiding (150 mm of 200 mm)
6 (3 paar)	Afneembare haakvormige laterale kleppen	3 paar verwisselbare kleppen met slipvaste, gebogen randen
1	Geïntegreerde borgschroef	Handmatige vergrendelingsbout ter minimalisering van de vermoeidheid van de gebruiker
2	Ergonomische verlengarmen	Lichte handgrepen met gladde atraumatische buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking





Expanded Vascular Lobster Retractor

SKU **RM-EVLR-1**

PRIJS **\$2,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
6	Lobster Retractor-klem	—
1	Lobster Tafelklem met verticale kolom & framekoppeling	—
1	Lobster Scharnierarm	—
1	Lobster Frame	—
2	Lobster Mayo scharnierende klep	2 3/4" x 2"
1	Lobster Mayo scharnierende klep	3 1/4" x 2"
1	Lobster Deaver scharnierende klep	2 3/4" x 4 1/2"
1	Lobster Harrington Sweetheart-klep	2" x 5"
1	Lobster buigbare scharnierende klep (geperforeerd)	2" x 6 1/2"
1	Lobster buigbare scharnierende klep (geperforeerd)	3" x 6 1/2"
1	Lobster Fence scharnierende klep	4" x 6"
2	Lobster nier-scharnierende klep	1" x 6"
1	Lobster splanchnische scharnierende klep	2" x 4 1/2"
1	Lobster splanchnische scharnierende klep	2" x 6"
1	Sterilisatiebox	—



Finochietto (Modif) ribbenspreider

SKU **RM-FMR-299-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Slank horizontaal railsysteem	Vlakke glijrail voor diepe handmatige verwijding (120 mm spreidbreedte)
2 (Vast paar)	Vaste gebogen kleppen	14 mm x 15 mm gefenstreerde laterale kleppen, aangepast aan ribcontouren
1	Kartelschroefvergrendeling	Vastzetmechanisme voor het borgen van de optimale chirurgische retractie
2	Ergonomische armverlengingen	Lichte spreidgrepen ter vermindering van vermoeidheid bij de gebruiker
1	Beschermende verpakking / Doos	Standaard transportverpakking





Finochietto ribbenspreider

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

PRIJS **\$329 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Parallel geleidingsrailframe	Lineair chassis voor het glijden en spreiden van botstructuren
2 (Vast paar)	Vast gebogen kleppen	Botgrijpende laterale blokken met cirkelvormige vensters
1	Geïntegreerde borgschroef	Handmatige structurele vergrendeling voor een veilige fixatie van de framespreiding
2	Ergonomische armverlengstukken	Lichtgewicht handgrepen, geoptimaliseerd om vermoeidheid te voorkomen
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Finochietto-Baby ribdenspreider

SKU **RM-FBRS-100-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Parallele geleiderail	Miniatuur railsysteem voor soepel glijden in krappe pediatrie operatievelden
2 (Vast paar)	Vaste, gebogen kleppen	31 mm x 31 mm botgrijpende laterale blokken met cirkelvormige vensters
1	Geïntegreerde borgschroef	Handmatig sluitmechanisme voor veilige vergrendeling van de spreiding
2	Ergonomische draagarmen	Ultralichte gestructureerde handgrepen met gladde randen
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking




Finochietto-Infant ribspreider

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

PRIJS **\$319 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Filigraan horizontaal railframe	Compact glijrail-ontwerp, geoptimaliseerd voor thoracotomie bij zuigelingen
2 (Gefixeerd paar)	Gefixeerde, gebogen kleppen	14x15 mm of 15x15 mm venstervormige zijmodules
1	Borgschroef	Handmatige veiligheidsvergrendeling voor het fixeren van de spreiding en ontlasting
2	Ergonomische, conische tangarmen	Lichte, gestructureerde handgrepen met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



French Pattern I.M.A Sternal-Retractor

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

PRIJS **\$429 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoofdgeleiderail	Lateraal chassis voor geleiding en spreiding van thoracale structuren
1	Breed sternaalblad-component	100 mm x 20 mm glad vlak blad voor sternale krachtverdeling
2	Asymmetrische sternale klauwbladen	Duale gebogen tractiehaken met 28 mm of 32 mm klauwdiepte
3	Speciale blad-borgschroeven	Onafhankelijke vergrendelingsmechanismen voor fixatie van elk blad
2	Ergonomische retractorarmen	Lichte, gestroomlijnde vasthoudarmen met gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



French Pattern I.M.A. Sternumsperrer voor Ministernotomie

SKU **RM-FPMS-429-1**

PRIJS **\$429 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Low-profile middenlijn-glijframe	Geminiaturiseerde geleiderail, geoptimaliseerd voor ministernotomie-toegangen
1	Miniatuur sternumvalvula-component	30 mm x 20 mm gladde rechthoekige plaat voor krachtverdeling aan de botwand
2	Micro-sternum-klauwvalvula's	Duale gebogen fixatiehaken met 43 mm of 50 mm diepe werkuiteinden
3	Geïntegreerde handmatige valvula-schroefsluitingen	Snelsluit-schroefdraadconstructies voor het borgen van de individuele openingsinstellingen
2	Gestroomlijnde draagarmen	Lichtgewicht chassis-ontwerp met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking



Haight Rippenspreizer

SKU **RM-HRS-329-1**

PRIJS **\$329 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Horizontale glijstang	Glijchassis voor handmatige structurele verwijding tijdens de thoracotomie
2 (Vast paar)	Vaste gehoekte kleppen	30 mm x 30 mm bothoudende zijplaten met weefselvensters
1	Draadspindelvergrendeling	Mechanische vergrendeling voor stabiele grip op het gekozen retractieniveau
2	Ergonomische retractiearmen	Lichtgewicht profielen met volledig gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / Doos	Standaard transportverpakking



Henly Retractor Mittelvalva

SKU **RM-HRCB-1**

PRIJS **\$48 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
19 mm lang × 15 mm breed — Standaard Henly-schachtopname	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm lang × 15 mm breed — Standaard Henly-schachtopname	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm lang × 15 mm breed — Standaard Henly-schachtmontage	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm lang × 15 mm breed — Standaard Henly schachtopname	RM-HRCB-1-4	\$54



Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

PRIJS **\$124 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Henly Retractor Frame	6 cm spreidingscapaciteit, vingerring-vergrendelingschassis, middenvalve-opname	\$124
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$124




Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

PRIJS **\$49 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	5.0 mm breed blad	Totale lengte: 22 cm · Primaire klinische rol: Pediatrische hartklepchirurgie, commissurotomie en inspectie van de aortacuspis · Prijs (USD): \$49.00
1	8.0 mm breed blad	Totale lengte: 22 cm · Primaire klinische rol: Mitralisklepretractie bij volwassenen en blootlegging van de subvalvulaire chordae tendineae · Prijs (USD): \$49.00
1	Beschermhoes / doos	Totale lengte: Standaard transportverpakking · Primaire klinische rol: — · Prijs (USD): Inclusief



McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU **RM-MMSR-1**

PRIJS **\$699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Chest Spreader Dual Bars	Gemodificeerd 5-inch hoofdframe voor sternumspreiding
1	Split Universal Clamp	Gespecialiseerde montageklem voor het vastzetten van frame-accessoires
1	Universal Clamp	Multifunctioneel klemblok voor componentintegratie
1	Main Bracket	Hoofdmontagesteun ter ondersteuning van extra retractoarmen
1	Tube Holder	Zet chirurgische slangen vast binnen het operatieveld
1	Right Angle Transverse Bar	Structurele dwarsstang voor de positionering van hulptractorelementen
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	Brede, buigbare draadkorf voor zachte weefselverplaatsing
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	Compacte, buigbare draadkorven voor gerichte weefselretractie



Mercedes Thoracic Retractor

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

PRIJS **\$329 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Robuust half rond railframe	Mechanisme voor het leveren van mechanisch koppel
4 (2 paren)	Afneembare, haakvormige laterale valven	2 paren verwisselbare gefenestreerde valven (48x68 mm of 70x75 mm)
1	Centraal schroefstelwiel	Handmatig vergrendelingsmechanisme voor het beveiligen van de configuratie en ontlasten van de handen
2	Ergonomische retractor-armen	Lichtgewicht greepframe met gladde buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking




Mitralklepspreider

SKU **RM-MVR-1**

PRIJS **\$899 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoofdhouder	Structurele hoofdcomponent van het retractorsysteem
1	Cooley sternumspreider	Component voor sternumretractie
1	Zijarm	Biedt extra structurele ondersteuning en positionering
3	Universele klem	Verbindt en zekert compatibele componenten binnen het systeem
1	Tricuspidalisblad	Klepbladoptie voor cardiochirurgische expositie
1	Groot retractorblad	Grotere klepbladoptie voor weefselretractie
3	Klein retractorblad	Kleinere klepbladopties voor weefselretractie
1	Sterilisatiecontainer	Organiseert en beschermt de complete set tijdens opslag en sterilisatie



Morse ribspreider

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

PRIJS **\$239 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Optie A — 22 × 27 mm / 200 mm spreiding	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Optie B — 30 × 28 mm / 210 mm spreiding	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Optie C — 42 × 28 mm / 210 mm spreiding	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Optie D — 55 × 28 mm / 210 mm spreiding	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Morse-Favaloro ribspreider

SKU **RM-MFRS-160-1**

PRIJS **\$269 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Parallele glijrail-frameconstructie	Lichte geleiderail van aluminium die dient als expansiechassis
4 (2 paren)	Beweegbare, onder een hoek geplaatste laterale kleppen	17 mm x 22 mm grote, viervoudig verstelbare bladen die zich aanpassen aan de ribben
1	Schroefsluiting	Geïntegreerde borgbout voor het fixeren van de kleppen bij optimale retractie
2	Ergonomische retractiearmen	Conische aluminium greeparmen met gladde buitenkanten
1	Beschermende verpakking / Doos	Standaard transportverpakking



Parsonnet Epikardiaal-Retractor

SKU **RM-PER-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Extra klein	RM-PER-1-1	\$44
Klein	RM-PER-1-2	\$49
Middel	RM-PER-1-3	\$54
Groot	RM-PER-1-4	\$59



Ross Aortic Valve Retractor

SKU **RM-RAVR-25-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Maat #1 — 3/8" x 3/8" (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Maat #2 — 1/2" x 7/8" (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Maat #3 — 3/4" x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Maat #4 — 3/4" x 1 1/8" (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Maat #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Maat #6 — 1 3/8" x 7/8" (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Sachs venenretractor

SKU **RM-SVR-22-1**

PRIJS **\$54 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Model met gladde valve — 22 cm lengte, gladde gebogen valve	RM-SVR-22-1-1	\$54
Model met getand blad — 22 cm lengte, getande bladrand	RM-SVR-22-1-2	\$54
Scherp haakmodel — 22 cm lengte, scherp gebogen haak	RM-SVR-22-1-3	\$54



Semb long- en spierretractor

SKU **RM-SLMR-89-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25.5 cm ergonomisch model — 25.5 cm met ergonomisch handvat	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm vlak handvat model — 25.0 cm met vlak handvat	RM-SLMR-89-1-2	\$89



ThoraGate Rib Up Retractor-System

SKU **RM-TRURS-1**

PRIJS **\$1,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	ThoraGate Rib Up Retractor	Hoofdframe voor de thoraxspreider en elevatiemodule
1	Flexarm	Scharnierende draagarm voor het positioneren van de retractorelementen
1	Saug-Stabilisierungsfuß	Basiseenheid ter ondersteuning van het mechanische systeem evenwicht
2	Onderste kleppen (verschillende maten)	Verwisselbare kleppen voor de onderste rib-ingreep
3	Bovenste kleppen (verschillende maten)	Verwisselbare kleppen voor de bovenste ribelevatie



Tuffier Ribspreider

SKU **RM-TRS-160-1**

PRIJS **\$299 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Horizontaal glijrailframe	Parallele geleiderail voor structurele spreiding onder druk
2 (vast paar)	Vaste brede laterale kleppen	45 mm x 45 mm afgeschuinde oppervlakken met inwendige vertanding voor botgrip
1	Handmatige borgschroef	Schroefdraadvergrendeling voor het borgen van de spreiding en ontlasting van de hand
2	Ergonomische brancheverlengingen	Gestroomlijnde, lichtgewicht greepschachtconstructie met gladde randen
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking




Valve XS Retractor System

SKU **RM-VXRS-1**

PRIJS **\$999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Valve XS Retractor System voor laterale toegang	Dubbelgewricht-configuratie
1	Enkele valve met Ball-Snap-sluiting	53 x 36 mm
1	Accessoire voor laterale ribretractor (buigbaar)	60 x 35 mm
1	Valve XS verbindingsklem Type B	Structurele klem
1	Retractiestang	9" (230 mm)
1	Retractor voor MICS CABG	Speciale component
1	Inzetinstrument voor atrium-lift retractorvalven	Speciaal applicatiegereedschap
1	Enkele valve	30 x 35 mm
1	Enkele valve	40 x 35 mm
1	Enkele valve	50 x 35 mm
1	Enkele valve	60 x 35 mm
1	Enkele valve	70 x 35 mm
1	Sterilisatiebox	Opslagcontainer





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

PRIJS **\$2,699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" x 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" x 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" x 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" x 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" x 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" x 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" x 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" x 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" x 5"
1	Sterilization Box	—



Willauer-Deaver Retractor


SKU **RM-WDR-395-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
25 mm brede valva — 25 mm breed x 108 mm werkoppervlak	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm breed blad — 50 mm breed x 108 mm werkoppervlak	RM-WDR-395-1-2	\$149






Wylie Renal Vein Retractor

SKU **RM-WRVR-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
11 ¾" (29.85 cm) — Glad, gebogen vaatblad	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Glad gebogen vaatblad	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — Glad gebogen vaatblad	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — Glad gebogen vaatblad	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Glad, gebogen vaatblad	RM-WRVR-1-5	\$109



Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

PRIJS **\$1,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Spline-Tip, dubbelgewrichtstatief/klem	Dient als primaire montage-interface en klemverstelling
1	Haakconstructie met Snap-Clip	Grijpt en houdt chirurgisch weefsel vast door middel van een Snap-Clip-bevestiging
1	Spline-opzetstatief	Verbindt het bovenste framedeel en stabiliseert de statiefconstructie



Bookwalter IMA Retractorsysteem

SKU **RM-BIRS-1**

PRIJS **\$1,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Verticale verlengstang	12" (30 cm)
1	Kolomkoppeling	Standaard
1	Horizontale stang	Standaard
2	IMA-ratelmechanisme	Micro-Twist (< 1 mm)
1	IMA-dwarsstang	12" (30 cm)
2	IMA-Retraktorvalven	Standaard IMA-profiel
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing



Breisky Vaginaal-Retractor

SKU **RM-BVR-1**

PRIJS **\$89 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	100 mm x 25 mm — 28 cm tot 36 cm	Oppervlakkige vaginale en introitus-expositie — \$89.00
1	100 mm x 35 mm / 40 mm — 28 cm tot 36 cm	Breed houden van de voorste/achterste vaginawand — \$89.00
1	130 mm x 20 mm / 30 mm — 28 cm tot 36 cm	Intermediaire expositie van het vaginaal gewelf — \$94.00
1	130 mm x 40 mm — 28 cm tot 36 cm	Diepe bekkenbodemreconstructie — \$94.00
1	140 mm x 35 mm — 28 cm tot 36 cm	Cervicale toegang bij vaginale hysterectomie — \$99.00
1	160 mm x 20 mm / 35 mm — 28 cm tot 36 cm	Diepe gewolftoegang bij parous anatomie — \$99.00
1	180 mm x 25 mm — 28 cm tot 36 cm	Maximaal diepe bekken- en apicale toegang — \$104.00
1	Beschermhoes / Box	Standaardverpakking — Inclusief



Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

PRIJS **\$129 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Delee Universal Retractor	24 cm totale lengte, 50 x 70 mm gebogen blad	\$129
Beschermhoes / Doos	Individuele transportverpakking	\$129





Doyen Vaginale Speculum

SKU **RM-DVR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Doyen Vaginale Speculum	Handmatig breedbladig vaginaal speculum met ringgreep	\$79
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$79



Eastman Vaginalspeculum

SKU **RM-EVR-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Guttman Obstetrie-retractor

SKU **RM-GOR-1**

PRIJS **\$94 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
7.5 cm bladverlenging — 50 mm × 70 mm basis met 7.5 cm verlenging	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm bladverlenging — 50 mm × 70 mm basis met 11 cm verlenging	RM-GOR-1-2	\$99



Heaney Hysterecomie-Retractor

SKU **RM-HEHR-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
44 mm x 25 mm — 17 cm of 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm of 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm of 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm of 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Heaney Simon Vaginal-Retractor

SKU **RM-HSVR-1**

PRIJS **\$139 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
27.0 cm (10.6") — kleine, middelgrote, grote profielen	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — kleine, middelgrote, grote profielen	RM-HSVR-1-2	\$149




Jackson Vaginalretractor

SKU **RM-JVR-1**

PRIJS **\$44 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Kelly Sims Vaginal-Retractor

SKU **RM-KSVR-1**

PRIJS **\$84 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Kristeller Vaginal-Retractor

SKU **RM-KVR-1**

PRIJS **\$44 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Smalle bladen (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Beschikbare lengtes: 18 cm of 22 cm · Klinisch gebruik: Pediatrie, nullipara en nauwe vaginale kanalen · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Middelgrote bladen (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Beschikbare lengtes: 18 cm of 22 cm · Klinisch gebruik: Standaard vaginaal onderzoek en kleinere bekkenoperaties · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Brede/Diepe bladen (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Beschikbare lengtes: 18 cm of 22 cm · Klinisch gebruik: Diepe bekkenbodembreconstructies en vaginale hysterectomieën · Prijs (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Beschermhoes / Doos	Beschikbare lengtes: Standaard transportverpakking · Klinisch gebruik: — · Prijs (USD): Inclusief



Lateraal geëboniseerd vaginaal speculum

SKU **RM-LEVR-63-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Lateraal geëboniseerd vaginaal speculum	Afmetingen / Details: 6.3 cm maatparameter, laserveilig geëboniseerd blad · Inbegrepen aantal: 1	\$79
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele verpakking voor transport · Inbegrepen aantal: 1	\$79



Laterale, niet-geleidende vaginale retractor

SKU **RM-LNCVR-63-1**

PRIJS **\$69 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Open schachtprofiel	Bladbreedte: 6.3 cm · Klinische hoofdrol: Verhoogde intraoperatieve instrumentvrijheid bij LEEP/LLETZ · Prijs (USD): \$69.00
1	Gesloten verlengd schachtprofiel	Bladbreedte: 6.3 cm · Klinische hoofdrol: Geoptimaliseerde laterale verdringing van het vaginale slijmvlies en laserablatie · Prijs (USD): \$69.00
1	Beschermhoes / doos	Bladbreedte: Standaard transportverpakking · Klinische hoofdrol: — · Prijs (USD): Inclusief



Lateral-Wall Vaginal Retractor

SKU **RM-LWVR-1**

PRIJS **\$109 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (Gynaecologie & Urologie voor mannen)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

PRIJS **\$399 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Kleine ring — 16.6 cm x 16.2 cm (Gynaecologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Standaardring — 25.3 cm x 11.3 cm (Gynaecologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Grote ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Gynaecologie/Urologie)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



O'Sullivan-O'Conner Vaginal Retractor

SKU **RM-OSVR-28-1**

PRIJS **\$399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Hoofd-retractorframe-chassis	Afmetingen (lengte x breedte): 28 cm frame (gebogen of ovaal) · Aantal: 1 frame · Prijs (USD): Inbegrepen in set (\$399.00)
1	Kleine verwisselbare valve	Afmetingen (lengte x breedte): 1.3 cm x 4.7 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Middelgrote verwisselbare valve	Afmetingen (lengte x breedte): 3.8 cm x 8.9 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Grote verwisselbare valve	Afmetingen (lengte x breedte): 4.4 cm x 8.9 cm stompe valve · Aantal: 1 valve · Prijs (USD): Inbegrepen in set
1	Beschermende verpakking / transportdoos	Afmetingen (lengte x breedte): Standaard transportverpakking · Aantal: 1 doos · Prijs (USD): Inbegrepen in set



Pelvic Retractor Blunt

SKU **RM-PRB-105-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Pelvic Retractor Blunt	Lengte 10 1/2" (26.67 cm), 1" breed massief stomp blad	\$89
Beschermhoes / Doos	Individuele verpakking voor transport	\$89



Geïsoleerde Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Medium — 7 in, 9.0x2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Groot — 7 in, 9.0x2.5 cm blad	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0x3.0 cm blad	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Medium — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Groot — 18 cm, 7.0×2.2 cm Blatt	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm Blatt	RM-RWR-18-1-3	\$109



Rigby Zelfhoudende Vaginale Spreider

SKU **RM-RSRVR-18-1**

PRIJS **\$69 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Rigby Zelfhoudende Vaginale Spreider	18 cm totale lengte, 63,5 mm diepe gladde bladen, ratelvergrendeling	\$69
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$69



Sims Vaginale Retractor

SKU **RM-SVR-19-1**

PRIJS **\$91 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
63.5 mm × 25 mm — Gepolijst of Geëboniseerd	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Gepolijst of Geëboniseerd	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Gepolijst of Geëboniseerd	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Gepolijst of Geëboniseerd	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Gepolijst of Geëboniseerd	RM-SVR-19-1-5	\$99



Sims Vaginale Retractor — Holle Handgreep

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

PRIJS **\$89 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



St. Marks Pelvic Retractor

SKU **RM-SMPR-1**

PRIJS **\$79 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
11 ½" variant met lip — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" variant met lip — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" variant zonder lip — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Bookwalter GYN Retractor System

SKU **RM-BGRS-1**

PRIJS **\$1,699 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statiefstang	12" (30 cm)
1	Statiefkoppeling	Standaard
1	Horizontale arm	Standaard
4	Kantelratel-mechanismen	Multi-hoek
1	Perinealring met kartels	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Laterale Vaginal-valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Posteriore Vaginal-valve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing




Bookwalter GYN Magrina bekkenchirurgie-retractorsysteem

SKU **RM-BGMPRS-1**

PRIJS **\$1,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Field Post (statiefzuil)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (koppeling)	Standaard
1	Horizontale Flex-Bar	Standaard, meergeleed
1	Perineale ring met kerven	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Roterende kantelratel	Standaard met ringvergrendeling
2	Vaginale laterale valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Deaver-valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Vaginale posterior-valve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Sterilisatiebox	Beschermende container





Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem

SKU **RM-BSAGYN5-1**

PRIJS **\$1,599 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	StrongArm Plus (Top Mount) met railklem	Scharnierend / tafelrail-compatibel
4	Zelfhoudende kantelratel	Standaard multi-hoek
1	Perineale ring met inkepingen	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale laterale valven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Vaginale posterior valve	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver-valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing




Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU **RM-BPRS-1**

PRIJS **\$2,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Houderstaaf	12" (30 cm)
2	Scharnierklemmen	Standaard
1	Horizontale stang	Standaard
1	Verticale verlengstang	12" (30 cm)
5	Kantel-ratelmechanismen	Standaard multi-hoek
1	Halfcirkelvormige segmenten	8½" diameter (21.6 cm)
1	Perineale ring met kerven	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale posteriore kleppen	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-klep	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-klep	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Buigzame kleppen	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Buigzame kleppen	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Buigzame kleppen	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisatiecontainer	Beschermende behuizing





Verstelbare Mayfield-adapter

SKU **RM-AMA-1**

PRIJS **\$1,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Verstelbare Mayfield-adapter	Biedt een veilig montageplatform voor Mayfield-hoofdsteunsystemen aan operatietafels zonder geïntegreerde montageopeningen
2	Verstelbare eindhouders	Bevestigen de adapter aan de zijrails van de operatietafel en passen zich aan verschillende tabelbreedtes aan
Meerdere	Montagegaten	Maken de laterale instelling en flexibele positionering van de schedelklem-basiseenheid mogelijk



Adson Cerebellum wondspreader

SKU **RM-ACR-1**

PRIJS **\$159 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 6.5 in, 22 mm diep	RM-ACR-1-1	\$149
Standaard — 7.5 in, 22 mm diep	RM-ACR-1-2	\$159
Groot — 9.5 in, 22 mm diep	RM-ACR-1-3	\$174



Adson zelfhoudende cerebellaire retractor

SKU **RM-ASCR-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 6.5 in, 4x4 tanden	RM-ASCR-1-1	\$189
Standaard — 7.5 in, 4x4 tanden	RM-ASCR-1-2	\$199
Groot — 9.5 in, 4x4-tandig	RM-ASCR-1-3	\$214



Anderson-Adson zelfhoudende cerebellaire spreider

SKU **RM-AASCR-1**

PRIJS **\$199 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 6.5 in, 4x4 scherpe tanden	RM-AASCR-1-1	\$189
Standaard — 7.5 in (19 cm), 4x4 scherpe tanden, 13 mm diepte	RM-AASCR-1-2	\$199
Groot — 9.5 in, 4x4-tandig scherp	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Halo Ring	Dubbel scharnierend, cirkelvormig ontwerp
3	Halo Flex Arm	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Support Bracket	Hoogwaardige bevestigingsklemmen
2	Budde Halo Support Rod	5/16 in diameter
1	Budde Halo Pattie Tray	Geïntegreerde geperforeerde schaal
1	Budde Halo Mini Vise	Klemblok van Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)
2	Budde Curved Retractors	Conische hersenspatels
2	TEW Micro Retractor Blades	Microbladen van Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch)
2	Halo Adjustment Wrenches	Systeemvergrendelingsgereedschap
1	Sterilization Box	Geperforeerd instrumentensieb






Contour Wondspreader voor de hoofdhuid, zelfhoudend

SKU **RM-CSRSR-1**

PRIJS **\$99 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
3×4 tanden, stomp	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 tanden, scherp	RM-CSRSR-1-2	\$99



Cushing decompressieretractor

SKU **RM-CDR-215-1**

PRIJS **\$59 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Cushing Decompressions-Retractor	21.5 cm lengte, 13 x 19 mm gefenestreerde zadelfvalva	\$59
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$59



Dandy zenuwhaakje

SKU **RM-DNR-20-1**

PRIJS **\$25 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Recht — 20 cm totale lengte, rechte stompe haak — Directe exploratie van hersenzenuwen en wortelmobilisatie	RM-DNR-20-1-1	\$25
Afgeschuind Rechts Gebogen — 20 cm totale lengte, rechts gebogen haak — Navigatie van de rechter laterale recessus en schedelbasiszenuwen	RM-DNR-20-1-2	\$25
Afgeschuind Links Gebogen — 20 cm totale lengte, links gebogen haak — Navigatie van de linker laterale recessus en schedelbasiszenuwen	RM-DNR-20-1-3	\$25




Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

PRIJS **\$3,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Greenberg Retractor primaire klemmen	Standaard pasvorm voor schedelklemmen (6 in / 152 mm) – vergrendelt direct op Mayfield- of starre schedelsteunsystemen
4	Greenberg Retractor secundaire klemmen	Standaard stangpassing (12 in / 305 mm) – verbindt primaire en secundaire stangen voor de opbouw van het buitenframe
4	Greenberg Retractor gewrichtsarmen, lang	Lengte 9.5 in (241 mm) – articulerende frictiearmen voor de opname en positionering van de retractorkleppen
1	Greenberg Retractor handsteun	Lengte 10 in (254 mm) – ergonomisch steunplatform ter stabilisatie van de handen van de chirurg
1	Greenberg Retractor wattenplaatjehouder	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) – montage aan het frame voor de opname van in zoutoplossing gedrenkte cottonoids/patties
1	Greenberg Retractor sterilisatiemand	17 in x 10 in x 2.375 in – geperforeerde, robuuste organisatiebox
1	Greenberg buigzame, conische retractorklep	9 in, breedte ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) – extra brede valve voor grootschalige corticale retractie
1	Greenberg buigzame, conische retractorklep	9 in, breedte 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) – middelgrote breedte voor lobaire en subtemporale expositie
1	Greenberg buigzame, conische retractorklep	9 in, breedte ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) – standaard valve voor diepe interhemisferische of cisternale toegang
1	Greenberg buigzame, conische retractorklep	9 in, breedte 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) – fijn conische valve voor smalle wegen aan de schedelbasis
1	Greenberg buigzame, conische retractorklep	9 in, breedte 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) – micro-valve voor de delicate retractie van zenuwen en vaten




Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — starre eenpuntsverankering aan de schedelklemhouder
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — gefocuste secundaire rail voor montage van gewrichtsarmen
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — meerassige gewrichtsarmen voor nauwkeurige fixatie van kleppen
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — verstelbaar platform voor onderarmsteun
1	Greenberg Pattie Tray	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — montage aan het frame voor het plaatsen van watten en instrumenten
1	Compacte Sterilisatiebox	Op maat gemaakt ontwerp — compacte, geperforeerde organizer en sterilisatiecontainer
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ¾" — extrabrede klep voor uitgebreide corticale bescherming
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 5/32" x ¾" — middelbrede klep voor lobaire retractie
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x ¼" x ½" — standaard klep voor diepe interhemisferische toegang
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 3/32" x ¾" — fijn toelopende klep voor nauwe cisternale wegen
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" x 1/16" x ¾" — mikro-klep voor delicate zenuwen en vaatscheiding





Hoer Zenuwretractor

SKU **RM-HNR-22-1**

PRIJS **\$24 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Hoer zenuwretractor	22 cm totale lengte, gebogen atraumatische zenuwpunt	\$24
Beschermhoes / Box	Individuele verpakking voor transport	\$24



Leyla Retractor

SKU **RM-LR-1**

PRIJS **\$1,199 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Fixatiebasis voor twee flexibele armen	Centraal montageblok dat beide flexibele armen aan de montagestang verankert
2	Flexibele armen	Meerledige frictiearmen die voor een nauwkeurige positionering 360 graden beweegbaar zijn
2	Houders voor vlakke hersenspatels	Montageadapters aan het uiteinde voor de verbinding van de spatels met de flexibele armen
1	Kogelgewricht voor tafelbevestiging	Multi-axiaal gewricht dat een flexibele hoekinstelling van de montagestang aan de tafelrail mogelijk maakt
1	Montagestang voor fixatie	Massieve roestvrijstalen stang die het systeem boven het OK-afdekvak heft
1	Koppelingskop	Krachtig klemblok voor de vergrendeling van de montagestang aan de zijrails van de operatietafel
2	Houder voor vlakke hersenspatels	Precisie-spanmechanismen voor het stevig vastgrijpen van vlakke/flexibele hersenspatels
1	Houten opbergkoffer	Nauwsluitende beschermbox voor veilige opslag, transport en voorraadcontrole





Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

PRIJS **\$699 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Model voor volwassenen	RM-MHR-1-A	\$699
Pediatriesch model	RM-MHR-1-P	\$799



Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

PRIJS **\$2,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Standaard Mayfield Skull Clamp Systeem	Biedt rigide schedelfixatie en stabiele hoofdpositionering tijdens de operatie
2	Extra schedelpins	Reserve fixatiepins voor ingrepen bij volwassenen of in de pediatrie
1	Aluminium sterilisatiebox met siliconenmat	Bescherm, organiseert, bewaart en steriliseert het complete systeem



Miskimon Cerebellar Retractor

SKU **RM-MCR-19-1**

PRIJS **\$139 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Miskimon Cerebellar Retractor	Afmetingen / Details: 19 cm totale lengte, 7x7 naar buiten gebogen scherpe tanden, ratelblokkering · Ingerepen aantal: 1	\$139
Beschermhoes / Doos	Afmetingen / Details: Individuele transportverpakking · Ingerepen aantal: 1	\$139





Oldberg retractor

SKU **RM-OR-21-1**

PRIJS **\$49 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
13.0 mm breed blad	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm breedte valvula	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm bladbreedte	RM-OR-21-1-3	\$49



Scoville Zenuwhaak

SKU **RM-SNR-165-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Scoville Zenuwhaak	16.5 cm totale lengte, gecontureerde afgeronde punt, slanke schacht	\$29
Beschermhoes / doos	Individuele transportverpakking	\$29



Smithwick Nerve Retractor

SKU **RM-SNR-29-1**

PRIJS **\$29 USD**

BESCHIKBARE MATEN & PRIJZEN

MAAT / OPTIE	SKU / DETAILS	PRIJS
Klein — 17 cm, gebogen stompe haak	RM-SNR-29-1-1	\$29
Middel — 21 cm, gebogen stompe haak	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standaard — 29 cm, gebogen stompe haak	RM-SNR-29-1-3	\$29




Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

PRIJS **\$3,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
2	Primaire staven	6" (15 cm) — voor directe montage op starre schedelklemstaven
4	Zwevende secundaire staven	12" (30 cm) — vergroot de buitenste steunperimeter rond de craniotomie
4	Lange retractor-flexarmen	9,5" (24 cm) — meergewrichts wrijvingsarmen voor valvepositionering
2	Handsteunen	10" (25 cm) — fysieke onderarmsteun om vermoeidheid van de chirurg te verminderen
1	Conische retractorvalve	¼" tot ¾" (6 mm tot 19 mm) — extra brede valve voor grootschalige corticale retractie
1	Conische retractorvalve	5/32" tot ¾" (4 mm tot 16 mm) — middelgrote valve voor lobaire en subtemporale toegang
1	Conische retractorvalve	⅝" tot ½" (3 mm tot 12,5 mm) — standaardvalve voor diepe interhemisferische corridors
1	Conische retractorvalve	3/32" tot ⅝" (2,4 mm tot 9 mm) — fijn conische valve voor smalle schedelbasispaden
1	Conische retractorvalve	1/16" tot ¼" (1,5 mm tot 6 mm) — mikrovalve voor delicate nerveuze/vasculaire retractie
1	Aluminium pattie-schaal	3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — op het frame gemonteerd voor de organisatie van neuro-patties
1	Sterilisatienet	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — robuust, geperforeerd ordeningsnet



Sugita Mehrzweck-Kopfframe

SKU **RM-SMH-SET-1**

PRIJS **\$4,999 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Smart Fix C-houder	Stijf C-klem-chassis dat het basisframe met de operatietafel verbindt
1	Smart Fix gewricht	Gelede verbindingblok inclusief 2 speciale bevestigingsschroeven
1	Smart Fix stopperhuls	Vergrendelingsgeleidehuls die axiale frameverschuiving voorkomt
1 Set	Smart Fix hoofdstift, standaard	Conische schedelfixatiestift voor standaard craniotomieën bij volwassenen
1 Set	Smart Fix hoofdstift, lang	Verlengde schedelfixatiestift voor dikke schedelbotprofielen
1	Flexibele basiseenheid	Meervoudig gelede articulatiebasis die tafelbevestigingen verbindt
1	Frame-eenheid	Halfronde hoofdstructuurboog die 360° accessoirebevestiging mogelijk maakt
1 Set	Veer-hoofdhuidklem-retractoren	Elastische spanning hoofdhuidklem-retractoren voor hemostatische grip
1	Veerhaak-insteller	Spanningsselectiemechanisme om de trekkracht van de hoofdhuidklem te regelen
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Precisie-micro-voortgangs-schuifhouder voor hersenspatels
1	Handsteun (Centraal)	Ergonomische onderarm- en polsstabilisator voor de microchirurg
1	Handsteun R	Rechter anatomische onderarmsteun
1	Handsteun L	Linker anatomische onderarmsteun
1	Verstelbare handsteun met dom-schroef	Gelede handsteun met sferische dom-vergrendeling
1	Verstelbare handsteun met schuif	Longitudinale verschuifbare handsteun voor variabele operatiehoeken
1	Instrumententray	Steriele aflegschaal voor zuigbuisen en micro-instrumenten
1	Wattenplaat	Aflegoppervlak voor neurochirurgische deppers en wattenbolletjes
1	Wattenplaat-insteller	Gelede positioneringsarm voor het wattenbolletjes-platform
1	Ondergatbevestiging	Extra montagebeugel voor perifere hersenretractoren
1	Sterilisatiebox	Op maat gemaakte transportcontainer van aluminium/Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) ter organisatie





Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU **RM-JMSR-399-1**

PRIJS **\$399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zwaarlast zelfhoudend basisframe	Meerpuntschassis voor brede 3D-zichtbaarheid
2	Vaste vlakke zijbladen	69 mm diepe, naar buiten gerichte segmenten met beschermende 90-graden vensters
1	Verstelbare middenblad component	Massief vlak blad voor veilige aanpassing aan interne orgaanstructuren
1	Dubbele ratelvergrendeling	Duale mechanische vergrendelingsclips voor de controle van de expansie van beide bladsystemen
2	Ergonomische retractorarmen	Lichtgewicht, gestructureerde handgrepen met weefselvriendelijke randen
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking




Turner-Warwick Urologie-Retractor

SKU **RM-TWUR-549-1**

PRIJS **\$549 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Zelfhoudend cirkelvormig basisframe	Star 180 mm x 140 mm ringframe voor 360-graden zichtbaarheid
6	Verstelbare klauwbladen met gebogen dubbele punten	13 mm x 14 mm multidirectionele retractiebladen voor fibreus weefsel
6	Snel verschuifbare vergrendelingspennen	Handmatige sleufluitingen voor het veilig fixeren van de weefselspanning
2	Ergonomische retractor-grijparmen	Lichte, gestructureerde handgreepframes met glad gesmede buitenranden
1	Beschermende verpakking / doos	Standaard transportverpakking





Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

PRIJS **\$3,499 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
8	Lobster Retractorklem	—
1	Lobster Tafelklem met verticale kolom & framekoppeling	—
1	Lobster scharnierarm	—
1	Lobster frame	—
2	Lobster Mayo zwenkretractor	2" × 2"
2	Lobster Mayo zwenkretractor	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver zwenkretractor	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver zwenkretractor	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart retractor	2" × 5"
1	Lobster Harrington retractor	2.5" × 6"
1	Lobster buigbare zwenkretractor (geperforeerd)	2" × 6½"
1	Lobster buigbare zwenkretractor (geperforeerd)	3" × 6½"
1	Lobster Marshall buigbare blaasretractor, zwenkbaar	3" × 6"
1	Lobster Fence zwenkretractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnikus zwenkretractor	2" × 4½"
1	Sterilisatiebox	—




Bookwalter Urology Retractor System

SKU **RM-BURS-1**

PRIJS **\$2,399 USD**

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statiefstaaf	12" (30.5 cm)
1	Staafkoppeling	Standaard
1	Horizontale Flexarm	1" diameter (2.5 cm)
8	Kantelbare ratelmechanismen	Meerhoekig
1	Gesegmenteerde ring	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Gesegmenteerde ring	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Buigbare klep	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Buigbare klep	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Kelly-kleppen	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Kelly-klep	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Kelly-kleppen	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Vaginal-Lateral-kleppen	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Sterilisatiebox	Beschermende container



BESTELLEN & ONDERSTEUNING

Hoe bestelt u bij Retractor Maker

Bestellen & betalen

- Stuur ons uw lijst met instrumenten, inclusief artikelnummers, maten, aantallen en bestemmingsland, via het aanvraagformulier, per e-mail of WhatsApp.
- Wij bevestigen de configuratie, prijs, levertijd en verzending in een schriftelijke offerte.
- De betaling geschiedt vooraf via bankoverschrijving op onze zakelijke rekening. Betaling met creditcard of debetkaart kan op verzoek van de klant worden geregeld.

Levertijden

- Op voorraad: verzending binnen 5 werkdagen, daarna circa 7 dagen levering wereldwijd.
- Op bestelling: 17-20 werkdagen productie, daarna circa 9 dagen levering wereldwijd.

Monsters bestellen

- Monsters zijn beschikbaar voor distributeurs, ziekenhuizen en medische leveranciers die onze instrumenten beoordelen voor grootschalige aankopen.
- Stuur ons de benodigde artikelnummers en aantallen; wij sturen u een offerte voor de monsters en de verzending naar uw land. Monsters uit voorraad worden binnen 5 werkdagen verzonden.

Onderhoud & sterilisatie

- Reinig de instrumenten direct na gebruik, spoel ze goed na en droog ze volledig; controleer de bladen, tanden en ratels.
- Roestvrijstalen retractoren zijn geschikt voor stoomsterilisatie (autoclaaf); volg de gevalideerde cyclus van uw instelling.
- Bewaar ze op een schone, droge plaats in trays of houders die de bladen en punten beschermen.

Volledige handleidingen vindt u op retractormanufacturer.com: Bestellen & betalen, Monsters bestellen en Onderhoud & sterilisatie.



DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRATOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest