



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Blair Finger

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Blair Finger

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4 Dentes — Extremidade romba	RM-BFR-1-1	\$94
4 Dentes — Extremidade aguda	RM-BFR-1-2	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Blair Finger é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer tração precisa e antiderrapante de tecidos moles durante cirurgias plásticas, reconstrutivas e da mão. Projetado com uma extremidade de trabalho ergonômica de quatro dentes, este instrumento permite aos cirurgiões prender e elevar retalhos cutâneos e subcutâneos delicados sem rasgar ou esmagar as bordas do tecido.

Construído para controle manual estável, esta configuração do Afastador Blair Finger apresenta uma haste rígida uniforme de 14 cm (\$94) que oferece estabilidade mecânica ideal e acesso a cavidades cirúrgicas estreitas. Os cirurgiões podem selecionar entre um layout de ponta aguda de 4 dentes para fixação segura em tecidos conjuntivos densos ou um layout de ponta romba de 4 dentes projetado para proteger estruturas neurovasculares frágeis. Seu cabo plano de 6.0 mm de largura foi desenvolvido para promover uma empunhadura confortável e livre de fadiga durante procedimentos operatórios prolongados.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Blair Finger para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos plásticos, ortopédicos e dermatológicos alta resistência à corrosão e durabilidade confiável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest