



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mayo Bauchretractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayo Bauchretractor

SKU RM-MAR-28-1

\$109 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 11 in, 70 mm gebogenes Blatt	RM-MAR-28-1-1	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mayo Bauchretractor ist ein grundlegendes chirurgisches Instrument für tiefe Kavitäten, das speziell für die breite, atraumatische Weichteil- und Viszeralverdrängung bei großen offenen abdominalen und pelvinen Eingriffen konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem ausladenden, sanft gebogenen Schaufelblatt, das in einer weichen Halterippe endet, ermöglicht dieser Retraktor es dem chirurgischen Team, schwere Muskelschichten, Fettgewebe und Eingeweide sauber vom Operationsfeld fernzuhalten.

Diese spezielle Konfiguration des Mayo Bauchretractor wurde für dauerhafte mechanische Stabilität bei großen Laparotomien entwickelt und weist eine Gesamtlänge von 28 cm (\$109) gepaart mit einer großzügigen Blattbreite von 70 mm auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität, um absolute Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und lebenslange Garantie gegen Rost zu gewährleisten, verteilt die breite Blattarchitektur den manuellen Gegenzug gleichmäßig, um Traumata an parenchymatösen Organen zu vermeiden. Der ergonomische Griff bietet überlegene Hebelwirkung und Handstabilisierung während mehrstündiger Eingriffe.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Mayo Bauchretractor so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er allgemeinchirurgischen, gynäkologischen und urologischen Operationssälen weltweit unnachgiebige klinische Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest