



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü

SKU RM-BFLR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü	8" (20.3 cm) uzunluk, 5.2 cm pencereli uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü, yüz gençleştirme prosedürleri sırasında geniş ve atravmatik yumuşak doku retraksiyonu sağlamak üzere mühendislik çalışmalarıyla geliştirilmiş, uluslararası alanda kabul görmüş bir estetik cerrahi aletidir. 5.2 cm genişliğindeki ucu ile tasarlanan bu enstrüman, retraksiyon kuvvetini deri ve SMAS flaplerine eşit şekilde dağıtarak kapsamlı diseksiyonlar sırasında doku çökmesini, iskemiye veya kenar yırtılmasını önler.

Üstün operatif ergonomi için tasarlanan bu Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü modeli, 8 inç (20.3 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Ucunda bulunan özel pencereli mimari, toplam ağırlığı azaltırken cerrahların uç gövdesi aracılığıyla alttaki doku planlarını görselleştirmesine olanak tanır. Hafif kavisli distal dudak, deri flapinin altına güvenli bir şekilde tutunarak sabit karşı traksiyon sağlar ve uzun süreli diseksiyonlarda asistan el yorgunluğunu minimize eder.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Ekartörü'nü yüksek korozyon direnci, konforlu kullanım ve plastik ve estetik cerrahi merkezleri için tam otoklav dayanıklılığı sağlayarak katı klinik toleranslara göre üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest