



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Bookwalter Small Incision

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Afastador Bookwalter Small Incision

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo	Haste de suporte vertical de 12" (30 cm)
1	Acoplador de Poste em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético)	Grampo de trilho reforçado de 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Barra Flexível Horizontal	Braço multiarticulado de 1" de diâmetro (2.5 cm)
1	Anel Sólido Redondo Pequeno	Diâmetro Interno (ID) de 8½" (21.3 cm)
1	Anel Segmentado Oval Pequeno	Estrutura reconfigurável articulada de 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Catracas de Inclinação	Travas mecânicas de estrutura de baixo perfil
2	Lâminas Maleáveis	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Lâminas Maleáveis	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Lâminas Maleáveis	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Lâminas Deaver	Lâminas pélvicas curvas de 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Lâminas Kelly	Lâminas de ângulo reto rasas de 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Lâminas Kelly	Lâminas de ângulo reto de 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Lâminas Kelly	Lâminas de ângulo reto de 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm)
2	Lâminas Rake Profundo	Garras multipontas de ¾" Profundidade × ⅔" Largura (1.9 × 1.7 cm)
2	Lâminas Richardson	Lâminas de lábio plano rasas de ¾" × 2" (1.9 × 5 cm)
2	Lâminas Richardson	Lâminas de lábio plano rasas de 1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm)
2	Lâminas Richardson	Lâminas de lábio plano rasas de ¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm)
1	Caixa de Esterilização	Recipiente organizador perfurado personalizado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Bookwalter Small Incision é um sistema de afastamento autostático montado em mesa. Ele ancora-se à mesa cirúrgica e mantém cada lâmina em posição, proporcionando uma exposição cirúrgica estável e sem as mãos durante procedimentos realizados através de incisões limitadas, onde o acesso preciso é necessário enquanto se minimiza a interrupção tecidual.

O sistema de montagem compreende um poste de campo de 12" (30 cm), um grampo de trilho de acoplamento de poste de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) reforçado de 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) e uma barra flexível horizontal multiarticulada de 1" (2.5 cm) de diâmetro. São fornecidas duas opções de anéis: um anel sólido redondo pequeno com diâmetro interno de 8½" (21.3 cm) e um anel segmentado oval pequeno medindo 8½" × 14" (20 × 35 cm), que é articulado para que a estrutura possa ser reconfigurada ao redor da incisão.

Seis catracas de inclinação de baixo perfil travam no anel e mantêm cada lâmina na profundidade e ângulo necessários. O conjunto de lâminas inclui lâminas maleáveis em três tamanhos, lâminas pélvicas Deaver curvas, lâminas Kelly de ângulo reto rasas em três tamanhos, lâminas rake profundas multipontas e lâminas Richardson de lábio plano rasas em três tamanhos, permitindo que a exposição seja construída progressivamente através de uma abertura pequena.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético. O Sistema de Afastador Bookwalter Small Incision é novo, reutilizável e totalmente autoclavável, sendo fornecido não estéril — a limpeza e a esterilização devem seguir os procedimentos validados da instalação de saúde antes do uso. O sistema é fornecido em uma caixa de esterilização perfurada personalizada que organiza cada componente para processamento e armazenamento. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e o fornece diretamente para hospitais, cirurgiões e distribuidores, com uma quantidade mínima de pedido de um conjunto completo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)