



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Jansen Mastoid-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jansen Mastoid- Retraktor

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Jansen Mastoid-Retraktor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes chirurgisches Instrument, das speziell für die stabile, freihändige Retraktion von Weichteilgewebe und Periost in beengten otologischen, kranialen und mikrochirurgischen Operationsfeldern entwickelt wurde. Mit nach außen gewölbten, mehrzinkigen Blättern hält dieses Instrument postaurikuläre Wundränder unter kalibrierter mechanischer Spannung offen, wodurch Ermüdungserscheinungen der Assistenz während delikater Mastoid-Bohrungen vermieden werden.

Diese Jansen Mastoid Retractor Serie wurde für vollständige prozedurale Adaptivität entwickelt und ist in sechs Gesamtlängen hochgradig anpassbar: 3" (\$69), 3 ¼" (\$74), 3 ⅝" (\$79), 4" (\$84), 4 ¼" (\$89) und 4 ½" (\$94). Chirurgen können zwischen 3×3 oder 4×4 Zinken-Arrays wählen – mit scharfen Spitzen für sicheren Halt in der Faszie oder stumpfen Spitzen zur Vermeidung lokaler Gewebetraumata, alle standardisiert auf eine funktionelle Zinkentiefe von 8 mm. Das Instrument bietet Spreizkonfigurationen von 15 mm Blattlänge × 70 mm Spreizweite oder 20 mm Blattlänge × 64 mm Spreizweite, angetrieben durch einen feinmechanischen

Rändelschrauben-Arretiermechanismus.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, produziert Retractor Maker den Jansen Mastoid Retractor nach strengsten klinischen Toleranzen. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, eine reibungslose mechanische Verriegelung und vollständige Autoklavierbarkeit für HNO- und neurochirurgische Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest