



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Torácico Mercedes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Torácico Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de base de riel semicircular resistente	Ensamblaje de acción compuesta que proporciona torque mecánico
4 (2 Pares)	Hojas laterales desmontables tipo gancho	2 pares de hojas fenestradas intercambiables (48×68 mm o 70×75 mm)
1	Engranaje de ajuste de tornillo central	Mecanismo de bloqueo manual para asegurar las configuraciones y limitar la fatiga manual
2	Vigas de pinzas retractoras ergonómicas	Marcos de mango ligeros diseñados con bordes exteriores lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Torácico Mercedes es un separador quirúrgico cardiotorácico de acción compuesta de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una distracción amplia y multidireccional de la pared torácica y las costillas durante procedimientos cardíacos, pulmonares y de traumatismo torácico mayores. Diseñado con un marco de riel semicircular anatómico, este instrumento permite a los cirujanos aplicar un torque mecánico sustancial a través de las costillas adyacentes y los bordes externos, estableciendo un corredor visual expansivo hacia las cavidades mediastínicas y pleurales profundas sin causar aplastamiento óseo localizado.

Construida para soportar altas demandas clínicas, esta serie del Separador Torácico Mercedes se extiende hasta una apertura de riel máxima de 240 mm. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema de hojas modulares ofrece dos dimensiones seleccionables: la Opción A (\$329) presenta hojas laterales fenestradas de 48 mm × 68 mm para aperturas torácicas estándar, y

la Opción B (\$349) presenta hojas laterales fenestradas de 70 mm × 75 mm para paredes torácicas profundas o voluminosas. El conjunto incluye 4 hojas laterales desmontables tipo gancho (2 pares) con bordes curvos para evitar deslizamientos, controladas por un engranaje de ajuste de tornillo central que bloquea la posición del marco de forma rígida para reducir la fatiga manual.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Torácico Mercedes para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía cardiovascular, unidades de traumatismo torácico y suites de trasplante en todo el mundo una fiabilidad estructural inquebrantable, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest