



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Knapp Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Knapp Otostatik Ekartör

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Knapp Otostatik Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 10 cm toplam uzunluk, 26 mm genişlik, 4x4 dişli (Düz/Açılı, Keskin/Künt) · Temel Klinik Rol: Otostatik lakrimal kese ve mikro-insizyon ekspozisyonu · Fiyat (USD): \$79.00	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Knapp Otostatik Ekartör, hassas yüz, göz ve el prosedürleri sırasında güvenilir, elleri serbest bırakan yumuşak doku ve yara marjı ekspozisyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir oftalmik ve mikrocerrahi ayırıcıdır. Dışa doğru kavisli dişlerle tasarlanan bu alet, asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırırken statik bir operasyon koridoru sağlayarak küçük insizyonları sürekli mekanik gerilim altında açık tutar.

Klinik çerçeve standartlarına göre üretilen bu Knapp Otostatik Ekartör, 26 mm çalışma ucu genişliği ile eşleştirilmiş 10 cm (\$79) üniform toplam alet uzunluğunu korur. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, orbital kenarları baypas etmek için Düz konfigürasyon düzeninde veya Açılı konfigürasyon düzeninde seçilebilen 4x4 dışa kavisli diş dizisine sahiptir. Cerrahlar, dokular üzerinde nazik ancak etkili bir tutuş için tasarlanmış Künt uçlar veya yoğun periostta yüksek düzeyde güvenli doku kavrama için tasarlanmış Keskin uçlar arasında seçim yapabilirler.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Knapp Otostatik Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki plastik, oftalmik ve KBB cerrahlarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest