



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Назальный ретрактор Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Длина 6 ¼" (15.9 cm), вогнутое лезвие 7,0 мм, световой жгут
1	Универсальный адаптер световода	Подходит к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic — это высокотехнологичный осветительный инструмент для ринопластики, обеспечивающий кристально чистое бестеневое освещение и элевацию тканей в глубоких интраназальных коридорах. Сочетая анатомическую ретракцию с интегрированным волоконно-оптическим каналом, этот инструмент устраняет тени от потолочных хирургических светильников, обеспечивая прямую визуализацию зоны остеотомии и хрящевой части перегородки.

Разработанный для оптимизации рабочего пространства в узких носовых проходах, данный Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic имеет общую длину 6 ¼ дюйма (15.9 cm) и тонкий профиль вогнутого лезвия шириной 7,0 мм. Вогнутая геометрия создает дополнительный зазор для остеотомов, рашпилей и аспирационных канюль при поднятии дорсального лоскута. Инструмент оснащен бесшовным волоконно-оптическим световодом с универсальным адаптером, совместимым со стандартными кабелями (Storz, ACMI, Wolf).

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с оптическим волокном высокой пропускной способности и антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic в нестерильном виде. Инструмент полностью автоклавируем, обладает

исключительной долговечностью и обеспечивает яркое освещение для сложных эстетических операций на носу.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest