



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Aórtico Crawford

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Aórtico Crawford

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo Pequeno — 19 cm length, 15.0 mm blade	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Modelo Grande — 19 cm de comprimento, lâmina de 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Aórtico Crawford é um afastador cirúrgico cardiovascular essencial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático da aorta, veia cava e principais vasos periféricos durante a reconstrução vascular. Projetado com uma lâmina anatomicamente curva que se ajusta ao redor de grandes troncos arteriais, este instrumento permite que as equipes vasculares mantenham o acesso operatório livre, minimizando as forças de cisalhamento em paredes vasculares frágeis e ateroscleróticas.

Construído para microprecisão em campos torácicos e abdominais profundos, este modelo de Afastador Aórtico Crawford apresenta um comprimento total uniforme de 19 cm combinado com uma largura de lâmina de 15.0 mm. Os cirurgiões podem selecionar entre duas opções de lâmina dedicadas: uma Lâmina Pequena (\$44) ideal para procedimentos que exigem alta microprecisão em campos cirúrgicos confinados, e uma Lâmina Grande (\$49) configurada para elevar segmentos vasculares mais amplos. O cabo ergonômico balanceado garante uma contra-tração manual estável e livre de fadiga durante anastomoses complexas.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Aórtico Crawford para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia cardiovascular, torácica e vascular alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica total.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest