



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Интраоральный птеригоидный ретрактор Petri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Интраоральный птеригоидный ретрактор Petri

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Общая длина 23 см, птеригоидная лопатка шириной 25.5 mm	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Интраоральный птеригоидный ретрактор Petri является важным инструментом в челюстно-лицевой и ортогнатической хирургии, разработанным специально для безопасного, нетравматичного смещения мягких тканей и защиты сосудисто-нервных пучков во время остеотомии по Le Fort. Устанавливаемый за бугром верхней челюсти, этот инструмент изолирует внутреннюю верхнечелюстную артерию и крыловидное венозное сплетение от воздействия остеотомов при крыловидно-челюстном разъединении.

Данная конфигурация ретрактора Petri рассчитана на значительные механические нагрузки при сохранении удобства манипулирования и имеет общую длину 23 см (\$79). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; рабочая лопатка шириной 25.5 mm оптимизирована для процедур с использованием остеотомов Le Fort. Плавно контурированные края лопатки аккуратно огибают заднюю стенку верхней челюсти, предотвращая повреждение мягких тканей, а эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту надежный рычаг.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор Petri от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая центры челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии по всему миру исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest