



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mollison Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mollison Retractor

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Mollison Retractor	15.5 cm Gesamtlänge, 4x4 scharfe Zähne, Rastersperre	\$99
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mollison Retractor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes chirurgisches Instrument, das speziell für die zuverlässige, freihändige Retraktion von Weichgewebe und Periost bei Mastodektomien, Thyreoidektomien und kranialen Eingriffen entwickelt wurde. Die gebogenen Spreiztriebe halten die Inzisionsränder unter konstanter mechanischer Spannung offen, was Ermüdungserscheinungen der Assistenz verhindert und das Sichtfeld für Hochgeschwindigkeitsbohrungen frei hält.

Die Konstruktion des Mollison Retractors in Standardgröße gewährleistet eine ausgewogene Verteilung des mechanischen Drucks bei einer Gesamtlänge von 15.5 cm (\$99). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Konfiguration 4 scharfe Zähne auf der linken und 4 scharfe Zähne auf der rechten Seite (4x4-Array). Die scharfen Valven sind präzise gefertigt, um Wundränder sicher zu fassen, während die ausbalancierte 4x4-Spannung den Druck gleichmäßig verteilt, um das umliegende Weichgewebe vor lokalen Kompressionstraumata zu schützen. Die integrierte Rastersperre arretiert unter Gegenzug geschmeidig.

Mit einem entspiegelten Satin-Matt-Finish fertigt Retractor Maker den Mollison Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er HNO-Abteilungen, neurochirurgischen OPs und chirurgischen Kliniken weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mechanische Stabilität und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest