



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Maleável Neonatal em T Ribbon Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Maleável Neonatal em T Ribbon Retractor

SKU RM-NTRR-265-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Neonatal T Ribbon Retractor é um instrumento cirúrgico pediátrico e neonatal especializado, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento visceral atraumático suave e exposição da margem da ferida em campos operatórios infantis frágeis. Projetado com uma haste maleável flexível, este afastador permite que os cirurgiões pediátricos contornem a lâmina intraoperatoriamente para corresponder às curvas abdominais e torácicas neonatais delicadas sem exercer pontos de pressão localizados.

Construído com uma estrutura de alcance total uniforme de 26.5 cm, este Neonatal T Ribbon Retractor acomoda diversos campos cirúrgicos por meio de três dimensões de lâmina selecionáveis: 2.5 cm × 1.25 cm (\$49), 3.8 cm × 1.40 cm (\$54) e 4.5 cm × 1.60 cm (\$59). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria de sua lâmina de trabalho apresenta um perfil de configuração de extremidade em forma de T maleável com margens arredondadas e atraumáticas que protegem as vísceras infantis contra contusões. A haste delgada proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Neonatal T Ribbon Retractor para suportar repetidas moldagens intraoperatórias e ciclos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia pediátrica e institutos cardíacos congênitos em todo o mundo uma ductilidade excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest