



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira 光ファイバー フェイスリフトリト ラクター

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクター	全長 4 ¼" (108 mm)、22 mm ブレード、光ファイバー束
1	ユニバーサルライトケーブルフィッティング	標準的な手術室用ライトケーブルに接続
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクターは、フェイスリフト術において、優れた皮弁の挙上と影のない直接的な光学照明を同時に提供するために特別に設計された、最高級の照明付き美容外科器具です。皮弁下の深い手術用トンネル内に冷却光を導くことで、微細な解剖学的平面を照らし出し、外科医が顔面神経枝や表在血管を保護しながら自信を持って剥離を行うことを可能にします。

ターゲットを絞った皮弁の偏向と空洞の確保のために設計されたこの Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクターは、全長 4 ¼ inches (108 mm, \$99)、ブレード幅 22 mm を特徴としています。緩やかに湾曲したブレード面は、皮膚組織にかかる牽引力を均等に分散させ、局所的な圧迫損傷を防ぎます。内蔵の光ファイバー束には、標準的な病院用ライトケーブル（Storz、Olympus、Wolf、ACMI）と互換性のあるユニバーサルフィッティングが採用されており、手術室の光源へのスムーズな接続を保証します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率光学ガラスファイバーを使用し、反射防止サテンマット仕上げが施されています。Retractor Maker は、厳格な臨床許容誤差に基づいてこの Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクターを製造しており、世界中の美容外科および顔面形成外科センターへ、卓越した耐久性、光学的な鮮明さ、そして完全なオートクレーブ耐性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest