



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Obwegeser Weichteil-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Weichteil-Retraktor

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Obwegeser Weichteil-Retraktor	8 ¾" (22.2 cm) Gesamtlänge	\$39
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$39

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Obwegeser Weichteil-Retraktor ist ein spezialisierter MKG-Wundhaken, der für eine klare und zuverlässige operative Exposition entwickelt wurde und gleichzeitig empfindliche Weichteilstrukturen bei oralen und orthognathen Eingriffen schützt. Dank der distal gebogenen Rinnenlippe hält dieses Instrument die Wangenschleimhaut, Lippen und Mukoperiostlappen sicher von oszillierenden Sägen und chirurgischen Bohrern fern.

Diese Standardkonfiguration des Obwegeser Weichteil-Retraktors wurde für präzise kranio-maxillofaziale Interventionen konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 8 ¾ Zoll (22.2 cm) auf. Das anatomisch konturierte Blatt verfügt über nach oben oder unten gebogene Rinnenlippen, die sich glatt an die Knochenränder anlegen, ein Verrutschen verhindern und faziale neurovaskuläre Strukturen bei komplexen Ramus- und Oberkiefer-Osteotomien abschirmen.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Obwegeser Weichteil-Retraktor für eine hohe Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Er bietet Oral-, MKG- und plastischen Chirurgen ein ergonomisches, langlebiges Instrument für die rekonstruktive Gesichtschirurgie.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest