



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Sims — Cabo Oco Ergonômico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Sims — Cabo Oco Ergonômico

SKU RM-SVRHGH-23-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Sims — Cabo Oco Ergonômico representa uma evolução ergonômica avançada do clássico espéculo afastador, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento profundo da parede vaginal, minimizando a fadiga manual do assistente. Desenvolvido com uma lâmina alongada em ângulo reto tipo 'duckbill' terminando em um lábio de retenção suave, este instrumento deprime a parede vaginal posterior de forma suave, estabelecendo um corredor operatório amplo e estático para o colo do útero e a abóbada apical.

Construído para oferecer um perfil de superfície liso e higiênico com garantia vitalícia absoluta contra ferrugem, este Afastador Vaginal Sims — Cabo Oco Ergonômico apresenta um comprimento total de 23 cm que mantém as mãos do assistente bem fora do campo operatório. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento polido, o perfil da lâmina romba atraumática de extremidade única está disponível em três métricas dimensionais clínicas distintas: 70 mm × 25 mm (\$89), 76 mm × 38 mm (\$94) e 90 mm × 38 mm (\$99). Seu cabo oco hermeticamente selado reduz drasticamente o peso total do instrumento, proporcionando excepcional estabilidade na empunhadura manual.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo nas superfícies de manuseio, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Sims — Cabo Oco Ergonômico para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos obstétricos, ginecológicos e uroginecológicos em todo o mundo durabilidade superior, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest