



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Грудной ретрактор-шпатель Tebbetts Spatula Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Грудной ретрак тор-шпатель Tebbetts Spatula Breast Retractor

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
25 mm ширина × 185 mm длина — 12 ½" (31.5 cm) — Стандартное формирование субпекторального кармана у взрослых и подгрудный доступ	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide × 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Ретракция широкой грудной мышцы и формирование больших карманов при реконструкции	RM-TSBR-125-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Tebbetts Spatula Breast Retractor является незаменимым инструментом для эстетической и реконструктивной пластической хирургии, разработанным специально для широкой и бережной элевации тканей во время увеличения груди и маммопластики. Благодаря удлиненной полупластичной лопатке-шпателю, инструмент позволяет хирургу адаптировать кривизну лезвия непосредственно в ходе операции, следуя естественным контурам грудной стенки и ребер, не создавая локального ишемического давления на паренхиму молочной железы.

Данная конфигурация Tebbetts Spatula Breast Retractor общей длиной 12 ½ дюймов (31.5 cm) рассчитана на частые циклы автоклавирувания и обладает превосходной коррозионной стойкостью. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Геометрия односторонней полупластичной лопатки 1 × 6 дюймов представлена в двух вариантах ширины: 25 mm на 185 mm (\$89) для стандартных субмаммарных доступов и расширенная версия 38 mm на 190 mm (\$99) для широкой мышечной элевации. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неустойчивое ручное управление для ассистентов.

Ретрактор Retractor Maker выполнен с антибликовым сатиновым матовым покрытием и рассчитан на многократную стерилизацию в условиях стационара, обеспечивая отделениям косметической, пластической и онкологической реконструктивной хирургии исключительную пластичность, надежность конструкции и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest