



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de menton Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de menton Obwegeser

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Obwegeser Chin Retractor	Longueur totale 16 cm, lame mentonnaire courbe en selle	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage individuel de transport	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de menton Obwegeser est un écarteur chirurgical de renommée internationale pour la cosmétique faciale et la chirurgie maxillofaciale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous le long de la symphyse mandibulaire antérieure lors de la génioplastie. Doté d'une lame courbe en selle qui s'accroche solidement sous le bord inférieur du menton, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever proprement le muscle mentonnier hors des traits d'ostéotomie horizontale tout en protégeant les nerfs mentonniers bilatéraux.

Conçu pour une maniabilité intra-orale optimale, cette configuration de l'écarteur de menton Obwegeser présente une longueur totale de 16 cm. Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la lame de travail est profilée pour épouser les convexités osseuses du menton, empêchant tout déplacement accidentel de l'instrument pendant les passages de scie ou la fixation des vis. Le manche plat ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel stable sans provoquer de fatigue lors des reconstructions esthétiques prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de menton Obwegeser pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie plastique, maxillofaciale et reconstructive du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest