



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Cerkes с грузом - Ретрактор Gruber для колумеллы

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Назальный ретрактор Cerkes с грузом - Ретрактор Gruber для колумеллы

SKU RM-CNRW-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	Контурный крючок с калиброванным сферическим грузом	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Cerkes с грузом - Ретрактор Gruber для колумеллы — это инновационный эстетический хирургический инструмент, разработанный для обеспечения стабильной и автономной экспозиции колумеллы и каудального отдела перегородки во время процедур открытой ринопластики. Сочетая специализированный анатомический крючок с калиброванным противовесом, этот инструмент использует гравитационное натяжение для фиксации тканей, устраняя утомляемость рук ассистента и перекрытие операционного поля.

Система Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor разработана для оптимизации клинического процесса и оснащена прецизионным крючком для колумеллы, который надежно фиксируется под основанием носа, не сдавливая ткани и не нарушая кровоснабжение дермы. Подвесной сферический груз обеспечивает мягкую непрерывную нисходящую тракцию, поддерживая широкий неподвижный обзор нижних латеральных хрящей и угла перегородки, освобождая обе руки хирурга для моделирования трансплантата и наложения швов.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor в соответствии со строгими клиническими стандартами, предоставляя клиникам эстетической медицины и ЛОР-отделениям незаменимый, полностью автоклавируемый инструмент, готовый к

ежедневной эксплуатации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest