



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Scoville Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся направляющая рама	Основная реечная база, разработанная для нейрохирургических и спинальных доступов
1	Съемное боковое лезвие с одним острым зубцом	Лезвие 50 mm в форме одного крюка для глубокой фиксации под краями разреза
1	Съемное сплошное зубчатое боковое лезвие	Сплошное лезвие 60 mm x 25 mm для отведения костных структур с зубчатыми наконечниками
1	Встроенный ручной винтовой замок	Винтовой узел, обеспечивающий точное разведение и снижающий усталость хирурга
2	Эргономичные branши ретрактора	Легкие рычаги с полностью гладким внешним контуром
1	Защитный кейс / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Scoville Self Retaining Retractor — это признанная во всем мире система спинальных хирургических ретракторов, разработанная специально для обеспечения глубокого разведения параспинальных мышц и экспозиции дужек позвонков при задней поясничной декомпрессии без участия рук ассистента. Сконструированный со сверхжесткой направляющей шиной, этот инструмент удерживает плотные массивы многораздельной и длиннейшей мышц под механическим натяжением, устраняя усталость рук персонала и обеспечивая открытый статичный визуальный коридор к пластинам позвонков.

Изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, этот полный комплект Scoville Self Retaining Retractor (\$259) оснащен параллельной направляющей рамой с горизонтальным раскрытием до 150 mm. Модульная система, выкованная вручную из немецкой нержавеющей стали, включает съемное боковое лезвие с одним острым зубцом и рабочей глубиной 50 mm для надежной фиксации под глубокими краями разреза без соскальзывания, а также съемное сплошное зубчатое боковое лезвие размером 60 mm × 25 mm (25 mm в ширину × 60 mm в длину) для чистого отведения костных и мышечных слоев. Встроенный ручной винтовой замок жестко фиксирует точное горизонтальное разведение, а эргономичные бранши с гладкими внешними краями защищают окружающие ткани.

Компания Retractor Maker производит Scoville Self Retaining Retractor с антибликовым сатиновым покрытием, способным выдерживать колоссальное механическое сопротивление и многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает нейрохирургические операционные, вертебрологические центры и отделения травматологии по всему миру инструментом исключительной жесткости и коррозионной стойкости.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest