



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Koenig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Koenig

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Com Lâmina Fenestrada	Dimensões Disponíveis: 13×13 mm ou 13×16 mm · Função Clínica Principal: Visualização direta de vasos/estruturas subjacentes através da lâmina · Preço (USD): \$49.00
1	Sem Lâmina Fenestrada	Dimensões Disponíveis: 13×13 mm ou 13×16 mm · Função Clínica Principal: Contenção de tecidos moles com barreira sólida e retração de margem de ferida · Preço (USD): \$49.00
1	Luva Protetora / Caixa	Dimensões Disponíveis: Embalagem de Trânsito Padrão · Função Clínica Principal: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Koenig é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para proporcionar retração segura e não traumática de tecidos moles e margens de feridas em procedimentos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetado com uma lâmina em ângulo reto ergonômica, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham uma contra-tração constante nos planos cutâneo e subcutâneo sem obscurecer o campo operatório.

Construído para controle operacional ideal, este Afastador Koenig reutilizável mantém um comprimento total fixo de 17 cm (\$49). Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o afastador pode ser personalizado em dois perfis distintos de geometria de lâmina: Com Lâmina Fenestrada, apresentando uma janela aberta para otimizar a visibilidade estrutural, ou Sem Lâmina

Fenestrada, apresentando um perfil de lâmina de superfície sólida para proteção completa da barreira tecidual. O instrumento é oferecido em duas dimensões de lâmina padronizadas: 13.0 mm × 13.0 mm e 13.0 mm × 16.0 mm.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Koenig para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)