



RETRACTOR MAKER

CATALOGUE 2026

BANH PHẪU THUẬT · HỆ THỐNG · LƯỚI BANH · LINH KIỆN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Nhà Sản Xuất Băng Phẫu Thuật — bởi Retractor Maker

VỀ CHÚNG TÔI

Nhà Sản Xuất Trực Tiếp Banh Phẫu Thuật

Retractor Maker là nhà sản xuất trực tiếp banh phẫu thuật có trụ sở tại Sialkot, Pakistan. Chúng tôi sản xuất các hệ thống banh, lưới banh và linh kiện cho tám chuyên khoa phẫu thuật.

Sự Khởi Đầu Của Retractor Maker

Retractor Maker bắt đầu hoạt động vào năm 2023, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi với dụng cụ phẫu thuật đã có từ rất lâu trước đó.

Tôi là Saad Shahid, và tôi vẫn đang làm việc cùng cha mình tại Hospitech Traders, doanh nghiệp kinh doanh dụng cụ phẫu thuật của gia đình chúng tôi. Cha tôi đã thành lập Hospitech Traders vào năm 1989, và chúng tôi đã sản xuất và cung cấp dụng cụ phẫu thuật trong nhiều năm.

Ý tưởng về Retractor Maker đến từ một trong những khách hàng của chúng tôi. Một ngày nọ, một khách hàng đã hỏi mua banh phẫu thuật bụng. Vào thời điểm đó, chúng tôi không sản xuất banh phẫu thuật, vì vậy tôi bắt đầu tìm hiểu các sản phẩm có sẵn từ các công ty khác.

Những gì tôi tìm thấy đã làm tôi ngạc nhiên. Một số hệ thống banh phẫu thuật hoàn chỉnh đang được bán với giá khoảng 60.000 đến 65.000 USD. Tôi thấy mức giá này quá đắt, đặc biệt là khi tôi biết rằng chúng tôi đã có sẵn máy móc, công nhân và kinh nghiệm sản xuất cần thiết để tự mình sản xuất dụng cụ phẫu thuật.

Vì vậy, tôi đã nghĩ: Tại sao chúng ta không tự sản xuất banh phẫu thuật và cung cấp với mức giá phải chăng hơn nhiều? Đó là lý do tôi đã thành lập Retractor Maker.

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI HIỆN NAY

Chúng Tôi Bắt Đầu Tự Sản Xuất

Thay vì mua banh phẫu thuật từ một công ty khác và bán lại, tôi đã quyết định sản xuất chúng tại xưởng của chính mình. Chúng tôi đã có sẵn máy móc và cơ sở sản xuất nhờ kinh nghiệm với dụng cụ phẫu thuật. Chúng tôi đã sử dụng những nguồn lực đó để phát triển và sản xuất các hệ thống banh phẫu thuật của riêng mình.

Ngày nay, chúng tôi đang cung cấp nhiều hệ thống banh phẫu thuật của mình với mức giá thấp hơn tới 90% so với các hệ thống tương đương từ các thương hiệu lớn. Mục đích của chúng tôi không chỉ đơn giản là sản xuất banh phẫu thuật. Đó là làm cho chúng có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn đối với các bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật và các tổ chức y tế trên toàn thế giới.

Vẫn Là Một Phần Trong Hoạt Động Sản Xuất Của Gia Đình

Retractor Maker phát triển từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã có trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ phẫu thuật. Tôi vẫn đang tích cực tham gia vào Hospitech Traders, làm việc cùng với cha tôi, đồng thời điều hành Retractor Maker như một doanh nghiệp chuyên biệt tập trung vào banh phẫu thuật.

Chuyên Khoa Phẫu Thuật

Phẫu thuật tổng quát · Tiết niệu · Phẫu thuật tim mạch · Tai Mũi Họng · Phẫu thuật tạo hình · Phẫu thuật chỉnh hình và cột sống · Phẫu thuật thần kinh · Sản phụ khoa.

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các bệnh viện, nhà phân phối thiết bị y tế, bác sĩ phẫu thuật và các tổ chức chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng thực hiện các cấu hình đặc thù và yêu cầu tùy chỉnh khi một sản phẩm tiêu chuẩn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Mục Tiêu Của Chúng Tôi

Tự mình sản xuất banh phẫu thuật và cung cấp chúng với mức giá có thể thấp hơn tới 90% so với các hệ thống tương đương từ các thương hiệu lớn, để nhiều bệnh viện hơn có thể mua được các thiết bị họ cần.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo số lượng sản phẩm trong mỗi danh mục

Dụng cụ banh phẫu thuật chỉnh hình và cột sống

124 sản phẩm

TRANG 5-52



Dụng cụ banh phẫu thuật tổng quát

118 sản phẩm

TRANG 53-95



Dụng cụ banh tai mũi họng

109 sản phẩm

TRANG 96-132



Dụng cụ banh phẫu thuật tạo hình

61 sản phẩm

TRANG 133-154



Dụng cụ banh phẫu thuật tim mạch

45 sản phẩm


TRANG 155-171



Dụng cụ banh sản phụ khoa

26 sản phẩm

TRANG 172-181



Dụng cụ banh phẫu thuật thần kinh

20 sản phẩm

TRANG 182-189



Dụng cụ banh phẫu thuật tiết niệu

4 sản phẩm

TRANG 190-191





Dụng cụ banh ổ cối hai chấu hẹp

SKU **RM-ARNDP-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Hẹp — lưỡi 32 mm	RM-ARNDP-1-1	\$99
Tiêu chuẩn — lưỡi 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Dụng cụ banh phía trước lồng cầu xương đùi

SKU **RM-AFCR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh phía trước lồng cầu xương đùi	Chiều dài 5" (12.7 cm), lưỡi banh có cửa sổ và khía răng rộng 45 mm	\$99
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$99



Dụng cụ banh mặt trước cổ xương đùi và bờ trước trong ổ cối

SKU **RM-AFNAR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mặt trước cổ xương đùi và bờ trước trong ổ cối	Chiều dài 15" (37.46 cm), lưỡi cong, tay cầm lục giác	\$49
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh bờ ổ cối trước ngoài

SKU **RM-AAARR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bờ ổ cối trước ngoài	Chiều dài 10" (25.4 cm), lưới rộng 18 mm x sâu 3.25"	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh xương bánh chè AORI

SKU **RM-APR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5" (12.7 cm), đầu làm việc 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), đầu làm việc 10 mm	RM-APR-1-2	\$79



Dụng cụ banh khớp háng APC

SKU **RM-APCHR-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Một chấu	10" (25.4 cm) — bám vào xương tại vị trí xác định trên vành ổ cối
1	Hai chấu	10" (25.4 cm) — banh mô mềm và bao khớp cân bằng tại hai điểm
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Banh phẫu thuật B-Z

SKU **RM-BZR-1**

GIÁ **\$339 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Sâu 7.5 cm (45° hoặc 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
Sâu 10 cm (45° hoặc 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Banh tự giữ B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

GIÁ **\$339 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh tự giữ B-Z Weitlaner	Tổng chiều dài 28 cm, chấu tù bố trí 4x4 sâu 83 mm, gấp góc 90°	\$339
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$339



Dụng cụ banh tự giữ Beard dùng cho đầu xa cơ nhị đầu

SKU **RM-BDBSRR-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Dụng cụ banh Hohmann bản rộng Beard cho đầu dưới xương quay

SKU **RM-BDRWHR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Hohmann bản rộng Beard cho đầu dưới xương quay	Tổng chiều dài 5.37" (13.63 cm), lưới Hohmann bản rộng	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$79



Banh tự giữ Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

GIÁ **\$149 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Dụng cụ banh tự giữ Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Thân 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Thân 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



Dụng cụ banh xương chày Bennett

SKU **RM-BTR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — lưỡi 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Lớn — lưỡi 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Dụng cụ banh Hohmann gấp góc

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Hệ thống banh cột sống cổ Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banh (Bên phải)	Cấu hình khung bên phải
1	Khung banh (Bên trái)	Cấu hình khung bên trái
1	Khung banh (Lệch)	Cấu hình khung lệch
2	Kẹp lắp lưới banh	Các bộ phận dùng để đưa lưới banh vào và gắn cố định
14	Lưới banh có răng	Các tùy chọn lưới banh có răng với nhiều kích thước từ 34 mm - 70 mm
14	Lưới banh tù	Các tùy chọn lưới banh tù với nhiều kích thước từ 34 mm - 70 mm
12	Lưới banh có răng dùng cho hai tầng	Các tùy chọn lưới banh có răng dùng cho hai tầng từ 40 mm - 55 mm
6	Lưới banh tù dùng cho hai tầng	Các tùy chọn lưới banh tù dùng cho hai tầng từ 40 mm - 55 mm
1	Hộp tiết kiệm	Hộp dùng để sắp xếp, bảo quản và tải xử lý dụng cụ



Dụng cụ banh khớp gối Blount

SKU **RM-BKR-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Dụng cụ banh cơ delta Browne

SKU **RM-BDR-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Dụng cụ banh chữ C

SKU **RM-CR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74




Dụng cụ vén rễ thần kinh Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Campbell	Chiều dài 8 ¾" (22.2 cm), lưới rộng 10-10.5 mm	\$69
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$69



Dụng cụ banh bao khớp

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Một chấu (Nhọn)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Hai chấu (Nhọn hoặc tù)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Ba chấu	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật ống cổ tay

SKU **RM-CTSRR-1**

GIÁ **\$144 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật ống cổ tay	Chiều dài 4 1/4" (10.79 cm), ngành tù, khóa cóc	\$144
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$144



Dụng cụ banh cột sống cổ Caspar có cơ cấu bánh cóc

SKU **RM-CCRWR-1**

GIÁ **\$289 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Hệ thống banh Caspar dùng trong vi phẫu lấy đĩa đệm thắt lưng

SKU **RM-CLMRS-1**

GIÁ **\$799 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưỡi banh bên	40 mm
1	Lưỡi banh bên	45 mm
1	Lưỡi banh bên	50 mm
1	Lưỡi banh bên	55 mm
1	Lưỡi banh bên	60 mm
1	Lưỡi banh bên	65 mm
1	Lưỡi banh bên	75 mm
1	Banh dạng phễu	40 mm
1	Banh dạng phễu	45 mm
1	Banh dạng phễu	50 mm
1	Banh dạng phễu	55 mm
1	Banh dạng phễu	60 mm
1	Banh dạng phễu	65 mm
1	Banh dạng phễu	75 mm
1	Kim tháo lưới banh	Kim thay lưới banh tháo nhanh
1	Khung banh Caspar dùng trong vi phẫu lấy đĩa đệm	Khung banh đối lực
1	Hộp tiết kiệm	Hộp đựng bằng nhôm kèm khay sắp xếp dụng cụ



Dụng cụ vén rễ thần kinh Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Lưỡi 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Lưỡi 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
Lưỡi 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Dụng cụ banh Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Caspar	Chiều dài 21 cm, lưới 17.0 x 67.0 mm, tay cầm có vòng xoắn ngón	\$64
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$64



Banh tự giữ Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

GIÁ **\$649 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung dạng kéo hai khớp bản lề	Khung nổi khớp đáng thấp với khóa bánh cóc và khóa vít
1	Khóa điều chỉnh thủ công	Cờ lê điều chỉnh đã hiệu chuẩn để tinh chỉnh lực căng
1 bộ	Lưới banh bên có răng nhọn vừa	Độ sâu 38 mm (có thể chọn kiểu 2 răng, 3 răng hoặc 4 răng)
1 bộ	Lưới móc banh tạng phẳng trơn dài	Mô-đun lưới banh nhẵn, không gây sang chấn, độ sâu 38 mm
1	Hộp bảo vệ khi bảo quản / vận chuyển	Hộp vận chuyển thiết kế vừa khít với bộ dụng cụ



Dụng cụ banh cột sống cổ Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Khung dụng cụ banh cột sống cổ Casper	Khung dài 11.5 cm, thiết kế ngang với 4 tay khớp bản lề, độ mở 85 mm	\$199
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$199



Khung banh cột sống cổ

SKU **RM-CRF-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tay cứng 16.5 cm	RM-CRF-1-1	\$109
Tay có khớp bản lề 25.5 cm	RM-CRF-1-2	\$119



Dụng cụ banh mô cột sống cổ

SKU **RM-CTR-13-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô cột sống cổ	Chiều dài tổng thể 13 cm, đầu móc tù 1x1	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh Chandler

SKU **RM-CHR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ (lưới hình lá 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Vừa (lưới hình lá 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Lớn (lưới hình lá 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Dụng cụ banh vết rạch ban đầu Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

GIÁ **\$399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung kẹp dạng vòng tự giữ	Khung vòng có đường viền nhẵn
1	Lưỡi banh ngắn cong ra ngoài với 4 răng tù	Đầu làm việc 25 mm × 32 mm
1	Lưỡi banh dài cong ra ngoài với 4 răng tù	Đầu làm việc 25 mm × 38 mm
1	Móc kéo tháo rời được	Móc neo cong để móc giữ mô
1	Dây xích kim loại nối truyền lực	Dây liên kết cơ học
1	Cụm quả cân treo tạo lực kéo bằng trọng lực	Quả cân duy trì lực kéo liên tục
1	Bao bì bảo quản bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh cột sống cổ/bản sống Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Má kẹp khía chéo	RM-CCLR-1-1	\$99
Má kẹp có răng	RM-CCLR-1-2	\$99



Dụng cụ banh dạng lưới kiểu Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Dụng cụ banh cột sống cổ kiểu Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

GIÁ **\$75 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Khung dụng cụ banh cột sống cổ kiểu Cloward	Chiều dài tổng thể 17 cm, tay banh có bản lẻ, khóa bánh cóc	\$75
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$75



Dụng cụ banh Cobra

SKU **RM-COBR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Đầu tiêu chuẩn — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Đầu nhọn tiêu chuẩn — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Mẫu bản rộng — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Cải biên cỡ nhỏ — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Hai đầu — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Mẫu banh sâu — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Cải biên cỡ lớn — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Dụng cụ banh Cobra có bộ đỡ tay

SKU **RM-CRHR-1**

GIÁ **\$169 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Cobra có bộ đỡ tay	Chiều dài 10.22", lưới 32 mm, bộ đỡ tay tích hợp	\$169
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$169



Dụng cụ banh xương đòn kiểu Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh xương đòn kiểu Cobra	Chiều dài 11.75" (29.84 cm), lưới cong kiểu Cobra, đầu móc lớn	\$84
Bao bọc / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$84



Dụng cụ banh dây chằng bên

SKU **RM-CLR-1**

GIÁ **\$104 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh dây chằng bên	Chiều dài tổng thể 8" (20.3 cm), các phần lưới banh rộng 5 mm & 11 mm	\$104
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$104



Dụng cụ banh mô mềm vùng dây chằng bên

SKU **RM-CSTR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm vùng dây chằng bên	Chiều dài 9 1/2", lưới banh 45 mm, đầu cong 2 chấu rộng 11 mm	\$69
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$69



Dụng cụ banh khớp gối lưỡi lõm

SKU **RM-CKR-1**

GIÁ **\$105 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi tiêu chuẩn	RM-CKR-1-1	\$105
Lưỡi hẹp dài	RM-CKR-1-2	\$105



Dụng cụ vén rễ thần kinh D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
22.8 cm (khoảng 9.0") — Rộng 7.0 mm x dài 11.0 mm — Lấy đĩa đệm thắt lưng tiêu chuẩn và di động rễ thần kinh	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (khoảng 11.0") — Rộng 7.0 mm x dài 11.0 mm — Hành lang phẫu thuật sâu và tiếp cận cột sống thắt lưng ở bệnh nhân béo phì	RM-DNRR-1-2	\$54



Ban phẫu thuật Gelpi sâu

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

GIÁ **\$68 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
3 1/2" - 4 1/2" — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gấp góc, 90°, gấp vuông góc — Bộc lộ phẫu trường trong tiểu phẫu nông, phẫu thuật bàn tay và phẫu thuật nhi	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gấp góc, 90°, gấp vuông góc — Tiếp cận mô mềm ở độ sâu trung bình, phẫu thuật tạo hình và vùng cột sống cổ	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gấp góc, 90°, gấp vuông góc — Phẫu thuật cắt bỏ sụn thắt lưng tiêu chuẩn và banh bộc lộ khớp	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gấp góc, 90°, gấp vuông góc — Phẫu thuật khoang chậu sâu, phẫu thuật điều trị béo phì và hàn xương cột sống nhiều tầng	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Dụng cụ banh tự giữ Gelpi sâu

SKU **RM-DGSRR-1**

GIÁ **\$129 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7 ½" (khoảng 19.0 cm) — Thân gấp góc, mẫu nhọn hướng ra ngoài — Phẫu thuật cắt bản sống thắt lưng tiêu chuẩn và bộc lộ khớp	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (khoảng 26.7 cm) — Thân gấp góc kéo dài, mẫu nhọn hướng ra ngoài — Phẫu thuật vùng chậu sâu, phẫu thuật ở người bệnh béo phì và hàn xương cột sống nhiều tầng	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay Dingo cải biên

SKU **RM-DMHHR-1**

GIÁ **\$134 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay Dingo cải biên	Chiều dài 10" (25.5 cm), đầu cong có răng cưa	\$134
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$134



Dụng cụ banh dùng khi doa ống tủy xương đùi qua đường trực tiếp

SKU **RM-DAABR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Hướng trái — 9" (22.86 cm), lưới 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Hướng phải — 9" (22.86 cm), lưới 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Dụng cụ banh hố gian lồng cầu Engh

SKU **RM-EINR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh hố gian lồng cầu Engh	Chiều dài 8 1/8" (206.4 mm), đầu dài 2.25"	\$79
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tùy chọn A — Trái 54x25 mm / Phải 76x38 mm	RM-FDR-1-1	\$109
Tùy chọn B — Trái 76x38 mm / Phải 54x25 mm	RM-FDR-1-2	\$109



Dụng cụ banh calcar xương đùi

SKU **RM-FCR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh calcar xương đùi	Đầu lưỡi rộng 25 mm, độ sâu 5.08 cm (2"), tay cầm dạng vòng	\$44
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44



Dụng cụ banh xương đùi/cơ mông nhỏ và cơ mông bé

SKU **RM-FGR-1175-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh xương đùi/cơ mông nhỏ và cơ mông bé	Chiều dài 11.75" (29.85 cm), lưới banh rộng 20 mm	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44



Dụng cụ banh Cobra đầu loe

SKU **RM-FCR-15-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Hướng trái — Một chấu, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Hướng trái — Hai chấu, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Hướng phải — Một chấu, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Hướng phải — Hai chấu, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Dụng cụ banh căng tay lưới xoay

SKU **RM-FSBR-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh căng tay lưới xoay	Lưới 5.12" (13.00 cm), tay cầm vòng xo ngón, bộ khóa bánh cóc — 1	\$74
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$74



Dụng cụ banh kiểu Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh kiểu Fukuda Kujat	Chiều dài tổng thể 9" (22.86 cm), lưới rộng có răng cưa, tay cầm thanh ngang chữ T — 1	\$94
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$94



Dụng cụ banh kiểu Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm hoặc 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm hoặc 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm hoặc 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Dụng cụ banh Gelpi tay bắt chéo - Góc gấp sâu

SKU **RM-GCRDA-1**

GIÁ **\$124 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi banh 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
Lưỡi banh 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
Lưỡi banh 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
Lưỡi banh 7 1/2 in (19 cm)	RM-GCRDA-1-4	\$119
Lưỡi banh 8 in (20.3 cm) — Tiêu chuẩn	RM-GCRDA-1-5	\$124



Dụng cụ banh ổ chảo và lồng cầu

SKU **RM-GCR-7-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh ổ chảo và lồng cầu	Tổng chiều dài 7" (17.8 cm), lưới móc uốn theo giải phẫu — 1	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm — 1	\$44




Dụng cụ banh ổ chảo

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

GIÁ **\$88 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ¾" - 9" — Hướng trái	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Hướng phải	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Hướng trái	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Hướng phải	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Hướng trái	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Hướng phải	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Dụng cụ banh mẫu chuyển lớn

SKU **RM-GTR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mẫu chuyển lớn	Chiều dài 14.875" (37.8 cm), lưới rộng 25 mm x sâu 1.5" — 1	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm — 1	\$49



Dụng cụ banh tự giữ Harvey Jackson

SKU **RM-HJSRR-1**

GIÁ **\$229 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Harvey Jackson	Tổng chiều dài 28 cm, ngàm 45 x 32 mm, chấu nhọn 3x3 — 1	\$229
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$229



Dụng cụ vén rễ thần kinh Hess

SKU **RM-HNRR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10.0 cm — lưới 3.0 mm - 4.0 mm — Tiêu chuẩn	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — lưới 5.0 mm - 7.0 mm — Tiêu chuẩn	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Dụng cụ banh Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dài 51 mm x rộng 19 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
Dài 76 mm x rộng 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
Dài 82 mm x rộng 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
Dài 101 mm x rộng 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Banh Hohmann phía sau-dưới

SKU **RM-HPIR-11-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cán trái với độ cong #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Cán phải cỡ trung với độ cong #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Dụng cụ banh Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi rộng 15 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
Lưỡi rộng 17 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Dụng cụ banh Hohmann cán cong siêu dài

SKU **RM-HRBELH-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
9 ¾" (24.76 cm) — Cán cong siêu dài	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Cán cong siêu dài	RM-HRBELH-1-2	\$79



Dụng cụ banh Hohmann vuông góc

SKU **RM-HRRA-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Chiều dài tổng thể 9 ½" — Chiều dài 24.13 cm, cán 7", đoạn gấp vuông góc 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
Chiều dài tổng thể 9 ¾" — Chiều dài 24.76 cm, cán 7", đoạn gấp vuông góc 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Ban vén Hohmann đầu tròn

SKU **RM-HRRE-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ¾" (21.91 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ½" (30.80 cm) — Lưỡi tròn 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



Dụng cụ banh Hohmann đầu vuông

SKU **RM-HRSE-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ½" (21.59 cm) — Lưỡi cong với đầu xa hình vuông	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lưỡi cong với đầu xa hình vuông	RM-HRSE-1-2	\$79



Dụng cụ banh Hohmann dạng góc

SKU **RM-HRA-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tổng chiều dài 6 ½" — Chiều dài 16.51 cm, đầu gấp góc 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
Tổng chiều dài 11" — Chiều dài 27.94 cm, cán 7", đoạn gấp góc 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



Dụng cụ banh Hohmann lưỡi vuông

SKU **RM-HRSB-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ½" (21.59 cm) — Lưỡi vuông, tay cầm siêu dài	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lưỡi vuông, tay cầm siêu dài	RM-HRSB-1-2	\$79



Dụng cụ vén Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

GIÁ **\$43 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Rộng 7 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
Rộng 9 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
Rộng 13 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Dụng cụ vén rãnh thần kinh Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rãnh thần kinh Holsher	Tổng chiều dài 23.5 cm, bản vén rộng, tù, xuôi xuống	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$44



Dụng cụ banh chỏm xương cánh tay

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ¾" (22.23 cm) — Thân cong, lưỡi banh dạng vòng đặt góc	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Thân cong, lưỡi banh dạng vòng đặt góc	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Thân cong, lưỡi banh dạng vòng đặt góc	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Thân cong, lưỡi banh dạng vòng đặt góc	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Bộ banh Image-Line ACF kèm dụng cụ giãn đốt sống Classic

SKU RM-ILACF-1

GIÁ **\$4,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN



SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thước đo độ sâu	Mã hóa bằng màu
2	Tay cầm khóa xoay	Phần cầm nắm bằng silicone
1	Khung dọc	Tiêu chuẩn
1	Khung ngang	Tiêu chuẩn
2	Lưỡi banh tù	30 mm, màu bạc
2	Lưỡi banh tù	35 mm, màu xanh dương
2	Lưỡi banh tù	40 mm, màu đỏ
2	Lưỡi banh tù	55 mm, màu đen
2	Lưỡi banh tù	60 mm, màu vàng kim
2	Lưỡi banh tù	65 mm, màu xanh hải quân
2	Lưỡi banh tù	70 mm, màu xanh lá nhạt
2	Lưỡi banh tù	75 mm, màu cam
1	Lưỡi banh răng ngắn	30 mm, màu bạc
1	Lưỡi banh răng ngắn	35 mm, màu xanh dương
1	Lưỡi banh răng ngắn	40 mm, màu đỏ
1	Lưỡi banh răng ngắn	45 mm, màu xanh lá
1	Lưỡi banh răng ngắn	50 mm, màu tím
1	Lưỡi banh răng ngắn	55 mm, màu đen
1	Lưỡi banh răng ngắn	60 mm, màu vàng kim
1	Lưỡi banh răng ngắn	65 mm, màu xanh hải quân
1	Lưỡi banh răng dài	30 mm, màu bạc
1	Lưỡi banh răng dài	35 mm, màu xanh dương
1	Lưỡi banh răng dài	40 mm, màu đỏ
1	Lưỡi banh răng dài	45 mm, màu xanh lá
1	Lưỡi banh răng dài	50 mm, màu tím
1	Lưỡi banh răng dài	55 mm, màu đen
1	Lưỡi banh răng dài	60 mm, màu vàng kim
1	Lưỡi banh răng dài	65 mm, màu xanh hải quân
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 35 mm, màu xanh dương
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 40 mm, màu đỏ
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 45 mm, màu xanh lá
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 50 mm, màu tím
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 55 mm, màu đen
2	Lưỡi banh vị phẫu, đầu tù	14 x 60 mm, màu vàng kim
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 35 mm
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 40 mm
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 45 mm
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 50 mm
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 55 mm
2	Lưỡi banh vị phẫu, răng ngắn	14 x 60 mm
2	Mũi khoan xoắn CVB	Độ sâu 8 mm, chiều dài 5 3/4"
1	Ống dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB	Bên trái
1	Ống dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB	Bên phải
1	Dụng cụ giãn thân đốt sống	Bên trái, thanh răng 100 mm
1	Dụng cụ giãn thân đốt sống	Bên phải, thanh răng 100 mm
2	Dụng cụ vặn vít CVB	Tay cầm silicone
1	Dụng cụ giãn đa tầng	Bên trái, thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1	Dụng cụ giãn đa tầng	Bên phải, thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1	Dụng cụ giữ mảnh ghép xương	Đầu 8 x 15 mm, chiều dài 210 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	3 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	5 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	8 mm
1	Dụng cụ cắt mảnh ghép	Độ sâu điều chỉnh được 8.75", chiều rộng 7 mm
1	Thước cặp ACF	9"
1	Hộp tiết kiệm	Hộp có ngăn định hình vừa khít dụng cụ



Dụng cụ banh Johnson dùng trong phẫu thuật u thần kinh

SKU **RM-JNR-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Khung banh vai Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — lưới banh 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Vừa — lưới banh 53 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Lớn — lưới banh 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Dụng cụ banh mô mềm Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

GIÁ **\$119 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Kolbel	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 8" (20.32 cm), lưới cong có ngành tù · Số lượng đi kèm: 1	\$119
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm · Số lượng đi kèm: 1	\$119



Dụng cụ banh đệm mỡ phía ngoài

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh đệm mỡ phía ngoài	Kích thước / Chi tiết: Tổng chiều dài 10" (25.4 cm), lưới cong đánh bóng rộng 41 mm · Số lượng đi kèm: 1	\$84
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm · Số lượng đi kèm: 1	\$84



Dụng cụ banh mô mềm phía ngoài

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
9.75 in — lưới 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — lưới 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Bộ banh cột sống thắt lưng đường trước Lobster

SKU **RM-LALR-1**

GIÁ **\$3,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
6	Kẹp banh Lobster	—
1	Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khớp nối khung	—
1	Khung Lobster	—
2	Dụng cụ banh xoay Mayo Lobster, thép không gỉ	2 3/4" x 2"
1	Dụng cụ banh xoay Mayo Lobster, thép không gỉ	3 1/2" x 2"
1	Dụng cụ banh xoay Deaver Lobster, thép không gỉ	2 3/4" x 4 1/2"
1	Dụng cụ banh xoay Harrington Lobster, thép không gỉ	2" x 5"
1	Dụng cụ banh xoay dẻo có thể uốn Lobster, thép không gỉ	2" x 6 1/2"
1	Dụng cụ banh xoay dẻo có thể uốn Lobster, thép không gỉ	3" x 6 1/2"
1	Dụng cụ banh xoay dạng hàng rào Lobster, thép không gỉ	4" x 6"
2	Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép không gỉ	1" x 4"
2	Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép không gỉ	1" x 6"
2	Dụng cụ banh thận xoay Lobster, thép không gỉ	1" x 8"
1	Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép không gỉ	1 1/2" x 6"
1	Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép không gỉ	2" x 4 1/2"
1	Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép không gỉ	2" x 6"
1	Dụng cụ banh tạng xoay Lobster, thép không gỉ	2" x 8"
1	Hộp tiết khuẩn	—



Dụng cụ vén rễ thần kinh Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

GIÁ **\$24 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dạng thẳng	Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm · Vai trò lâm sàng chính: Tiếp cận trực tiếp theo đường thẳng qua khe liên bản sống và di động rễ thần kinh thoát ra · Giá (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Dạng gấp góc 45 độ	Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm · Vai trò lâm sàng chính: Giải ép ngách bên và bảo vệ rễ thần kinh dưới khớp · Giá (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Dạng gấp góc 90 độ	Chiều dài hiện có: 17.5 cm hoặc 21.5 cm · Vai trò lâm sàng chính: Thăm dò sâu trong lỗ liên hợp và giữ bao màng cứng về phía trong · Giá (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Bao / Hộp bảo vệ	Chiều dài hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm





Dụng cụ vén rễ thần kinh Love, dạng lưới lê

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Love (dạng lưới lê)	Kích thước / Chi tiết: Chiều dài tổng thể 21 cm, thân dạng lưới lê, lưới vén thần kinh dạng lỗm · Số lượng đi kèm: 1	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$29



Dụng cụ banh bàn chân và cổ chân thân mảnh

SKU **RM-LPFAR-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Dụng cụ banh Markham-Meyerding dùng trong phẫu thuật cắt nửa cung sau

SKU **RM-MMHR-17-1**

GIÁ **\$124 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — lưới banh 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Trung bình — lưới banh 50 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Lớn — lưới banh 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Khung banh cứng kiểu McCulloch dùng trong vi phẫu cắt đĩa đệm

SKU **RM-MMRRF-14-1**

GIÁ **\$384 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Khung banh cứng kiểu McCulloch dùng trong vi phẫu cắt đĩa đệm	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 14 cm, khung cứng không có bản lề, truyền động bánh răng · Số lượng đi kèm: 1	\$384
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm · Số lượng đi kèm: 1	\$384



Dụng cụ vén rễ thần kinh kiểu McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Dụng cụ banh khâu phục hồi sụn chêm

SKU **RM-MRR-5IN-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khâu phục hồi sụn chêm	Kích thước / Chi tiết: Tổng chiều dài 5" (12.7 cm), lưỡi chuyển hướng kim dạng cong được đánh bóng · Số lượng đi kèm: 1	\$59
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$59



Dụng cụ banh Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

GIÁ **\$99 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Đầu thao tác tù	Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò làm sàng chính: Vén cơ cạnh sống không gây sang chấn và giữ mô mềm · Giá (USD): \$99.00
1	Đầu thao tác nhọn	Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò làm sàng chính: Bám chắc vào cân xơ dày và các điểm bám tận của gân · Giá (USD): \$99.00
1	Đầu thao tác có răng	Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò làm sàng chính: Neo giữ trên xương không trượt tại bản sống và bờ diện khớp · Giá (USD): \$99.00
1	Đầu thao tác hình yên ngựa	Tổng chiều dài: 18 cm · Vai trò làm sàng chính: Ôm đỡ bó cơ theo biên dạng và tạo đường tiếp cận để giải ép cột sống · Giá (USD): \$99.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò làm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Meyerding có khóa bánh cóc

SKU **RM-MRWR-18-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
32 mm × rộng 25 mm	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × rộng 25 mm	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × rộng 25 mm	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × rộng 25 mm	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Dụng cụ banh khớp gối ít xâm lấn

SKU **RM-MIKR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Chiều dài tổng thể 19 cm	RM-MIKR-1-1	\$79
Chiều dài tổng thể 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
Chiều dài tổng thể 22 cm	RM-MIKR-1-3	\$89



Dụng cụ vén rễ thần kinh MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Bản vén rộng 4.7 mm	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
Bản vén rộng 7.3 mm	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Dụng cụ banh kiểu Fukuda cải tiến

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh kiểu Fukuda cải tiến	Dụng cụ banh chỉnh hình cầm tay dùng để bẩy xương cánh tay, lưới banh dạng vòng có cửa sổ	\$89
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$89



Dụng cụ banh xương bánh chè

SKU **RM-PTR-9IN-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh xương bánh chè	Chiều dài 9" (22.86 cm), bản đỡ 22 mm, lưới 16 mm, đầu móc	\$84
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$84



Dụng cụ banh PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh PCL	Tổng chiều dài 25 cm (10"), đầu 21 mm, cụm chấu 4 mm	\$99
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$99



DỤNG CỤ BANH PERCY DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT CỤT CHI

SKU **RM-PAR-1**

GIÁ **\$399 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Banh tự giữ Perkins

SKU **RM-PSRR-99-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Kiểu chấu đặc tiêu chuẩn — 13 cm, bên trái hoặc bên phải	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 chấu & lưới nhọn — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 chấu & lưới nhọn — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 chấu & lưới nhọn — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 chấu & lưới nhọn — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lưới cong có cửa sổ — 13 cm, bên trái hoặc bên phải	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lưới đặc có gai — 12.7 cm, bên trái hoặc bên phải	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng đường trước Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

GIÁ **\$3,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
4	Lưỡi banh 25 × 60 mm	Lưỡi banh độ sâu nông
4	Lưỡi banh 25 × 80 mm	Lưỡi banh độ sâu nông vừa
4	Lưỡi banh 25 × 100 mm	Lưỡi banh độ sâu trung bình
4	Lưỡi banh 25 × 120 mm	Lưỡi banh độ sâu tiêu chuẩn
4	Lưỡi banh 25 × 140 mm	Lưỡi banh độ sâu tăng cường
4	Lưỡi banh 25 × 160 mm	Lưỡi banh cho đường tiếp cận phẫu thuật sâu
4	Lưỡi banh 25 × 180 mm	Lưỡi banh cho đường tiếp cận phẫu thuật rất sâu
4	Lưỡi banh 25 × 200 mm	Lưỡi banh có tấm với tối đa
1	Vòng banh	Khung tròn trung tâm đường kính 300 mm cho hệ thống banh
2	Thanh nối dài	Nối dài hoặc định vị cụm khung banh
6	Kẹp vòng	Cố định các giá giữ và bộ phận vào vòng banh
6	Giá giữ lưỡi banh có khớp xoay	Cho phép gá lắp và điều chỉnh lưỡi banh trên vòng
1	Khóa lực giác	Khóa vận thủ công 225 mm để điều chỉnh và lắp ráp khung
2	Tay đỡ kèm giá giữ vòng	Đỡ và kết nối vòng banh với các bộ gá bàn mổ
2	Kẹp bàn mổ có thể xoay	Cố định kết cấu đỡ vào các thanh ray bên của bàn mổ
1	Dụng cụ vận dụng lực giác	Dụng cụ vận chuyển dụng để điều chỉnh hệ thống
1	Hộp tiết kiệm	Hộp đựng bằng nhôm có lỗ dùng cho quá trình tái xử lý





Hệ thống tiếp cận phẫu thuật cột sống thắt lưng ít xâm lấn Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

GIÁ **\$3,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Móc banh thẳng 40 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 50 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 60 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 70 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 80 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 90 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Móc banh thẳng 100 mm	Móc banh bản hẹp chuyên dụng
1	Tay cầm chữ T điều chỉnh khớp xoay	Tay cầm điều khiển thủ công để điều chỉnh khớp xoay
1	Kẹp bàn mổ có thể xoay	Cố định cụm dụng cụ vào thanh ray bên của bàn mổ
1	Cáp dẫn sáng	Độ cong tiêu chuẩn, 10 ft, không vô khuẩn; truyền ánh sáng từ nguồn sáng đến dụng cụ banh
1	Nguồn sáng LED	Thiết bị chiếu sáng di động/để bàn
1	Tay đỡ đa khớp dạng góc	Tay đỡ đa khớp có kẹp thanh răng, nối kẹp với khung
1	Khung banh nền có khớp xoay dùng cho phẫu thuật thắt lưng ít xâm lấn (MIS)	Lắp từ phía trên, khung nền chịu lực chính với thanh răng 250 mm để tiếp cận vùng thắt lưng
1	Đầu nối thanh răng	Nối các thanh răng phụ với khung chính
1	Giá đỡ lưới banh trung tâm có khớp xoay	Lắp từ phía trên, thanh răng 130 mm; giữ lưới banh trung tâm với cơ chế điều chỉnh xoay
1	Tay banh đối lực dạng bấc cấu có khớp xoay	Lắp từ bên hông, Sure-Lock, tay banh đối lực với thanh răng 225 mm giúp ổn định theo phương bên
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 50 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 60 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 70 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 80 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 90 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 100 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 110 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1 cặp	Lưỡi banh đầu vát (cặp) 22 x 120 mm	Cặp lưỡi banh có đầu vát
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 40 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 50 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 60 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 70 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 80 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 90 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 100 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 110 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh đối lực răng ngắn 14 x 120 mm	Lưỡi banh đối lực có răng bấm ngắn
1	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 50 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
1	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 60 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 70 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 80 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 90 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 100 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 110 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
2	Lưỡi banh hình quạt răng ngắn 18 x 120 mm	Lưỡi banh có đầu xa mở rộng hình quạt và răng ngắn
1	Dụng cụ nong 8 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 13 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 18 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Dụng cụ nong 22 mm	Dụng cụ nong mô tuần tự
1	Nòng bịt 18 mm	Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1	Nòng bịt 22 mm	Dụng cụ đưa vào ban đầu và dẫn hướng
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp chứa để sắp xếp và tái xử lý dụng cụ





Dụng cụ banh khớp gối Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khớp gối Ranawat	Chiều dài 9 ½" (24.13 cm), lưỡi banh 17 x 34 mm gấp góc 90° (đầu tù hoặc đầu nhọn)	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh Hohmann đảo ngược

SKU **RM-RHR-85-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Hohmann đảo ngược	Chiều dài 8 ½" (21.59 cm), lưỡi bất đối xứng có ngạnh tù, tay cầm có lỗ	\$69
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$69



Dụng cụ banh chữ S dùng trong thay khớp gối toàn phần

SKU **RM-STKR-6IN-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Một lưỡi 10 mm — chiều dài 6", lưỡi rộng 10 mm	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Một lưỡi 20 mm — chiều dài 6", lưỡi rộng 20 mm	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Thiết kế hai đầu — chiều dài 6", hai đầu 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Dụng cụ vén rễ thần kinh Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Sandhu	Tổng chiều dài 24.3 cm, lưới từ 3.2 mm, thân có thể uốn tạo góc 90°	\$54
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$54



Dụng cụ banh ghép xương Saxena

SKU **RM-SBGR-1**

GIÁ **\$124 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản 16.5 cm — Răng cưa hoặc răng cưa chéo	RM-SBGR-1-1	\$124
Phiên bản 25.5 cm — Răng cưa hoặc răng cưa chéo	RM-SBGR-1-2	\$149



Dụng cụ vén rễ thần kinh Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Scoville	Tổng chiều dài 23.5 cm, đầu tạo góc uốn theo đường cong giải phẫu, thân mảnh	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$29



Bộ banh tự giữ Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

GIÁ **\$259 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray dẫn hướng tự giữ	Thanh trượt để chỉnh được thiết kế để bộc lộ khoang phẫu thuật thần kinh và cột sống
1	Lưỡi bên có móc nhọn đơn tháo rời được	Lưỡi móc đơn 50 mm được thiết kế để bám sâu bên dưới bờ vết mổ dày
1	Lưỡi bên đặc có răng tháo rời được	Lưỡi banh xương đặc 60 mm x 25 mm với các đầu có cấu trúc răng
1	Cơ cấu khóa vít thao tác bằng tay tích hợp	Cụm ren giúp cố định độ mở ngang chính xác đồng thời giảm mỏi cho người sử dụng
2	Tay kẹp banh thiết kế theo công thái học	Hai thân tay nhẹ được chế tạo với các cạnh viền hoàn toàn nhẵn
1	Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Banh tự giữ Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

GIÁ **\$339 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung tự giữ với cán bàn lê	Khung có khớp nối hoạt động kiểu kéo, gấp xuống để nằm ngoài trường nhìn
1	Lưỡi banh bên một móc nhọn tháo rời được	Lưỡi banh một móc 50 mm được thiết kế để neo sâu bên dưới bờ vết mổ
1	Lưỡi banh bên dạng bản đặc có răng tháo rời được	Bản banh xương đặc 60 mm x 25 mm được trang bị đầu có răng siêu nhỏ
1	Bánh răng khóa vít thủ công tích hợp	Cơ cấu ren trung tâm giúp duy trì độ mở cố định để hạn chế mỏi tay
2	Các nhánh kẹp banh thiết kế công thái học	Các nhánh tay cầm có kết cấu nhẹ, được rèn với đường viền hoàn toàn nhẵn
1	Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Banh tự giữ Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

GIÁ **\$395 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Ray khung để tự giữ	Khung thanh trượt chính được thiết kế để giữ ổn định các trường mổ nhỏ có mô dai chắc
1	Lưỡi banh bên bán sắc 3 chấu có thể tháo rời	Đầu lắp dạng móng kích thước 62 mm x 37 mm, được thiết kế để giữ chắc bề mặt mô sâu
1	Lưỡi banh bên bán sắc 4 chấu có thể tháo rời	Đầu lắp dạng móng kích thước 62 mm x 52 mm, được thiết kế để banh các bờ mô rộng hơn
1	Bộ truyền khóa vít thủ công tích hợp	Cơ cấu kẹp xoay cơ học giúp giữ cố định độ mở để giảm thiểu mệt mỏi
2	Các tay kẹp banh thiết kế công thái học	Thiết kế hai tay cầm nhẹ với các cạnh bao quanh hoàn toàn nhẵn
1	Hộp / vật dụng bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Bộ dụng cụ banh cột sống cổ SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

GIÁ **\$2,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thước đo độ sâu mã hóa màu	Dụng cụ & Khung — tiêu chuẩn
2	Tay cầm banh có khóa (lắp từ bên hông)	Dụng cụ & Khung — tiêu chuẩn
1	Khung banh ngang dạng hạ bậc	Dụng cụ & Khung — bản lề kép, lắp từ bên hông
1	Khung banh ngang	Dụng cụ & Khung — bản lề kép, lắp từ bên hông (độ mở 120 mm)
1	Hộp đựng dụng cụ	Bảo quản & Bảo vệ — khay sắp xếp dụng cụ
1	Hộp tiết khuẩn	Bảo quản & Bảo vệ — hộp có lỗ
2	Lưỡi banh mô màu bạc	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 30 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu xanh dương	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 35 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu đỏ	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 40 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu xanh lá	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 45 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu tím	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 50 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu đen	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 55 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu vàng kim	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 60 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu xanh hải quân	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 65 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu xanh lá nhạt	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 70 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô màu cam	Lưỡi banh mô đầu tù (theo cặp) — 75 mm x 75 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu xanh dương	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 35 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu đỏ	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 40 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu xanh lá	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 45 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu tím	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 50 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu đen	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 55 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh cơ bản hẹp màu vàng kim	Lưỡi banh cơ bản hẹp (răng ngắn, theo cặp) — 60 mm x 14 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu bạc	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 30 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu xanh dương	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 35 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu đỏ	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 40 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu xanh lá	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 45 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu tím	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 50 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu đen	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 55 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu vàng kim	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 60 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ bản màu xanh hải quân	Lưỡi banh cơ bản (răng ngắn, từng chiếc) — 65 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu bạc	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 30 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu xanh dương	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 35 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu đỏ	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 40 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu xanh lá	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 45 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu tím	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 50 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu đen	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 55 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu vàng kim	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 60 mm x 23 mm
1	Lưỡi banh cơ giữa màu xanh hải quân	Lưỡi banh cơ giữa (răng dài, từng chiếc) — 65 mm x 23 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu xanh dương	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 35 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu đỏ	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 40 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu xanh lá	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 45 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu tím	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 50 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu đen	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 55 mm x 14 mm
2	Lưỡi banh mô bản hẹp màu vàng kim	Lưỡi banh mô bản hẹp (đầu tù, theo cặp) — 60 mm x 14 mm





Dụng cụ banh bộc lộ ổ chảo trong thay khớp vai

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bộc lộ ổ chảo trong thay khớp vai	Chiều dài 7 ¾" (19.68 cm), lưới rộng 40 mm, tay cầm chữ T theo thiết kế công thái học	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$79



Dụng cụ banh Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

GIÁ **\$46 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Cỡ #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Cỡ #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Cỡ #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Cỡ #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Cỡ #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Dụng cụ banh Hohmann xếp chồng

SKU **RM-SHR-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ¾" (20.96 cm) — Lưới tiêu chuẩn, bản rộng hoặc gấp	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Lưới tiêu chuẩn, bản rộng hoặc gấp	RM-SHR-1-2	\$99



Bộ banh phẫu thuật cắt bản sống Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banh	Khung kết cấu chính của hệ thống banh
4	Lưỡi banh nhỏ	Các lưỡi banh cỡ nhỏ sâu 2" dùng để banh mô trong phẫu thuật
4	Lưỡi banh trung bình	Các lưỡi banh độ sâu trung bình 3"
4	Lưỡi banh lớn	Các lưỡi banh độ sâu lớn 4"
4	Lưỡi banh bổ sung	Các lưỡi banh độ sâu tăng cường 4¾"
1	Hộp tiết kiệm	Hộp dùng để sắp xếp và bảo quản toàn bộ dụng cụ



Tấm banh cố định bàn tay bằng chì dùng trong phẫu thuật

SKU **RM-SLHRP-199-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tấm banh cố định bàn tay bằng chì dùng trong phẫu thuật	Tấm banh bằng chì có thể uốn chỉnh, hình bàn tay người lớn	\$199
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn	\$199



Dụng cụ banh lưới gấp góc cán chữ T

SKU **RM-THRAB-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8.0" (20.32 cm) — lưới có răng 110×32 mm hoặc 120×32 mm	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — lưới có răng 110×32 mm hoặc 120×32 mm	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — lưới có răng 110×32 mm hoặc 120×32 mm	RM-THRAB-1-3	\$139



Dụng cụ banh cột sống Taylor

SKU **RM-TSR-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7 ¼" (18.42 cm) — độ sâu 3" (7.62 cm) — Cắt bản sống cổ và ngực qua đường sau, cột sống ở bệnh nhân vị thành niên	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — độ sâu 3" hoặc 4" — Cắt bản sống và cắt đĩa đệm cột sống thắt lưng tiêu chuẩn ở người trưởng thành	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — độ sâu 4" (10.16 cm) — Hàn xương thắt lưng ở sâu, phẫu thuật cột sống ở bệnh nhân béo phì và bọc lộ xương cùng	RM-TSR-1-3	\$89



Dụng cụ vén rễ thần kinh Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén rễ thần kinh Toennis	Tổng chiều dài 15 cm, thân mảnh, đầu móc nhẵn uốn cong	\$29
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$29



Dụng cụ banh hỗ trợ đặt cấu phần cầu ổ chảo trong thay khớp vai toàn phần và đảo ngược

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh hỗ trợ đặt cấu phần cầu ổ chảo trong thay khớp vai toàn phần và đảo ngược	Chiều dài 10 ¼" (26.03 cm), đầu hai chấu 24 mm, cán công thái học	\$109
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$109




Hệ thống banh dạng ống

SKU **RM-TRS-MIS-1**

GIÁ **\$2,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 30 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 40 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 50 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 60 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 70 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 80 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 12-14 mm, chiều dài 90 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 30 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 40 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 50 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 60 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 70 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 80 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 14-16 mm, chiều dài 90 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 30 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 40 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 50 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 60 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 70 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 80 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 16-18 mm, chiều dài 90 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 30 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 40 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 50 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 60 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 70 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 80 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 18-20 mm, chiều dài 90 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 30 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 40 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 50 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 60 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 70 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 80 mm
1	Dụng cụ banh dạng ống MIS Neupsy Key	Đường kính 27-29 mm, chiều dài 90 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 6 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 8 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 10 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 12 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 14 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 16 mm
1	Dụng cụ nong cho banh dạng ống MIS	Đường kính 18 mm
1	Tay đỡ linh hoạt cho banh dạng ống	Tay đỡ đa khớp có thể điều chỉnh
1	Bộ kẹp bàn mổ	Bộ gá lắp vào thanh ray bàn mổ
1	Hộp tiết kiệm	Hộp có các vị trí đặt dụng cụ vừa khít, giúp sắp xếp ngăn nắp khi tải xử lý





Dụng cụ banh khớp gối Wallace

SKU **RM-WKR-5IN-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khớp gối Wallace	Chiều dài tổng thể 5" (12.7 cm), khung hai nhánh tự giữ, cơ cấu khóa vít	\$79
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$79



Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu thuật lấy đĩa đệm

SKU **RM-WDR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
50 mm x 20 mm (Trái hoặc Phải)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Trái hoặc Phải)	RM-WDR-1-2	\$99



Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay

SKU **RM-WDRFR-45-1**

GIÁ **\$189 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi cong trái — chiều dài 4.5" (11.43 cm), ngạnh tù tạo góc, cong trái	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Lưỡi cong phải — chiều dài 4.5" (11.43 cm), ngạnh tù tạo góc, cong phải	RM-WDRFR-45-1-2	\$189



Dụng cụ banh Williams dùng trong phẫu thuật cắt đĩa đệm cột sống

SKU **RM-WSDR-153-1**

GIÁ **\$149 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Độ sâu 50 mm – 70 mm (10 hoặc 20 mm) — Bên trái hoặc bên phải	RM-WSDR-153-1-1	\$149
Độ sâu 80 mm – 90 mm (10 hoặc 20 mm) — Bên trái hoặc bên phải	RM-WSDR-153-1-2	\$149
Độ sâu 110 mm (10 hoặc 20 mm) — Bên trái hoặc bên phải	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Dụng cụ banh tự giữ Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản 28.0 cm — Nhánh cong ra ngoài, đầu nhọn, khóa cóc	RM-WGSRR-1-1	\$99
Phiên bản 30.5 cm — Nhánh cong ra ngoài, đầu nhọn, khóa cóc	RM-WGSRR-1-2	\$109





Bộ banh ACF Image-Line tháo nhanh kèm dụng cụ kéo giãn

SKU **RM-ILACF-QR-1**

GIÁ **\$4,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thước đo độ sâu	Mã hóa bằng màu sắc
2	Tay cầm có lò xo	Cơ chế tháo nhanh
1	Khung dọc	Loại tiêu chuẩn, tháo nhanh
1	Khung dọc (phủ Panther)	Bề mặt hấp thụ ánh sáng chống chói
1	Khung ngang	Loại tiêu chuẩn, tháo nhanh
1	Khung ngang (gốm Panther)	Lớp phủ gốm chống phản xạ
2	Lưỡi banh tù	30 mm, màu bạc
2	Lưỡi banh tù	35 mm, màu xanh dương
2	Lưỡi banh tù	40 mm, màu đỏ
2	Lưỡi banh tù	45 mm, màu xanh lá
2	Lưỡi banh tù	50 mm, màu tím
2	Lưỡi banh tù	55 mm, màu đen
2	Lưỡi banh tù	60 mm, màu vàng kim
2	Lưỡi banh tù	65 mm, màu xanh hải quân
2	Lưỡi banh tù	70 mm, màu xanh lá nhạt
2	Lưỡi banh tù	75 mm, màu cam
1	Lưỡi banh răng ngắn	30 mm, màu bạc
1	Lưỡi banh răng ngắn	35 mm, màu xanh dương
1	Lưỡi banh răng ngắn	40 mm, màu đỏ
1	Lưỡi banh răng ngắn	45 mm, màu xanh lá
1	Lưỡi banh răng ngắn	50 mm, màu tím
1	Lưỡi banh răng ngắn	55 mm, màu đen
1	Lưỡi banh răng ngắn	60 mm, màu vàng kim
1	Lưỡi banh răng ngắn	65 mm, màu xanh hải quân
1	Lưỡi banh răng dài	30 mm, màu bạc
1	Lưỡi banh răng dài	35 mm, màu xanh dương
1	Lưỡi banh răng dài	40 mm, màu đỏ
1	Lưỡi banh răng dài	45 mm, màu xanh lá
1	Lưỡi banh răng dài	50 mm, màu tím
1	Lưỡi banh răng dài	55 mm, màu đen
1	Lưỡi banh răng dài	60 mm, màu vàng kim
1	Lưỡi banh răng dài	65 mm, màu xanh hải quân
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 35 mm, màu xanh dương
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 40 mm, màu đỏ
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 45 mm, màu xanh lá
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 50 mm, màu tím
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 55 mm, màu đen
2	Lưỡi banh vi phẫu tù	14 x 60 mm, màu vàng kim
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 35 mm
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 40 mm
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 45 mm
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 50 mm
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 55 mm
2	Lưỡi banh vi phẫu răng ngắn	14 x 60 mm
1	Mũi khoan xoắn CVB	Độ sâu 8 mm, chiều dài 5 3/4"
1	Dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB, bên trái	Tiêu chuẩn
1	Dẫn hướng khoan cho dụng cụ giãn CVB, bên phải	Tiêu chuẩn
1	Dụng cụ giãn thân đốt sống, bên trái	Thanh răng 100 mm
1	Dụng cụ giãn thân đốt sống, bên phải	Thanh răng 100 mm
2	Tua vít CVB, tay cầm silicone	Tiêu chuẩn
1	Dụng cụ giãn đa tầng, bên trái	Thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1	Dụng cụ giãn đa tầng, bên phải	Thanh răng 120 mm, phần nối dài 90 mm
1	Dụng cụ giữ mảnh ghép xương	Đầu 8 x 15 mm, chiều dài 210 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	3 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	5 mm
1	Dụng cụ đóng mảnh ghép xương	8 mm
1	Dụng cụ cắt mảnh ghép	Độ sâu có thể điều chỉnh 8.75", chiều rộng 7 mm
1	Thước cặp ACF	9"
1	Hộp tiết kiệm	Hộp sắp xếp dụng cụ chịu tải cao






Bộ banh cột sống đường sau Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

GIÁ **\$2,399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	12" (30.5 cm)
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang	Đường kính 1" (2.5 cm)
6	Cơ cấu khóa bánh cóc tiêu chuẩn	Không chỉnh nghiêng
4	Cơ cấu khóa bánh cóc chỉnh nghiêng	Đa góc
1	Đoạn khung bán nguyệt	Đường kính 8½" (21.6 cm)
1	Đoạn khung thẳng	Đường kính 4" (10.2 cm)
1	Đoạn khung thẳng	Đường kính 6" (15.2 cm)
1	Đoạn khung thẳng	Đường kính 8" (20.3 cm)
2	Lưỡi banh Meyerding	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Lưỡi banh Meyerding	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Lưỡi banh Meyerding	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Móc Scoville	Cỡ nhỏ
2	Móc Scoville	Cỡ lớn
2	Banh dạng cào 3 răng	Rộng ¾" x sâu ¾" (1.7 x 1.9 cm)
2	Banh dạng cào 4 răng	Rộng ¾" x sâu ½" (1.9 x 0.8 cm)
2	Banh dạng cào 6 răng	Rộng 1" x sâu ½" (2.5 x 0.8 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ



Bộ banh cột sống cổ Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

GIÁ **\$2,899 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
10 cặp (tổng cộng 20 lưỡi)	Lưỡi banh cạnh tù	Chiều dài từ 30 mm đến 75 mm (tăng từng 5 mm)
6 cặp (tổng cộng 12 lưỡi)	Lưỡi banh cạnh tù vi mô	Chiều dài từ 35 mm đến 60 mm (tăng từng 5 mm)
8 lưỡi	Lưỡi banh răng dài	Chiều dài từ 30 mm đến 65 mm (tăng từng 5 mm)
1 cặp (tổng cộng 2 lưỡi)	Lưỡi dạng mái chèo	Tương thích với khung giãn đa hướng tiêu chuẩn
2 tay cầm	Tay cầm banh lắp lưỡi từ bên hông	Thiết kế công thái học, nhả bằng thao tác xoay để thay nhanh các lưỡi banh dạng mô-đun
1 thước	Thước đo độ sâu mã hóa màu	Được hiệu chuẩn để đo nhanh độ sâu mô mềm
1 cụm	Mũi khoan xoắn kèm tay cầm vận	Cụm mũi khoan tạo lỗ mới bằng tay cho vít giãn
1 dụng cụ dẫn hướng	Dụng cụ dẫn hướng khoan đôi	Giúp bảo đảm chính xác khoảng cách và độ song song giữa các vít giãn đốt sống
1 dụng cụ dẫn hướng	Dụng cụ dẫn hướng khoan đơn	Dùng để đặt vít giãn độc lập hoặc theo cấu hình mô-đun
1 mũi	Mũi khoan xoắn	Mũi khoan thay thế chuyên dụng để khoan lỗ mới cho vít giãn
2 tua vít	Tua vít lắp vít giãn	Dụng cụ vận lắp bằng tay có độ bám chắc, dùng cho đinh kiểu Caspar
1 dụng cụ	Thước cặp đo	Dụng cụ đo chính xác để xác nhận chiều cao đĩa đệm và dung sai khe đặt vật cấy ghép
1 dụng cụ	Dụng cụ đóng xương có bộ phận bảo vệ	Dụng cụ phẫu thuật hai đầu để đóng vào vị trí, có tiết diện 6 mm x 10 mm
1 hộp	Hộp tiết khuẩn	Khay sắp xếp dụng cụ phẫu thuật chịu lực, có các vị trí định hình vừa khít





Dụng cụ banh tự giữ ALM

SKU **RM-ASRR-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7 cm (khoảng 2.75"), 4x4 răng nhọn hoặc tù	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (khoảng 4.0"), 4x4 răng nhọn hoặc tù	RM-ASRR-1-2	\$99



Banh tự giữ dùng cho cả hai tay

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

GIÁ **\$239 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cấu hình răng 4x3	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
Cấu hình răng 4x4	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
Cấu hình răng 7x7	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Bộ hai banh phẫu thuật Army-Navy

SKU **RM-ANR-SET-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh phẫu thuật Army-Navy	Chiều dài tổng thể 21 cm, lưỡi banh ở hai đầu	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn	\$49



Banh tự giữ Balfour cổ nhi

SKU **RM-BBSRR-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1 bộ (2 lá banh)	Lá banh bên	Sâu 60 mm
1	Lá banh trung tâm Balfour	Rộng 21 mm x sâu 24 mm
1	Khung banh Balfour	125 x 90 mm




Banh phẫu thuật Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banh Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm hoặc 200 x 265 mm
1 cặp	Lưỡi banh bên	Tích hợp/Có thể tháo rời (độ sâu 60 mm hoặc 90 mm)
1	Lưỡi banh trung tâm có thể điều chỉnh	47 x 80 mm, 62 x 76 mm hoặc 80 x 80 mm
1	Bao bì bảo vệ khi bảo quản	Hộp vận chuyển riêng từng sản phẩm



Banh tự giữ Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

GIÁ **\$399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
4 bộ (tổng cộng 8 lưỡi banh)	Lưỡi banh bên	Sâu 65 mm, 85 mm, 105 mm và 155 mm
1	Lưỡi banh trung tâm Balfour	Rộng 70 mm x sâu 70 mm
1	Lưỡi banh trung tâm thẳng	Rộng 70 mm x sâu 100 mm
1	Khung Balfour	Khung đỡ kết cấu trung tâm có vít khóa vận tay



Dụng cụ banh Boley

SKU **RM-BR-16-1**

GIÁ **\$85 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Boley	Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi banh ở hai đầu	\$85
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$85



Dụng cụ banh Brewster

SKU **RM-BRW-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Cỡ 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Cỡ 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Cỡ 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Cỡ 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Dụng cụ banh Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Dụng cụ banh Bệnh viện Nhi

SKU **RM-CHR-PED-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Bệnh viện Nhi	Tổng chiều dài 14 cm, lưới nhi khoa hai đầu	\$39
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$39



Dụng cụ banh Collin Hartmann hình chữ S

SKU **RM-CHSR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Collin Hartmann hình chữ S	Tổng chiều dài 16 cm, hai đầu 52x33 mm & 30x21 mm	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$29



Dụng cụ banh Cope hai đầu

SKU **RM-CRDE-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Cope hai đầu	Tổng chiều dài 18 cm, hai lưới 6.0 mm & 11.0 mm	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$29



Dụng cụ banh Crile hai đầu

SKU **RM-CRDE-RET-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Kiểu #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Kiểu #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Dụng cụ banh Czerny hai đầu

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Czerny hai đầu	Chiều dài tổng thể 17.5 cm, lưỡi banh hai đầu 38 × 22 mm	\$44
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44





Ban kéo Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Bộc lộ phẫu trường nhi khoa, vùng bụng nông và tuyến giáp	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Tiếp cận trong cắt ruột thừa tiêu chuẩn và mở bụng nhỏ	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Bánh kéo thành bụng và vùng chậu ở độ sâu trung bình	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Bộc lộ tiêu chuẩn trong mở bụng thăm dò ở người lớn	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Tiếp cận sâu vùng chậu và trong phẫu thuật phụ khoa	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Vén rộng các tạng và gan	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Bánh thành bụng cực rộng và giữ tạng trong phẫu thuật điều trị béo phì	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Phẫu thuật sâu sau phúc mạc và ung thư vùng chậu	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Bộc lộ với tám với tối đa trong phẫu thuật điều trị béo phì và phẫu thuật động mạch chủ	RM-DR-STD-1-9	\$87



Dụng cụ banh Deaver cán mỏng

SKU **RM-DRTH-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
12" (khoảng 30.5 cm) — 25, 38, 50 hoặc 75 mm — Bánh thành bụng và nội tạng vùng chậu thông thường	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (khoảng 33.0 cm) — 25, 38, 50 hoặc 75 mm — Tiếp cận sâu vùng sau phúc mạc, phẫu thuật điều trị béo phì và phẫu thuật chỉnh hình khớp háng	RM-DRTH-1-2	\$64





Van vén Deaver cán rỗng

SKU **RM-DRHGH-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7" (khoảng 17.8 cm) — Bộc lộ vết mổ trong phẫu thuật nhi và vết mổ bụng nông	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (khoảng 20.3 - 21.6 cm) — Vén mô thường quy trong phẫu thuật cắt ruột thừa, tuyến giáp và vùng chậu	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (khoảng 22.9 - 25.4 cm) — Bộc lộ trường mổ thường quy trong phẫu thuật mở bụng thăm dò ở người lớn	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (khoảng 26.7 cm) — Trường mổ sâu trong phẫu thuật vùng chậu và phụ khoa	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (khoảng 30.5 - 33.0 cm) — Vén các tạng ở sâu và nâng gan/lách	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (khoảng 35.6 cm) — Phẫu thuật điều trị béo phì và sau phúc mạc cần tấm với tối đa	RM-DRHGH-1-6	\$80




Dụng cụ banh sâu dạng cào

SKU **RM-DRR-1**

GIÁ **\$68 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Độ sâu 38 mm — Rộng 57 mm x sâu 38 mm — Banh mô dưới da và cơ ở độ sâu trung bình	RM-DRR-1-1	\$68
Độ sâu 51 mm — Rộng 57 mm x sâu 51 mm — Bộc lộ thành bụng và khớp trong phẫu thuật chỉnh hình tiêu chuẩn	RM-DRR-1-2	\$72
Độ sâu 63 mm — Rộng 57 mm x sâu 63 mm — Vén mô sâu ở sần chậu và cơ cạnh sống	RM-DRR-1-3	\$76
Độ sâu 76 mm — Rộng 57 mm x sâu 76 mm — Tạo lực đòn bẩy ở độ sâu tối đa trong phẫu thuật điều trị béo phì và banh khối cơ lớn	RM-DRR-1-4	\$80



Bộ banh Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

GIÁ **\$499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung để tròn tự giữ	Khung 175 mm x 150 mm cho phép quan sát theo mọi hướng
2 (1 cặp)	Lưỡi banh mô nông có thể thay thế	Đầu cong 40 mm x 30 mm lý tưởng cho các lớp mô mỏng manh
2 (1 cặp)	Lưỡi banh mô sâu có thể thay thế	Đầu cong 40 mm x 40 mm được tối ưu cho các khối mô dày
4	Chốt khóa trượt nhanh có thể hoán đổi	Cơ chế cố định trượt và khóa giúp giảm mỏi ngón tay
1	Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh tự giữ Desai

SKU **RM-DSRR-1**

GIÁ **\$129 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Desai	Chiều dài 7.25" (18.41 cm), lưới banh dạng vòng hở gấp góc 90°, khóa bánh cóc	\$129
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$129



Dụng cụ banh Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưới banh 12.0 mm x 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
Lưới banh 14.0 mm x 55.0 mm	RM-DOCK-1-2	\$69



Dụng cụ banh bụng Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Bản banh rộng 90 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
Bản banh rộng 100 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Bản banh rộng 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Ban vén Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
Lưỡi 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
Lưỡi 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
Lưỡi 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Lưỡi 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
Lưỡi 65 x 85 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Ban vén Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Bộ 12 cm (khoảng 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
Bộ 15 cm (khoảng 6.0")	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Dụng cụ banh lò xo Farr

SKU **RM-FSR-1**

GIÁ **\$34 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
4 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Lưỡi dẹt hoặc đầu nhọn sắc	RM-FSR-1-6	\$44



Dụng cụ banh Deaver tích hợp sợi quang

SKU **RM-FODR-1**

GIÁ **\$139 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh Deaver tích hợp sợi quang	Cán dài 8" (20.3 cm), lưới cong 1" (25 mm), bó sợi quang
1	Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Fischl dạng đòn gót giày

SKU **RM-FSHR-16-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Fischl dạng đòn gót giày	Chiều dài tổng thể 16 cm, lưới dạng thìa cong hình đòn gót giày	\$24
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$24



Dụng cụ banh Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Goelet	Chiều dài 18.5 cm, lưới ở hai đầu 38 mm & 45 mm — 1	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm — 1	\$44



Banh tự giữ Golligher

SKU **RM-GSRR-SET-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banh bụng tự giữ	Khung vòng kết cấu đa năng để tiếp cận vùng sâu trong ngoại tổng quát
2	Lưỡi banh bên dạng đặc tháo rời được	Các bản banh bên bề mặt phẳng (độ sâu 51 mm hoặc 102 mm)
2	Lưỡi banh trung tâm tháo rời được	Các lưỡi banh cong nhẹ, ôm theo cấu trúc các cơ quan nội tạng (51 mm hoặc 102 mm)
3	Khóa vít trượt riêng biệt	Bu lông khóa cơ học dạng bánh cóc gắn trên từng lưỡi banh để giảm mỏi
2	Thanh kẹp banh thiết kế công thái học	Tay cầm nhẹ với mép viền nhẵn
1	Bao bảo quản / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh tự giữ Gosset

SKU **RM-GSR-SET-1**

GIÁ **\$349 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray trượt tự giữ	Khung nền có tùy chọn thân cơ khí thẳng hoặc cong
2 (1 cặp)	Lưỡi banh bên dạng dây cố định	Lưỡi banh dạng vòng không gây sang chấn 63 mm x 35 mm
1	Lưỡi banh trung tâm dạng bản đặc tháo rời được	Bản banh mô hơi cong 60 mm x 65 mm (trong cấu hình 3 lưỡi)
1	Cơ cấu khóa vít trượt kép	Hệ thống vít khóa vận tay đa điểm để cố định vị trí trên ray
2	Thân nối dài dạng kẹp theo thiết kế công thái học	Các thanh tay cầm nhẹ, có mép ngoài được tạo hình hoàn toàn nhẵn
1	Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ vén tạng Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dài 127 mm x rộng 38 mm — 30.5 cm hoặc 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
Dài 127 mm x rộng 63 mm — 30.5 cm hoặc 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
Dài 190 mm x rộng 63 mm — 30.5 cm hoặc 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Dụng cụ banh tạng Harrington tích hợp sợi quang

SKU **RM-HSR-FO-1**

GIÁ **\$189 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh tạng Harrington tích hợp sợi quang	Lưới 127 x 62 mm, bó sợi dẫn sáng, kênh hút rửa — 1
1	Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ — 1
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn — 1




Dụng cụ banh Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

GIÁ **\$129 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
4 x 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 x 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 x 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 x 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 x 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Dụng cụ banh Hasson S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Thiết kế cứng — 10.0 mm hoặc 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Thiết kế có thể uốn — 10.0 mm hoặc 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Dụng cụ banh vết thương Heiss

SKU **RM-HWR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cấu hình chấu 5×5 — 10×10 mm hoặc 15×10 mm (nhọn / tù)	RM-HWR-1-1	\$94
Cấu hình chấu 6×6 — 10×10 mm hoặc 15×10 mm (nhọn / tù)	RM-HWR-1-2	\$99



Banh tự giữ Holzimer

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh tự giữ Holzimer — Chiều dài 4" (10 cm), răng hướng ra ngoài 4×4 (nhọn hoặc tù)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Móc banh phẫu thuật

SKU **RM-HKR-165-1**

GIÁ **\$14 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
1 chấu (móc đơn) — Đầu nhọn hoặc đầu tù	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 chấu — Đầu nhọn hoặc đầu tù	RM-HKR-165-1-4	\$20



Dụng cụ banh Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Dụng cụ banh Kelly có cán cầm

SKU **RM-KLR-GH-1**

GIÁ **\$94 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dài 38 mm x rộng 51 mm	Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm nhẹ · Giá (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Dài 51 mm x rộng 63 mm	Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm nhẹ · Giá (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Dài 63 mm x rộng 76 mm	Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm nhẹ · Giá (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Dài 76 mm x rộng 89 mm	Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm nhẹ · Giá (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Dài 89 mm x rộng 76 mm	Chiều dài có sẵn: 24 cm hoặc 26 cm · Kiểu cán có sẵn: Cán cầm rỗng hoặc cán cầm nhẹ · Giá (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Bao bọc / Hộp bảo vệ	Chiều dài có sẵn: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Kiểu cán có sẵn: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Kelly cán Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

GIÁ **\$94 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dài 51 mm x rộng 63 mm	Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm sàng chính: Banh thành bụng tiêu chuẩn và vén cơ ở độ sâu trung bình · Giá (USD): \$94.00
1	Dài 63 mm x rộng 76 mm	Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm sàng chính: Vén mô sâu ở sán chậu và vén tạng trong phẫu thuật mở bụng · Giá (USD): \$94.00
1	Dài 76 mm x rộng 89 mm	Chiều dài tổng thể: 24 cm · Công dụng lâm sàng chính: Banh thành bụng với bề rộng tối đa và bóc lột tạng trong phẫu thuật điều trị béo phì · Giá (USD): \$94.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Chiều dài tổng thể: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Banh phẫu thuật Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

GIÁ **\$449 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung để ray dẫn hướng tự giữ	Khung hình bầu dục hoặc hình vuông (240×240 mm hoặc 340×240 mm)
4 đến 6 lưới	Lưới banh mô đầu tù dạng mô-đun	Lựa chọn bộ cặp 2 lưới hoặc bộ dây đủ 4 lưới
4	Chốt khóa giữ riêng lẻ	Cơ cấu cố định kiểu trượt-khóa để giữ chắc các lưới banh
2	Thanh kẹp banh thiết kế công thái học	Tay cầm có kết cấu siêu nhẹ với các cạnh ngoài nhẵn
1	Hộp / vật chứa bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

GIÁ **\$44 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưới banh hẹp (ví dụ: 25×6, 35×8 mm)	Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22 cm (vòng xoắn ngón / rộng) · Vai trò lâm sàng chính: Banh khu trú trong phẫu thuật tuyến giáp, gân và tiểu phẫu · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lưới banh trung bình (ví dụ: 28×15, 41×14 mm)	Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22 cm (vòng xoắn ngón / rộng) · Vai trò lâm sàng chính: Tiếp cận thường quy trong phẫu thuật cắt ruột thừa, thoát vị và phẫu thuật chỉnh hình khớp · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lưới banh sâu (ví dụ: 70×14, 80×16 mm)	Chiều dài và tay cầm có sẵn: 20.3 hoặc 22 cm (vòng xoắn ngón / rộng) · Vai trò lâm sàng chính: Giữ các lớp cơ sâu và bộc lộ phẫu trường trong phẫu thuật tái tạo vùng chậu hoặc khớp háng · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Chiều dài và tay cầm có sẵn: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Kocher

SKU **RM-KCR-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Cấu hình 20.3 cm với bản banh 20 mm × 12 mm	Ứng dụng lâm sàng chính: Nâng bờ vết mổ nông và thủy tuyến giáp · Giá (USD): \$49.00
1	Cấu hình 21 cm với các bản banh 8×25, 12×40, 12×45 mm	Ứng dụng lâm sàng chính: Banh mô mềm ở độ sâu trung bình và phẫu thuật cắt ruột thừa · Giá (USD): \$54.00
1	Cấu hình 21 cm với các bản banh 12×60, 12×65 mm	Ứng dụng lâm sàng chính: Banh cân sâu và giữ cơ chỉ · Giá (USD): \$54.00
1	Cấu hình 23 cm với các bản banh 18×40, 20×38, 20×60 mm	Ứng dụng lâm sàng chính: Phẫu thuật mở bụng tiêu chuẩn ở người lớn và bộc lộ khớp trong phẫu thuật chỉnh hình · Giá (USD): \$64.00
1	Cấu hình 23 cm với các bản banh 25×60, 30×75, 40×75 mm	Ứng dụng lâm sàng chính: Vén cơ trên diện rộng trong phẫu thuật vùng chậu và khớp háng · Giá (USD): \$64.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Ứng dụng lâm sàng chính: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưỡi có cửa sổ	Kích thước hiện có: 13×13 mm hoặc 13×16 mm · Vai trò lâm sàng chính: Quan sát trực tiếp các mạch máu/cấu trúc bên dưới qua cửa sổ trên lưỡi · Giá (USD): \$49.00
1	Lưỡi đặc	Kích thước hiện có: 13×13 mm hoặc 13×16 mm · Vai trò lâm sàng chính: Giữ mô mềm bằng bề mặt chắn liên và banh mép vết mổ · Giá (USD): \$49.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Kích thước hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Koerte	Kích thước / Chi tiết: Tổng chiều dài 24 cm, 8 răng cào nhọn, tay cầm dạng vòng có vòng chống trượt · Số lượng kèm theo: 1	\$54
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng lẻ · Số lượng kèm theo: 1	\$54



Dụng cụ banh Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Krasky	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 28 cm, lưỡi 50 × 25 mm, 6 răng nhọn · Số lượng đi kèm: 1	\$99
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$99



Dụng cụ banh ngón tay Lahey

SKU **RM-LFR-12-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
1 răng / Móc đơn	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 răng	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 răng	RM-LFR-12-1-3	\$34



Dụng cụ banh Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18 cm (khoảng 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (khoảng 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Dụng cụ banh Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
và 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Dụng cụ banh Langenbeck-Cán đặc

SKU **RM-LRSH-203-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Kiểu #1	Kích thước (Dài × Rộng): dài 32 mm × rộng 10 mm · Công dụng lâm sàng chính: Banh khu trú mép vết mổ và mô mềm nông · Giá (USD): \$49.00
1	Kiểu #2	Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng 10 mm · Công dụng lâm sàng chính: Banh cân ở độ sâu trung bình và bóc lột gần · Giá (USD): \$49.00
1	Kiểu #3	Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng 12 mm · Công dụng lâm sàng chính: Phẫu thuật cắt ruột thừa, thoát vị và tiếp cận khớp trong chấn thương chỉnh hình thường quy ở người lớn · Giá (USD): \$49.00
1	Kiểu #4	Kích thước (Dài × Rộng): dài 38 mm × rộng 16 mm · Công dụng lâm sàng chính: Vén cơ trên diện rộng và giữ mô mềm sâu · Giá (USD): \$49.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước (Dài × Rộng): Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Leriche - Lưỡi rộng không gây sang chấn

SKU **RM-LRAW-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
và 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Dụng cụ banh Little

SKU **RM-LTR-195-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Hệ thống banh phẫu thuật tổng quát Lobster

SKU **RM-LGRS-1**

GIÁ **\$2,699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung Lobster	—
1	Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khung	—
6	Kẹp cố định dụng cụ banh Lobster	—
2	Dụng cụ banh xoay Lobster Mayo	¾" x 2"
1	Dụng cụ banh xoay Lobster Fence	4" x 6"
1	Dụng cụ banh xoay Lobster Splanchnic	2" x 6"
1	Dụng cụ banh xoay Lobster Deaver	2¾" x 4½"
1	Dụng cụ banh xoay dễ uốn Lobster (Có lỗ)	2" x 6½"
1	Dụng cụ banh xoay dễ uốn Lobster (Có lỗ)	3" x 6½"
1	Dụng cụ banh Lobster Harrington Sweetheart	2" x 5"
1	Dụng cụ banh xoay Lobster Kelly, cải tiến	3" x 2½"
1	Dụng cụ banh xoay Lobster Kelly, cải tiến	3" x 4"
1	Hộp tiết kiệm	—



Banh vết mổ Lone Star (Phẫu thuật đại tràng, trực tràng, đầu & cổ)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

GIÁ **\$399 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TỰY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Vòng nhỏ — 14.1 cm x 14.1 cm (Đại trực tràng)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Vòng tiêu chuẩn — 18.6 cm x 8.9 cm (Đại trực tràng)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Vòng lớn — 25.0 cm x 25.0 cm (Đại trực tràng)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Banh phẫu thuật Lone Star (Phẫu thuật tổng quát, đầu & cổ)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

GIÁ **\$499 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Vòng nhỏ — 22.0 cm x 11.3 cm (Tổng quát/Đầu & cổ)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Vòng tiêu chuẩn — 28.3 cm x 18.3 cm (Tổng quát/Đầu & cổ)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Vòng lớn — 32.5 cm x 18.3 cm (Tổng quát/Đầu & cổ)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Tay đỡ banh phẫu thuật Martin

SKU **RM-MAR-1**

GIÁ **\$799 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bộ kẹp nối	Kẹp chắc chắn vào ray bên bàn mổ, đóng thời giữ và khóa thanh chữ L tại vị trí
1	Thanh chữ L	Lắp vào bộ kẹp nối để tạo khung đỡ chịu lực chính theo phương đứng và phương ngang
1	Tay đỡ khớp linh hoạt	Kết nối với thanh chữ L để cho phép di chuyển đa trục và khóa vị trí dụng cụ banh phía trên vùng phẫu thuật



Dụng cụ banh ngón tay Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

GIÁ **\$34 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh ngón tay Mathieu	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 16 cm, rộng 8.0 mm, 3 răng mỗi đầu (Nhọn hoặc Tù) · Số lượng đi kèm: 1	\$34
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: bao bì vận chuyển riêng lẻ · Số lượng đi kèm: 1	\$34



Dụng cụ banh Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Dụng cụ banh bụng Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 11 in, lưỡi cong 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Bộ hai banh phẫu thuật Mayo-Collins

SKU **RM-MCR-SET-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 5 7/8 in, lưỡi ở hai đầu	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Dụng cụ banh ngón tay Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

GIÁ **\$39 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	3 chấu nhọn	Kích thước (dài x rộng): 9.5 mm x 3.9 mm chiều rộng · Công dụng lâm sàng chính: Bám giữ lớp bì không trượt và nâng vật da nhỏ · Giá (USD): \$39.00
1	Dạng có răng	Kích thước (dài x rộng): 3.1 mm x 6.3 mm chiều rộng · Công dụng lâm sàng chính: Bộc lộ khu trú bao gân và giữ bờ mô xơ · Giá (USD): \$39.00
1	Dạng có răng	Kích thước (dài x rộng): 4.7 mm x 15.8 mm chiều rộng · Công dụng lâm sàng chính: Banh cân mạc ở mức độ trung bình và tái tạo gân · Giá (USD): \$39.00
1	Dạng tù	Kích thước (dài x rộng): 3.1 mm x 9.5 mm chiều rộng · Công dụng lâm sàng chính: Banh cấu trúc thần kinh mạch máu không gây sang chấn và bộc lộ vùng ngón tay · Giá (USD): \$39.00
1	Dạng tù	Kích thước (dài x rộng): 6.3 mm x 17.4 mm chiều rộng · Công dụng lâm sàng chính: Nâng mô mềm trên diện rộng và bộc lộ dây chằng bàn tay · Giá (USD): \$39.00
1	Bao bảo vệ / hộp	Kích thước (dài x rộng): Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Công dụng lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Dụng cụ banh Morris một đầu

SKU **RM-MRSE-23-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Morris một đầu	Tổng chiều dài 230 mm (23 cm), lưới đặc hình chữ L, cán có cửa sổ	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh đầu bi Murphy

SKU **RM-MBR-35-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Đầu hình cầu 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Đầu hình cầu 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
Đầu hình cầu 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39



Dụng cụ banh Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2 răng (rộng 8.0 mm)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 răng (rộng 13.0 mm)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 răng (rộng 18.0 mm)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 răng (rộng 28.0 mm)	RM-MR-195-1-4	\$59



Dụng cụ banh dạng dải chữ T dùng cho trẻ sơ sinh

SKU **RM-NTRR-265-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2.5 cm x 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm x 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm x 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Dụng cụ banh Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

GIÁ **\$74 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Banh phẫu thuật Parker - Bộ hai chiếc

SKU **RM-PR-SET-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Bộ hai banh phẫu thuật Parker-Mott

SKU **RM-PMR-SET-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh phẫu thuật Parker-Mott	Chiều dài tổng thể 15.3 cm, lưới đặc hai đầu bất đối xứng	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn	\$49




Dụng cụ banh Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Parker-Tommy	Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi cong hai đầu bất đối xứng	\$39
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$39



Dụng cụ banh Deaver nhi khoa

SKU **RM-PDR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Dụng cụ banh dạng dải dùng trong phẫu thuật nhi

SKU **RM-PRR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Dụng cụ banh ngón tay dạng cào

SKU **RM-RFR-153-1**

GIÁ **\$29 USD**
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
1 răng (móc đơn) — Đầu tù hoặc nhọn	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 răng — Đầu tù hoặc nhọn	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 răng — Đầu tù hoặc nhọn	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 răng — Đầu tù hoặc nhọn	RM-RFR-153-1-4	\$44



Dụng cụ banh Redler

SKU **RM-RDR-5IN-1**

GIÁ **\$49 USD**
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Redler	Tổng chiều dài 5" (12.7 cm), lưới thao tác thuận, tay cầm mảnh theo thiết kế công thái học	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Banh bụng Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

GIÁ **\$229 USD**
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung để tự giữ	Khung với các nhánh cong giúp cải thiện tầm nhìn vào trường mổ
2 (1 Cặp)	Lưỡi banh bên dạng đặc tháo rời được	Các lưỡi banh bên bản rộng, mép cong dạng muỗng (Tùy chọn A: 50×58 mm / Tùy chọn B: 60×80 mm)
1	Lưỡi banh trung tâm tháo rời được	Bản phẳng bất đối xứng (Tùy chọn A: 55×70 mm / Tùy chọn B: 80×90 mm)
1	Khóa vít ren đặc biệt	Cơ cấu khóa xoay tay để giữ cố định độ mở của các lưỡi banh
1	Tay cầm dạng móc nhỏ gọn	Tay cầm tối giản tích hợp, được thiết kế để giảm không gian dụng cụ chiếm dụng
1	Bao bì / Hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 ¼" (khoảng 26.0 cm) — Hai lưỡi lõm gấp vuông góc	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (khoảng 26.7 cm) — Hai lưỡi lõm gấp vuông góc	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (khoảng 27.3 cm) — Hai lưỡi lõm gấp vuông góc	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (khoảng 28.6 cm) — Hai lưỡi lõm gấp vuông góc	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Ban vô Richardson có tay cầm

SKU **RM-RRGH-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
9 ½" (24.13 cm) — Tay cầm rỗng, Lamb hoặc nhẹ	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Tay cầm rỗng, Lamb hoặc nhẹ	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Tay cầm rỗng, Lamb hoặc nhẹ	RM-RRGH-1-3	\$74



Ban kéo Richardson cán vòng

SKU **RM-RRLH-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
9 ½" (24.13 cm) — Lưỡi cong vuông góc, cán vòng	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Lưỡi cong vuông góc, cán vòng	RM-RRLH-1-2	\$59



Banh phẫu thuật Rochard

SKU **RM-RR-1**

GIÁ **\$1,699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Kẹp ray	Bộ phận gắn vào ray bàn mổ
2	Thanh bên bàn mổ	26" (Khung lắp đặt)
1	Thanh ngang bàn mổ	21" (Khung lắp đặt)
1	Bộ cố định Rochard	Cơ cấu cố định khung
1	Banh bụng Rochard	50 × 90 mm
1	Banh bụng Rochard	50 × 105 mm
1	Banh bụng Rochard	50 × 120 mm



Dụng cụ banh Rose hai đầu

SKU **RM-RRDE-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5.0" (12.7 cm) — chấu tù 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — chấu tù 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49



Dụng cụ banh Roux - Hai đầu

SKU **RM-RRDE-14-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi nhỏ — rộng 19 mm × dài 25 mm	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lưỡi vừa — rộng 22 mm × dài 41 mm	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Lưỡi lớn — rộng 25 mm × dài 41 mm	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Nâng cấp lên bộ ba dụng cụ — Kết hợp cỡ Nhỏ, Vừa & Lớn	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Dụng cụ banh hai đầu hình chữ S

SKU **RM-SSDER-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10.0 cm (khoảng 4.0") — hai đầu 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (khoảng 4.5") — hai đầu 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-2	\$34



Dụng cụ banh Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
$\frac{3}{8}$ " × $1\frac{3}{4}$ " (xấp xỉ 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (xấp xỉ 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × $2\frac{1}{2}$ " (xấp xỉ 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × $2\frac{7}{8}$ " (xấp xỉ 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Bộ hai banh phẫu thuật Seeburger

SKU **RM-SRS-14-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh phẫu thuật Seeburger	Chiều dài tổng thể 14 cm, tay cầm dẹt, lưỡi cong	\$54
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn	\$54



Dụng cụ banh Senn đầu hướng về trước

SKU **RM-SFR-625-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Senn đầu hướng về trước	Chiều dài 6.25" (15.87 cm), đầu hướng về trước có răng nông, tay cầm phẳng	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$49



Dụng cụ banh Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

GIÁ **\$27 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi 6 mm x 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Lưỡi 6 mm x 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Dụng cụ banh Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tầm với 15.0 cm — lưỡi phẳng 10x9 mm / đầu cào 3 chấu 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
Tầm với 15.5 cm — lưỡi phẳng 10x9 mm / đầu cào 3 chấu 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
Tầm với 16.0 cm — lưỡi phẳng 10x9 mm / đầu cào 3 chấu 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Tầm với 20.0 cm — lưỡi phẳng 10x9 mm / đầu cào 3 chấu 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Móc banh Senn cán chữ T

SKU **RM-STHR-45-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Móc banh Senn cán chữ T	Chiều dài 4.5" (11.43 cm), đầu dạng cào nhiều răng (tù hoặc nhọn), cán chữ T	\$54
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$54



Dụng cụ banh Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Strandell Stille	Tổng chiều dài 17 cm, lưới cong 6 x 15 mm (răng nhọn hoặc răng tù)	\$44
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$44



Bộ 2 banh phẫu thuật US Army

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh phẫu thuật US Army	Chiều dài tổng thể 21 cm, hai đầu có lưới 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn	\$49



Dụng cụ banh Volkman kiểu Mỹ

SKU **RM-VRUP-223-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2 răng (tù / nhọn) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 răng (tù / nhọn) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 răng (tù / nhọn) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 răng (tù / nhọn) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Móc banh Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2 răng (tù / nhọn) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 răng (tù / nhọn) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 răng (tù / nhọn) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 răng (tù / nhọn) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 răng (tù / nhọn) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Ban kéo W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

GIÁ **\$119 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi rộng 25 mm — rộng 25 mm x bề mặt làm việc dài 235 mm	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Lưỡi rộng 50 mm — rộng 50 mm x bề mặt làm việc dài 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Banh tự giữ Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
4" đến 4 ½" (10-11.5 cm) — 2×2 hoặc 2×3 răng	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" đến 5 ½" (13-14 cm) — 3×4 răng	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 răng	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 răng	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" đến 10" (24-25.5 cm) — 5×6 răng	RM-WR-SERIES-1-5	\$114



Dụng cụ banh tự giữ bản rộng

SKU **RM-WSRR-35-1**

GIÁ **\$139 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ bản rộng	Lưỡi nhẵn rộng 3.5" (8.89 cm), đầu làm việc 10×12 mm, khung có cơ cấu bánh cóc	\$139
Bao bì vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$139



Van vén dạng dải dễ uốn Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Bộ banh phẫu thuật Bookwalter (Tiêu chuẩn)

SKU **RM-SBR-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Thanh ngang Bookwalter	Tiêu chuẩn
1	Khớp nối trụ Bookwalter	Chịu tải cao
1	Thanh ngang linh hoạt Bookwalter	Đường kính 1" (2.5 cm)
2	Cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn Bookwalter	Không điều chỉnh độ nghiêng
7	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Bookwalter	Đa góc
1	Vòng bầu dục cỡ trung	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Vòng phân đoạn cỡ trung	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Lưỡi banh Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Lưỡi banh Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Lưỡi banh Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Lưỡi banh Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Lưỡi banh Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Lưỡi banh Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn định hình	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Lưỡi banh có thể uốn định hình	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp có lỗ để sắp xếp dụng cụ



Hệ thống banh phẫu thuật Omni

SKU **RM-OR-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ vùng vô khuẩn với kẹp Omni	Kẹp ray bàn mổ và trụ chịu lực cao
1	Khung Wishbone tiêu chuẩn	Khung vòng kết cấu tách đôi dạng chạc
1	Tay nối dài có khớp bản lề	19" (48.3 cm), giúp mở rộng tầm với và tăng tính linh hoạt
8	Giá giữ lưỡi banh SnapClamp	Kẹp kết nối nhanh, lắp trượt trên khung
2	Banh xoay Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Banh xoay Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Banh xoay Fence	Lưỡi banh thành cơ bản rộng 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Banh xoay Splanchnic	Lưỡi banh tạng sâu 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Banh xoay Splanchnic	Lưỡi banh tạng sâu 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Banh xoay tĩnh mạch thận	Lưỡi banh mạch máu bản hẹp 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Banh xoay Deaver	Lưỡi banh cong 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Banh xoay có rãnh dễ uốn	Dài banh có thể uốn 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Banh xoay có rãnh dễ uốn	Dài banh có thể uốn 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)
1	Banh xoay Harrington (Sweetheart)	Lưỡi banh hình tim 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Hộp bảo quản	Hộp gỗ bảo quản có lớp đệm với các rãnh định hình riêng





Hệ thống banh phẫu thuật Bookwalter dành cho phẫu thuật điều trị béo phì

SKU **RM-BBRS-1**

GIÁ **\$1,899 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	18" (45.7 cm)
1	Thanh ngang	Tiêu chuẩn
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
6	Cơ cấu bánh cóc nghiêng	Đa góc
1	Bộ nối dài bánh cóc	Nối dài tiêu chuẩn
1	Bánh cóc xoay	Góc có thể thay đổi
1	Vòng bầu dục	Cỡ trung
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Lưỡi banh Balfour	3½" x 2½" (8.9 x 7.0 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Lưỡi banh Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ




Bộ banh phẫu thuật tổng quát Bookwalter

SKU **RM-BGSR-1**

GIÁ **\$1,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ	12" (30.5 cm)
1	Thanh ngang	Tiêu chuẩn
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang linh hoạt	Đường kính 1" (2.5 cm)
2	Cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn	Không chỉnh nghiêng
6	Cơ cấu bánh cóc chỉnh nghiêng	Đa góc
1	Khung hình bầu dục, cỡ vừa	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Khung phân đoạn, cỡ vừa	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Lưỡi banh Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lưỡi banh uốn được	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lưỡi banh uốn được	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Lưỡi banh Harrington	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Lưỡi banh Gelpi	Tiêu chuẩn
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ





Hệ thống banh phẫu thuật Thompson

SKU **RM-TRS-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Kẹp ray Elite	Bộ gá ray bền chịu lực cao 22" (55.9 cm)
1	Tay đỡ gấp góc kép	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Tay đỡ bên gấp góc	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (đường kính 3/8")
2	Các tay đỡ bên gấp góc	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (đường kính 3/8")
1	Thanh ngang hai bên (có khớp bản lề)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Kẹp trượt trên khung kết nối nhanh
1	Tay cầm vi chỉnh	10" (25.4 cm) với vít điều chỉnh lực căng chính xác
3	Lưỡi banh Balfour có gờ	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Lưỡi banh Balfour bản rộng	Có thể thay thế lẫn nhau, giữ thành cơ trên diện rộng
1	Lưỡi banh Harrington (Sweetheart)	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") để giữ tạng ở sâu
9	Lưỡi banh Kelly có thể thay thế lẫn nhau	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) dạng góc vuông tiêu chuẩn
1	Bộ lưỡi banh để uốn có thể thay thế lẫn nhau	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	Lưỡi banh St. Marks có thể thay thế lẫn nhau	51 x 152 mm (2" x 6") với mép gờ sâu
1	Hộp bảo quản	Hộp bảo quản bằng gỗ với các rãnh đệm thiết kế riêng




Bộ banh phẫu thuật trực tràng/qua đường hậu môn Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

GIÁ **\$2,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	12" (30 cm)
2	Khớp nối trụ bằng thép không gỉ	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Thanh ngang điều chỉnh linh hoạt	Đường kính 1" (2.5 cm)
1	Thanh nối dài đứng	12" (30 cm)
5	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Loại đa góc tiêu chuẩn
1	Vòng bán nguyệt nhỏ	Đường kính trong 8 1/2" (21.3 cm)
1	Vòng banh tăng sinh mô dạng phân đoạn	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Lưỡi banh trực tràng	7/8" x 3 1/4" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Lưỡi banh trực tràng	7/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Lưỡi banh Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp bảo vệ





Bộ banh phẫu thuật Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

GIÁ **\$1,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Thanh ngang Bookwalter	Tiêu chuẩn
1	Khớp nối trụ Bookwalter	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang linh hoạt Bookwalter	Đường kính 1" (2.5 cm)
2	Các cơ cấu bánh cóc tiêu chuẩn Bookwalter	Không điều chỉnh độ nghiêng
5	Các cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Bookwalter	Đa góc
1	Vòng bầu dục Bookwalter, cỡ trung	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Vòng phân đoạn Bookwalter, cỡ trung	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Các lưỡi banh Balfour cho bộ Bookwalter	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Lưỡi banh Kelly cho bộ Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lưỡi banh uốn được Bookwalter	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Các lưỡi banh uốn được Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lưỡi banh Harrington cho bộ Bookwalter	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Hộp gỗ bảo quản	Hộp bảo vệ có ngăn định hình vừa khít



Hệ thống banh vết mổ nhỏ Bookwalter

SKU **RM-BSIRS-1**

GIÁ **\$2,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	Thanh đỡ thẳng đứng 12" (30 cm)
1	Khớp nối trụ bằng thép không gỉ	Kẹp ray chịu lực 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Thanh ngang linh hoạt	Tay đỡ nhiều khớp đường kính 1" (2.5 cm)
1	Vòng tròn liên khối cỡ nhỏ	Đường kính trong (ID) 8½" (21.3 cm)
1	Vòng bầu dục phân đoạn cỡ nhỏ	Khung có bản lề, có thể điều chỉnh cấu hình, 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Cơ cấu khóa cóc điều chỉnh độ nghiêng	Khóa khung cơ học dạng thấp
2	Lưỡi banh uốn được	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Lưỡi banh Deaver	Lưỡi banh vùng chậu cong 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	Lưỡi banh góc vuông nông 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	Lưỡi banh góc vuông 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	Lưỡi banh góc vuông 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)
2	Lưỡi banh dạng cào sâu	Móc nhiều châu sâu ¾" x rộng ¾" (1.9 x 1.7 cm)
2	Lưỡi banh Richardson	Lưỡi banh nông mép phẳng ¾" x 2" (1.9 x 5 cm)
2	Lưỡi banh Richardson	Lưỡi banh nông mép phẳng 1" x 1½" (2.5 x 3.1 cm)
2	Lưỡi banh Richardson	Lưỡi banh nông mép phẳng ¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp có lỗ thiết kế riêng để sắp xếp dụng cụ






Hệ thống banh phẫu thuật tổng quát cơ bản Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

GIÁ **\$1,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Giá đỡ StrongArm PLUS lắp phía trên	Điều chỉnh được độ cao / Có khớp nối
1	Vòng bầu dục, cỡ vừa	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Kẹp ray chịu tải cao	Tương thích với ray bàn mổ
4	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Đa góc
1	Lưỡi banh Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp bảo vệ



Hệ thống banh phẫu thuật ngoại tổng quát Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

GIÁ **\$2,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Giá đỡ StrongArm PLUS lắp phía trên	Có thể điều chỉnh độ cao / Có khớp nối
1	Kẹp ray chịu tải cao	Tương thích với ray bàn mổ
2	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Tiêu chuẩn, không điều chỉnh độ nghiêng
6	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Đa góc
1	Vòng ghép đoạn	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Vòng ghép đoạn	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Lưỡi banh Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lưỡi banh Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Lưỡi banh Gelpi	Tiêu chuẩn
1	Lưỡi banh có thể uốn	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Lưỡi banh có thể uốn	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lưỡi banh có thể uốn	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp bảo vệ





Bộ banh phẫu thuật Bookwalter tùy chỉnh

SKU **RM-CBR-1**

GIÁ **\$2,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
Có thể tùy chỉnh cấu hình	Bộ phận gá lắp (các tùy chọn có sẵn)	Trụ đỡ phẫu trường tiêu chuẩn (12", 18"), giá đỡ StrongArm PLUS gá phía trên, kẹp ray chịu tải nặng, khớp nối trụ, thanh ngang linh hoạt, thanh nối dài
Có thể tùy chỉnh cấu hình	Khung vòng (các tùy chọn có sẵn)	Vòng bầu dục liền, vòng tròn liền, vòng bầu dục phân đoạn, vòng tròn phân đoạn, đoạn bán nguyệt, đoạn vòng thẳng (4", 6", 8"), vòng tăng sinh môn có khuyết
Có thể tùy chỉnh cấu hình	Cơ cấu bánh cóc (các tùy chọn có sẵn)	Bánh cóc tiêu chuẩn không nghiêng, bánh cóc nghiêng đa góc, bánh cóc xoay, bộ nối dài bánh cóc, cơ cấu khóa thấp
Có thể tùy chỉnh cấu hình	Lưỡi banh cứng & có thể uốn (các tùy chọn có sẵn)	Lưỡi banh Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, loại có thể uốn, Richardson, Meyerdling, Gelpi, lưỡi banh thành bên/thành sau âm đạo, lưỡi banh thận Wylie và lưỡi banh trực tràng, móc banh dạng cào sâu
Có thể tùy chỉnh cấu hình	Bảo quản & đóng gói (các tùy chọn có sẵn)	Hộp tiết kiệm có lỗ, tấm lót khay tùy chỉnh, hộp bảo vệ khi vận chuyển, bao bì nhãn riêng OEM



Bộ phụ kiện phẫu thuật trực tràng/qua đường hậu môn

SKU **RM-RTAAS-1**

GIÁ **\$499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Lưỡi banh trực tràng	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Lưỡi banh trực tràng	7/8" x 3 7/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Vòng tròn nhỏ nguyên khối	Đường kính trong (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp bảo quản, bảo vệ và sắp xếp dụng cụ



Bộ phụ kiện cho đường mổ nhỏ

SKU **RM-SIAS-1**

GIÁ **\$449 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưỡi banh móc Gelpi	Đầu nhọn mảnh tiêu chuẩn
1	Lưỡi banh Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Vòng tròn liền khối nhỏ	Đường kính trong (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp chuyên dụng để sắp xếp và bảo quản




Hệ thống Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

GIÁ **\$899 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Tay đỡ định vị Bookwalter StrongArm	Hệ thống định vị hoàn chỉnh với 3 khớp nối
1	Trụ đỡ	Có chiều dài 12" (30 cm) hoặc 18" (45 cm)



Dụng cụ vén gan dạng rắn

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu đầu tam giác	RM-SLR-TRI-1	\$299
Mẫu đầu dùng cho đai dạ dày	RM-SLR-GB-1	\$299
Mẫu đầu tròn	RM-SLR-CIR-1	\$299
Mẫu đầu móc	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Mẫu đầu đa giác	RM-SLR-POLY-1	\$299
Bộ đầy đủ 5 mẫu	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Dụng cụ vén dạng quạt 5 nhánh

SKU **RM-FR5F-299-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5 mm — Có khớp điều chỉnh góc	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Không có khớp điều chỉnh góc	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Có khớp điều chỉnh góc	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Không có khớp điều chỉnh góc	RM-FR5F-10N-1	\$299



Dụng cụ vén dạng quạt 3 nhánh

SKU **RM-FR3F-299-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5 mm — Có khớp gấp	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Không có khớp gấp	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Có khớp gấp	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Không có khớp gấp	RM-FR3F-10N-1	\$299



Dụng cụ banh thực quản có đầu gấp điều chỉnh

SKU **RM-EAR-299-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Thân 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Thân 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Dụng cụ vén dạng quạt hình điều

SKU **RM-KSFR-299-1**

GIÁ **\$299 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5 mm — Thân thẳng	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Thân cong	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Thân thẳng	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Thân cong	RM-KSFR-10C-1	\$299



Hệ thống banh một tay đỡ Iron Intern

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

GIÁ **\$999 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
Mẫu tiêu chuẩn 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
Mẫu cỡ lớn chịu tải nặng 22"	RM-IIISA-3-1	\$1,299
Phiên bản kẹp kép 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
Phiên bản gấp gọn 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
Mẫu tiêu chuẩn 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
Mẫu cỡ lớn chịu tải nặng 26"	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Hệ thống banh phẫu thuật hai tay đỡ Iron Intern Hydra

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

GIÁ **\$1,699 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu Hydra tiêu chuẩn 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
Phiên bản cỡ lớn chịu tải cao 22"	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
Phiên bản cỡ lớn chịu tải cao 26"	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Bộ banh nâng bờ sườn Stieber

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

GIÁ **\$4,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bộ trung tâm Lees	Kết nối thanh ngang chính với bộ gá hai tay đòn Hydra Yoke chuyển dụng
1	Tay đòn kép Hydra Yoke	Chuyển cấu hình một trụ thành khung hai tay đòn vững chắc để tiếp cận từ hai bên
1	Trụ đứng có đai ốc cánh	Trụ đỡ đứng tiêu chuẩn; phải được lắp ở phía bên trái
1	Trụ đứng có rãnh chữ V	Trụ đứng có hai điểm neo giúp cân bằng khung và chống xoay ổn định
1	Thanh ngang chịu lực cao	Thanh ngang chịu lực cao, khóa cố định ngang qua vùng ngực trên/bụng
2	Kẹp ray 3/D Swinger có rãnh	Khóa chắc chắn các trụ đỡ đứng trực tiếp vào ray bàn mổ
1	Bệ nhỏ Stieber (Trái)	Cụm vỏ cơ cấu bánh cóc dẫn hướng lưỡi banh bên trái tiến hoặc lùi
1	Bệ nhỏ Stieber (Phải)	Cụm vỏ cơ cấu bánh cóc dẫn hướng lưỡi banh bên phải tiến hoặc lùi
1	Bệ lớn Stieber (Trái)	Cánh ngoài theo hình dạng giải phẫu, tạo điểm tựa đòn bẩy cho phẫu trường bên trái
1	Bệ lớn Stieber (Phải)	Cánh ngoài theo hình dạng giải phẫu, tạo điểm tựa đòn bẩy cho phẫu trường bên phải
2	Tay quay Stieber	Tay quay lắp rời dùng để đẩy hoặc rút các lưỡi banh có cơ cấu bánh cóc bằng tay
1	Kim Stieber	Dụng cụ chốt điều chỉnh chuyển dụng dùng để khóa chắc hoặc nối lỏng các cụm bộ
2	Lưỡi banh có cơ cấu bánh cóc Stieber (Cỡ 4A)	Lưỡi banh kết cấu chịu lực cao, độ sâu trung bình (đi kèm tay cầm Loại A hoặc Loại B)
2	Lưỡi banh có cơ cấu bánh cóc Stieber (Cỡ 5A)	Lưỡi banh kết cấu chịu lực cao, biên dạng sâu (đi kèm tay cầm Loại A hoặc Loại B)
1	Hộp / Thùng bảo quản bảo vệ	Hộp vận chuyển và bảo quản tiêu chuẩn có độ bền cao
Kiểu kết nối cơ khí	Biến thể tay cầm lưỡi banh	Chi tiết phạm vi chuyển động
Cấu hình chốt cố định / vịnh viễn	Tay cầm Loại A	Giới hạn chuyển động xoay của lưỡi banh trong một mặt phẳng duy nhất
Đầu có rãnh / Có thể hoán đổi	Tay cầm Loại B	Cho phép xoay hoàn toàn trên nhiều mặt phẳng; lý tưởng để nâng các bờ sườn khó nâng





Dụng cụ banh cánh mũi

SKU **RM-AR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cánh mũi	Tổng chiều dài 15 cm, lưới banh 22 x 13 mm	\$29
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$29



Dụng cụ banh xương chũm Allport

SKU **RM-AMR-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh xương chũm Allport	Chiều dài tổng thể 10.2 cm, đầu nhọn bố trí 4x4	\$59
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$59



Dụng cụ banh môi trên Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh môi trên Arnett Le Fort	Dụng cụ bộc lộ môi trên trong phẫu thuật hàm mặt	\$49
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng cho từng sản phẩm	\$49



Dụng cụ banh mũi Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Aufricht Daniel	Tổng chiều dài 11 cm, lưỡi 50 x 10 mm	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$29



Dụng cụ banh mũi Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Không có ống hút (tiêu chuẩn)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Có ống hút	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Dụng cụ banh mũi Aufricht - Sợi quang

SKU **RM-ANR-FO-1**

GIÁ **\$149 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh mũi Aufricht - Sợi quang	Chiều dài 6 ¼" (15.9 cm), lưỡi banh lõm 7.0 mm, bó sợi dẫn sáng
1	Đầu nối dẫn sáng đa năng	Phù hợp với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh mũi Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Aufricht Walter	Tổng chiều dài 13.5 cm, lưỡi banh hai đầu kích thước 42 x 7 mm	\$69
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$69



Dụng cụ banh mô và má Austin

SKU **RM-ATCR-1**

GIÁ **\$45 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô và má Austin	Dụng cụ banh trong miệng nhỏ gọn, góc vuông	\$45
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$45



Dụng cụ banh cổ lồi cầu Awty

SKU **RM-ACNR-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cổ lồi cầu Awty	Chiều dài tổng thể 22 cm, lưỡi banh lồi cầu dạng cong	\$59
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$59



Dụng cụ banh mũi Barsky

SKU **RM-BNR-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Barsky	Chiều dài 3 ¾" (9.5 cm), lưới banh 10 x 55 mm	\$64
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$64



Dụng cụ banh trong miệng Bauer móc khuyết hàm dưới

SKU **RM-BSNIOR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Không có bộ dẫn sáng (bên trái hoặc bên phải)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Có bộ dẫn sáng sợi quang (bên trái hoặc bên phải)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Dụng cụ banh tai Bellucci cho đường mổ trong tai

SKU **RM-BER-1**

GIÁ **\$174 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi đặc với 2 răng tù	RM-BER-1-1	\$174
Lưỡi đặc với 2 răng nhọn	RM-BER-1-2	\$174



Dụng cụ banh môi và má Bishop

SKU **RM-BLCR-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh môi và má Bishop	Chiều dài tổng thể 13.5 cm, lưới banh ở hai đầu 27 mm	\$24
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$24



Dụng cụ banh khí quản Bose

SKU **RM-BOTR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Hướng trái	RM-BOTR-1-1	\$29
Hướng phải	RM-BOTR-1-2	\$29



Dụng cụ banh khí quản Bose kiểu lò xo

SKU **RM-BTR-ST-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khí quản Bose kiểu lò xo	Tổng chiều dài 7 cm, lưới cong hoạt động bằng lò xo	\$59
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$59



Dụng cụ banh hàm dưới dạng rãnh Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Dụng cụ banh mũi hai đầu Cerkas

SKU **RM-CDENR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Lớn (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Dụng cụ banh mũi Cerkas có đối trọng - Dụng cụ banh trụ mũi Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh trụ mũi Cerkas / Gruber có đối trọng	Lưỡi móc uốn theo giải phẫu kèm đối trọng hình cầu được hiệu chuẩn	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh vết thương và má kết hợp

SKU **RM-CWCR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh vết thương và má kết hợp	Dụng cụ banh miệng và vết thương hai đầu — 1	\$69
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ — 1	\$69



Dụng cụ banh lồi cầu

SKU **RM-CONDR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Dụng cụ banh cánh mũi Converse hai đầu

SKU **RM-CARDE-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Độ mở rộng 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
Độ mở rộng 14 mm	RM-CARDE-1-2	\$54



Dụng cụ banh mũi Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Không có đèn sợi quang	RM-CNR-45-1-1	\$69
Có đèn sợi quang	RM-CNR-45-1-2	\$209



Dụng cụ banh mũi Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

GIÁ **\$14 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 mm x 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm x 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm x 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm x 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Dụng cụ banh / móc cánh mũi Cottle

SKU **RM-CANR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Đầu bi bên trái — dài 14.0 cm, rộng 10 mm, châu đầu bi ở bên trái	RM-CANR-1-1	\$44
Đầu bi bên phải — dài 14.0 cm, rộng 10 mm, châu đầu bi ở bên phải	RM-CANR-1-2	\$44



Dụng cụ banh mũi Cottle - 4 răng tù

SKU **RM-CNR4BP-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Cottle - 4 răng tù	Chiều dài 6" (15.0 cm), đầu dạng cào rộng 10.0 mm, 4 răng tù	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44



Móc banh Cottle 2 chấu

SKU **RM-CRH2P-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Chấu đầu bẹt — dài 6 ¾", rộng 12 mm	RM-CRH2P-1-1	\$49
Chấu đầu nhọn — dài 6 ¾", rộng 12 mm	RM-CRH2P-1-2	\$49



Dụng cụ banh má Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh má Cronin	Chiều dài tổng thể 16 cm, lưỡi cong rộng 19 mm	\$24
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$24



Dụng cụ banh môi và lỗ mũi Cronin

SKU **RM-CLNR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh môi và lỗ mũi Cronin	Tổng chiều dài 6" (15.2 cm), bề rộng 14 mm, hai đầu	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cong trái — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Cong phải — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dụng cụ banh bên Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bên Dunn Dautrey	Tổng chiều dài 13.5 cm, lưỡi banh bên gấp góc	\$29
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$29



Dụng cụ banh Fisch có khớp

SKU **RM-FRWJ-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2 răng bên phải / bản có khóa răng cửa bên trái — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 răng bên trái / bản có khóa răng cửa bên phải — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Dụng cụ banh cổ linh hoạt

SKU **RM-FNR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cấu hình 2 chấu — Đầu nhọn hoặc tù	RM-FNR-1-1	\$29
Cấu hình 3 chấu — Đầu nhọn hoặc tù	RM-FNR-1-2	\$34
Cấu hình 4 chấu — Đầu nhọn hoặc tù	RM-FNR-1-3	\$39



Dụng cụ banh Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản tiêu chuẩn — Chiều dài 17 cm, đầu hình cầu 5 x 10 mm, thép không gỉ	RM-FMR-17-1-1	\$44
Phiên bản cách điện — Chiều dài 17 cm, đầu hình cầu 5 x 10 mm, lớp phủ điện môi	RM-FMR-17-1-2	\$54



Dụng cụ banh hút Gerbauld Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

GIÁ **\$209 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
14 cm — Dụng cụ banh hút	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Dụng cụ banh hút — Tiêu chuẩn	RM-GTSR-1-2	\$209
Cấu hình Kết hợp hút & Sợi quang — Dụng cụ banh với đầu 3 lỗ, đường hút và bó sợi quang	RM-GTSR-1-3	\$209



Dụng cụ banh Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cấu hình 3x3 chấu — Đầu nhọn hoặc tù	RM-GJR-115-1-1	\$84
Cấu hình 4x4 chấu — Đầu nhọn hoặc tù	RM-GJR-115-1-2	\$89



Dụng cụ vén lưới gà Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

GIÁ **\$34 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Tiêu chuẩn, lưới vén 15 mm	RM-GUR-18-1-2	\$34



Dụng cụ banh tuyến giáp Green

SKU **RM-GTR-223-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tuyến giáp Green	Tổng chiều dài 22.3 cm, lưỡi banh cong dạng vòng dây kim loại rỗng, tay cầm dạng vòng — 1	\$44
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$44



Dụng cụ banh Gruber dùng trong phẫu thuật tạo hình mũi

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Gruber dùng trong phẫu thuật tạo hình mũi	Cấu hình móc kép rộng 10 mm, cán dẹt — 1	\$89
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$89



Dụng cụ banh má Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh má Hajek	Tổng chiều dài 17.5 cm, lưỡi banh má không gây sang chấn, tay cầm thoải mái — 1	\$24
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$24



Dụng cụ banh mỡ vệt Hargis kèm xích

SKU **RM-HCRWC-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh mỡ vệt Hargis	Tổng chiều dài 19 cm, lưỡi banh mỡ vệt có khắc — 1
1	Xích banh tích hợp	Xích mắt nối bằng thép không gỉ chịu lực dài 20 cm — 1
1	Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm — 1



Dụng cụ banh thân xương hàm dưới Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh thân xương hàm dưới Hargis	Tổng chiều dài 17 cm, đầu móc 13 mm — 1	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$44



Dụng cụ banh mặt trong cành lên xương hàm dưới Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Hướng trái — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Hướng phải — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Dụng cụ banh Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Helms	Tổng chiều dài 11 cm, 2 chấu tù nhọn, khóa vít	\$109
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$109



Dụng cụ banh Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
17 cm (khoảng 6.7") — Lưỡi đầu tù cỡ 2	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (khoảng 7.9") — Lưỡi đầu tù cỡ 2	RM-HNHR-1-2	\$49



Dụng cụ banh đường mỡ trong tai Henner

SKU **RM-HER-475-1**

GIÁ **\$189 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Tiêu chuẩn	RM-HER-475-1-2	\$189



Dụng cụ banh cầm tay House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cầm tay House	Chiều dài 6" (15.24 cm), lưới banh hai đầu 5×16 mm & 9×25 mm	\$69
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$69



Móc banh khí quần Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Móc banh khí quần Jackson	Tổng chiều dài 14 cm, đầu nhọn gấp góc 8.0 mm, tay cầm phẳng	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$29



Dụng cụ banh khí quần Jackson hai đầu

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khí quần Jackson hai đầu	Tổng chiều dài 17 cm, lưới banh hai đầu cong, mảnh	\$39
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$39



Dụng cụ banh xương chũm Jansen

SKU **RM-JMR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Dụng cụ banh tự giữ Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Jolls Friedman	Kích thước / Chi tiết: dài 6" (15.24 cm), mô cong có cửa sổ, khóa vít	\$94
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$94



Dụng cụ vén mô mềm Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén mô mềm Kreidler	Kích thước / Chi tiết: Tổng chiều dài 21 cm, bản vén rộng kích thước 5 x 20 mm · Số lượng đi kèm: 1	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$44



Dụng cụ banh tuyến giáp Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tuyến giáp Lahey	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 20.3 cm (8"), lưỡi gấp vuông góc 25 mm có gờ giữ · Số lượng đi kèm: 1	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$49



Dụng cụ banh Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Levasseur Merrill	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 25 cm, lưỡi banh dạng rãnh dẹt trong cắt xương 12.5 / 27 mm · Số lượng đi kèm: 1	\$69
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$69




Dụng cụ banh Levasseur Merrill tích hợp sợi quang

SKU **RM-LMR-FO-1**

GIÁ **\$139 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh Levasseur Merrill tích hợp sợi quang	Kích thước / Chi tiết: Chiều dài 25 cm, lưỡi 12.5 / 27 mm, bó sợi quang dẫn sáng · Số lượng đi kèm: 1
1	Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng	Kích thước / Chi tiết: Kết nối với cáp dẫn sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ · Số lượng đi kèm: 1
1	Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Số lượng đi kèm: 1



Dụng cụ banh môi và má

SKU **RM-LCR-26-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh môi và má	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 26 cm, lưỡi cong không gây sang chấn, tay cầm dẹt - Số lượng đi kèm: 1	\$49
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm - Số lượng đi kèm: 1	\$49



Dụng cụ banh lưỡi gà Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Dụng cụ banh lưỡi gà Love

SKU **RM-LUR-17-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi rộng 18 mm	RM-LUR-17-1-1	\$59
Lưỡi rộng 20 mm	RM-LUR-17-1-2	\$64



Dụng cụ banh khí quản Luer chữ S

SKU **RM-LSTR-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Dụng cụ banh khí quản Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khí quản Lukens	Kích thước / Chi tiết: chiều dài 6 ¾" (17.1 cm), hai lưỡi gồm lưỡi cong 10 mm & lưỡi gấp góc 7 mm · Số lượng đi kèm: 1	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$79



Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh

SKU **RM-MCR-17-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 17 cm, lưỡi banh dạng rãnh rộng 8 mm · Số lượng kèm theo: 1	\$29
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng kèm theo: 1	\$29



Dụng cụ banh má và môi Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




Dụng cụ banh tuyến giáp McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 7.5 in, lưới 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Dụng cụ banh xoang hàm McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Dụng cụ banh mặt trong ngành lên xương hàm dưới và bờ ổ mắt

SKU **RM-MRORR-29-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mặt trong ngành lên xương hàm dưới và bờ ổ mắt	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 29 cm, lưỡi cong theo giải phẫu vùng sọ mặt · Số lượng kèm theo: 1	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng kèm theo: 1	\$49



Dụng cụ banh mặt trong ngành lên xương hàm dưới

SKU **RM-MRR-195-1**

GIÁ **\$99 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Phiên bản bên trái	Tổng chiều dài: 19.5 cm · Vai trò lâm sàng chính: Bảo vệ mô mềm phía trong khi phẫu thuật chẻ dọc xương bên trái · Giá (USD): \$99.00
1	Phiên bản bên phải	Tổng chiều dài: 19.5 cm · Vai trò lâm sàng chính: Bảo vệ mô mềm phía trong khi phẫu thuật chẻ dọc xương bên phải · Giá (USD): \$99.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh Millard Cottle có vòng xoắn ngón tay

SKU **RM-MCRFR-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Millard Cottle có vòng xoắn ngón tay	Chiều dài 5.5 cm, lưới 2 móc nhọn kích thước 5 x 12 mm, vòng xoắn ngón tay	\$24
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$24



Dụng cụ banh Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn (không có ống hút)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Mẫu có ống hút	RM-MNR-55-1-2	\$49



Dụng cụ banh trụ trước amidan Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh trụ trước amidan Mollison	Tổng chiều dài 22 cm, hai lưỡi mảnh 10 mm, tay cầm gấp góc	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44



Dụng cụ banh Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Mollison	Tổng chiều dài 15.5 cm, răng nhọn 4x4, khóa cóc	\$99
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$99



Dụng cụ banh niêm mạc-màng xương

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh niêm mạc-màng xương	Dụng cụ banh trong miệng cầm tay, lưỡi cong không gây sang chấn, tay cầm dẹt	\$54
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$54



Dụng cụ vén da mũi

SKU **RM-NSR-6IN-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén da mũi	Tổng chiều dài 6" (15 cm), lưỡi cong rộng 16 mm, tay cầm theo công thái học	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44




Dụng cụ banh và dẫn hướng dao Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Tiêu chuẩn — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Dụng cụ banh ổ răng Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh ổ răng Obwegeser	Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi banh ổ răng cong có khắc	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$49



Dụng cụ banh cầm Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cầm Obwegeser	Tổng chiều dài 16 cm, lưỡi banh cầm cong hình yên ngựa	\$44
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$44



Dụng cụ banh xương hàm dưới dạng rãnh Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Kích thước rãnh 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
Kích thước rãnh 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49



Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Obwegeser

SKU **RM-OMRR-20-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Obwegeser	Tổng chiều dài 20 cm, lưỡi banh cong ôm bờ xương hàm dưới	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49




Dụng cụ banh gai mũi Obwegeser

SKU **RM-ONSR-22-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh gai mũi Obwegeser	Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi banh gai mũi có khắc	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh cành lên xương hàm dưới Obwegeser

SKU **RM-ORR-22-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cành lên xương hàm dưới Obwegeser	Tổng chiều dài 22 cm, lưỡi banh cành lên cong theo giải phẫu	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$49




Dụng cụ banh mô mềm Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Obwegeser	Tổng chiều dài 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$39



Dụng cụ banh má Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh má Orringer	Dài 4" (10.16 cm), rộng 3" (8 cm), dây lò xo tự giữ	\$49
Túi bọc / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$49



Dụng cụ banh tự giữ Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Paparella-Weitlaner	Tổng chiều dài 5" (12.7 cm), răng banh 2x2 (13 mm), độ mở 33 mm, khóa bánh cóc	\$89
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$89



Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng Petri	Tổng chiều dài 23 cm, bản banh vùng chân bướm rộng 25.5 mm	\$79
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng Petri tích hợp sợi quang

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

GIÁ **\$149 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh vùng chân bướm trong miệng Petri tích hợp sợi quang	Chiều dài 23 cm, lưới banh rộng 25.5 mm, bó sợi quang chiếu sáng
1	Đầu chuyển cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp dẫn sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh bờ lỗ mũi hình lê

SKU **RM-PRR-17-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Tiêu chuẩn — 18.5 cm, lưới 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Ban vén tự giữ Plester

SKU **RM-PSRR-109-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu tiêu chuẩn tháo rời — 4", 5" (khoảng 11 cm), mẫu mảnh bán sắc, bản banh đặc bên trái hoặc bên phải	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Mẫu mẫu siêu mảnh 2:2 — 11 cm hoặc 13 cm, dây mẫu siêu mảnh bắt đối xứng 2x2	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Mẫu bắt đối xứng 3 mẫu bên trái — 13 cm, 3 mẫu bán sắc bên trái với bản banh nhẵn bên phải	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Dụng cụ banh cành lên xương hàm dưới

SKU **RM-RR-MAX-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 17 cm, lưỡi 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Tiêu chuẩn — 22 cm, lưỡi 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Lớn — 22 cm, lưỡi 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Dụng cụ banh lồng cầu Reich

SKU **RM-RCR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Chiều dài tổng thể 18 cm — kiểu gấp góc 80° hoặc 110°	RM-RCR-1-1	\$49
Chiều dài tổng thể 19 cm — kiểu gấp góc 80° hoặc 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Dụng cụ banh sống mũi Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh sống mũi Sailer	Tổng chiều dài 23.5 cm, lưỡi cong 15-20 mm x 50 mm	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$49



Dụng cụ banh gai mũi Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh gai mũi Sailer	Dụng cụ banh cầm tay với lưỡi có khắc ôm gai mũi, tay cầm dẹt	\$49
Ống bọc / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$49



Dụng cụ banh mô mềm Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 15 cm, lưỡi banh 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Tiêu chuẩn — 15 cm, lưỡi banh 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Vừa-lớn — 15 cm, lưỡi banh 12x55 mm	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Lớn — 15 cm, lưỡi banh 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
Rất lớn — 15 cm, lưỡi banh 16x80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Dụng cụ banh cổ lồi cầu Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản bên phải — chiều dài 22.5 cm, lưỡi banh cổ lồi cầu cong phải	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Phiên bản bên trái — chiều dài 22.5 cm, lưỡi banh cổ lồi cầu cong trái	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bờ xương hàm dưới Salzburg	Tổng chiều dài 23 cm, lưỡi banh bờ xương hàm dưới dạng cong	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh mô mềm Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản 13 cm — Lưỡi nhẵn, một đầu	RM-SSTR-1-1	\$44
Phiên bản 14 cm — Lưỡi nhẵn, một đầu	RM-SSTR-1-2	\$49



Dụng cụ banh Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

GIÁ **\$114 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2 răng (bố trí 2:2) — dài 13 cm, răng bán sắc 2:2, có thể tháo rời	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 răng (bố trí 3:3) — dài 13 cm, răng bán sắc 3:3, có thể tháo rời	RM-SFR-13-1-2	\$124




Dụng cụ banh Shea có bộ dẫn sáng sợi quang

SKU **RM-SRFOG-22-1**

GIÁ **\$139 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh Shea có bộ dẫn sáng sợi quang	Chiều dài 22 cm, lưới rộng 14.5 mm, bó sợi dẫn sáng tích hợp
1	Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang phòng mổ tiêu chuẩn
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh mũi Sheen dạng gấp góc

SKU **RM-SNRA-65-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Sheen dạng gấp góc	Chiều dài tổng thể 6 ½" (165 mm), lưới đặc 10 mm, khung gấp góc	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh khuyết hàm dưới

SKU **RM-SNR-22-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh khuyết hàm dưới	Tổng chiều dài 22 cm, lưới lõm 9.5 / 16 mm, đầu gấp hoàn toàn	\$64
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$64




Dụng cụ banh khuyết hàm dưới có bộ dẫn sáng sợi quang

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

GIÁ **\$139 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh khuyết hàm dưới có bộ dẫn sáng sợi quang	Chiều dài 22 cm, lưới banh 9.5 / 16 mm, kênh dẫn sáng sợi quang
1	Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang phòng mổ tiêu chuẩn
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Sistrunk	Chiều dài tổng thể 15.3 cm, lưới hai đầu 3/8" (9.5 mm), tay cầm phẳng	\$49
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$49



Ban tự giữ Snitman dùng cho đường mổ trong tai

SKU **RM-SSER-108-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Ban tự giữ Snitman dùng cho đường mổ trong tai	Tổng chiều dài 10.8 cm, chấu nhọn 3×3, khóa bánh cóc	\$99
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$99



Dụng cụ banh hai đầu Sternberg

SKU **RM-SDER-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
14 cm tiêu chuẩn — Các đầu dây hình chữ U hướng ngược nhau	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm tầm với mở rộng — Các đầu dây hình chữ U hướng ngược nhau	RM-SDER-1-2	\$34



Dụng cụ banh mũi có vòng xoay

SKU **RM-SRNR-11-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi có vòng xoay	Tổng chiều dài 11 cm, lưới rộng 8 mm, vòng xoay 360°	\$59
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$59



Dụng cụ banh mũi Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mũi Terry	Tổng chiều dài 6" (152 mm), lưới 5 x 46 mm, tay cầm công thái học	\$44
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$44



Dụng cụ banh dạng dải dễ uốn Tessier

SKU **RM-TMRR-22-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi bản hẹp — Chiều dài 22 cm, dạng thìa bản hẹp dễ uốn — Thâm dò sản ổ mắt, tiếp cận góc mắt trong, phẫu thuật sọ mặt nhi khoa	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lưỡi bản vừa — Chiều dài 22 cm, dạng thìa bản vừa dễ uốn — Bộc lộ bờ ổ mắt tiêu chuẩn, cắt xương cung gò má và xương hàm trên	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lưỡi bản rộng — Chiều dài 22 cm, dạng thìa bản rộng dễ uốn — Bóc nâng vật trán diện rộng, tiếp cận qua đường rạch vành và che chắn nhãn cầu	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Bộ gồm ba dụng cụ — Kết hợp bản hẹp, bản vừa & bản rộng — Bộ khay dụng cụ dễ uốn hoàn chỉnh cho phẫu thuật sọ mặt, dùng cho mọi hành lang tiếp cận xương mặt	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Móc/Dụng cụ banh khí quản

SKU **RM-THR-6IN-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Lớn — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
Rất lớn — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Dụng cụ banh mô mềm Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh mô mềm Wassmund	Chiều dài tổng thể 21 cm, lưới nhân 33 x 20 mm, tay cầm dẹt	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$49



Dụng cụ banh Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Williger (3 chấu) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Dụng cụ banh Williger (4 chấu) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Banh tự giữ Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ nhỏ gọn (4", 4 ¼", 4 ½") — Thẳng / Cong; 2x2 hoặc 2x3 răng	RM-WWSRR-1-1	\$44
Cỡ trung bình (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — Thẳng / Cong; 2x3, 3x3 hoặc 3x4 răng	RM-WWSRR-1-2	\$59
Cỡ dài (8", 9 ½", 10") — Thẳng / Cong; 3x3 hoặc 3x4 răng	RM-WWSRR-1-3	\$79



Bộ banh FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

GIÁ **\$4,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung cơ bản FK-WO TORS kèm bộ chuyển tiếp	Cụm khung kết cấu chính
1	Bộ chuyển tiếp cho khung cơ bản FK-WO TORS	Bộ chuyển tiếp kết nối gá lắp
1	Bộ chuyển tiếp cho kẹp gấp khối u hoặc ống hút	Bộ chuyển tiếp gá lắp dụng cụ phụ
1	Kẹp cáp dẫn sáng	Kết nối cáp ở bên
2	Dụng cụ banh má	Dạng cong
1	Ống hút khối	4.0 x 170 mm
10 pcs	Miếng bảo vệ răng	Không chứa latex, không thể hấp tiệt khuẩn
1	Lưỡi banh hàm dưới	11 cm
1	Lưỡi banh thanh quản	17 cm, dạng lõm
1	Lưỡi đè lưỡi	Dạng cong
1	Lưỡi đè lưỡi	Dạng cong, hở bên phải
1	Lưỡi đè lưỡi	Dạng cong, hở bên trái
1	Lưỡi banh TORS theo thiết kế Weinstein-O'Malley	Hình dạng TORS tiêu chuẩn
2	Lưỡi banh TORS nhỏ, bên trái	Cấu hình nhỏ gọn cho bên trái
2	Lưỡi banh TORS nhỏ, bên phải	Cấu hình nhỏ gọn cho bên phải
1	Hộp tiệt khuẩn	Khay định hình cho bộ FK-WO TORS





Dụng cụ banh dạng vuốt gấu Anderson

SKU **RM-ABCR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
3 vuốt nhọn, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 vuốt nhọn, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Dụng cụ banh Biggs dùng trong phẫu thuật căng da mặt (xóa nếp nhăn)

SKU **RM-BFLR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Biggs dùng trong phẫu thuật căng da mặt (xóa nếp nhăn)	Chiều dài 8" (20.3 cm), lưỡi banh có cửa sổ 5.2 cm	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh căng da mặt Biggs, tích hợp sợi quang

SKU **RM-BFLR-FO-1**

GIÁ **\$99 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh căng da mặt Biggs, tích hợp sợi quang	Chiều dài 9" (229 mm), lưỡi banh 52 mm, bó sợi quang
1	Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa năng	Tương thích với đầu nối Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs bản hẹp

SKU **RM-BMRN-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs bản hẹp	Chiều dài 6" (15.2 cm), lưới cong bản hẹp 3 cm	\$89
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$89



Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs tiêu chuẩn

SKU **RM-BMRS-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs tiêu chuẩn	Chiều dài 8" (20.3 cm), lưới rộng 50.0 mm	\$69
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$69



Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs, chiếu sáng sợi quang

SKU **RM-BMRFO-1**

GIÁ **\$239 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh tạo hình vú Biggs, chiếu sáng sợi quang	Lưới banh có cửa sổ rộng 50 mm, bộ dẫn sáng, ống hút
1	Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Móc banh ngón tay Blair

SKU **RM-BFR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Đầu 4 chấu tù	RM-BFR-1-1	\$94
Đầu 4 chấu nhọn	RM-BFR-1-2	\$94



Dụng cụ banh vú Engler

SKU **RM-BER-OPT-1**

GIÁ **\$139 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh vú Engler	Luỡi 65 × 12 mm với bó sợi quang tích hợp
1	Đầu nối cáp chiếu sáng đa năng	Kết nối với cáp chiếu sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Ống bọc / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh ổ mắt Clodius

SKU **RM-COR-1**

GIÁ **\$24 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh ổ mắt Clodius	Dụng cụ banh cầm tay dùng trong phẫu thuật quanh ổ mắt và tạo hình mí mắt	\$24
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$24



Dụng cụ banh nâng cung mày qua đường rạch vành

SKU **RM-CBLR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh nâng cung mày qua đường rạch vành	Chiều dài 7 ¼" (18.4 cm), đầu cào 70.0 mm, 7 răng nhọn	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh da và mô Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh da và mô Curtin	Tổng chiều dài 14 cm, đầu rộng 15.0 mm, 6 răng nhọn	\$49
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh thần kinh vùng trán nội soi Daniel

SKU **RM-DEFNR-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh thần kinh vùng trán nội soi Daniel	Tầm với 9 ¾" (17 cm), đầu cong trái	\$54
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$54



Dụng cụ vén mi mắt Desmarres

SKU **RM-DER-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản Tiêu chuẩn — Chiều dài 5 ½" (14 cm), lưỡi hình yên ngựa bằng thép không gỉ — Vén mi mắt và bảo vệ nhãn cầu thường quy	RM-DER-1-1	\$49
Phiên bản Cách điện — Chiều dài 5 ½" (14 cm), lớp phủ polymer điện môi — An toàn trong phẫu thuật điện khi đốt và cắt bằng sóng cao tần	RM-DER-1-2	\$79



Banh phẫu thuật tạo hình nội soi EMORY

SKU **RM-EEPR-1**

GIÁ **\$309 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Banh phẫu thuật tạo hình nội soi EMORY	Chiều dài 10" (254 mm), đầu lưỡi 1" (25.4 mm), kênh ống nội soi 10 mm	\$309
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$309





Dụng cụ banh vú Epstein

SKU **RM-EBR-1**

GIÁ **\$244 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
90 x 27 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (Dài x Rộng)	RM-EBR-1-10	\$294



Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira

SKU **RM-FBAR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira	Cán dài 5 1/8" (130 mm), lưới cong thuần 25 x 171 mm	\$99
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$99






Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira - Sợi quang

SKU **RM-FBAR-FO-1**

GIÁ **\$129 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh nâng ngực Ferreira - Sợi quang	Chiều dài 5 ½", lưỡi cong 25 x 171 mm, bó sợi quang
1	Đầu nối cáp ánh sáng đa năng	Kết nối với cáp ánh sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira

SKU **RM-FFLR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÀN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira	Tổng chiều dài 4 ¼" (108 mm), lưỡi cong rộng 22 mm	\$49
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$49



Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira có chiếu sáng sợi quang

SKU **RM-FFOFLR-1**

GIÁ **\$99 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh căng da mặt Ferreira có chiếu sáng sợi quang	Chiều dài 4 ¼" (108 mm), lưỡi banh 22 mm, bó sợi quang
1	Đầu nối cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp dẫn sáng tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh căng da mặt Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

GIÁ **\$62 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
20 mm - 22 mm — Thẳng	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Cong hoàn toàn	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Thẳng	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Cong hoàn toàn	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Thẳng	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Cong hoàn toàn	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Dụng cụ banh vật Freeman

SKU **RM-FFR-8-1**

GIÁ **\$19 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Rộng ½" (12 mm) — Cong hoặc thẳng	RM-FFR-8-1-1	\$19
Rộng 1" (24 mm) — Cong hoặc thẳng	RM-FFR-8-1-2	\$24



Dụng cụ banh vật Freeman có chiếu sáng sợi quang

SKU **RM-FFR-FO-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưới rộng 13 mm — Chiều dài tổng thể 8", lưới 13 mm, bó sợi quang	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Lưới rộng 25 mm — Chiều dài tổng thể 8", lưới 25 mm, bó sợi quang	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Dụng cụ banh da dạng cào mini Freeman

SKU **RM-FMRR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh da dạng cào mini Freeman	Dài 4 ¾" (12.0 cm), đầu rộng 1", 4 răng nhọn — 1	\$44
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ — 1	\$44



Móc banh da dạng cào Freeman

SKU **RM-FRR-7-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Móc cào rộng 22 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
Móc cào rộng 38 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Dụng cụ banh cơ mông Gonzalez hình chữ L

SKU **RM-GGLR-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Dụng cụ banh mô Gonzalez hình chữ S

SKU **RM-GGSR-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Banh vết mổ dạng cào Gorney

SKU **RM-GRR-3IN-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
3 in (7.5 cm), rộng 38 mm — Tiêu chuẩn	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), rộng 38 mm	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Dụng cụ banh phẫu thuật bàn tay Hayes

SKU **RM-HHR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Dụng cụ banh đầu xa Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

GIÁ **\$349 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản ngắn 7.5 cm — 7.5 cm (khoảng 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
Phiên bản dài 15.0 cm — 15.0 cm (khoảng 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Dụng cụ banh vạt phía gần Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

GIÁ **\$499 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh vạt phía gần Hoyos	Tổng chiều dài 20 cm, tay cầm tích hợp TC, lưới banh cong phía gần	\$499
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$499



Dụng cụ banh Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

GIÁ **\$499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh Hoyos Remora	Lưới banh cong có răng cưa, bó sợi quang tích hợp, ống hút
1	Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa dụng	Kết nối với các nguồn sáng sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Kasden hai đầu mảnh

SKU **RM-KDEDR-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Kasden hai đầu mảnh	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 6 ½" (16.5 cm), hai lưỡi mảnh, tay cầm bằng nhôm	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$29



Dụng cụ banh cách điện hai đầu Kawamoto

SKU **RM-KDEIR-1**

GIÁ **\$34 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh cách điện hai đầu Kawamoto	Kích thước / Chi tiết: chiều dài 6" (152 mm), lưới cách điện hình chữ L kích thước 14 x 16 mm	\$34
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$34



Dụng cụ banh túi lệ Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

GIÁ **\$39 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	1 răng móc (móc đơn)	Chiều rộng có sẵn: 5.0 mm · Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 răng móc	Chiều rộng có sẵn: 5.0 mm hoặc 6.0 mm · Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 răng móc	Chiều rộng có sẵn: 6.0 mm hoặc 8.0 mm · Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 răng móc	Chiều rộng có sẵn: 6.0 mm hoặc 8.0 mm · Thân và đầu móc có sẵn: cứng hoặc mềm dẻo (nhọn / tù) · Giá (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Chiều rộng có sẵn: bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Thân và đầu móc có sẵn: — · Giá (USD): đã bao gồm




Dụng cụ banh tự giữ Knapp

SKU **RM-KSRR-10-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tự giữ Knapp	Kích thước / Chi tiết: Tổng chiều dài 10 cm, chiều rộng 26 mm, răng bố trí 4x4 (thẳng/gấp góc, nhọn/tù) · Vai trò lâm sàng chính: Bộc lộ túi lệ và đường rạch vị phẫu bằng cơ chế tự giữ · Giá (USD): \$79.00	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm	\$79



Dụng cụ banh vết mổ Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

GIÁ **\$199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung thanh dẫn hướng cóc phía dưới	Khung ray nền chính đóng vai trò dẫn hướng khi banh rộng các bờ mô
1	Giá đỡ tay banh dạng trượt	Bộ phận giá đỡ di động có thể điều chỉnh theo chiều ngang dọc theo ray
2	Cơ cấu điều chỉnh vít	Các cơ cấu vít khóa chính xác để dịch chuyển và cố định tay banh tại vị trí mong muốn
2	Đầu banh có răng	Đầu ngàm chống trượt với 3 x 3 răng nhọn cong ra ngoài
1	Hộp / Bao bì bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh vú Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

GIÁ **\$119 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh vú Marx	Kích thước / Chi tiết: tổng chiều dài 27 cm, lưỡi cong 30 x 125 mm · Số lượng đi kèm: 1	\$119
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ · Số lượng đi kèm: 1	\$119



Dụng cụ banh vật Maxwell

SKU **RM-MFR-4IN-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cấu hình rộng 22 mm	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
Cấu hình rộng 38 mm	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Móc da/banh phẫu thuật Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
16 cm (khoảng 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Dụng cụ banh dạng cào Miller

SKU **RM-MRR-514-1**

GIÁ **\$39 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Kiểu đầu tù	Kích thước / Chi tiết: chiều dài 5 3/4", chiều rộng 15 mm, 9 răng tù · Vai trò làm sàng chính: Nâng vật da an toàn, không có nguy cơ đâm thủng · Giá (USD): \$39.00
1	Kiểu đầu nhọn	Kích thước / Chi tiết: chiều dài 5 3/4", chiều rộng 15 mm, 9 răng nhọn · Vai trò làm sàng chính: Bám chắc, không trượt trên lớp bì đặc và mạc xơ · Giá (USD): \$39.00
1	Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò làm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh da Moberg

SKU **RM-MSR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản 17 cm	RM-MSR-1-1	\$44
Phiên bản 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



Dụng cụ banh hai đầu Ragnell-Davis

SKU **RM-RDDR-49-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Dẹt / Tròn)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Dẹt / Tròn)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Dẹt / Tròn)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Dụng cụ banh vú dạng vòng có chiếu sáng sợi quang

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

GIÁ **\$339 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh vú dạng vòng có chiếu sáng sợi quang	Dụng cụ banh vú cầm tay, lưới banh dạng vòng, bó sợi dẫn sáng tích hợp
1	Đầu chuyển đổi cáp dẫn sáng đa năng	Kết nối với cáp sợi quang tiêu chuẩn trong phòng mổ
1	Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

GIÁ **\$39 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tiêu chuẩn — 13 cm, 4 răng nhọn, đầu 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Cỡ lớn — 13.5 cm, 4 răng, đầu 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Dụng cụ banh bụng Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh bụng Saldanha-Solz	Tổng chiều dài 23.5 cm, lưới cong tối ưu cho mô	\$199
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$199




Dụng cụ banh nội soi Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

GIÁ **\$229 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh nội soi Sculpo	Lưới 180 × 25 mm, van khóa, tay cầm mạ vàng
1	Vít khóa kênh đặt ống nội soi	Lắp giữ chắc chắn ống nội soi 5 mm hoặc 10 mm
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh da Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh da Sisson	Tổng chiều dài 10.5 cm, móc cổ chấu nhọn 1x1, cán phẳng	\$84
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$84



Dụng cụ banh dây lò xo

SKU **RM-SWR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
8.6 cm - 8.9 cm — 1x1, 3x3 hoặc 4x4 răng	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1x1, 3x3 hoặc 4x4 răng	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm cỡ lớn — 1x1, 3x3 hoặc 4x4 răng	RM-SWR-1-3	\$60



Dụng cụ banh căng da cổ Talei "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh căng da cổ Talei "Benetrator 2"	Tổng chiều dài 9" (22.86 cm), lưới cong rộng, ống hút tích hợp	\$159
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$159



Dụng cụ banh căng da cổ Talei bản hẹp “Le Petit Benetrator”

SKU **RM-TNR-9IN-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh căng da cổ Talei bản hẹp “Le Petit Benetrator”	Chiều dài tổng thể 9” (22.86 cm), lưới cong siêu hẹp, tay cầm phẳng	\$159
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$159



Dụng cụ banh vú Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
9 cm x 24 mm — Có răng hoặc không răng — Tiếp cận qua nếp dưới vú, bóc tách khoang qua đường quanh quầng vú	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Có răng hoặc không răng — Tạo khoang sâu dưới cơ ngực và nâng ngực qua đường nách	RM-TBR-64-1-2	\$64



Dụng cụ banh vú hai đầu Tebbetts

SKU **RM-TDEBR-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản dài 23 cm — lưới dài 37x70 mm / lưới ngắn 22x54 mm — Nâng ngực tiêu chuẩn qua đường nếp dưới vú và bóc tách khoang đặt túi ngực qua đường quanh quầng vú	RM-TDEBR-1-1	\$69
Chiều dài tiếp cận 31 cm (12.25”) — lưới dài 37x70 mm / lưới ngắn 22x54 mm — Tạo khoang sâu dưới cơ ngực, nâng ngực qua đường nách và phẫu thuật chỉnh sửa tạo hình vú	RM-TDEBR-1-2	\$89



Banh nâng ngực Tebbetts có chiếu sáng sợi quang

SKU **RM-TFOBAR-1**

GIÁ **\$259 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Không kèm nguồn sáng — 13 kích thước tùy chọn (Có/Không răng) — Đầu chuyển cấp sợi quang đa dụng (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Kèm nguồn sáng LED không dây — 13 kích thước tùy chọn (Có/Không răng) — Bộ đèn LED không dây chạy pin (pin AA, có thể tiết kiệm bằng khí)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Banh nâng ngực Tebbetts có chiếu sáng sợi quang, tay cầm đôi

SKU **RM-TFOBARDH-1**

GIÁ **\$259 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Không kèm nguồn sáng — 13 kích thước tùy chọn (Có răng/Không răng) — Đầu nối cấp sợi quang đa năng (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Kèm nguồn sáng LED không dây — 13 kích thước tùy chọn (Có răng/Không răng) — Bộ đèn LED không dây dùng pin (pin AA, có thể tiết kiệm bằng khí)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Dụng cụ banh vú dạng thìa Tebbetts

SKU **RM-TSBR-125-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Rộng 25 mm x dài 185 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Nâng mô tạo khoang dưới cơ ngực tiêu chuẩn ở người lớn và tiếp cận qua nếp dưới vú	RM-TSBR-125-1-1	\$89
Rộng 38 mm x dài 190 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Vén cơ ngực trên diện rộng và tạo khoang tái tạo lớn	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Bộ banh phẫu thuật bàn tay đa năng Tupper's

SKU **RM-TUHR-1**

GIÁ **\$699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bàn đỡ tay	Bề mặt thao tác phẫu thuật trung tâm
2	Giá giữ xích nâng cao	Giá đỡ ở chu vi khung
2	Móc giữ xích	Điểm gắn cố định
2	Móc giữ xích trượt	Điểm gắn có thể điều chỉnh
4	Xích bi gắn móc da	21 cm
6	Xích bi cố định cánh tay/cổ tay	26 cm
1 bộ	Dây thun cao su	5 chiếc



Dụng cụ banh Vickers dạng thấp

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Răng tù 2x2	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
Răng tù 3x3	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Lá banh đặc (bề mặt nhẵn)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Dụng cụ banh tạo hình thành bụng Yancoskie

SKU **RM-YAR-75-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tạo hình thành bụng Yancoskie	Dài 7 ½" (19.0 cm), đầu banh dạng cào rộng 152 mm, 6 răng nhọn thẳng hàng	\$99
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$99



Dụng cụ banh Yancoskie dùng nâng cung mào qua đường rạch vành

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

GIÁ **\$119 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh Yancoskie dùng nâng cung mào qua đường rạch vành	Tổng chiều dài 9" (22.9 cm), đầu cào rộng 150 mm, 6 răng nhọn cân bằng lực	\$119
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$119




Hệ thống banh phẫu thuật bàn tay Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

GIÁ **\$999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Lưỡi banh Mini-Bookwalter, một móc	Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
2	Lưỡi banh Mini-Bookwalter, hai móc	Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
2	Lưỡi banh Mini-Bookwalter, ba móc	Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
2	Lưỡi banh Mini-Bookwalter, bốn móc	Cỡ mini tiêu chuẩn — đầu nhọn hoặc đầu tù
1	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh góc xoay Mini-Bookwalter	Cỡ mini tiêu chuẩn
4	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng Mini-Bookwalter	Cỡ mini tiêu chuẩn
1	Vòng hờ Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Hộp tiết kiệm	Hộp bảo vệ





Hệ thống banh phẫu thuật Hoyos

SKU **RM-HRS-1**

GIÁ **\$1,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Banh Hoyos phía xa loại ngắn	Lựa chọn lưới banh phía xa loại ngắn để tiếp cận vùng gần đường rạch hơn
1	Banh Hoyos phía xa loại dài	Lựa chọn lưới banh phía xa loại dài để tiếp cận mô sâu hơn
1	Banh Hoyos phía gần loại dài	Bộ phận lưới banh phía gần loại dài để nâng bờ mô phía gần
1	Banh Remora	Lưới banh kéo chuyên dụng được thiết kế để giảm trượt
1	Thanh đỡ liên kết	Kết nối các tay banh với khung chính phía trên
1	Kẹp bàn mổ cho hệ thống banh phẫu thuật Hoyos	Cố định trụ đứng vào thanh ray bàn mổ
1	Thanh nối dài ngang Hoyos	Mở rộng khung theo chiều ngang bên trên phẫu trường
1	Trụ đứng Hoyos	Trụ đứng chính đỡ khung gá lắp





Dụng cụ vén phổi Allison

SKU **RM-ALR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Trẻ nữ nhi / trẻ em — 20 mm x 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Trẻ em, loại nhỏ gọn — 30 mm x 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Tiêu chuẩn — 40 mm x 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Người lớn, cỡ trung — 42 mm x 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Người lớn, bản rộng — 54 mm x 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Người lớn, bản siêu rộng — 65 mm x 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Dụng cụ banh xương sườn Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

GIÁ **\$289 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung dẫn hướng mở tuyến tính siêu nhỏ	Ray trượt có rãnh vì mô được chế tạo theo các thông số phẫu thuật sơ sinh
2	Lá banh bên có cửa sổ tháo rời được (Cặp 1)	Lá banh mô cỡ nhỏ 9 mm x 10 mm được thiết kế để hạn chế hoại tử do tì đè
2	Lá banh bên có cửa sổ tháo rời được (Cặp 2)	Lá banh mô cỡ nhỏ 9 mm x 20 mm dành cho đường tiếp cận sâu hơn ở trẻ nữ nhi
1	Khóa vít bước ren nhỏ tích hợp	Vít vận tay dạng thấp để điều chỉnh độ mở theo từng bước
2	Tay nối dài dạng kẹp vì phẫu thiết kế công thái học	Tay cầm nhẹ, thiết kế gọn với mép ngoài nhẵn
1	Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn




Dụng cụ khớp xương sườn Bailey

SKU **RM-BRC-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ khớp xương sườn Bailey	Tổng chiều dài 20 cm, cơ cấu ép cơ học với đầu dạng móc	\$159
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$159



Bộ banh Bugge I.M.A dùng để bóc tách động mạch ngực trong

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

GIÁ **\$499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung bộ banh Bugge I.M.A dùng để bóc tách	Ray nâng cơ học có độ mở ray 110 mm
1 cặp	Lưỡi banh bên cơ bản	Các lưỡi nâng xương ức có biên dạng uốn cong, kích thước 40 mm × 100 mm
1 bộ	Lưỡi banh thao tác tích hợp	Cụm đầu thao tác kéo dài 40 mm × 150 mm
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh xương sườn Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

GIÁ **\$359 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tùy chọn 3 (độ mở nhỏ gọn) — độ mở tối đa 200 mm — 1 cặp lá banh bên 47×62 mm + 1 cặp lá banh bên 65×62 mm	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Tùy chọn 1 (độ mở trung bình) — độ mở tối đa 260 mm — 1 cặp lá banh bên 47×62 mm + 1 cặp lá banh bên 65×62 mm	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Tùy chọn 2 (độ mở tối đa) — độ mở tối đa 300 mm — 1 cặp lá banh bên 47×62 mm + 1 cặp lá banh bên 65×62 mm	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Dụng cụ banh xương sườn Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

GIÁ **\$309 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tùy chọn 1 — 10.5 mm × 32 mm — độ mở tối đa 65 mm — Mở ngực ở trẻ sơ sinh, sửa chữa hẹp eo động mạch chủ, thắt ống động mạch (PDA) ở trẻ nữ nhi	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Tùy chọn 2 — 12.0 mm × 45 mm — độ mở tối đa 70 mm — Sửa chữa dị tật tim bẩm sinh ở trẻ nữ nhi, cắt vòng mạch máu	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Tùy chọn 3 — 15.0 mm × 60 mm — độ mở tối đa 120 mm — Mở ngực ở trẻ em và thanh thiếu niên, tạo cầu nối mạch máu phổi	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Dụng cụ banh xương ức Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

GIÁ **\$374 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản trẻ sơ sinh	RM-CSR-1-1	\$374
Phiên bản trẻ nhũ nhi	RM-CSR-1-2	\$384
Phiên bản người lớn	RM-CSR-1-3	\$389



Dụng cụ banh nhĩ Cooley

SKU **RM-CAR-1**

GIÁ **\$64 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu cỡ nhỏ	RM-CAR-1-1	\$64
Mẫu cỡ vừa	RM-CAR-1-2	\$69
Mẫu cỡ lớn	RM-CAR-1-3	\$74



Dụng cụ banh xương sườn Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

GIÁ **\$319 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản trẻ nhũ nhi — 12 mm x 16 mm — độ mở tối đa 95 mm — Tiếp cận lồng ngực ở trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, phẫu thuật tim bẩm sinh	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Phiên bản trẻ em — 15 mm x 30 mm — độ mở tối đa 140 mm — Các thủ thuật tim nhi và mở ngực	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Phiên bản người lớn tiêu chuẩn — 21 mm x 44 mm — độ mở tối đa 150 mm — Mở ngực tiêu chuẩn ở người lớn, cắt thùy phổi và cắt phổi	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Phiên bản người lớn khổ lớn — 35 mm x 50 mm — độ mở tối đa 200 mm — Phẫu thuật lồng ngực ở người bệnh béo phì, bóc lột trung thất sâu	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Dụng cụ banh xương ức Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

GIÁ **\$354 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản trẻ em — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Phiên bản người lớn — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Phiên bản cỡ cực lớn — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Dụng cụ banh mở xương ức Cooley (Sternotomy)

SKU **RM-CSTR-PED-1**

GIÁ **\$359 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản dành cho trẻ sơ sinh — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Phiên bản dành cho trẻ em — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Dụng cụ banh Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Dụng cụ banh động mạch chủ Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu Nhỏ — dài 19 cm, lưỡi 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Mẫu Lớn — dài 19 cm, lưỡi 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Dụng cụ banh tĩnh mạch Cushing

SKU **RM-CVR-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
20.3 cm (xấp xỉ 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (xấp xỉ 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (xấp xỉ 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (xấp xỉ 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (xấp xỉ 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (xấp xỉ 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (xấp xỉ 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Dụng cụ banh tự giữ vùng khoeo Darling

SKU **RM-DPSRR-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tùy chọn A — 54 mm x 25 mm bên trái / 76 mm x 38 mm bên phải — Bộc lộ sâu động mạch khoeo bằng cách đẩy cơ ra phía ngoài	RM-DPSRR-1-1	\$109
Tùy chọn B — 76 mm x 38 mm bên trái / 54 mm x 25 mm bên phải — Bộc lộ sâu động mạch khoeo bằng cách đẩy cơ vào phía trong	RM-DPSRR-1-2	\$109



Dụng cụ banh DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

GIÁ **\$72 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh DeBakey	Chiều dài tổng thể 15.3 cm, các mẫu nhọn bố trí 1x1	\$72
Bao / Hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$72



Dụng cụ banh xương sườn DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

GIÁ **\$449 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray mở rộng song song chịu lực cao	Ray trượt giúp banh tách cấu trúc xương theo phương tuyến tính (150 mm hoặc 200 mm)
6 (3 cặp)	Lá banh bên dạng móc có thể tháo rời	3 cặp lá banh có thể thay thế với mép cong chống trượt
1	Khóa vít giữ lực căng tích hợp	Bu lông khóa xoay bằng tay giúp giảm thiểu tình trạng mỏi cho người sử dụng
2	Tay nối dài của kẹp được thiết kế công thái học	Tay cầm nhẹ với mép ngoài nhẵn, không gây sang chấn
1	Hộp / Bao bì bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn





Bộ banh phẫu thuật mạch máu Lobster mở rộng

SKU **RM-EVLR-1**

GIÁ **\$2,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
6	Kẹp cố định banh Lobster	—
1	Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & bộ nối khung	—
1	Tay nối dài có bản lề Lobster	—
1	Khung Lobster	—
2	Banh xoay Mayo Lobster	2¼" × 2"
1	Banh xoay Mayo Lobster	3½" × 2"
1	Banh xoay Deaver Lobster	2¾" × 4½"
1	Banh Harrington hình tim Lobster	2" × 5"
1	Banh xoay mềm có thể uốn Lobster (Có lỗ)	2" × 6½"
1	Banh xoay mềm có thể uốn Lobster (Có lỗ)	3" × 6½"
1	Banh xoay dạng hàng rào Lobster	4" × 6"
2	Banh thận xoay Lobster	1" × 6"
1	Banh tạng xoay Lobster	2" × 4½"
1	Banh tạng xoay Lobster	2" × 6"
1	Hộp tiết khuẩn	—



Dụng cụ banh xương sườn Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung thanh trượt ngang gọn nhẹ	Ray trượt phẳng hỗ trợ banh rộng bằng tay để tiếp cận sâu (độ mở 120 mm)
2 (cặp cố định)	Lưỡi banh cong cố định	Các lưỡi banh bên có cửa sổ 14 mm × 15 mm, tạo hình ôm theo bề mặt xương sườn
1	Cụm khóa vít xoay	Bộ bánh răng siết giúp duy trì độ banh tối ưu trong phẫu thuật
2	Tay nối dài của kẹp theo thiết kế công thái học	Tay cầm banh mô nhẹ giúp giảm mỏi cho người sử dụng
1	Bao bảo quản / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn





Dụng cụ banh xương sườn Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

GIÁ **\$329 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung thanh dẫn hướng song song thiết kế gọn	Khung dạng thanh thẳng được thiết kế để trượt mở và banh tách các xương
2 (cặp cố định)	Bản banh gấp góc cố định	Các khối banh bên bám xương có lỗ tròn
1	Khóa vít xoay tích hợp	Khóa cơ học chỉnh bằng tay được bố trí để giữ chắc độ mở của khung
2	Tay kẹp nối dài thiết kế công thái học	Tay cầm có kết cấu nhẹ, được tối ưu hóa để giảm mỏi cho người sử dụng
1	Bao bì / hộp bảo vệ để bảo quản	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh xương sườn Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray dẫn hướng trượt song song	Hệ thống ray thu nhỏ được thiết kế để trượt mở trong không gian phẫu thuật nhi khoa chật hẹp
2 (cặp cố định)	Các bản banh gấp góc cố định	Các khối bên bám xương kích thước 31 mm x 31 mm có lỗ tròn
1	Khóa vít vận tích hợp	Khóa cơ học thao tác bằng tay được bố trí để giữ chắc độ mở của khung
2	Tay kẹp nối dài theo thiết kế công thái học	Tay cầm có kết cấu siêu nhẹ, được thiết kế với các cạnh nhẵn
1	Hộp / bao bì bảo vệ khi bảo quản	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn




Dụng cụ banh sườn Finochietto dành cho trẻ nhũ nhi

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

GIÁ **\$319 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray trượt ngang tinh gọn	Thiết kế thanh trượt nhỏ gọn, tối ưu cho phẫu thuật mở ngực ở trẻ nhũ nhi
2 (Cặp cố định)	Lưỡi banh góc cố định	Các bộ phận bên có của sổ kích thước 14x15 mm hoặc 15x15 mm
1	Khóa vít vận	Chốt khóa an toàn vận tay giúp cố định độ banh và hạn chế mỏi tay
2	Nhánh kẹp thuận theo thiết kế công thái học	Tay cầm có kết cấu nhẹ với các mép ngoài hoàn toàn nhẵn
1	Bao bì / Hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Banx xương ức I.M.A kiểu Pháp

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

GIÁ **\$429 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thanh ray khung trượt chính	Khung ngang được thiết kế để dẫn hướng và banx tách các cấu trúc lồng ngực
1	Bộ phận lưới banx xương ức bản rộng	Lưới dạng bản dẹt nhẵn 100 mm x 20 mm giúp phân bố lực lên xương ức
2	Lưới móc xương ức bất đối xứng	Hai móc kéo cong được thiết kế với độ sâu móc 28 mm hoặc 32 mm
3	Vít khóa lực căng lưới banx chuyên dụng	Các cơ cấu khóa độc lập được lắp để giữ từng lưới banx ở đúng vị trí
2	Tay kẹp banx thiết kế công thái học	Các thanh tay cầm nhẹ, thiết kế gọn với đường viền ngoài nhẵn
1	Hộp / vật chứa bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Banx xương ức I.M.A. kiểu Pháp dùng cho mở xương ức đường nhỏ

SKU **RM-FPMS-429-1**

GIÁ **\$429 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray trượt đường giữa thấp gọn	Ray thanh dẫn hướng thu nhỏ được tối ưu hóa cho đường tiếp cận mở xương ức nhỏ
1	Bộ phận lưới banx xương ức thu nhỏ	Bản chữ nhật nhẵn 30 mm x 20 mm để phân bố lực lên thành xương
2	Lưới móc xương ức siêu nhỏ	Hai móc cố định cong có đầu làm việc với độ sâu 43 mm hoặc 50 mm
3	Vít khóa lưới banx tích hợp thao tác bằng tay	Các cụm ren xoay nhanh để cố định từng vị trí mở
2	Tay nối dài dạng kẹp thiết kế gọn	Kết cấu khung nhẹ với các mép ngoài được hoàn thiện hoàn toàn nhẵn
1	Hộp / vật dụng bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banx xương sườn Haight

SKU **RM-HRS-329-1**

GIÁ **\$329 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thanh ray giãn ngang	Khung trượt hỗ trợ điều chỉnh độ mở bằng tay trong phẫu thuật mở ngực
2 (cặp cố định)	Lá banx cố định dạng góc	Các tấm bên giữ xương kích thước 30 mm x 30 mm có cửa sổ mở
1	Cơ cấu khóa vít xoay	Kẹp giữ cơ học bảo đảm giữ ổn định tại độ mở đã chọn
2	Tay banx công thái học	Tay cầm thiết kế nhẹ với các mép ngoài hoàn toàn nhẵn
1	Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Lưỡi banh trung tâm Henly

SKU **RM-HRCB-1**

GIÁ **\$48 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dài 19 mm x rộng 15 mm — Cán lắp Henly tiêu chuẩn	RM-HRCB-1-1	\$48
Dài 25 mm x rộng 15 mm — Cán lắp Henly tiêu chuẩn	RM-HRCB-1-2	\$50
Dài 32 mm x rộng 15 mm — Cán lắp Henly tiêu chuẩn	RM-HRCB-1-3	\$52
Dài 76 mm x rộng 15 mm — Cán lắp Henly tiêu chuẩn	RM-HRCB-1-4	\$54




Khung banh Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

GIÁ **\$124 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Khung banh Henly	Độ mở 6 cm, khung có tay cầm vòng xo ngón và khóa bánh cóc, ổ gắn lưỡi banh trung tâm	\$124
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$124



Dụng cụ banh lá van

SKU **RM-LFR-22-1**

GIÁ **\$49 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưỡi rộng 5.0 mm	Tổng chiều dài: 22 cm · Vai trò làm sàng chính: Phẫu thuật van tim trẻ em, tách mép van và kiểm tra lá van động mạch chủ · Giá (USD): \$49.00
1	Lưỡi rộng 8.0 mm	Tổng chiều dài: 22 cm · Vai trò làm sàng chính: Banh lá van hai lá ở người lớn và bóc lộ dây chằng dưới van · Giá (USD): \$49.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Tổng chiều dài: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò làm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm




Bộ banh xương ức McCarthy dùng cho đường mổ nhỏ kèm bộ nâng đa năng

SKU **RM-MMSR-1**

GIÁ **\$699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bộ banh lồng ngực hai thanh	Khung banh chính cài tiến 5-inch để tách xương ức
1	Kẹp đa năng dạng tách	Kẹp lắp chuyên dụng để cố định các phụ kiện gắn vào khung
1	Kẹp đa năng	Khối kẹp đa năng để lắp ghép các bộ phận
1	Giá đỡ chính	Giá lắp chính để đỡ các tay banh phụ trợ
1	Giá giữ ống	Cố định các ống phẫu thuật trong khu vực phẫu trường
1	Thanh ngang vuông góc	Thanh ngang kết cấu để định vị các bộ phận banh phụ trợ
1	Dụng cụ banh dạng giỏ dây kim loại cỡ lớn (có thể uốn chỉnh)	Giỏ dây kim loại bản rộng có thể uốn chỉnh để dịch chuyển mô nhẹ nhàng
2	Dụng cụ banh dạng giỏ dây kim loại cỡ nhỏ (có thể uốn chỉnh)	Các giỏ dây kim loại nhỏ gọn có thể uốn chỉnh để banh mô tại vị trí cần bộc lộ



Banh lồng ngực Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

GIÁ **\$329 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung đế ray dạng bán nguyệt chắc chắn	Cụm cơ cấu tác động phối hợp tạo mô-men xoắn cơ học
4 (2 cặp)	Lưới banh bên dạng móc có thể tháo rời	2 cặp lưới banh có cửa sổ có thể thay thế (48×68 mm hoặc 70×75 mm)
1	Cơ cấu bánh răng điều chỉnh vít trung tâm	Cơ chế khóa thủ công để cố định cấu hình và hạn chế môi tay
2	Tay kẹp banh thiết kế công thái học	Khung tay cầm nhẹ, được thiết kế với mép ngoài nhẵn
1	Bao bì / hộp bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn






Bộ banh van hai lá

SKU **RM-MVR-1**

GIÁ **\$899 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Giá đỡ chính	Bộ phận nâng đỡ kết cấu chính của hệ thống banh
1	Dụng cụ banh xương ức Cooley	Bộ phận banh xương ức
1	Thanh tay đỡ bên	Bổ sung khả năng nâng đỡ kết cấu và định vị
3	Kẹp đa năng	Kết nối và cố định các bộ phận tương thích trong hệ thống
1	Lưỡi banh van ba lá	Lựa chọn lưỡi banh để bộc lộ phẫu trường trong phẫu thuật tim
1	Lưỡi banh lớn	Lựa chọn lưỡi banh kích thước lớn hơn để banh mô
3	Lưỡi banh nhỏ	Các lựa chọn lưỡi banh kích thước nhỏ hơn để banh mô
1	Hộp tiết khuẩn	Giữ toàn bộ dụng cụ ngăn nắp và được bảo vệ trong quá trình bảo quản và tải xử lý



Dụng cụ banh xương sườn Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

GIÁ **\$239 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Tùy chọn A — 22 × 27 mm / Độ mở 200 mm	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Tùy chọn B — 30 × 28 mm / Độ mở 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Tùy chọn C — 42 × 28 mm / Độ mở 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Tùy chọn D — 55 × 28 mm / Độ mở 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Dụng cụ banh xương sườn Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

GIÁ **\$269 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray dẫn hướng trượt song song	Thanh ray dẫn hướng bằng nhôm nhẹ đóng vai trò khung banh mở
4 (2 cặp)	Lá banh bên tạo góc di động	Bốn lá banh 17 mm x 22 mm điều chỉnh được ở nhiều vị trí để ôm theo xương sườn
1	Khóa vít ren xoay	Bu lông khóa tích hợp giúp cố định các lá banh ở mức banh tối ưu
2	Tay kẹp banh thiết kế công thái học	Cán tay cầm bằng nhôm thuận dần được thiết kế với mép ngoài nhẵn
1	Hộp / bao bì bảo quản bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn



Dụng cụ banh thượng tâm mạc Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Siêu nhỏ	RM-PER-1-1	\$44
Nhỏ	RM-PER-1-2	\$49
Trung bình	RM-PER-1-3	\$54
Lớn	RM-PER-1-4	\$59



Dụng cụ banh van động mạch chủ Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ #1 — ⅜" x ⅝" (khoảng 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Cỡ #2 — ½" x ⅞" (khoảng 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Cỡ #3 — ¾" x 1" (khoảng 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Cỡ #4 — ¾" x 1 ⅛" (khoảng 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Cỡ #5 — 1 ⅛" x 1 ⅝" (khoảng 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Cỡ #6 — 1 ⅜" x ⅞" (khoảng 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Dụng cụ banh tĩnh mạch Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

GIÁ **\$54 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu lưới trơn — chiều dài 22 cm, lưới cong nhẵn	RM-SVR-22-1-1	\$54
Mẫu lưới có răng — chiều dài 22 cm, mép lưới có răng	RM-SVR-22-1-2	\$54
Mẫu móc nhọn — chiều dài 22 cm, móc cong nhọn	RM-SVR-22-1-3	\$54



Dụng cụ banh phổi/cơ Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu tay cầm tạo hình 25.5 cm — 25.5 cm với tay cầm tạo hình	RM-SLMR-89-1-1	\$89
Mẫu tay cầm phẳng 25.0 cm — 25.0 cm với tay cầm phẳng	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Hệ thống banh nâng xương sườn ThoraGate

SKU **RM-TRURS-1**

GIÁ **\$1,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Dụng cụ banh nâng xương sườn ThoraGate	Khung banh lồng ngực chính và cụm nâng
1	Tay đỡ linh hoạt	Tay đỡ có khớp để định vị các bộ phận của dụng cụ banh
1	Chân ổn định bằng lực hút	Bộ phận để hỗ trợ cân bằng cơ học cho hệ thống
2	Lưới banh dưới (các kích thước khác nhau)	Lưới banh có thể thay đổi để tựa vào xương sườn phía dưới
3	Lưới banh trên (các kích thước khác nhau)	Lưới banh có thể thay đổi để nâng xương sườn phía trên



Dụng cụ banh xương sườn Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

GIÁ **\$299 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung ray trượt ngang	Ray dẫn hướng gồm các thanh song song, duy trì kết cấu banh mở dưới lực nén
2 (cặp cố định)	Các bản banh bên rộng, cố định	Các bản có góc nghiêng, kích thước 45 mm x 45 mm với khía răng ở mặt trong để bám xương
1	Khóa vít vặn tay	Cơ cấu khóa ren giúp cố định độ mở và giảm mỏi tay
2	Các tay kẹp nối dài có thiết kế công thái học	Các thân tay cầm nhẹ, gọn, được thiết kế với cạnh nhẵn
1	Bao đựng / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn




Hệ thống banh Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

GIÁ **\$999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Hệ thống banh Valve XS cho đường tiếp cận bên	Cấu hình khớp đôi
1	Lưỡi banh rời có cơ cấu khóa bi	53 x 36 mm
1	Phụ kiện cho dụng cụ banh xương sườn bên (có thể uốn)	60 x 35 mm
1	Kẹp nối Valve XS loại B	Kẹp cố định kết cấu
1	Thanh banh	9" (230 mm)
1	Dụng cụ banh cho MICS CABG	Bộ phận chuyên dụng
1	Dụng cụ lắp lưỡi banh nâng tâm nhĩ	Dụng cụ lắp chuyên dụng
1	Lưỡi banh rời	30 x 35 mm
1	Lưỡi banh rời	40 x 35 mm
1	Lưỡi banh rời	50 x 35 mm
1	Lưỡi banh rời	60 x 35 mm
1	Lưỡi banh rời	70 x 35 mm
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo quản





Hệ thống banh mạch máu Lobster

SKU **RM-VLS-1**

GIÁ **\$2,699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung Lobster	—
1	Kẹp bàn Lobster với trụ đứng & khung	—
8	Kẹp banh Lobster	—
2	Banh xoay Mayo Lobster	¾" x 2"
1	Banh xoay Mayo Lobster	3½" x 2"
1	Banh xoay dạng hàng rào Lobster	4" x 6"
1	Banh xoay tạng Lobster	2" x 4½"
1	Banh xoay tạng Lobster	2" x 6"
2	Banh xoay thận Lobster	1" x 6"
1	Banh xoay Deaver Lobster	¾" x 4½"
1	Banh xoay dễ uốn Lobster (có lỗ)	2" x 6½"
1	Banh xoay dễ uốn Lobster (có lỗ)	3" x 6½"
1	Banh Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Hộp tiết khuôn	—



Dụng cụ banh Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi rộng 25 mm — rộng 25 mm x bề mặt làm việc 108 mm	RM-WDR-395-1-1	\$99
Lưỡi rộng 50 mm — rộng 50 mm x bề mặt làm việc 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149






Dụng cụ banh tĩnh mạch thận Wylie

SKU **RM-WRVR-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
11 ¾" (29.85 cm) — Lưỡi banh mạch máu cong, nhẵn	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Lưỡi banh mạch máu cong, nhẵn	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — Lưỡi banh mạch máu cong, nhẵn	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — Lưỡi banh mạch máu cong, nhẵn	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Lưỡi banh mạch máu cong, nhẵn	RM-WRVR-1-5	\$109



Hệ thống banh phẫu thuật Rultract

SKU **RM-RRS-1**

GIÁ **\$1,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ uốn kép đầu then hoa/kẹp	Cung cấp điểm gá lắp chính và cơ cấu điều chỉnh kẹp
1	Cụm móc dạng cào có khóa bấm	Móc và giữ mô phẫu thuật bằng đầu nối khóa bấm
1	Trụ trên có then hoa	Kết nối phần khung trên và ổn định cụm trụ



Hệ thống banh Bookwalter IMA

SKU **RM-BIRS-1**

GIÁ **\$1,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thanh nối dài đứng	12" (30 cm)
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang	Tiêu chuẩn
2	Cơ cấu bánh cóc IMA	Vít vị chỉnh (<1 mm)
1	Thanh ngang IMA	12" (30 cm)
2	Lưỡi banh IMA	Biên dạng IMA tiêu chuẩn
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ



Dụng cụ banh âm đạo Breisky

SKU **RM-BVR-1**

GIÁ **\$89 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	100 mm × 25 mm — 28 cm đến 36 cm	Bộ lộ phần nông âm đạo và cửa âm đạo — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm đến 36 cm	Giữ thành trước/sau âm đạo trên diện rộng — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm đến 36 cm	Bộ lộ vòm âm đạo ở độ sâu trung bình — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm đến 36 cm	Tái tạo sàn chậu sâu — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận cổ tử cung trong phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận sâu vòm âm đạo ở bệnh nhân đã sinh con — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận vùng chậu và đỉnh âm đạo ở độ sâu tối đa — \$104.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì tiêu chuẩn — Đã bao gồm



Dụng cụ banh đa năng Delee

SKU **RM-DUR-1**

GIÁ **\$129 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh đa năng Delee	Tổng chiều dài 24 cm, lưỡi cong 50 × 70 mm	\$129
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng lẻ	\$129





Dụng cụ banh âm đạo Doyen

SKU **RM-DVR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh âm đạo Doyen	Dụng cụ banh âm đạo cầm tay, lưới rộng với tay cầm có vòng xoắn ngón	\$79
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$79



Dụng cụ banh âm đạo Eastman

SKU **RM-EVR-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
76 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Dụng cụ banh sản khoa Guttman

SKU **RM-GOR-1**

GIÁ **\$94 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phần kéo dài lưới 7.5 cm — Lưới nền 50 mm x 70 mm với phần kéo dài 7.5 cm	RM-GOR-1-1	\$94
Phần kéo dài lưới 11.0 cm — Lưới nền 50 mm x 70 mm với phần kéo dài 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99



Dụng cụ banh Heaney dùng trong phẫu thuật cắt tử cung

SKU **RM-HEHR-1**

GIÁ **\$84 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
44 mm x 25 mm — 17 cm hoặc 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm hoặc 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm hoặc 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm hoặc 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Dụng cụ banh âm đạo Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

GIÁ **\$139 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
27.0 cm (10.6") — Các cỡ Nhỏ, Vừa, Lớn	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Các cỡ Nhỏ, Vừa, Lớn	RM-HSVR-1-2	\$149



Dụng cụ banh âm đạo Jackson

SKU **RM-JVR-1**

GIÁ **\$44 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Van banh âm đạo Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

GIÁ **\$84 USD**
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Dụng cụ banh âm đạo Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

GIÁ **\$44 USD**
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Lưỡi hẹp (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai trò lâm sàng chính: Bộc lộ âm đạo ở bệnh nhi, người chưa sinh con và người có ống âm đạo hẹp · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lưỡi trung bình (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai trò lâm sàng chính: Thăm khám âm đạo thông thường ở người trưởng thành và tiểu phẫu vùng chậu · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lưỡi rộng/sâu (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Chiều dài hiện có: 18 cm hoặc 22 cm · Vai trò lâm sàng chính: Phục hồi sàn chậu sâu và cắt tử cung đường âm đạo ở người đã sinh con · Giá (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Chiều dài hiện có: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò lâm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh thành bên âm đạo phủ đen

SKU **RM-LEVR-63-1**

GIÁ **\$79 USD**
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh thành bên âm đạo phủ đen	Kích thước / Chi tiết: Thông số kích thước 6.3 cm, lưỡi banh phủ đen an toàn khi sử dụng với laser · Số lượng kèm theo: 1	\$79
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm · Số lượng kèm theo: 1	\$79



Dụng cụ banh thành bên âm đạo không dẫn điện

SKU **RM-LNCVR-63-1**

GIÁ **\$69 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thân dạng mở	Chiều rộng bản banh: 6.3 cm · Vai trò làm sàng chính: Tăng khoảng trống thao tác dụng cụ trong thủ thuật LEEP/LLETZ · Giá (USD): \$69.00
1	Thân dài dạng kín	Chiều rộng bản banh: 6.3 cm · Vai trò làm sàng chính: Tạo thuận lợi cho việc đẩy niêm mạc thành bên âm đạo sang bên và đốt bằng laser · Giá (USD): \$69.00
1	Bao / hộp bảo vệ	Chiều rộng bản banh: Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Vai trò làm sàng chính: — · Giá (USD): Đã bao gồm



Dụng cụ banh thành bên âm đạo

SKU **RM-LWVR-1**

GIÁ **\$109 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Banh phẫu thuật Lone Star (Phụ khoa & Tiết niệu nam)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

GIÁ **\$399 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Vòng nhỏ — 16.6 cm x 16.2 cm (Phụ khoa/Tiết niệu)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Vòng tiêu chuẩn — 25.3 cm x 11.3 cm (Phụ khoa/Tiết niệu)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Vòng lớn — 32.5 cm x 18.3 cm (Phụ khoa/Tiết niệu)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Banah âm đạo O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

GIÁ **\$399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banah chính	Kích thước (Dài × Rộng): Khung 28 cm (dạng cong hoặc bầu dục) · Số lượng kèm theo: 1 khung · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ (\$399.00)
1	Lưỡi thay thế cỡ nhỏ	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi từ 1.3 cm × 4.7 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Lưỡi thay thế cỡ trung bình	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi từ 3.8 cm × 8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Lưỡi thay thế cỡ lớn	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi từ 4.4 cm × 8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Hộp bảo vệ khi bảo quản / vận chuyển	Kích thước (Dài × Rộng): Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Số lượng kèm theo: 1 hộp · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ



Dụng cụ banah vùng chậu đầu tù

SKU **RM-PRB-105-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banah vùng chậu đầu tù	Dài 10 ½" (26.67 cm), lưỡi tù đặc rộng 1"	\$89
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$89



Dụng cụ banah thành âm đạo chùng dư cách điện

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ vừa — 7 in, lưới banah 9.0×2.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Cỡ lớn — 7 in, lưới banah 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
Cỡ rất lớn — 7 in, lưới banah 9.0×3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Dụng cụ vén thành âm đạo chùng

SKU **RM-RWR-18-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ vừa — 18 cm, lưới 5.7×2.2 cm	RM-RWR-18-1-1	\$89
Cỡ lớn — 18 cm, lưới 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
Cỡ rất lớn — 18 cm, lưới 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



Dụng cụ banh âm đạo tự giữ Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

GIÁ **\$69 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh âm đạo tự giữ Rigby	Tổng chiều dài 18 cm, lưới banh nhẵn sâu 63.5 mm, khóa bánh cóc	\$69
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng cho từng dụng cụ	\$69



Van banh âm đạo Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

GIÁ **\$91 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
63.5 mm × 25 mm — Đánh bóng hoặc phủ đen	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Đánh bóng hoặc phủ đen	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Đánh bóng hoặc phủ đen	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Đánh bóng hoặc phủ đen	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Đánh bóng hoặc phủ đen	RM-SVR-19-1-5	\$99



Dụng cụ banh âm đạo Sims — Tay cầm rỗng

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

GIÁ **\$89 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Dụng cụ banh vùng chậu St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

GIÁ **\$79 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Phiên bản 11 ½" có gờ — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
Phiên bản 13" có gờ — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
Phiên bản 13" không gờ — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Hệ thống banh phẫu thuật phụ khoa Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

GIÁ **\$1,699 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	12" (30 cm)
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang	Tiêu chuẩn
4	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Đa góc
1	Vòng tăng sinh môn có khắc	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Lưỡi banh thành bên âm đạo	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh thành sau âm đạo	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ




Hệ thống banh phẫu thuật vùng chậu phụ khoa Bookwalter Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

GIÁ **\$1,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ phẫu trường	12" (30 cm)
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang linh hoạt	Loại nhiều khớp tiêu chuẩn
1	Vòng tăng sinh môn có khắc	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Cơ cấu bánh cóc xoay nghiêng	Tiêu chuẩn, có bộ phận giữ trên vòng
2	Lưỡi banh thành bên âm đạo	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Lưỡi banh thành sau âm đạo	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ





Hệ thống banh phẫu thuật phụ khoa Bookwalter StrongArm GYN

SKU **RM-BSAGYNS-1**

GIÁ **\$1,599 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Giá đỡ StrongArm Plus kiểu lắp phía trên kèm kẹp thanh ray	Có khớp nối / Tương thích với thanh ray bàn mổ
4	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng tự giữ	Đa góc tiêu chuẩn
1	Vòng tăng sinh môn có khắc	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Lưỡi banh thành bên âm đạo	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh thành sau âm đạo	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ




Bộ banh phẫu thuật tăng sinh môn Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

GIÁ **\$2,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ	12" (30 cm)
2	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang	Tiêu chuẩn
1	Thanh nối dài dọc	12" (30 cm)
5	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Đa góc tiêu chuẩn
1	Đoạn khung bán nguyệt	Đường kính 8½" (21.6 cm)
1	Vòng banh tăng sinh môn có khắc	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Lưỡi banh thành sau âm đạo	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Lưỡi banh Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Lưỡi banh uốn được	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ





Bộ chuyển tiếp Mayfield điều chỉnh được

SKU **RM-AMA-1**

GIÁ **\$1,199 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bộ chuyển tiếp Mayfield điều chỉnh được	Tạo nền lắp đặt chắc chắn cho các hệ thống cố định sọ kiểu Mayfield trên bàn mổ không có lỗ cắm lắp sẵn
2	Giá đỡ đầu mút điều chỉnh được	Cố định bộ chuyển tiếp vào các thanh ray bên hông bàn mổ và thích ứng với các chiều rộng bàn khác nhau
Nhiều	Lỗ lắp	Cho phép điều chỉnh theo phương ngang và bố trí linh hoạt cụm đế kẹp sọ



Dụng cụ banh tiểu não Adson

SKU **RM-ACR-1**

GIÁ **\$159 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 6.5 in, sâu 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Tiêu chuẩn — 7.5 in, sâu 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Lớn — 9.5 in, sâu 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174



Banh tiểu não tự giữ Adson

SKU **RM-ASCR-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Cỡ nhỏ — 6.5 in, 4x4 chấu	RM-ASCR-1-1	\$189
Cỡ tiêu chuẩn — 7.5 in, 4x4 chấu	RM-ASCR-1-2	\$199
Cỡ lớn — 9.5 in, 4x4 chấu	RM-ASCR-1-3	\$214



Ban tiểu não tự giữ Anderson-Adson

SKU **RM-AASCR-1**

GIÁ **\$199 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 6.5 in, 4x4 răng nhọn	RM-AASCR-1-1	\$189
Tiêu chuẩn — 7.5 in (19 cm), 4x4 răng nhọn, độ sâu 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Lớn — 9.5 in, 4x4 răng nhọn	RM-AASCR-1-3	\$214



Hệ thống banh não Budde Halo

SKU **RM-BHR-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Vòng halo	Thiết kế vòng tròn bản lề kép
3	Tay đỡ linh hoạt halo	9 in (229 mm)
2	Giá đỡ Budde Halo	Kẹp lắp gắn chịu lực cao
2	Thanh đỡ Budde Halo	Đường kính 5/16 in
1	Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh Budde Halo	Khay đục lỗ tích hợp
1	Étô mini Budde Halo	Khối kẹp bằng thép không gỉ
2	Banh cong Budde	Banh não thuận dẫn
2	Lưới banh vi phẫu TEW	Lưới banh vi phẫu bằng thép không gỉ
2	Cờ lê điều chỉnh halo	Dụng cụ khóa hệ thống
1	Hộp tiết khuẩn	Khay sắp xếp dụng cụ có đục lỗ






Banh da đầu tự giữ Contour

SKU **RM-CSRSR-1**

GIÁ **\$99 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Đầu móc tù 3x4	RM-CSRSR-1-1	\$99
Đầu móc nhọn 3x4	RM-CSRSR-1-2	\$99



Dụng cụ banh giải ép Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

GIÁ **\$59 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh giải ép Cushing	Chiều dài 21.5 cm, lưỡi banh hình yên ngựa có cửa sổ 13 x 19 mm	\$59
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$59



Dụng cụ vén thần kinh Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

GIÁ **\$25 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Thẳng — Tổng chiều dài 20 cm, móc tù thẳng — Thăm dò dây thần kinh sọ theo đường thẳng và di động rễ thần kinh	RM-DNR-20-1-1	\$25
Gập góc cong phải — Tổng chiều dài 20 cm, móc cong phải — Tiếp cận dây thần kinh tại ngách bên phải và nền sọ	RM-DNR-20-1-2	\$25
Gập góc cong trái — Tổng chiều dài 20 cm, móc cong trái — Tiếp cận dây thần kinh tại ngách bên trái và nền sọ	RM-DNR-20-1-3	\$25




Bộ dụng cụ banh Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

GIÁ **\$3,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Kẹp chính của bộ banh Greenberg	Tương thích kẹp cố định sơ tiêu chuẩn (6 in / 152 mm) — khóa trực tiếp vào các trụ Mayfield hoặc trụ của bộ cố định đầu cứng
4	Kẹp phụ của bộ banh Greenberg	Tương thích thanh tiêu chuẩn (12 in / 305 mm) — nối các thanh chính và phụ để tạo khung ngoài
4	Tay banh dài của bộ banh Greenberg	Chiều dài 9.5 in (241 mm) — tay banh khớp nối ma sát giúp giữ và định vị lưới banh
1	Giá đỡ tay của bộ banh Greenberg	Chiều dài 10 in (254 mm) — bộ đỡ công thái học giúp ổn định bàn tay phẫu thuật viên
1	Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh của bộ banh Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — gắn trên khung để đựng các miếng bông cottonoid/bông phẫu thuật thần kinh thấm nước muối sinh lý
1	Hộp tiết khuẩn của bộ banh Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — hộp sắp xếp dụng cụ đục lỗ, kết cấu chắc chắn
1	Lưới banh thuần Greenberg có thể uốn định hình	9 in, chiều rộng ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — lưới banh cực rộng để banh vùng vỏ não rộng
1	Lưới banh thuần Greenberg có thể uốn định hình	9 in, chiều rộng 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — lưới banh rộng vừa để bóc lộ thùy não và vùng dưới thùy thái dương
1	Lưới banh thuần Greenberg có thể uốn định hình	9 in, chiều rộng ½ in x ½ in (3 x 13 mm) — lưới banh tiêu chuẩn để tiếp cận sâu khe liên bán cầu hoặc các bể dịch não tủy
1	Lưới banh thuần Greenberg có thể uốn định hình	9 in, chiều rộng 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — lưới banh thuần mảnh cho các đường tiếp cận hẹp ở nền sọ
1	Lưới banh thuần Greenberg có thể uốn định hình	9 in, chiều rộng 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) — lưới banh vi phẫu để banh giữ nhẹ nhàng thần kinh và mạch máu



Hệ thống vén Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Thanh chính Greenberg	6" (15 cm) — neo cứng tại một điểm vào trụ kẹp sọ
1	Thanh phụ di động Greenberg	12" (30 cm) — thanh ray phụ bố trí khu trú để lắp các tay đỡ linh hoạt
4	Tay đỡ vén dài Greenberg	9.5" (24 cm) — tay đỡ linh hoạt đa trục giữ bằng ma sát để cố định lưới vén chính xác
1	Giá đỡ tay Greenberg	10" (25 cm) — bộ đỡ căng tay có thể điều chỉnh
1	Khay đựng bông phẫu thuật thần kinh Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — gắn trên khung để đựng bông phẫu thuật thần kinh và dụng cụ
1	Hộp tiết khuẩn nhỏ gọn	Bố trí tạo khuôn riêng — hộp đục lỗ nhỏ gọn để sắp xếp dụng cụ và tiết khuẩn
1	Lưới vén thuần có thể uốn định hình	9" x ¼" x ¾" — lưới vén siêu rộng để bảo vệ vỏ não trên diện rộng
1	Lưới vén thuần có thể uốn định hình	9" x 5/32" x ¾" — lưới vén rộng vừa để vén thùy não
1	Lưới vén thuần có thể uốn định hình	9" x ¼" x ½" — lưới vén tiêu chuẩn để tiếp cận sâu trong khe liên bán cầu
1	Lưới vén thuần có thể uốn định hình	9" x 3/32" x ¾" — lưới vén thuần mảnh cho các đường tiếp cận hẹp vào bể dịch não tủy
1	Lưới vén thuần có thể uốn định hình	9" x 1/16" x ¾" — lưới vén vi phẫu để tách thần kinh/mạch máu tinh tế





Dụng cụ vén thần kinh Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

GIÁ **\$24 USD**
KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén thần kinh Hoen	Tổng chiều dài 22 cm, đầu vén thần kinh cong, không gây sang chấn	\$24
Bao / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển riêng từng dụng cụ	\$24



Bộ banh não Leyla

SKU **RM-LR-1**

GIÁ **\$1,199 USD**
DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Đế cố định cho hai tay đỡ linh hoạt	Khối lắp trung tâm giúp cố định cả hai tay đỡ linh hoạt vào trụ đỡ
2	Tay đỡ linh hoạt	Tay đỡ ma sát nhiều khớp có thể chuyển động 360 độ để định vị chính xác
2	Giá đỡ bay banh não phẳng	Đầu chuyển lắp ở đầu xa để nối bay banh với tay đỡ linh hoạt
1	Khớp cầu để cố định vào bàn mổ	Khớp đa trục cho phép điều chỉnh linh hoạt góc của trụ đỡ trên thanh ray bàn mổ
1	Trụ đỡ cố định	Trụ bằng thép không gỉ đặc giúp nâng hệ thống lên phía trên mức trái khản phẫu thuật
1	Đầu nối	Khối kẹp chịu lực cao giúp khóa trụ đỡ vào thanh ray bên bàn mổ
2	Bộ kẹp bay banh não phẳng	Cơ cấu kẹp chính xác giúp giữ chắc bay banh não phẳng/linh hoạt
1	Hộp gỗ bảo quản	Hộp bảo vệ thiết kế vừa khít để bảo quản, vận chuyển an toàn và kiểm soát tồn kho





Giá đỡ đầu Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

GIÁ **\$699 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Mẫu cho người lớn	RM-MHR-1-A	\$699
Mẫu cho trẻ em	RM-MHR-1-P	\$799



Khung kẹp sọ Mayfield

SKU **RM-MSC-1**

GIÁ **\$2,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Hệ thống khung kẹp sọ Mayfield tiêu chuẩn	Cố định sọ cứng vững và duy trì tư thế đầu ổn định trong phẫu thuật
2	Đỉnh cố định sọ dự phòng	Đỉnh cố định thay thế dùng cho phẫu thuật ở người lớn hoặc trẻ em
1	Hộp tiết khuẩn bằng nhôm kèm tấm lót silicone	Bảo vệ, sắp xếp, bảo quản và tiết khuẩn toàn bộ hệ thống



Dụng cụ banh tiểu não Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

GIÁ **\$139 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ banh tiểu não Miskimon	Kích thước / Chi tiết: chiều dài tổng thể 19 cm, răng nhọn hướng ra ngoài bố trí 7×7, khóa bánh cóc · Số lượng đi kèm: 1	\$139
Bao / Hộp bảo vệ	Kích thước / Chi tiết: bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm · Số lượng đi kèm: 1	\$139





Dụng cụ banh Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

GIÁ **\$49 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Lưỡi banh rộng 13.0 mm	RM-OR-21-1-1	\$49
Lưỡi banh rộng 15.0 mm	RM-OR-21-1-2	\$49
Lưỡi banh rộng 19.0 mm	RM-OR-21-1-3	\$49



Dụng cụ vén thần kinh Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Dụng cụ vén thần kinh Scoville	Tổng chiều dài 16.5 cm, đầu uốn góc theo biên dạng, thân mảnh	\$29
Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì vận chuyển riêng từng sản phẩm	\$29



Dụng cụ vén thần kinh Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

GIÁ **\$29 USD**

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ
Nhỏ — 17 cm, móc cong đầu tù	RM-SNR-29-1-1	\$29
Trung bình — 21 cm, móc cong đầu tù	RM-SNR-29-1-2	\$29
Tiêu chuẩn — 29 cm, móc cong đầu tù	RM-SNR-29-1-3	\$29




Hệ thống banh não Greenberg

SKU **RM-GR-1**

GIÁ **\$3,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
2	Thanh chính	6" (15 cm) — gắn trực tiếp vào các trụ của khung kẹp sọ cứng
4	Thanh phụ di động	12" (30 cm) — mở rộng phạm vi nâng đỡ bên ngoài quanh cửa sổ mở sọ
4	Tay đỡ lá banh linh hoạt loại dài	9.5" (24 cm) — tay đỡ nhiều khớp ma sát để định vị lá banh
2	Giá đỡ tay	10" (25 cm) — nâng đỡ cẳng tay giúp giảm mỏi cho phẫu thuật viên
1	Lá banh thuần	¼" đến ¾" (6 mm đến 19 mm) — lá banh bản cực rộng để banh vỏ não trên diện rộng
1	Lá banh thuần	5/32" đến ¾" (4 mm đến 16 mm) — lá banh bản rộng vừa để tiếp cận thùy não và vùng dưới thái dương
1	Lá banh thuần	⅝" đến ⅞" (3 mm đến 12.5 mm) — lá banh tiêu chuẩn cho hành lang tiếp cận sâu giữa hai bán cầu
1	Lá banh thuần	3/32" đến ⅝" (2.4 mm đến 9 mm) — lá banh thuần nhỏ cho đường tiếp cận nền sọ hẹp
1	Lá banh thuần	1/16" đến ¼" (1.5 mm đến 6 mm) — lá banh vi phẫu để banh giữ nhẹ nhàng dây thần kinh/mạch máu
1	Khay nhôm đựng bóng phẫu thuật thần kinh	3" × 6¼" (7.5 cm × 16.8 cm) — gắn trên khung để sắp xếp bóng phẫu thuật thần kinh
1	Khay tiết khuẩn	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — khay sắp xếp dụng cụ có lỗ, kết cấu bền chắc



Khung cố định đầu đa năng Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

GIÁ **\$4,999 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Bộ giữ chữ C Smart Fix	Khung kẹp chữ C cứng vững kết nối khung đế với bàn mổ
1	Khớp nối hộp Smart Fix	Khối nối có khớp chuyển động, bao gồm 2 vít cố định chuyển dụng
1	Ống chặn Smart Fix	Vòng dẫn hướng có khóa, ngăn khung dịch chuyển dọc trục
1 Bộ	Đinh cố định đầu Smart Fix, loại tiêu chuẩn	Đinh cố định sọ đầu côn dùng cho phẫu thuật mở sọ tiêu chuẩn ở người lớn
1 Bộ	Đinh cố định đầu Smart Fix, loại dài	Đinh cố định sọ kéo dài dành cho xương vòm sọ dày
1	Cụm đế linh hoạt	Để chuyển động đa khớp liên kết các phụ kiện gắn bàn mổ
1	Cụm khung	Cung kết cấu chính hình bán nguyệt cho phép gắn phụ kiện 360°
1 Bộ	Móc vén da đầu lò xo	Dụng cụ vén mép da đầu bằng lực căng đàn hồi để giữ và hỗ trợ cầm máu
1	Bộ điều chỉnh móc lò xo	Cơ cấu núm chỉnh độ căng kiểm soát lực kéo của móc da đầu
1 Bộ	Bộ điều chỉnh trượt dụng cụ vén II	Bộ gá trượt vị tiến chính xác dành cho lá vén não
1	Giá đỡ tay (trung tâm)	Bộ phận ổn định cẳng tay và cổ tay theo thiết kế công thái học dành cho phẫu thuật viên vi phẫu
1	Giá đỡ tay R	Thanh đỡ cẳng tay bên phải phù hợp giải phẫu
1	Giá đỡ tay L	Thanh đỡ cẳng tay bên trái phù hợp giải phẫu
1	Giá đỡ tay điều chỉnh được với vít đầu vòm	Giá đỡ tay có khớp chuyển động, tích hợp cơ cấu siết khóa vòm cầu
1	Giá đỡ tay điều chỉnh được với cơ cấu trượt	Giá đỡ tay trượt dọc cho phép thay đổi góc thao tác phẫu thuật
1	Khay đựng dụng cụ	Khay giữ vỏ khuẩn dành cho ống hút và dụng cụ vi phẫu
1	Khay bông	Bệ đặt miếng thấm phẫu thuật thần kinh và miếng bông cottonoid
1	Bộ điều chỉnh khay bông	Tay định vị có khớp dành cho bệ đặt miếng bông cottonoid
1	Phụ kiện gắn lỗ phụ	Giá gá phụ trợ dành cho dụng cụ vén não ở ngoại vi
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bằng nhôm/thép không gỉ được thiết kế vừa khít chuyển dụng để sắp xếp và vận chuyển dụng cụ





Banh tự giữ Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

GIÁ **\$399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung để tự giữ chịu lực cao	Khung đa điểm được thiết kế để tạo trường quan sát 3D rộng
2	Lưỡi banh bên dạng phẳng cố định	Các bản banh hướng ra ngoài sâu 69 mm, có cửa sổ bảo vệ ở góc 90 độ
1	Bộ phận lưỡi banh trung tâm có thể điều chỉnh	Lưỡi banh dạng phẳng, đặc, được thiết kế để uốn phù hợp một cách an toàn với các cấu trúc tạng
1	Cụm khóa bánh cóc kép thao tác bằng tay	Các chốt khóa cơ học kép kiểm soát độ mở của cả hai hệ lưỡi banh
2	Thanh tay kim banh công thái học	Tay cầm có kết cấu nhẹ với các cạnh nhẵn giúp bảo vệ mô
1	Hộp / vật chứa bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn




Bộ banh phẫu thuật tiết niệu Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

GIÁ **\$549 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung để vòng tự giữ	Khung vòng cứng 180 mm x 140 mm được thiết kế để quan sát 360 độ
6	Lưỡi banh dạng móc có thể điều chỉnh với hai đầu cong	Lưỡi banh đa hướng 13 mm x 14 mm dành cho mô sợi
6	Khóa chốt giữ trượt nhanh	Chỉ tiết siết tay dạng rãnh giúp cố định chắc chắn lực căng mô
2	Tay kẹp banh công thái học	Khung tay cầm kết cấu nhẹ được rèn với đường viền nhẵn
1	Bao đựng / hộp bảo vệ	Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn





Bộ banh tự giữ Lobster mở rộng dùng trong phẫu thuật tiết niệu

SKU **RM-ULER-1**

GIÁ **\$3,499 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
8	Kẹp cố định banh Lobster	—
1	Kẹp bàn mổ Lobster với trụ đứng & khớp nối khung	—
1	Tay nối dài có bản lề Lobster	—
1	Khung Lobster	—
2	Banh xoay Mayo Lobster	2" × 2"
2	Banh xoay Mayo Lobster	2¾" × 2"
1	Banh xoay Deaver Lobster	2¾" × 4½"
1	Banh xoay Deaver Lobster	1½" × 6"
1	Banh Harrington Sweetheart Lobster	2" × 5"
1	Banh Harrington Lobster	2.5" × 6"
1	Banh xoay Lobster có thể uốn định hình (Có lỗ)	2" × 6½"
1	Banh xoay Lobster có thể uốn định hình (Có lỗ)	3" × 6½"
1	Banh bằng quang Marshall Lobster có thể uốn định hình, dạng xoay	3" × 6"
1	Banh xoay Fence Lobster	4" × 6"
1	Banh xoay Splanchnic Lobster	2" × 4½"
1	Hộp tiết khuẩn	—




Hệ thống banh phẫu thuật tiết niệu Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

GIÁ **\$2,399 USD**

DANH SÁCH LINH KIỆN

SL	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Trụ đỡ	12" (30.5 cm)
1	Khớp nối trụ	Tiêu chuẩn
1	Thanh ngang linh hoạt	Đường kính 1" (2.5 cm)
8	Cơ cấu bánh cóc điều chỉnh độ nghiêng	Đa góc
1	Khung vòng phân đoạn	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Khung vòng phân đoạn	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Lưỡi banh để uốn	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Lưỡi banh để uốn	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Lưỡi banh Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Lưỡi banh Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Lưỡi banh thành bên âm đạo	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lưỡi banh thận Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Hộp tiết khuẩn	Hộp bảo vệ



ĐẶT HÀNG & HỖ TRỢ

Cách đặt hàng từ Retractor Maker

Đặt hàng & thanh toán

- Gửi cho chúng tôi danh sách dụng cụ của quý vị với mã sản phẩm, kích cỡ, số lượng và quốc gia nhận hàng qua mẫu yêu cầu báo giá, email hoặc WhatsApp.
- Chúng tôi xác nhận cấu hình, giá, thời gian giao hàng và vận chuyển trong báo giá bằng văn bản.
- Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản công ty của chúng tôi. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có thể sắp xếp theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian đặt hàng

- Có sẵn hàng: xuất kho trong 5 ngày làm việc, sau đó khoảng 7 ngày giao hàng toàn cầu.
- Đặt sản xuất: 17-20 ngày làm việc sản xuất, sau đó khoảng 9 ngày giao hàng toàn cầu.

Đặt hàng mẫu

- Mẫu hàng dành cho nhà phân phối, bệnh viện và nhà cung cấp y tế đang đánh giá dụng cụ của chúng tôi cho các đơn hàng số lượng lớn.
- Gửi mã sản phẩm và số lượng quý vị cần; chúng tôi báo giá mẫu hàng và vận chuyển đến quốc gia của quý vị. Mẫu có sẵn hàng xuất kho trong 5 ngày làm việc.

Bảo quản & tiệt trùng

- Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng, xả và lau khô hoàn toàn, kiểm tra lưỡi, răng và cơ chế khớp nối.
- Retractor bằng thép không gỉ phù hợp với tiệt trùng hơi nước (nồi hấp); làm theo chu kỳ đã được xác thực của cơ sở quý vị.
- Bảo quản nơi sạch, khô trong khay hoặc giá đỡ bảo vệ lưỡi và đầu dụng cụ.

Hướng dẫn đầy đủ có tại retractormanufacturer.com: Đặt hàng & thanh toán, Đặt hàng mẫu và Bảo quản & tiệt trùng.



XIN CẢM ƠN

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu ban phẩu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest