



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

D'Errico Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



D'Errico Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-DNRR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm genişlik × 11.0 mm uzunluk — Standart lomber diskektomi ve sinir kökü mobilizasyonu	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (yaklaşık 11.0") — 7.0 mm genişlik × 11.0 mm uzunluk — Derin operatif koridor ve bariatrik lomber omurga erişimi	RM-DNRR-1-2	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

D'Errico Sinir Kökü Ekartörü, posterior lomber dekompresyonlar sırasında teka sakın ve geçen sinir köklerinin güvenli, atravmatik retraksiyonunu ve korunmasını sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş uzmanlaşmış bir spinal cerrahi ekartördür. Uzatılmış, ince shaftı ile tasarlanan bu alet, cerrahın manuel tutma kollarını cerrahi görüş hattının dışında tutarken derin interlaminar alanlarda konforlu çalışmasına olanak tanır.

Hassas sinir manipülasyonu için üretilen bu D'Errico Sinir Kökü Ekartörü modeli, 7.0 mm genişliğinde ve 11.0 mm uzunluğunda sabit bir açılı bıçak profiline sahiptir. Cilalı ve kavisli bıçak ucu, sinir liflerini pürüzsüzce kavrayarak cerrahi pencereye geri kaymalarını veya yüksek hızlı turlar ve ronjurlardan kaynaklanan yaralanmaları önler. Cerrahlar iki erişim uzunluğu arasından seçim yapabilir: Standart spinal koridorlar için 22.8 cm (\$49) veya derin veya bariatrik hasta anatomileri için tasarlanmış genişletilmiş 28 cm (\$54) erişim.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen D'Errico Sinir Kökü Ekartörü, Retractor Maker tarafından sıkı klinik toleranslara göre üretilmektedir; bu da dünya çapındaki nöroşirürji ve omurga merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest