



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Chandler Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Chandler Retractor

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 (16.0 mm leaf)	RM-CHR-1-1	\$69
中 (20.0 mm リーフ)	RM-CHR-1-2	\$74
大 (25.0 mm leaf)	RM-CHR-1-3	\$79

製品詳細

Chandler Retractorは、人工股関節全置換術（THA）や関節再建術において、確実な骨レバレッジと軟部組織の圧排を提供するために開発された、整形外科手術に不可欠な鋼製小物です。後方に湾曲したリーフ型ブレードにより、骨の輪郭にスムーズにフィットし、助手が皮質境界から滑り落ちることなく持続的な対向牽引を維持することを可能にします。

下肢の強力なレバレッジに耐える設計となっており、全長 9.25 inches (23.49 cm) に加え、用途に応じた3種類の先端サイズをラインナップ：S（\$69）、M（\$74）、L（\$79）、ブレード幅は 16.0 mm から 25.0 mm まで対応しています。ブレードの先端は丸みを帯びた鈍的なエッジに仕上げられており、深い関節腔への広い視界を確保しつつ、繊細な大腿動脈、神経、骨膜を圧壊損傷から保護します。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、Chandler Retractorを製造しています。曲がりや歪みに強い優れた臨床的耐久性を備え、世界中の人工関節置換術および外傷外科チームに、オートクレーブ耐性の高い高品質な器具を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest