



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Love Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Love Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Love Sinir Kökü Ekartörü (Bayonet)	Boyutlar / Detaylar: 21 cm toplam uzunluk, bayonet şaft, kaşık uçlu sinir ucu · Dahil Olan Miktar: 1	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Love Sinir Kökü Ekartörü, cerrahın elini ve alet sapını mikroskopik optik eksenin tamamen dışında tutarken güvenli, travmatik olmayan sinir kökü deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir mikrocerrahi spinal enstrümandır. Ofset bayonet şaft geometrisi ile tasarlanan bu alet, manuel kullanım koridorunu görsel görüş hattının altına indirerek intervertebral disk boşluğunun sürekli ve engelsiz bir şekilde görüntülenmesine olanak tanır.

Karmaşık spinal ortamlar için optimize edilen bu Love Sinir Kökü Ekartörü konfigürasyonu, 21 cm (\$29) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, sinir köklerini kayma veya traksiyon yaralanması olmadan güvenli bir şekilde kavramak için tasarlanmış pürüzsüz, cilalı kaşık uçlu bir bıçakla sonlanan bayonet konfigürasyon profiline sahiptir. Ergonomik düz yüzeyli sap çerçevesi, hassas sekestrektomi ve kanal dekompresyonu boyunca olağanüstü taktıl hassasiyet ve istikrarlı manuel kontrol sunar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Love Sinir Kökü Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmekte olup dünya çapındaki nöroşirürji ve ortopedik omurga merkezlerine sarsılmaz yapısal sertlik, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest