



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Harrington Sweetheart 開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harrington Sweetheart 開創器

SKU RM-HSR-1

\$129 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149

製品詳細

Harrington Sweetheart 開創器は、実質臓器や深部の軟部組織構造を広範囲かつ低侵襲に圧排するために特別に設計された、最高級の内臓用手術開創器です。特徴的な「スウィートハート」型の遠位パドルで知られるこの器具は、広い表面積にカウンタードラクションを均等に分散させ、肝臓、脾臓、腸管などの脆弱な腹腔内臓器を局所的な圧迫損傷から保護します。

多様な解剖学的深さや術式に対応するため、Harrington Sweetheart 開創器は5つのモジュール寸法で提供されています：4 × 12.8 cm (\$129)、6.5 × 12.8 cm (\$134)、6.5 × 14.6 cm (\$139)、9 × 25.5 cm (\$144)、および超深部用の 11.5 × 25.5 cm (\$149)。術者は、創縁を回避するようにアーチを描く人間工学に基づいたカーブ型シャンク、または剛性の高いストレート型のいずれかを選択でき、どちらもモジュール式の手術台固定フレームや手持ちでの使用にシームレスに適合します。

光の反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な医療グレード用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Harrington Sweetheart 開創器は、病院での厳格なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えうる設計となっており、一般外科、泌尿器科、産婦人科の外科チームに長期的な臨床耐久性と優れた操作性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest