



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fukuda Style Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fukuda Style Retractors

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm oder 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fukuda Style Retractors sind essenzielle orthopädische chirurgische Instrumente, die speziell für die zuverlässige, kontrollierte Verdrängung des proximalen Humerus aus der Gelenkpfanne (Glenoid) während der Schulterrekonstruktion entwickelt wurden. Die anatomisch gekrümmte, ringförmig gefensterte Valve umschließt den Humeruskopf sicher und ermöglicht es Chirurgen, die Glenoidoberfläche vorzubereiten, ohne dass das Instrument abrutscht oder Knorpelscherkräfte entstehen.

Die Fukuda Style Retractors Serie bietet volle prozedurale Adaptivität und wird in drei wählbaren Gesamtlängen gefertigt: ein kompaktes 6 ½-Zoll-Modell (\$89), ein mittleres 8 ¾-Zoll-Modell (\$94) und ein verlängertes 9-Zoll-Modell (\$99). Die Linie ist in zwei standardisierten Blattbreitenprofilen – 30 mm und 35 mm – erhältlich, um den patientenspezifischen Humerusdimensionen gerecht zu werden. Der ergonomische Flachgriff bietet der OP-Assistenz einen stabilen Gegenzug und rutschfeste Kontrolle.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker diese Fukuda Style Retractors für hohe mechanische Belastungen und wiederholte Autoklavierzyklen. Sie bieten Teams in der Schulterrekonstruktion und Sportmedizin weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest