



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Murphy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Murphy Retractor

SKU RM-MR-195-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2 Zinken (8.0 mm breit)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Zinken (13.0 mm breit)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Zinken (18.0 mm breit)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Zinken (28.0 mm breit)	RM-MR-195-1-4	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Murphy Retractor ist ein essenzieller chirurgischer Rechen-Retraktor, der speziell für die zuverlässige, rutschfeste Retraction von Weichteilen und Wundrändern in der Allgemein-, Plastischen und Orthopädischen Chirurgie entwickelt wurde. Ausgestattet mit mehreren gebogenen Zinken ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Personal die Anwendung eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über kutane und subkutane Ebenen hinweg, ohne lokalisierte Geweberisse oder Verrutschen zu verursachen.

Konzipiert für volle prozedurale Adaptivität, weist dieser Murphy Retractor eine einheitliche Gesamtlänge von 19.5 cm auf, die einen komfortablen Arbeitsabstand bietet. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das Instrument wählbare Zinkenkonfigurationen und Blattbreiten: 2 Zinken mit 8.0 mm Arbeitsende (\$44), 3 Zinken mit 13.0 mm Arbeitsende (\$49), 4 Zinken mit 18.0 mm Arbeitsende (\$54) und 6 Zinken mit einem breiten 28.0 mm Arbeitsende (\$59). Chirurgen können zwischen stumpfen Spitzen für eine sanfte Gewebemanipulation zur Minimierung von Kompressionstraumata oder scharfen Spitzen für einen hochgradig zuverlässigen, rutschfreien Gewebeeingriff wählen. Sein ergonomischer Tropfenringgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie Hebelwirkung.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Murphy Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält und dabei hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit für Operationssäle weltweit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)