



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Kirschner Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Kirschner Retractor

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся направляющая рама	Овальное или квадратное шасси (240×240 мм или 340×240 мм)
от 4 до 6 зеркал	Модульные тупые зеркала для тканей	Набор 2-Blade Pair Set или 4-Blade Full Set на выбор
4	Индивидуальные фиксаторы	Механизмы скольжения и блокировки для фиксации зеркал
2	Эргономичные ретракционные балки	Сверхлегкие структурированные рукоятки с гладкими внешними краями
1	Защитная коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Kirschner Retractor — это признанная во всем мире самоудерживающаяся хирургическая система, разработанная специально для обеспечения широкого многонаправленного смещения брюшной стенки и внутренних органов во время крупных общехирургических, гинекологических и урологических лапаротомий. Благодаря широкой раме-основанию, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам устанавливать несколько модульных зеркал под нужными углами, создавая свободный статический визуальный коридор в глубокие пространства брюшины и забрюшинного пространства без необходимости ручного удержания ассистентом.

Разработанная для адаптации к различным анатомическим особенностям пациентов и требованиям к разрезам, серия Kirschner Retractor предлагает на выбор профили рамы в конфигурации 240 мм x 240 мм

или удлиненной 340 мм × 240 мм. Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, хирурги могут выбрать набор 2-Blade Pair Set (\$449), состоящий из двух зеркал 40 мм × 65 мм и двух зеркал 50 мм × 65 мм, или перейти на полную версию 4-Blade Full Set (\$499), включающую три зеркала 50 мм × 65 мм, одно 80 мм × 90 мм, одно 98 мм × 50 мм и одно 105 мм × 35 мм. Индивидуальные фиксаторы удерживают каждое зеркало на раме, исключая интраоперационное скольжение.

Инструмент выполнен с антибликовым сатинированным матовым покрытием. Retractor Maker производит Kirschner Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения лапаротомии, онкохирургии и тазовой реконструктивной хирургии по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest