



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur thyroïdien Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur thyroïdien Green

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur thyroïdien Green	Longueur totale 22.3 cm, lame à boucle métallique ouverte courbée, poignée à anneau — 1	\$44
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur thyroïdien Green est un écarteur classique de chirurgie endocrinienne et générale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous lors des procédures thyroïdiennes et parathyroïdiennes. Conçu avec une lame à boucle métallique ouverte et fenêtrée, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de mobiliser en douceur les muscles sterno-hyoïdien, sterno-thyroïdien et omo-hyoïdien loin de la glande thyroïde sans provoquer d'écrasement tissulaire ou d'ischémie musculaire focale.

Optimisée pour les expositions thyroïdiennes ciblées, cette configuration de l'écarteur thyroïdien Green présente une longueur totale d'outil de 22.3 cm (\$44). Son extrémité de travail intègre un profil de lame à boucle métallique ouverte et entièrement courbée qui offre un contact de surface large tout en permettant à la lumière et à la vision chirurgicale de passer directement à travers la déhiscence. La poignée ergonomique à anneau réduit la fatigue manuelle de l'utilisateur et offre un levier manuel exceptionnel, garantissant une stabilité antidérapante tout au long des dissections délicates du nerf laryngé récurrent.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur thyroïdien Green selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les blocs opératoires hospitaliers et les centres de chirurgie endocrinienne du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest