



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Рама шейного ретрактора

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Рама шейного ретрактора

**SKU** RM-CRF-1

**\$109 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ         | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|--------------------------|--------------|------------|
| 16.5 cm Жесткие бранши   | RM-CRF-1-1   | \$109      |
| 25.5 cm Шарнирные бранши | RM-CRF-1-2   | \$119      |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рама шейного ретрактора является важным самодержащимся шасси, разработанным специально для обеспечения стабильной продольной экспозиции мягких тканей во время передней шейной дискэктомии и спондилодеза (ACDF). Рама предназначена для надежной фиксации сменных тупых и зубчатых лопаток, раздвигает мышцы шеи (*longus colli*) и отводит висцеральные структуры в сторону от межпозвоночного пространства без необходимости ручного удержания.

Для адаптации к различным клиническим подходам и анатомии шеи пациента данная рама выпускается в двух конструктивных конфигурациях. Рама длиной 16,5 см (\$109) имеет жесткие бранши для создания постоянного, неподвижного усилия ретракции, что сводит к минимуму непроизвольные микросмещения при одноуровневых вмешательствах. Удлиненная рама 25,5 см (\$119) оснащена шарнирными браншами, которые динамически артикулируют для адаптации к асимметричным контурам пациента при многоуровневых процедурах.

Изготовленная из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, рама от Retractor Maker выдерживает повторяющиеся циклы стерилизации, обеспечивая спинальным хирургам и нейрохирургическим бригадам исключительную жесткость, плавный ход кремальеры и полную долговечность при автоклавировании.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest