



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Reparo Meniscal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Reparo Meniscal

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador para Reparo Meniscal	Dimensões / Detalhes: 5" (12.7 cm) de comprimento total, lâmina defletora curva polida · Quantidade Incluída: 1	\$59
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem de transporte individual · Quantidade Incluída: 1	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Reparo Meniscal é um instrumento ortopédico especializado para joelho, desenvolvido especificamente para fornecer proteção neurovascular segura e não traumática, além de deflexão capsular durante reparos meniscais artroscópicos inside-out e outside-in. Projetado para se assentar atrás da cápsula posterior do joelho, este afastador atua como um defletor de agulha rígido, protegendo a artéria poplítea, a veia e os nervos tibial e fibular do avanço das agulhas de sutura meniscal.

Construído em uma configuração de tamanho dedicada para otimizar o feedback tátil, este Afastador para Reparo Meniscal apresenta um comprimento total de 5 polegadas (12.7 cm, \$59). Fabricado manualmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora uma haste curva com perfil de ponta arredondada e aberta que se conforma ao côndilo femoral posterior e ao planalto tibial. O acabamento da superfície é altamente polido para minimizar o atrito com o tecido local e permitir o deslizamento sem esforço da agulha diretamente através da incisão posteromedial ou posterolateral.

Forjado com cabo acetinado antirreflexo e uma lâmina em formato de colher com polimento espelhado, a Retractor Maker produz o Afastador para Reparo Meniscal para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos especialistas em medicina esportiva e cirurgias de joelho em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, resistência à corrosão e durabilidade completa em esterilização.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)