



# RETRACTOR MAKER

## 2026年カタログ

外科用開創器・システム・ブレード・コンポーネント

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

開創器メーカー — Retractor Maker社製

# 当社について

## 外科用開創器の直販メーカー

Retractor Makerは、パキスタンのSialkotを拠点とする外科用開創器の直販メーカーです。当社は8つの外科専門分野向けの開創器システム、ブレード、コンポーネントを製造しています。

## Retractor Maker創業の経緯

Retractor Makerの創業は2023年ですが、私たちの外科用医療機器における経験はそれよりはるかに遡ります。

私はSaad Shahidと申します。現在も父と共に、家族経営の外科用医療機器事業であるHospitech Tradersで働いています。父は1989年にHospitech Tradersを設立し、以来長年にわたり外科用医療機器の製造と供給を手がけてまいりました。

Retractor Makerのアイデアは、あるお客様の一言から生まれました。ある日、お客様から腹部外科用の開創器について尋ねられたのです。当時、私たちは開創器を製造していなかったため、他社から提供されている製品を調べ始めました。

調査の結果、私は驚きました。一部の開創器システム一式が、約60,000ドルから65,000ドルで販売されていたのです。自社で外科用医療機器を製造するために必要な機械、人材、そして製造経験がすでにあることを知っていた私にとって、この価格はあまりにも高すぎると感じました。

そこで私は考えました。「それならば、自分たちで開創器を製造し、もっと手頃な価格で提供できないだろうか？」と。これが、私がRetractor Makerを立ち上げた理由です。

# 現在の事業

## 自社製造への転換

他社から開創器を仕入れて再販するのではなく、自社の工房で製造することを決意しました。外科用医療機器の経験を通じて、私たちはすでに必要な機械と製造体制を整えていました。これらのリソースを活用し、独自の開創器システムの開発・製造に着手したのです。

今日、当社の開創器システムの多くは、主要ブランドの同等システムと比較して最大90%低い価格で提供されています。私たちの目的は、単に開創器を作ることではありません。世界中の病院、外科医、医療機関にとって、より手頃で利用しやすいものにするということです。

## 家族経営の製造事業の一員として

Retractor Makerは、私たちが外科用医療機器製造で培ってきた経験から生まれました。私は現在も父と共にHospitech Tradersに積極的に関わりながら、同時に外科用開創器に特化した事業としてRetractor Makerを運営しています。

## 対応する外科専門分野

一般外科・泌尿器科・心臓血管外科・耳鼻咽喉科・形成外科・整形外科および脊椎外科・脳神経外科・産婦人科

私たちは世界中の病院、医療機器販売代理店、外科医、医療機関と直接取引をしています。また、標準製品がお客様のニーズを満たさない場合には、特定の構成やカスタム要件にも対応します。

## 私たちの目標

開創器を自社で製造し、主要ブランドの同等システムより最大90%低い価格で提供することで、より多くの病院が必要な機器を導入できるよう支援します。

# 製品カテゴリ

各カテゴリの製品数順

## 整形外科・脊椎用開創器

124製品

5～52ページ



## 一般外科用開創器

118製品

53～95ページ



## 耳鼻咽喉科用開創器

109製品

96～132ページ



## 形成外科用リトラクター

61製品

133～154ページ



## 心臓血管外科用開創器

45製品


155～171ページ



## 産婦人科用開創器

26製品

172～181ページ



## 脳神経外科用リトラクター

20製品


182～189ページ



## 泌尿器科レトラクター

4製品

190～191ページ





## 白蓋鉤 ナロー・ダブルプロング

SKU RM-ARNDP-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------|--------------|------|
| 細幅 — 32 mm blade | RM-ARNDP-1-1 | \$99 |
| 標準型 — 44 mm ブレード | RM-ARNDP-1-2 | \$99 |



## 大腿骨前方顆部レトラクター

SKU RM-AFCR-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細                         | 価格   |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|
| Anterior Femoral Condylar Retractor | 全長 5" (12.7 cm)、45 mm 有窓・鋸歯状ブレード | \$99 |
| 保護スリーブ / 外箱                         | 輸送用個別包装                          | \$99 |



## 大腿骨頸部前方・前内側縁開創器

SKU RM-AFNAR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                          | 価格   |
|-----------------|-----------------------------------|------|
| 大腿骨頸部前方・前内側縁開創器 | 15" (37.46 cm) 全長、カーブブレード、六角形ハンドル | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス   | 個別輸送用パッケージ                        | \$49 |



## 前外側アセタブラー・リム・レトラクター

SKU **RM-AARR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                             | 価格   |
|---------------------|--------------------------------------|------|
| 前外側アセタブラー・リム・レトラクター | 全長10" (25.4 cm)、ブレード幅18 mm × 深さ3.25" | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス       | 個別輸送用パッケージ                           | \$49 |



## AORI 膝蓋骨レトラクター

SKU **RM-APR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細   | 価格   |
|------------------------------|------------|------|
| 5" (12.7 cm), 10 mm ワーキングエンド | RM-APR-1-1 | \$69 |
| 7" (17.8 cm), 10 mm 先端有効長    | RM-APR-1-2 | \$79 |



## APC ヒップレトラクター

SKU **RM-APCHR-1**

価格 **\$49 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                |
|----|---------------|----------------------------------------|
| 1  | シングルブロング      | 10" (25.4 cm) — 寛骨臼縁へのピンポイントな骨固定用      |
| 1  | ダブルブロング       | 10" (25.4 cm) — 軟部組織および関節包の安定した2点支持排除用 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 標準輸送用パッケージ                             |



### B-Z 開創器

SKU **RM-BZR-1**

価格 **\$339 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細   | 価格    |
|------------------------|------------|-------|
| 7.5 cm 深 (45° または 90°) | RM-BZR-1-1 | \$339 |
| 10 cm 深型 (45° または 90°) | RM-BZR-1-2 | \$359 |



### B-Z Weitlaner Retractor

SKU **RM-BZWR-1**

価格 **\$339 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細                      | 価格    |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| B-Z Weitlaner Retractor | 全長28 cm、深さ83 mm 4×4鈍爪、90°アングル | \$339 |
| 保護スリーブ / 外箱             | 輸送用個包装                        | \$339 |



### Beard 遠位上腕二頭筋開創器 (自己保持式)

SKU **RM-BDBSRR-1**

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細      | 価格    |
|-------------------|---------------|-------|
| 6.375" (16.19 cm) | RM-BDBSRR-1-1 | \$299 |
| 7.5" (19.05 cm)   | RM-BDBSRR-1-2 | \$319 |



## Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクター

SKU **RM-BDRWHR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                        | 価格   |
|---------------------------|---------------------------------|------|
| Beard 遠位橈骨用 ワイドホーマンリトラクター | 全長 5.37" (13.63 cm)、ワイドホーマンブレード | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス             | 個別輸送用パッケージ                      | \$79 |



## Beckman-Weitlaner 開創器 (自動式)

SKU **RM-BWSRR-1**

価格 **\$149 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細     | 価格    |
|-------------|--------------|-------|
| 14 cm       | RM-BWSRR-1-1 | \$149 |
| 16.5 cm     | RM-BWSRR-1-2 | \$154 |
| 21.5 cm     | RM-BWSRR-1-3 | \$159 |
| 24 cm       | RM-BWSRR-1-4 | \$164 |
| 30.5 cm     | RM-BWSRR-1-5 | \$169 |
| 31 cm       | RM-BWSRR-1-6 | \$174 |



## Beckmann Adson 開創器 (開孔器)

SKU **RM-BASRR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------|--------------|------|
| 25 mm シャフトプロファイル | RM-BASRR-1-1 | \$49 |
| 44 mm シャフトプロファイル | RM-BASRR-1-2 | \$59 |



## Bennett 脛骨レトラクター

SKU **RM-BTR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 小 - 45 mm 弁 | RM-BTR-1-1 | \$79 |
| 大 - 63 mm 弁 | RM-BTR-1-2 | \$89 |



## Bent Hohmann Retractor

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細         | 価格   |
|-------------|------------------|------|
| 8"          | RM-BHR-ORTHO-1-1 | \$69 |
| 9 ¾"        | RM-BHR-ORTHO-1-2 | \$74 |
| 11"         | RM-BHR-ORTHO-1-3 | \$79 |
| 11 ½"       | RM-BHR-ORTHO-1-4 | \$84 |
| 12 ⅝"       | RM-BHR-ORTHO-1-5 | \$89 |






## Black Belt 頸椎開創器システム

SKU **RM-BBCRS-1**

価格 **\$2,499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント          | 寸法 / 詳細                                 |
|----|------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 開創器フレーム (右)      | 右側フレーム構成                                |
| 1  | 開創器フレーム (左)      | 左側フレーム構成                                |
| 1  | 開創器フレーム (オフセット)  | オフセットフレーム構成                             |
| 2  | ブレード挿入クランプ       | ブレードの挿入および取り付けに使用するコンポーネント              |
| 14 | 鋭的ブレード (Pronged) | 複数のサイズを取り揃えた 34 mm - 70 mm の鋭的ブレードオプション |
| 14 | 鈍的ブレード (Blunt)   | 複数のサイズを取り揃えた 34 mm - 70 mm の鈍的ブレードオプション |
| 12 | 2椎間用鋭的ブレード       | 40 mm - 55 mm の2椎間用鋭的ブレードオプション          |
| 6  | 2椎間用鈍的ブレード       | 40 mm - 55 mm の2椎間用鈍的ブレードオプション          |
| 1  | 滅菌コンテナ           | 整理、保管、および再処理用コンテナ                       |



## Blount 膝関節用レトラクター

SKU **RM-BKR-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------------|------------|------|
| 6 7/8" (17.5 cm)  | RM-BKR-1-1 | \$64 |
| 7" (17.8 cm)      | RM-BKR-1-2 | \$69 |
| 10 1/4" (26.0 cm) | RM-BKR-1-3 | \$74 |
| 10 3/8" (26.4 cm) | RM-BKR-1-4 | \$79 |





## Browne Deltoid Retractors (ブラウン・デルトイド・リトラクター)

SKU **RM-BDR-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細   | 価格    |
|-----------------|------------|-------|
| 10 ¾" (27.3 cm) | RM-BDR-1-1 | \$109 |
| 11 ½" (29.2 cm) | RM-BDR-1-2 | \$114 |
| 12 ¼" (31.1 cm) | RM-BDR-1-3 | \$119 |



## C レトラクター

SKU **RM-CR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細  | 価格   |
|-----------------|-----------|------|
| 12 ½" (31.8 cm) | RM-CR-1-1 | \$69 |
| 14" (35.6 cm)   | RM-CR-1-2 | \$74 |



## Campbell Nerve Root Retractor

SKU **RM-CNRR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Campbell Nerve Root Retractor | 全長8 ¾" (22.2 cm)、10-10.5 mm 幅広ブレード | \$69 |
| 保護スリーブ/ボックス                   | 個別配送用パッケージ                         | \$69 |



## 関節包レトラクター

 SKU **RM-CR-ORTHO-1**

 価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細        | 価格   |
|-------------|-----------------|------|
| 単爪 (鋭)      | RM-CR-ORTHO-1-1 | \$64 |
| 重鉤 (鋭または鈍)  | RM-CR-ORTHO-1-2 | \$69 |
| 3本爪         | RM-CR-ORTHO-1-3 | \$74 |



## 手根管開創器（自動開創式）

 SKU **RM-CTSRR-1**

 価格 **\$144 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                          | 価格    |
|---------------|-----------------------------------|-------|
| 手根管開創器（自動開創式） | 全長 4 ¼" (10.79 cm)、鈍的鋭匙、ラチェットロック付 | \$144 |
| 保護スリーブ / 外箱   | 輸送用個別包装                           | \$144 |



## Caspar 頸椎開創器（ラチェット付）

 SKU **RM-CCRWR-1**

 価格 **\$289 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細     | 価格    |
|-------------|--------------|-------|
| 16.5 cm     | RM-CCRWR-1-1 | \$289 |
| 22.3 cm     | RM-CCRWR-1-2 | \$299 |



## Caspar 腰椎マイクロディスクトミー開創器システム

SKU **RM-CLMRS-1**

価格 **\$799 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                   | 寸法 / 詳細            |
|----|---------------------------|--------------------|
| 1  | 外側ブレード                    | 40 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 45 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 50 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 55 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 60 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 65 mm              |
| 1  | 外側ブレード                    | 75 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 40 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 45 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 50 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 55 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 60 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 65 mm              |
| 1  | スペキュラ                     | 75 mm              |
| 1  | ブレードエジェクター鉗子              | クイックリリース式ブレード交換鉗子  |
| 1  | Caspar マイクロディスクトミー開創器フレーム | カウンターリトラクションフレーム   |
| 1  | 滅菌ボックス                    | 整理トレイ付きアルミニウム製コンテナ |



## Caspar Nerve Root Retractors

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格



| サイズ / オプション | SKU / 詳細           | 価格   |
|-------------|--------------------|------|
| 4 mm 弁      | RM-CNRR-SERIES-1-1 | \$84 |
| 6 mm 弁      | RM-CNRR-SERIES-1-2 | \$89 |
| 8 mm 弁      | RM-CNRR-SERIES-1-3 | \$94 |
| 10 mm 弁     | RM-CNRR-SERIES-1-4 | \$99 |



## Casper リトラクター

SKU **RM-CR-21-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                                  | 価格   |
|---------------|-------------------------------------------|------|
| Casper リトラクター | 全長 21 cm、17.0 × 67.0 mm ブレード、フィンガーリングハンドル | \$64 |
| 保護スリーブ / 外箱   | 輸送用個別包装                                   | \$64 |



## Casper開創器（開創位保持型）

SKU **RM-CSR-SET-1**

価格 **\$649 USD**

コンポーネントリスト

| 数量   | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                             |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| 1    | ダブルヒンジシザーフレームシャーシ  | ラチェットおよびスクリューロックを備えた多関節ロープロファイルフレーム |
| 1    | 手動調整用キー            | 微細なテンション設定用の校正済み調整レンチ               |
| 1セット | セミシャープ・ラテラル爪付きブレード | 38 mm 深さ (2爪、3爪、4爪スタイルから選択可能)       |
| 1セット | 長尺平型内臓用フックブレード     | 38 mm 深さの平滑な低侵襲ブレードモジュール            |
| 1    | 保護用収納・輸送ボックス       | 専用設計のキャリングケース                       |



## Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

価格 **\$199 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                            | 価格    |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Casper Cervical Retractor シャシー | 11.5 cm フレーム、4アームヒンジ横型デザイン、85 mm 開口 | \$199 |
| 保護スリーブ / ボックス                  | 個別輸送用パッケージ                          | \$199 |



## 頸椎開創器フレーム

SKU **RM-CRF-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細   | 価格    |
|-----------------|------------|-------|
| 16.5 cm 固定式アーム  | RM-CRF-1-1 | \$109 |
| 25.5 cm ヒンジ式アーム | RM-CRF-1-2 | \$119 |



## 頸椎軟部組織レトラクター

SKU **RM-CTR-13-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細               | 価格   |
|---------------|------------------------|------|
| 頸椎軟部組織レトラクター  | 全長 13 cm、1×1 鈍的プロングチップ | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ             | \$79 |



## Chandler Retractor

SKU **RM-CHR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細   | 価格   |
|------------------|------------|------|
| 小 (16.0 mm leaf) | RM-CHR-1-1 | \$69 |
| 中 (20.0 mm リーフ)  | RM-CHR-1-2 | \$74 |
| 大 (25.0 mm leaf) | RM-CHR-1-3 | \$79 |



## Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

価格 **\$399 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント        | 寸法 / 詳細           |
|----|----------------|-------------------|
| 1  | 自己保持型ループ鉗子シャーシ | 外周の滑らかなフレームループ    |
| 1  | 短い外方湾曲4爪鈍鉤ブレード | 25 mm × 32 mm 作用端 |
| 1  | 長い外方湾曲4爪鈍鉤ブレード | 25 mm × 38 mm 作用端 |
| 1  | 着脱可能牽引フック      | 湾曲した組織固定用アンカー     |
| 1  | 金属製牽引接続チェーン    | 機械的連結ストランド        |
| 1  | 重錘アセンブリ        | 持続的な牽引力を提供するウェイト  |
| 1  | 保護保管箱          | 標準輸送用パッケージ        |



## Cloward 頸椎・椎弓開創器

SKU **RM-CCLR-1**

価格 **\$99 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 横溝付ジョー      | RM-CCLR-1-1 | \$99 |
| 有鉤          | RM-CCLR-1-2 | \$99 |



## Cloward-Style Blade Retractor

SKU **RM-CSBR-1**

価格 **\$84 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 13 × 75 mm  | RM-CSBR-1-1 | \$84 |
| 18 × 75 mm  | RM-CSBR-1-2 | \$89 |
| 20 × 75 mm  | RM-CSBR-1-3 | \$94 |
| 23 × 75 mm  | RM-CSBR-1-4 | \$99 |



## Cloward-Style Cervical Retractor

SKU RM-CSCR-17-1

価格 **\$75 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                            | SKU / 詳細                   | 価格   |
|----------------------------------------|----------------------------|------|
| Cloward-Style Cervical Retractor Frame | 全長17 cm、ヒンジ式アーム、ラチェットロック付き | \$75 |
| 保護スリーブ / 箱                             | 個別輸送用パッケージ                 | \$75 |



## Cobra Retractor

SKU RM-COBR-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細    | 価格    |
|----------------|-------------|-------|
| 標準型チップー 12.0"  | RM-COBR-1-1 | \$79  |
| 標準型鋭匙ー 12.0"   | RM-COBR-1-2 | \$84  |
| ワイドモデルー 11.75" | RM-COBR-1-3 | \$89  |
| 修正小サイズー 12.5"  | RM-COBR-1-4 | \$94  |
| 両頭ー 14.0"      | RM-COBR-1-5 | \$99  |
| 深部用ー 14.5"     | RM-COBR-1-6 | \$104 |
| 修正大サイズー 14.75" | RM-COBR-1-7 | \$109 |



## Cobra Retractor with Hand Rest (ハンドレスト付コブラ開創器)

SKU RM-CRHR-1

価格 **\$169 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                     | 価格    |
|--------------------------------|------------------------------|-------|
| Cobra Retractor with Hand Rest | 全長10.22"、32 mmブレード、ハンドレストー体型 | \$169 |
| 保護スリーブ / 外箱                    | 個別輸送用パッケージ                   | \$169 |



## コブラ型大腿骨開創器

 SKU **RM-CSFR-1**

 価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                                | 価格   |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| コブラ型大腿骨開創器  | 全長11.75" (29.84 cm)、コブラ状湾曲ブレード、大型フックチップ | \$84 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 個別配送用パッケージ                              | \$84 |



## 側副靱帯レトラクター

 SKU **RM-CLR-1**

 価格 **\$104 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                                | 価格    |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| 側副靱帯レトラクター    | 全長 8" (20.3 cm)、5 mm & 11 mm ブレードプロファイル | \$104 |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ                              | \$104 |



## 側副軟部組織レトラクター

 SKU **RM-CSTR-1**

 価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                             | 価格   |
|-----------------|--------------------------------------|------|
| 側副靱帯・軟部組織レトラクター | 全長 9 1/2"、ブレード長 45 mm、11 mm 2爪カーブチップ | \$69 |
| 保護スリーブ / 外箱     | 輸送用個別パッケージ                           | \$69 |





## コンケーブ ニーリトラクター

SKU RM-CKR-1

価格 \$105 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格    |
|-------------|------------|-------|
| 標準弁         | RM-CKR-1-1 | \$105 |
| 細幅ロングブレード   | RM-CKR-1-2 | \$105 |



## D'Errico 神経根レトラクター

SKU RM-DNRR-1

価格 \$49 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                  | SKU / 詳細    | 価格   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm wide × 11.0 mm long — 標準的腰椎椎間板ヘルニア摘出および神経根授動 | RM-DNRR-1-1 | \$49 |
| 28.0 cm (約 11.0") — 7.0 mm 幅 × 11.0 mm 長 — 深部手術操作域および肥満症患者の腰椎アプローチ用          | RM-DNRR-1-2 | \$54 |



## Deep Gelpi Retractor

SKU RM-DGR-SERIES-1

価格 \$68 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                  | SKU / 詳細          | 価格   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 3 1/2" - 4 1/2" — 鋭, 鈍, 角度付鋭, 90°, 直角 — 浅部小手術、手外科、小児用術野展開    | RM-DGR-SERIES-1-1 | \$68 |
| 5 1/2" - 6 3/4" — 鋭, 鈍, 鋭曲, 90°, 直角 — 中間軟部組織・形成外科・頸部アプローチ用   | RM-DGR-SERIES-1-2 | \$74 |
| 7 1/2" - 7 3/4" — 鋭, 鈍, アンクル鋭, 90°, 直角 — 標準的な腰椎椎弓切除術および関節圧排用 | RM-DGR-SERIES-1-3 | \$84 |
| 9 1/4" - 12" — 鋭, 鈍, 角度付鋭, 90°, 直角 — 深部骨盤腔、肥満外科、多椎間脊椎固定術用    | RM-DGR-SERIES-1-4 | \$94 |



## ディープ・ゲルピー開創器（自動固定式）

SKU **RM-DGSRR-1**

価格 **\$129 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                          | SKU / 詳細     | 価格    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 7 1/2" (approx. 19.0 cm) — アングルシャフト、鋭外反爪 — 標準的な腰椎椎弓切除術および関節術野展開用     | RM-DGSRR-1-1 | \$129 |
| 10 1/2" (approx. 26.7 cm) — 延長アングルシャフト、鋭外向爪 — 深部骨盤、肥満外科、および多椎間脊椎融合術用 | RM-DGSRR-1-2 | \$139 |



## Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

価格 **\$134 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                           | SKU / 詳細                  | 価格    |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| Dingo Modified Humeral Head Retractor | 全長10" (25.5 cm)、曲線状鋸歯状チップ | \$134 |
| 保護スリーブ / 箱                            | 個別輸送用パッケージ                | \$134 |



## Direct Access 前方アプローチ用大腿骨ブローチ操作リトラクター

SKU **RM-DAABR-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------------------|--------------|------|
| 左用 — 9" (22.86 cm), 57 mm 弁  | RM-DAABR-1-1 | \$99 |
| 右仕様 — 9" (22.86 cm), 57 mm 弁 | RM-DAABR-1-2 | \$99 |



## Engl Intercondylar Notch Retractor

SKU RM-EINR-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細                     | 価格   |
|------------------------------------|------------------------------|------|
| Engl Intercondylar Notch Retractor | 全長8 1/8" (206.4 mm)、2.25"チップ | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス                      | 個別輸送用パッケージ                   | \$79 |



## Feler-Ducker Retractor

SKU RM-FDR-1

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細   | 価格    |
|------------------------------------|------------|-------|
| Option A — 54×25 mm 左 / 76×38 mm 右 | RM-FDR-1-1 | \$109 |
| Option B — 76×38 mm 左 / 54×25 mm 右 | RM-FDR-1-2 | \$109 |



## 大腿骨カルカーリトラクター

SKU RM-FCR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                        | 価格   |
|---------------|---------------------------------|------|
| 大腿骨カルカーリトラクター | 先端幅25 mm、深さ5.08 cm (2")、リングハンドル | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ                      | \$44 |



### 中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器

SKU **RM-FGR-1175-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                             | 価格   |
|-----------------|--------------------------------------|------|
| 中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器 | 全長 11.75" (29.85 cm)、20 mm 幅<br>ブレード | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス   | 個別輸送用パッケージ                           | \$44 |



### Flared Cobra レトラクター

SKU **RM-FCR-15-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細      | 価格   |
|-----------------------|---------------|------|
| 左向 — 単爪, 15" (38 cm)  | RM-FCR-15-1-1 | \$69 |
| 左向 — 重爪, 15" (38 cm)  | RM-FCR-15-1-2 | \$69 |
| 右向き — 1爪, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-3 | \$69 |
| 右向き — 2爪, 15" (38 cm) | RM-FCR-15-1-4 | \$69 |



### 前腕用スイベルブレード開創器

SKU **RM-FSBR-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細                                                  | 価格   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 前腕用スイベルブレード開創器 | 5.12" (13.00 cm) ブレード、フィン<br>ガーリングハンドル、ラチェット<br>アセンブリ — 1 | \$74 |
| 保護スリーブ / 外箱    | 個別輸送用パッケージ — 1                                            | \$74 |



## Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                              | 価格   |
|------------------------------|---------------------------------------|------|
| Fukuda Kujat Style Retractor | 全長9" (22.86 cm)、ワイド鋸歯状ブレード、Tバーハンドルー1本 | \$94 |
| 保護スリーブ / 外箱                  | 個別輸送用パッケージー1個                         | \$94 |



## 福田式レトラクター (Fukuda Style Retractors)

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細        | 価格   |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| 6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm または 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-1 | \$89 |
| 8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm または 35 mm | RM-FSR-SHLD-1-2 | \$94 |
| 9" (22.86 cm) — 30 mm または 35 mm     | RM-FSR-SHLD-1-3 | \$99 |



## Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

価格 **\$124 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細     | 価格    |
|-----------------------|--------------|-------|
| 3 1/2 in (9 cm) ブレード  | RM-GCRDA-1-1 | \$94  |
| 5 1/2 in (14 cm) 弁    | RM-GCRDA-1-2 | \$104 |
| 6 1/2 in (16.5 cm) 弁  | RM-GCRDA-1-3 | \$114 |
| 7 1/2 in (19 cm) 弁    | RM-GCRDA-1-4 | \$119 |
| 8 in (20.3 cm) 弁 — 標準 | RM-GCRDA-1-5 | \$124 |



## Glenoid Condyle Retractor (関節窩・顎部用開創器)

SKU **RM-GCR-7-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                    | 価格   |
|---------------------------|-----------------------------|------|
| Glenoid Condyle Retractor | 全長7" (17.8 cm)、曲線状フックブレードー1 | \$44 |
| 保護スリーブ / 外箱               | 個別輸送用パッケージー1                | \$44 |




## Glenoid Retractors (関節窩レトラクター)

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

価格 **\$88 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細          | 価格    |
|-------------------|-------------------|-------|
| 8 ¾" - 9" - 左向き   | RM-GLR-SERIES-1-1 | \$88  |
| 8 ¾" - 9" - 右向き   | RM-GLR-SERIES-1-2 | \$91  |
| 9 ½" - 10 ½" - 左向 | RM-GLR-SERIES-1-3 | \$94  |
| 9 ½" - 10 ½" - 右向 | RM-GLR-SERIES-1-4 | \$97  |
| 11" - 11 ¾" - 左向  | RM-GLR-SERIES-1-5 | \$100 |
| 11" - 11 ¾" - 右向  | RM-GLR-SERIES-1-6 | \$103 |



## 大転子レトラクター

SKU **RM-GTR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|-------------|-------------------------------------------------|------|
| 大転子レトラクター   | 全長 14.875" (37.8 cm)、ブレード幅 25 mm × 深さ 1.5" - 1個 | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 個別輸送用パッケージー1個                                   | \$49 |



## Harvey Jackson Self Retaining Retractor (開創器)

SKU **RM-HJSRR-1**

価格 **\$229 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細                              | 価格    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Harvey Jackson Self Retaining Retractor | 全長28 cm、45 × 32 mmジョー、<br>3×3鋭利爪 — 1本 | \$229 |
| 保護スリーブ/外箱                               | 個別輸送用パッケージ — 1個                       | \$229 |



## Hess 神経根レトラクター

SKU **RM-HNRR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                      | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------------------|-------------|------|
| 10.0 cm — 3.0 mm — 4.0 mm 弁 — 標準 | RM-HNRR-1-1 | \$69 |
| 10.0 cm — 5.0 mm — 7.0 mm 弁 — 標準 | RM-HNRR-1-2 | \$69 |
| 12.0 cm                          | RM-HNRR-1-3 | \$74 |
| 17.5 cm                          | RM-HNRR-1-4 | \$79 |



## Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                     | SKU / 詳細      | 価格   |
|---------------------------------|---------------|------|
| 51 mm 長 × 19 mm 幅 — 24 cm       | RM-HBR-24-1-1 | \$39 |
| 76 mm long × 25 mm wide — 24 cm | RM-HBR-24-1-2 | \$41 |
| 82 mm long × 25 mm wide — 24 cm | RM-HBR-24-1-3 | \$43 |
| 101 mm 長 × 25 mm 幅 — 24 cm      | RM-HBR-24-1-4 | \$45 |



## Hohmann 後下方開創器

SKU **RM-HPIR-11-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                     | SKU / 詳細       | 価格   |
|---------------------------------|----------------|------|
| 左ハンドル強弯 #7 — 11" (27.94 cm)     | RM-HPIR-11-1-1 | \$74 |
| 中サイズ右ハンドル屈曲 #7 — 11" (27.94 cm) | RM-HPIR-11-1-2 | \$74 |



## Hohmann Retractor

SKU **RM-HR-12IN-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                       | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------------------|----------------|------|
| 15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-1 | \$74 |
| 17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm) | RM-HR-12IN-1-2 | \$79 |



## Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU **RM-HRBELH-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細      | 価格   |
|------------------------------|---------------|------|
| 9 ¾" (24.76 cm) — ロング曲ハンドル   | RM-HRBELH-1-1 | \$69 |
| 10.0" (25.40 cm) — 超ロング曲ハンドル | RM-HRBELH-1-2 | \$79 |



## Hohmann Retractor Right Angled (直角ホーマンレトラクター)

SKU **RM-HRRA-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                     | SKU / 詳細    | 価格   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 9 1/2" Overall Length — 24.13 cm length, 7" handle, 40 mm 直角曲がり | RM-HRRA-1-1 | \$84 |
| 9 3/4" Overall Length — 24.76 cm length, 7" handle, 18 mm 直角曲がり | RM-HRRA-1-2 | \$79 |



## Hohmann Retractor Rounded End (ホーマン骨レトラクター 丸型先端)

SKU **RM-HRRE-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細    | 価格   |
|------------------------------------|-------------|------|
| 8 5/8" (21.91 cm) — 19 mm ラウンドブレード | RM-HRRE-1-1 | \$74 |
| 9 3/4" (24.76 cm) — 19 mm ラウンドブレード | RM-HRRE-1-2 | \$79 |
| 11.0" (27.94 cm) — 19 mm ラウンド弁     | RM-HRRE-1-3 | \$84 |
| 11 1/2" (29.21 cm) — 19 mm ラウンド弁   | RM-HRRE-1-4 | \$89 |
| 12.0" (30.48 cm) — 19 mm 円形弁       | RM-HRRE-1-5 | \$94 |
| 12 1/8" (30.80 cm) — 19 mm 円形弁     | RM-HRRE-1-6 | \$99 |



## Hohmann Retractor Square End (ホーマン骨レトラクター 角型)

SKU **RM-HRSE-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------------------|-------------|------|
| 8 1/2" (21.59 cm) — 曲弁 (先端スクエア形状)   | RM-HRSE-1-1 | \$74 |
| 9 1/2" (24.13 cm) — 曲ブレード、遠位端スクエア形状 | RM-HRSE-1-2 | \$79 |



## Hohmann Retractors Angled

SKU **RM-HRA-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------------------------------------|------------|------|
| 6 ½" 全長 — 16.51 cm 全長, 4 mm 角度付<br>先端        | RM-HRA-1-1 | \$69 |
| 11" 全長 — 27.94 cm 全長, 7" ハンドル, 17<br>mm アングル | RM-HRA-1-2 | \$79 |



## Hohmann Retractors Square Blade

SKU **RM-HRSB-1**

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                            | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------------------------|-------------|------|
| 8 ½" (21.59 cm) — スクエア弁形状、ロン<br>グハンドル  | RM-HRSB-1-1 | \$74 |
| 9 ½" (24.13 cm) — スクエアブレード、ロ<br>ングハンドル | RM-HRSB-1-2 | \$79 |



## Holscher Retractors

SKU **RM-HLSR-1**

価格 **\$43 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細    | 価格   |
|------------------------------|-------------|------|
| 7 mm 幅 — 9 ½" (24.13 cm)     | RM-HLSR-1-1 | \$43 |
| 9 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm)  | RM-HLSR-1-2 | \$46 |
| 13 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm) | RM-HLSR-1-3 | \$49 |



## Holsher Nerve Root Retractor

SKU **RM-HNRR-235-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細               | 価格   |
|------------------------------|------------------------|------|
| Holsher Nerve Root Retractor | 全長23.5 cm、ワイド下垂型鈍縁ブレード | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス                | 個別輸送用パッケージ             | \$44 |



## Humeral Head Retractor (上腕骨頭レトラクター)

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細         | 価格   |
|-------------------------------------|------------------|------|
| 8 ¾" (22.23 cm) — 曲シャンク、角度付リングブレード  | RM-HHR-ORTHO-1-1 | \$84 |
| 9.0" (22.86 cm) — 弯曲シャンク、角度付リングブレード | RM-HHR-ORTHO-1-2 | \$89 |
| 10.0" (25.40 cm) — 曲シャンク、アングルリング弁   | RM-HHR-ORTHO-1-3 | \$94 |
| 11.0" (27.94 cm) — 曲シャンク、角度付リング弁    | RM-HHR-ORTHO-1-4 | \$99 |





## Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

価格 \$4,499 USD

### コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                   |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1  | デプスゲージ            | カラーコード付                   |
| 2  | ツイストロックハンドル       | シリコングリップ                  |
| 1  | 縦方向フレーム           | スタンダード                    |
| 1  | 横方向フレーム           | スタンダード                    |
| 2  | 鈍ブレード             | 30 mm、シルバー                |
| 2  | 鈍ブレード             | 35 mm、ブルー                 |
| 2  | 鈍ブレード             | 40 mm、レッド                 |
| 2  | 鈍ブレード             | 55 mm、ブラック                |
| 2  | 鈍ブレード             | 60 mm、ゴールド                |
| 2  | 鈍ブレード             | 65 mm、ネイビー                |
| 2  | 鈍ブレード             | 70 mm、ライトグリーン             |
| 2  | 鈍ブレード             | 75 mm、オレンジ                |
| 1  | ショート歯ブレード         | 30 mm、シルバー                |
| 1  | ショート歯ブレード         | 35 mm、ブルー                 |
| 1  | ショート歯ブレード         | 40 mm、レッド                 |
| 1  | ショート歯ブレード         | 45 mm、グリーン                |
| 1  | ショート歯ブレード         | 50 mm、バイオレット              |
| 1  | ショート歯ブレード         | 55 mm、ブラック                |
| 1  | ショート歯ブレード         | 60 mm、ゴールド                |
| 1  | ショート歯ブレード         | 65 mm、ネイビー                |
| 1  | ロング歯ブレード          | 30 mm、シルバー                |
| 1  | ロング歯ブレード          | 35 mm、ブルー                 |
| 1  | ロング歯ブレード          | 40 mm、レッド                 |
| 1  | ロング歯ブレード          | 45 mm、グリーン                |
| 1  | ロング歯ブレード          | 50 mm、バイオレット              |
| 1  | ロング歯ブレード          | 55 mm、ブラック                |
| 1  | ロング歯ブレード          | 60 mm、ゴールド                |
| 1  | ロング歯ブレード          | 65 mm、ネイビー                |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 35 mm、ブルー            |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 40 mm、レッド            |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 45 mm、グリーン           |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 50 mm、バイオレット         |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 55 mm、ブラック           |
| 2  | マイクロブレード、鈍        | 14 × 60 mm、ゴールド           |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 35 mm                |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 40 mm                |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 45 mm                |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 50 mm                |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 55 mm                |
| 2  | マイクロブレード、ショート歯    | 14 × 60 mm                |
| 2  | CVBツイストドリル        | 深さ8 mm、全長5 1/4"           |
| 1  | CVBディストラクタードリルガイド | 左                         |
| 1  | CVBディストラクタードリルガイド | 右                         |
| 1  | 椎体ディストラクター        | 左、100 mmラック               |
| 1  | 椎体ディストラクター        | 右、100 mmラック               |
| 2  | CVBドライバー          | シリコンハンドル                  |
| 1  | マルチレベルディストラクター    | 左、120 mmラック、90 mmエクステンション |
| 1  | マルチレベルディストラクター    | 右、120 mmラック、90 mmエクステンション |
| 1  | ボーングラフトホルダー       | 先端8 × 15 mm、全長210 mm      |
| 1  | ボーングラフトインパクター     | 3 mm                      |
| 1  | ボーングラフトインパクター     | 5 mm                      |
| 1  | ボーングラフトインパクター     | 8 mm                      |
| 1  | グラフトカッター          | 調整可能深さ8.75"、幅7 mm         |
| 1  | ACFキャリパー          | 9"                        |
| 1  | 滅菌ボックス            | 専用ケース                     |



## Johnson Neuroma Retractor

SKU RM-JNR-1

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 8.0 cm      | RM-JNR-1-1 | \$74 |
| 10.0 cm     | RM-JNR-1-2 | \$79 |
| 11.0 cm     | RM-JNR-1-3 | \$84 |
| 14.0 cm     | RM-JNR-1-4 | \$89 |



## Kolbel 肩関節開創器フレーム

SKU RM-KSRF-23-1

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細       | 価格    |
|----------------------------|----------------|-------|
| 小 — 36 mm x 36 mm 弁        | RM-KSRF-23-1-1 | \$159 |
| 中サイズ — 53 mm x 36 mm blade | RM-KSRF-23-1-2 | \$169 |
| 大 — 68 mm x 36 mm 弁        | RM-KSRF-23-1-3 | \$179 |



## Kolbel 軟部組織レトラクター

SKU RM-KSTR-8IN-1

価格 **\$119 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細                                      | 価格    |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Kolbel 軟部組織レトラクター | 寸法/詳細: 全長 8" (20.32 cm)、鈍的ブロング付き曲状ブレード・同梱数: 1 | \$119 |
| 保護スリーブ / ボックス     | 寸法/詳細: 個別配送用パッケージ・同梱数: 1                      | \$119 |



## ラテラル・ファットパッド・リトラクター（膝蓋下脂肪体鉤）

SKU RM-LFPR-10IN-1

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Lateral Fat Pad Retractor | 寸法/詳細: 全長10" (25.4 cm)、41 mm幅の研磨済み湾曲ブレード・内容数: 1 | \$84 |
| 保護スリーブ / 外箱               | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・内容数: 1                        | \$84 |



## 側方軟部組織レトラクター

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細          | 価格   |
|----------------------|-------------------|------|
| 9.75 in — 20 mm ブレード | RM-LSTR-ORTHO-1-1 | \$84 |
| 9.87 in — 22 mm ブレード | RM-LSTR-ORTHO-1-2 | \$89 |





## Lobster 前方腰椎開創器システム

SKU **RM-LALR-1**

価格 **\$3,999 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                              | 寸法 / 詳細   |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 6  | Lobster リトラクタークランプ                   | —         |
| 1  | 垂直ポスト & フレームカブラー付 Lobster テーブルクランプ   | —         |
| 1  | Lobster フレーム                         | —         |
| 2  | Lobster Mayo スイベルリトラクター、ステンレス製       | 2¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo スイベルリトラクター、ステンレス製       | 3½" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver スイベルリトラクター、ステンレス製     | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Harrington スイベルリトラクター、ステンレス製 | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Malleable スイベルリトラクター、ステンレス製  | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster Malleable スイベルリトラクター、ステンレス製  | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Fence スイベルリトラクター、ステンレス製      | 4" × 6"   |
| 2  | Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製      | 1" × 4"   |
| 2  | Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製      | 1" × 6"   |
| 2  | Lobster Renal スイベルリトラクター、ステンレス製      | 1" × 8"   |
| 1  | Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製 | 1½" × 6"  |
| 1  | Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製 | 2" × 4½"  |
| 1  | Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製 | 2" × 6"   |
| 1  | Lobster Splanchnic スイベルリトラクター、ステンレス製 | 2" × 8"   |
| 1  | 滅菌ケース                                | —         |



## Love 神経根レトラクター

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

価格 **\$24 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント    | 寸法 / 詳細                                                                                   |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ストレート      | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 直接的な直線的椎間アクセスおよび神経根の授動 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00 |
| 1  | 45度        | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 外側陥凹の減圧および関節下神経根の保護 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00    |
| 1  | 90度        | 対応全長: 17.5 cm または 21.5 cm ・ 主な臨床的役割: 深部椎間孔の探索および内側硬膜嚢の保持 ・ 価格 (USD): \$24.00 / \$29.00    |
| 1  | 保護スリーブ / 箱 | 対応サイズ: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: N/A ・ 価格 (USD): 込み                                           |



## Love 神経根レトラクター（バヨネット型）

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細                                  | 価格   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Love Nerve Root Retractor (Bayonet) | 寸法/詳細：全長 21 cm、バイオネットシャフト、カップ型神経プレート・数量：1 | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス                       | 寸法/詳細：個別輸送用パッケージ・数量：1                     | \$29 |



## Low Profile Foot and Ankle Retractor

SKU RM-LPFAR-1

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------|--------------|------|
| 7.5 inches  | RM-LPFAR-1-1 | \$84 |
| 8.75 inches | RM-LPFAR-1-2 | \$89 |




## Markham-Meyerding 片側椎弓切除用開創器

SKU RM-MMHR-17-1

価格 **\$124 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細       | 価格    |
|----------------------------|----------------|-------|
| 小 - 40 mm x 25 mm 弁        | RM-MMHR-17-1-1 | \$104 |
| 中サイズ - 50 mm x 25 mm blade | RM-MMHR-17-1-2 | \$114 |
| 大 - 60 mm x 25 mm 弁        | RM-MMHR-17-1-3 | \$124 |



## McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame

SKU RM-MMRRF-14-1

価格 **\$384 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                          | SKU / 詳細                                      | 価格    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame | 寸法 / 詳細: 全長14 cm、剛性非ヒンジ式シャシー、ギアドライブ・含まれる数量: 1 | \$384 |
| 保護スリーブ / ボックス                                        | 寸法 / 詳細: 個別輸送用梱包・含まれる数量: 1                    | \$384 |



## McCulloch-Type 神経根レトラクター

SKU RM-MNRR-1

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 12.8 cm     | RM-MNRR-1-1 | \$64 |
| 14.5 cm     | RM-MNRR-1-2 | \$74 |



## 半月板修復用レトラクター

SKU RM-MRR-5IN-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                                      | 価格   |
|---------------|-----------------------------------------------|------|
| 半月板修復用レトラクター  | 寸法/詳細: 全長 5" (12.7 cm)、研磨済み曲状デフレクターブレード・数量: 1 | \$59 |
| 保護スリーブ / ボックス | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・数量: 1                       | \$59 |



## Meyerding Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

価格 **\$99 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細                                                             |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 鈍 (Blunt) 先端モデル            | 全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 愛護的な傍脊柱筋の圧排および軟部組織の保持 ・ 価格 (USD): \$99.00      |
| 1  | 鋭 (Sharp) 先端モデル            | 全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 高密度の線維性筋膜および腱付着部への確実な係合 ・ 価格 (USD): \$99.00    |
| 1  | 鋭歯 (Toothed) 先端モデル         | 全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 椎弓および関節突起縁における滑りのない骨固定 ・ 価格 (USD): \$99.00     |
| 1  | サドル型 (Saddle-Shaped) 先端モデル | 全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 筋肉群の輪郭に合わせた保持と脊椎除圧へのアクセス確保 ・ 価格 (USD): \$99.00 |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱                | サイズ: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: - ・ 価格 (USD): 込                          |



## Meyerding Retractor with Ratchet

SKU **RM-MRWR-18-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------|----------------|------|
| 32 mm × 25 mm Wide | RM-MRWR-18-1-1 | \$84 |
| 41 mm × 25 mm 幅広   | RM-MRWR-18-1-2 | \$89 |
| 50 mm × 25 mm 幅広   | RM-MRWR-18-1-3 | \$94 |
| 57 mm × 25 mm 幅広   | RM-MRWR-18-1-4 | \$99 |



## 低侵襲膝関節開創器

SKU **RM-MIKR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 19 cm 全長    | RM-MIKR-1-1 | \$79 |
| 全長 20 cm    | RM-MIKR-1-2 | \$84 |
| 22 cm 全長    | RM-MIKR-1-3 | \$89 |



## MIS 神経根レトラクター

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細          | 価格   |
|-------------|-------------------|------|
| 4.7 mm 幅広弁  | RM-MIS-NRR-17-1-1 | \$84 |
| 7.3 mm 幅弁   | RM-MIS-NRR-17-1-2 | \$89 |



## Modified Fukuda Type Retractors

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                                            | 価格   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Modified Fukuda Type Retractor | 手持ち式整形外科用上腕骨レパレッ<br>ジ・レトラクター、フェネストレー<br>テッド・リングブレード | \$89 |
| 保護スリーブ/箱                       | 個別輸送用パッケージ                                          | \$89 |



## パテラレトラクター (膝蓋骨開創器)

SKU **RM-PTR-9IN-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                                         | 価格   |
|-------------|--------------------------------------------------|------|
| パテラレトラクター   | 全長 9" (22.86 cm)、22 mm パッド、<br>16 mm ブレード、フックチップ | \$84 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 個別輸送用パッケージ                                       | \$84 |





## PCLレトラクター

SKU **RM-PCLR-25-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                             | 価格   |
|---------------|--------------------------------------|------|
| PCLレトラクター     | 全長 25 cm (10"), 先端 21 mm、4 mm プロング配列 | \$99 |
| 保護スリーブ / ボックス | 輸送用個別包装                              | \$99 |



## PERCY AMPUTATION RETRACTOR

SKU **RM-PAR-1**

価格 **\$399 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格    |
|-------------|------------|-------|
| 24.3 cm     | RM-PAR-1-1 | \$399 |
| 35.0 cm     | RM-PAR-1-2 | \$449 |
| 42.0 cm     | RM-PAR-1-3 | \$499 |



## Perkins 自動開創器

SKU **RM-PSRR-99-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細       | 価格   |
|-------------------------------|----------------|------|
| 標準型ソリッドブロングパターン - 13 cm, 左右兼用 | RM-PSRR-99-1-1 | \$99 |
| 2 爪 & 鋭弁 - 11 cm              | RM-PSRR-99-1-2 | \$99 |
| 2 爪 & 鋭弁 - 13 cm              | RM-PSRR-99-1-3 | \$99 |
| 3 爪 & 鋭ブレード - 11 cm           | RM-PSRR-99-1-4 | \$99 |
| 3 爪 & 鋭ブレード - 13 cm           | RM-PSRR-99-1-5 | \$99 |
| 有窓曲ブレード - 13 cm, 左または右        | RM-PSRR-99-1-6 | \$99 |
| 無窓スパイク弁 - 12.7 cm, 左用または右用    | RM-PSRR-99-1-7 | \$99 |



## Phantom AL 前方腰椎手術アクセスシステム

SKU RM-PAL-1

価格 \$3,999 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント          | 寸法 / 詳細                        |
|----|------------------|--------------------------------|
| 4  | ブレード 25 × 60 mm  | 浅層用レトラクターブレード                  |
| 4  | ブレード 25 × 80 mm  | 中浅層用レトラクターブレード                 |
| 4  | ブレード 25 × 100 mm | 中間層用レトラクターブレード                 |
| 4  | ブレード 25 × 120 mm | 標準層用レトラクターブレード                 |
| 4  | ブレード 25 × 140 mm | 深層延長用レトラクターブレード                |
| 4  | ブレード 25 × 160 mm | 深部術野用レトラクターブレード                |
| 4  | ブレード 25 × 180 mm | 超深部術野用レトラクターブレード               |
| 4  | ブレード 25 × 200 mm | 最大リーチ用レトラクターブレード               |
| 1  | レトラクターリング        | レトラクターの中核となる直径300 mmの円形フレームワーク |
| 2  | 延長バー             | レトラクターフレーム・アセンブリの延長または位置調整用    |
| 6  | リングクランプ          | ホルダーおよびコンポーネントをレトラクターリングに固定    |
| 6  | ピボット式ブレードホルダー    | リング上での可動式ブレード装着を提供             |
| 1  | 六角レンチ            | フレームの調整および組み立て用の225 mm手動レンチ    |
| 2  | リングホルダー付きアーム     | レトラクターリングを支持し、テーブルマウントに接続      |
| 2  | 回転式テーブルクランプ      | 支持構造を手術台のサイドレールに固定             |
| 1  | 六角ドライバーツール       | システム調整用の専用ドライバーツール             |
| 1  | 滅菌ボックス           | 再処理用の穴あきアルミニウム製保管容器            |





## Phantom ML MIS 腰椎手術アクセスシステム

SKU RM-PML-1

価格 \$3,999 USD

### コンポーネントリスト

| 数量  | コンポーネント                        | 寸法 / 詳細                                         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | ストレートフック 40 mm                 | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | ストレートフック 50 mm                 | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | ストレートフック 60 mm                 | 専用□ 細型牽引用フック                                    |
| 1   | ストレートフック 70 mm                 | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | ストレートフック 80 mm                 | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | ストレートフック 90 mm                 | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | ストレートフック 100 mm                | 専用の細型牽引用フック                                     |
| 1   | Tハンドル・ピボットコントロール               | ピボット調整用の手動コントロールハンドル                            |
| 1   | 回転式テーブルクランプ                    | アセンブリを手術台のサイドレールに固定します                          |
| 1   | ライトケーブル                        | 標準カーブ、10 ft、未滅菌。光源から開創器へ光を伝送します                 |
| 1   | LED光源                          | ポータブル/卓上型照明ユニット                                 |
| 1   | 角度付き多関節アーム                     | クランプとフレームを接続する多関節ラックランプアーム                      |
| 1   | MIS 腰椎ベース・ピボット開創器              | 腰椎アクセス用のトップロード式 250 mm ラックメイン構造ベースフレーム          |
| 1   | ラックコネクタ                        | 補助ラックをメインフレームに接続します                             |
| 1   | ピボットセンターブレードホルダー               | トップロード式 130 mm ラック。ピボット制御でセンターブレードを保持します        |
| 1   | カウンターピボット・ステップオーバー開創器          | サイドロード式 Sure-Lock、225 mm ラック。横方向の安定性のための対抗牽引アーム |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 50 mm        | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 60 mm        | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 70 mm        | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 80 mm        | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 90 mm        | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 100 mm       | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 110 mm       | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1ペア | ベベルブレード (ペア) 22 × 120 mm       | 先端が斜めにカットされた対の開創器ブレード                           |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 40 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 50 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 60 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 70 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 80 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 90 mm  | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 100 mm | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 110 mm | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・カウンターブレード 14 × 120 mm | 短い把持歯を備えたカウンターブレード                              |
| 1   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 50 mm    | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 1   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 60 mm    | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 70 mm    | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 80 mm    | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 90 mm    | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 100 mm   | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 110 mm   | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 2   | ショートトゥース・ファンブレード 18 × 120 mm   | 短い把持歯を備えた遠位拡張型ファンブレード                           |
| 1   | ダイレーター 8 mm                    | 段階的組織拡張用器具                                      |
| 1   | ダイレーター 13 mm                   | 段階的組織拡張用器具                                      |
| 1   | ダイレーター 18 mm                   | 段階的組織拡張用器具                                      |
| 1   | ダイレーター 22 mm                   | 段階的組織拡張用器具                                      |
| 1   | オブリュエーター 18 mm                 | 初期挿入およびガイド用器具                                   |
| 1   | オブリュエーター 22 mm                 | 初期挿入およびガイド用器具                                   |
| 1   | 滅菌ボックス                         | 整理および再処理用の収納コンテナ                                |





## Ranawat Knee Retractor (ラナワット膝レトラクター)

 SKU **RM-RKR-95-1**

 価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細                                          | 価格   |
|------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Ranawat Knee Retractor | 全長 9 1/2" (24.13 cm)、17 × 34 mm 90°ブレード (鈍的または鋭的) | \$79 |
| 保護スリーブ / 箱             | 個別配送用パッケージ                                        | \$79 |



## リバーズ・ホーマン・レトラクター

 SKU **RM-RHR-85-1**

 価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                                       | 価格   |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| リバーズ・ホーマン・レトラクター | 全長 8 1/2" (21.59 cm)、非対称鈍爪ブレード、フェネストレーテッド・ハンドル | \$69 |
| 保護スリーブ / 外箱      | 輸送用個別パッケージ                                     | \$69 |



## S Total Knee Retractor (S型人工膝関節開創器)

 SKU **RM-STKR-6IN-1**

 価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細        | 価格   |
|----------------------------------------------|-----------------|------|
| シングルブレード 10 mm — 6" length, 10 mm wide blade | RM-STKR-6IN-1-1 | \$59 |
| シングルブレード 20 mm — 6" length, 20 mm wide blade | RM-STKR-6IN-1-2 | \$59 |
| 両頭仕様 — 6" length, 5 mm & 13 mm dual ends     | RM-STKR-6IN-1-3 | \$59 |



## Sandhu 神経根レトラクター

 SKU **RM-SNRR-243-1**

 価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                               | 価格   |
|------------------|----------------------------------------|------|
| Sandhu 神経根レトラクター | 全長 24.3 cm、3.2 mm 鈍的ブレード、90° マリアブルシャフト | \$54 |
| 保護スリーブ / ボックス    | 個別輸送用パッケージ                             | \$54 |



## Saxena Bone Grafting Retractor

 SKU **RM-SBGR-1**

 価格 **\$124 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細    | 価格    |
|----------------------------|-------------|-------|
| 16.5 cm Variant — 横溝または十字目 | RM-SBGR-1-1 | \$124 |
| 25.5 cm バリエーション — 横溝または網目状 | RM-SBGR-1-2 | \$149 |



## Scoville 神経根レトラクター

 SKU **RM-SNRR-235-1**

 価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細                     | 価格   |
|--------------------|------------------------------|------|
| Scoville 神経根レトラクター | 全長 23.5 cm、角度付き輪郭チップ、細身のシャフト | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス      | 輸送用個別パッケージ                   | \$29 |





## Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

価格 \$259 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント               | 寸法 / 詳細                                  |
|----|-----------------------|------------------------------------------|
| 1  | 自動保持式ガイドレールフレーム       | 脳神経外科および脊椎腔の術野展開用に設計されたメインベーススライダートラック   |
| 1  | 着脱式シングルシャープブロング横型ブレード | 切開線の深部に固定するために設計された50 mmシングルクロウブレード      |
| 1  | 着脱式ソリッド歯付横型ブレード       | 構造化された歯付チップを備えた60 mm × 25 mmのソリッド骨牽引ブレード |
| 1  | 内蔵手動スクリューロックギア        | ユーザーの疲労を軽減しながら正確な水平展開を固定するネジ機構           |
| 2  | 人間工学に基づいた開創用アーム       | 滑らかな外周エッジを備えた軽量のデュアルアームシャンク              |
| 1  | 保護用収納ボックス             | 標準輸送用パッケージ                               |



## Scoville-Haverfield 開創器 (開口保持型)

SKU RM-SHSRR-150-1

価格 \$339 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント             | 寸法 / 詳細                               |
|----|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | ヒンジ付きシャンク開口保持フレーム   | 視界の外に下向きの角度をつける関節式シザーアクションシャーシ        |
| 1  | 取り外し可能シングル鋭鉤側方ブレード  | 切開線の深部に固定するために設計された50 mm シングルクロウブレード  |
| 1  | 取り外し可能ソリッド歯付き側方ブレード | 微細歯付きチップを備えた60 mm × 25 mm のソリッド骨牽引パドル |
| 1  | 統合型手動スクリューロックギア     | 疲労を軽減し、強固な開口保持を提供する中央スレッド機構           |
| 2  | 人間工学に基づいた開創器アーム     | 完全に滑らかな外周で鍛造された軽量構造のハンドルアーム           |
| 1  | 保護用収納ケース/ボックス       | 標準輸送用パッケージ                            |



## Scoville-Richter 自保持開創器

SKU RM-SRSRR-155-1

価格 \$395 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント     | 寸法 / 詳細                          |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1  | 自保持基座フレーム滑軌 | 主滑軌フレーム, 旨在固定強靱の術野暴露             |
| 1  | 可拆卸3爪半鋭利側葉片 | 62 mm × 37 mm 爪尖附件, 專為固定深層組織表面設計 |
| 1  | 可拆卸4爪半鋭利側葉片 | 62 mm × 52 mm 爪尖附件, 旨在展開更寬的組織邊緣  |
| 1  | 集成式手動螺絲鎖定制  | 機械旋轉鎖定制, 提供固定擴張力以減少疲勞            |
| 2  | 人體工學牽開鉗臂    | 輕量化雙柄型材, 邊緣完全平滑處理                |
| 1  | 防護儲存盒 / 包裝箱 | 標準運輸包裝                           |



## SHADOWLINE Trimline 頸椎リトラクターセット

SKU RM-STCSRS-1

価格 \$2,999 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                     | 寸法 / 詳細                                |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1  | カラーコード付きデプスゲージ              | 器具およびフレームー標準                           |
| 2  | ロッキング・リトラクターハンドル（サイドローディング） | 器具およびフレームー標準                           |
| 1  | ステップダウン・トランスバース・リトラクターフレーム  | 器具およびフレームーダブルヒンジ、サイドローディング             |
| 1  | トランスバース・リトラクターフレーム          | 器具およびフレームーダブルヒンジ、サイドローディング（120 mm開口）   |
| 1  | インストゥルメントケース                | 保管および保護ー整理用トレイ                         |
| 1  | 滅菌ボックス                      | 保管および保護ー有孔コンテナ                         |
| 2  | シルバー・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー30 mm × 23 mm            |
| 2  | ブルー・組織用ブレード                 | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー35 mm × 23 mm            |
| 2  | レッド・組織用ブレード                 | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー40 mm × 23 mm            |
| 2  | グリーン・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー45 mm × 23 mm            |
| 2  | バイオレット・組織用ブレード              | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー50 mm × 23 mm            |
| 2  | ブラック・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー55 mm × 23 mm            |
| 2  | ゴールド・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー60 mm × 23 mm            |
| 2  | ネイビー・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー65 mm × 23 mm            |
| 2  | ライトグリーン・組織用ブレード             | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー70 mm × 23 mm            |
| 2  | オレンジ・組織用ブレード                | 鈍的組織用ブレード（ペア）ー75 mm × 75 mm            |
| 2  | ブルー・狭小筋肉用ブレード               | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー35 mm × 14 mm   |
| 2  | レッド・狭小筋肉用ブレード               | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー40 mm × 14 mm   |
| 2  | グリーン・狭小筋肉用ブレード              | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー45 mm × 14 mm   |
| 2  | バイオレット・狭小筋肉用ブレード            | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー50 mm × 14 mm   |
| 2  | ブラック・狭小筋肉用ブレード              | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー55 mm × 14 mm   |
| 2  | ゴールド・狭小筋肉用ブレード              | 狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア）ー60 mm × 14 mm   |
| 1  | シルバー・外側筋肉用ブレード              | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー30 mm × 23 mm |
| 1  | ブルー・外側筋肉用ブレード               | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー35 mm × 23 mm |
| 1  | レッド・外側筋肉用ブレード               | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー40 mm × 23 mm |
| 1  | グリーン・外側筋肉用ブレード              | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー45 mm × 23 mm |
| 1  | バイオレット・外側筋肉用ブレード            | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー50 mm × 23 mm |
| 1  | ブラック・外側筋肉用ブレード              | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー55 mm × 23 mm |
| 1  | ゴールド・外側筋肉用ブレード              | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー60 mm × 23 mm |
| 1  | ネイビー・外側筋肉用ブレード              | 外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル）ー65 mm × 23 mm |
| 1  | シルバー・内側筋肉用ブレード              | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー30 mm × 23 mm  |
| 1  | ブルー・内側筋肉用ブレード               | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー35 mm × 23 mm  |
| 1  | レッド・内側筋肉用ブレード               | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー40 mm × 23 mm  |
| 1  | グリーン・内側筋肉用ブレード              | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー45 mm × 23 mm  |
| 1  | バイオレット・内側筋肉用ブレード            | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー50 mm × 23 mm  |
| 1  | ブラック・内側筋肉用ブレード              | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー55 mm × 23 mm  |
| 1  | ゴールド・内側筋肉用ブレード              | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー60 mm × 23 mm  |
| 1  | ネイビー・内側筋肉用ブレード              | 内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル）ー65 mm × 23 mm  |
| 2  | ブルー・狭小組織用ブレード               | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー35 mm × 14 mm         |
| 2  | レッド・狭小組織用ブレード               | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー40 mm × 14 mm         |
| 2  | グリーン・狭小組織用ブレード              | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー45 mm × 14 mm         |
| 2  | バイオレット・狭小組織用ブレード            | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー50 mm × 14 mm         |
| 2  | ブラック・狭小組織用ブレード              | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー55 mm × 14 mm         |
| 2  | ゴールド・狭小組織用ブレード              | 狭小組織用ブレード（鈍的、ペア）ー60 mm × 14 mm         |





## Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                      | SKU / 詳細                                      | 価格   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure | 全長 7 ¾" (19.68 cm)、40 mm 幅ブレード、人間工学に基づいたTハンドル | \$79 |
| 保護スリーブ / 箱                                       | 個別輸送用パッケージ                                    | \$79 |



## Sofield レトラクター

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

価格 **\$46 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細          | 価格   |
|------------------------------------------------|-------------------|------|
| サイズ #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-1 | \$46 |
| サイズ #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-2 | \$46 |
| サイズ #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-3 | \$46 |
| サイズ #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-4 | \$46 |
| サイズ #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-5 | \$46 |
| サイズ #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm | RM-SFR-SERIES-1-6 | \$46 |



## スタッカブル Hohmann 骨レトラクター

SKU **RM-SHR-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                       | SKU / 詳細   | 価格   |
|-----------------------------------|------------|------|
| 8 ¼" (20.96 cm) — 標準、ワイド、または曲弁    | RM-SHR-1-1 | \$89 |
| 9 ¼" (23.50 cm) — 標準、ワイド、または曲ブレード | RM-SHR-1-2 | \$99 |



## Super-Slide Laminectomy Retractor

SKU RM-SSLR-1

価格 \$2,499 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント   | 寸法 / 詳細                |
|----|-----------|------------------------|
| 1  | 開創器フレーム   | 開創器システムのメイン構造フレーム      |
| 4  | スモールブレード  | 外科用開創のための2"深のブレードオプション |
| 4  | ミディアムブレード | 3"深の中深度用ブレードオプション      |
| 4  | ラージブレード   | 4"深の深部用ブレードオプション       |
| 4  | 追加用ブレード   | 4¾"深の超深部用ブレードオプション     |
| 1  | 滅菌ボックス    | コンプリートセットを整理・保管するための容器 |



## Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU RM-SLHRP-199-1

価格 \$199 USD

利用可能なサイズと価格



| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細              | 価格    |
|------------------------------------|-----------------------|-------|
| Surgical Lead Hand Retractor Plate | 成人用手型可塑性リードレトラクタープレート | \$199 |
| 保護スリーブ / ボックス                      | 標準輸送用パッケージ            | \$199 |



## Tハンドル開創器 アングルブレード

SKU RM-THRAB-1

価格 \$99 USD

利用可能なサイズと価格



| サイズ / オプション                                   | SKU / 詳細     | 価格    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------|
| 8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤  | RM-THRAB-1-1 | \$99  |
| 11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤 | RM-THRAB-1-2 | \$109 |
| 14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤 | RM-THRAB-1-3 | \$139 |



## Taylor 脊椎開創器

SKU RM-TSR-1

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|
| 7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) 深 — 頸椎および胸椎後方椎弓切除術、小児・思春期脊椎用    | RM-TSR-1-1 | \$74 |
| 7 ½" (19.05 cm) — 3" または 4" 深 — 標準的な成人腰椎椎弓切除術および椎間板切除術用        | RM-TSR-1-2 | \$79 |
| 8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) 深型 — 深部腰椎固定術、肥満外科脊椎手術、仙骨部術野展開用 | RM-TSR-1-3 | \$89 |



## Toennis 神経根レトラクター

SKU RM-TNRR-15-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細                        | 価格   |
|-------------------|---------------------------------|------|
| Toennis 神経根レトラクター | 全長 15 cm、細身のシャフト、滑らかな曲線を描くフック先端 | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス     | 個別輸送用パッケージ                      | \$29 |



## 人工肩関節置換術・反転型人工肩関節置換術用グレイノスフィア・コンポーネント・レトラクター

SKU RM-TRSAGCR-26-1

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細                                      | 価格    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 人工肩関節置換術・反転型人工肩関節置換術用グレイノスフィア・コンポーネント・レトラクター | 全長 10 ¼" (26.03 cm)、24 mm 二又チップ、人間工学に基づいたハンドル | \$109 |
| 保護スリーブ / ボックス                                | 輸送用個別包装                                       | \$109 |




## Tubular Retractor System (管状開創器システム)

SKU RM-TRS-MIS-1

価格 \$2,199 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                          | 寸法 / 詳細               |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 30 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 40 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 50 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 60 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 70 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 80 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 12-14 mm, 長さ 90 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 30 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 40 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 50 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 60 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 70 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 80 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 14-16 mm, 長さ 90 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 30 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 40 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 50 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 60 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 70 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 80 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 16-18 mm, 長さ 90 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 30 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 40 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 50 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 60 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 70 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 80 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 18-20 mm, 長さ 90 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 30 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 40 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 50 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 60 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 70 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 80 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Neupsy Key | 直径 27-29 mm, 長さ 90 mm |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 6 mm               |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 8 mm               |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 10 mm              |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 12 mm              |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 14 mm              |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 16 mm              |
| 1  | MIS Tubular Retractor Dilator    | 直径 18 mm              |
| 1  | Tubular Flexible Arm             | 多関節フレックス保持アーム         |
| 1  | Table Clamp Set                  | 手術台レール用マウント           |
| 1  | Sterilization Box                | 再処理用整理ケース             |



## Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細                                | 価格   |
|------------------------|-----------------------------------------|------|
| Wallace Knee Retractor | 全長5" (12.7 cm)、2アーム式自動保持フレーム、スクリューロックギア | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス          | 個別配送用パッケージ                              | \$79 |



## Williams Discectomy Retractor

SKU **RM-WDR-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------------------|------------|------|
| 50 mm × 20 mm (左 または 右) | RM-WDR-1-1 | \$94 |
| 70 mm × 20 mm (左用または右用) | RM-WDR-1-2 | \$99 |



## Williams Distal Radius Fracture Retractor

SKU **RM-WDRFR-45-1**

価格 **\$189 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細        | 価格    |
|------------------------------------|-----------------|-------|
| 左曲ブレード - 4.5" (11.43 cm) 全長、鈍角爪、左曲 | RM-WDRFR-45-1-1 | \$189 |
| 右曲ブレード - 4.5" (11.43 cm) 全長、鈍角爪、右曲 | RM-WDRFR-45-1-2 | \$189 |




## Williams 脊椎椎間板切除術用レトラクター

 SKU **RM-WSDR-153-1**

 価格 **\$149 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細        | 価格    |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 50 mm – 70 mm 深さ (10 または 20 mm)<br>— 左用または右用   | RM-WSDR-153-1-1 | \$149 |
| 80 mm – 90 mm 深さ (10 または 20 mm)<br>— 左側用または右側用 | RM-WSDR-153-1-2 | \$149 |
| 110 mm 深さ (10 または 20 mm) — 左用または右用             | RM-WSDR-153-1-3 | \$149 |



## Wiltse-Gelpi 自動開創器

 SKU **RM-WGSRR-1**

 価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                            | SKU / 詳細     | 価格    |
|----------------------------------------|--------------|-------|
| 28.0 cm レイアウト — 外側湾曲アーム, 鋭爪, ラチェットロック付 | RM-WGSRR-1-1 | \$99  |
| 30.5 cm レイアウト — 外側湾曲アーム, 鋭頭, ラチェットロック  | RM-WGSRR-1-2 | \$109 |





## Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set

SKU RM-ILACF-QR-1

価格 \$4,999 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                             | 寸法 / 詳細                    |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Depth Gauge                         | カラーコード付き                   |
| 2  | Spring-loaded Handle                | クイックリリース機構                 |
| 1  | Longitudinal Frame                  | クイックリリース標準                 |
| 1  | Longitudinal Frame (Panther Coated) | 光反射抑制表面                    |
| 1  | Transverse Frame                    | クイックリリース標準                 |
| 1  | Transverse Frame (Panther Ceramic)  | セラミック非反射コーティング             |
| 2  | Blunt Blade                         | 30 mm, シルバー                |
| 2  | Blunt Blade                         | 35 mm, ブルー                 |
| 2  | Blunt Blade                         | 40 mm, レッド                 |
| 2  | Blunt Blade                         | 45 mm, グリーン                |
| 2  | Blunt Blade                         | 50 mm, バイオレット              |
| 2  | Blunt Blade                         | 55 mm, ブラック                |
| 2  | Blunt Blade                         | 60 mm, ゴールド                |
| 2  | Blunt Blade                         | 65 mm, ネイビー                |
| 2  | Blunt Blade                         | 70 mm, ライトグリーン             |
| 2  | Blunt Blade                         | 75 mm, オレンジ                |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 30 mm, シルバー                |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 35 mm, ブルー                 |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 40 mm, レッド                 |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 45 mm, グリーン                |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 50 mm, バイオレット              |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 55 mm, ブラック                |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 60 mm, ゴールド                |
| 1  | Blade, Short Teeth                  | 65 mm, ネイビー                |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 30 mm, シルバー                |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 35 mm, ブルー                 |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 40 mm, レッド                 |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 45 mm, グリーン                |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 50 mm, バイオレット              |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 55 mm, ブラック                |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 60 mm, ゴールド                |
| 1  | Blade, Long Teeth                   | 65 mm, ネイビー                |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 35 mm, ブルー            |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 40 mm, レッド            |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 45 mm, グリーン           |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 50 mm, バイオレット         |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 55 mm, ブラック           |
| 2  | Micro Blade, Blunt                  | 14 × 60 mm, ゴールド           |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 35 mm                 |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 40 mm                 |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 45 mm                 |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 50 mm                 |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 55 mm                 |
| 2  | Micro Blade, Short Teeth            | 14 × 60 mm                 |
| 1  | CVB Twist Drill                     | 深さ 8 mm, 全長 5 1/4"         |
| 1  | CVB Distractor Drill Guide, Left    | 標準                         |
| 1  | CVB Distractor Drill Guide, Right   | 標準                         |
| 1  | Vertebral Body Distractor, Left     | 100 mm ラック                 |
| 1  | Vertebral Body Distractor, Right    | 100 mm ラック                 |
| 2  | CVB Screw Driver, Silicone Handle   | 標準                         |
| 1  | Multilevel Distractor, Left         | 120 mm ラック, 90 mm エクステンション |
| 1  | Multilevel Distractor, Right        | 120 mm ラック, 90 mm エクステンション |
| 1  | Bone Graft Holder                   | 先端 8 × 15 mm, 全長 210 mm    |
| 1  | Bone Graft Impactor                 | 3 mm                       |
| 1  | Bone Graft Impactor                 | 5 mm                       |
| 1  | Bone Graft Impactor                 | 8 mm                       |
| 1  | Graft Cutter                        | 調整可能な深さ 8.75", 幅 7 mm      |
| 1  | ACF Caliper                         | 9"                         |
| 1  | Sterilization Box                   | 高耐久オーガナイザーボックス             |






## Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU RM-BPSR-1

価格 \$2,399 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                   | 寸法 / 詳細                     |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | Field Post                | 12" (30.5 cm)               |
| 1  | Post Coupler              | 標準型                         |
| 1  | Horizontal Bar            | 1" 直径 (2.5 cm)              |
| 6  | Standard Ratchets         | 非チルト型                       |
| 4  | Tilt Ratchet Mechanisms   | マルチアングル                     |
| 1  | Half Circle Ring Segments | 8½" 直径 (21.6 cm)            |
| 1  | Straight Ring Segment     | 4" 直径 (10.2 cm)             |
| 1  | Straight Ring Segment     | 6" 直径 (15.2 cm)             |
| 1  | Straight Ring Segment     | 8" 直径 (20.3 cm)             |
| 2  | Meyering Blades           | ⅜" × 2½" (1.7 × 5.9 cm)     |
| 2  | Meyering Blades           | 1" × 3⅜" (2.5 × 8.5 cm)     |
| 2  | Meyering Blades           | 2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)     |
| 2  | Scoville Hooks            | 小                           |
| 2  | Scoville Hooks            | 大                           |
| 2  | 3-Prong Rakes             | ⅝" 幅 × ¾" 深さ (1.7 × 1.9 cm) |
| 2  | 4-Prong Rakes             | ¾" 幅 × ⅝" 深さ (1.9 × 0.8 cm) |
| 2  | 6-Prong Rakes             | 1" 幅 × ⅝" 深さ (2.5 × 0.8 cm) |
| 1  | Sterilization Box         | 保護ケース                       |



## Tedan Phantom CS-1600 頸椎牽引器セット

SKU RM-TPCS1600-SET-1

価格 \$2,899 USD

コンポーネントリスト



| 数量               | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                                 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 10組 (合計20枚のブレード) | 鈍端牽引器ブレード          | 長さ30 mmから75 mmまで (5 mm刻み)               |
| 6組 (合計12枚のブレード)  | 微細鈍端牽引器ブレード        | 長さ35 mmから60 mmまで (5 mm刻み)               |
| 8枚のブレード          | 長歯付き牽引器ブレード        | 長さ30 mmから65 mmまで (5 mm刻み)               |
| 1組 (合計2枚のブレード)   | バドルブレード            | 標準的な多方向牽引フレーム互換性                        |
| 2本のハンドル          | サイドローディング牽引器ハンドル   | 迅速なモジュラーブレード交換のための人間工学に基づいたツイストリリース設計   |
| 1個のゲージ           | 色分けされた深度ゲージ        | 迅速な軟部組織深度測定のために校正済み                     |
| 1個のアセンブリ         | ドライバーハンドル付きツイストドリル | 牽引ネジ用の手動スタータービットアセンブリ                   |
| 1個のガイド           | デュアルドリルガイド         | 椎体牽引ネジ間の正確な平行間隔を確保するため                  |
| 1個のガイド           | シングルドリルガイド         | 独立した、またはモジュラー式の牽引ネジ配置用                  |
| 1個のビット           | ツイストドリルビット         | 牽引ネジパイロットドリリング専用交換ビット                   |
| 2個のドライバー         | 牽引スクレュードライバー       | カスバースタイルのピン用の確実なグリップの手動取り付けドライバー        |
| 1個のツール           | キャリパー測定ツール         | 椎間高とインプラントギャップの許容差を確認するための精密ゲージ         |
| 1個のツール           | ガード付きボーンタンプ        | 6 mm × 10 mm プロファイルのデュアルエンド外科用シーディングツール |
| 1個のコンテナ          | 滅菌ボックス             | 頑丈なカスタムフィット整理外科用トレイ                     |



## ALM 開創器（自動保持式）

SKU **RM-ASRR-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                       | SKU / 詳細    | 価格   |
|-----------------------------------|-------------|------|
| 7 cm (approx. 2.75"), 4×4 鋭爪または鈍爪 | RM-ASRR-1-1 | \$89 |
| 10 cm (approx. 4.0"), 4×4 鋭または鈍爪  | RM-ASRR-1-2 | \$99 |



## Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

価格 **\$239 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細        | 価格    |
|-------------|-----------------|-------|
| 4×3 歯配列     | RM-ASRR-AMB-1-1 | \$239 |
| 4×4 歯配列     | RM-ASRR-AMB-1-2 | \$249 |
| 7×7 爪       | RM-ASRR-AMB-1-3 | \$259 |




## Army-Navy 開創器 2本セット

SKU **RM-ANR-SET-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細         | 価格   |
|---------------|------------------|------|
| Army-Navy 開創器 | 全長 21 cm、両頭型ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス | 標準輸送用パッケージ       | \$49 |



## Balfour Baby 自動開創器

SKU **RM-BBSRR-1**

価格 **\$299 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量        | コンポーネント         | 寸法 / 詳細            |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1セット (2個) | 側弁              | 深さ 60 mm           |
| 1         | Balfour 中央弁     | 幅 21 mm × 深さ 24 mm |
| 1         | Balfour 開創器フレーム | 125 × 90 mm        |




## Balfour Retractor

SKU **RM-BR-STD-1**

価格 **\$299 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント        | 寸法 / 詳細                                      |
|----|----------------|----------------------------------------------|
| 1  | Balfour 開創フレーム | 200 × 155 mm, 200 × 235 mm, または 200 × 265 mm |
| 1対 | 側方牽引弁          | 一体型/着脱可能 (深さ 60 mm または 90 mm)                |
| 1  | 可動式正中弁         | 47 × 80 mm, 62 × 76 mm, または 80 × 80 mm       |
| 1  | 保護用収納パッケージ     | 個別搬送ボックス                                     |



## Balfour USA 自保持開創器

SKU **RM-BUSRR-1**

価格 **\$399 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量          | コンポーネント      | 寸法 / 詳細                           |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 4 套 (共 8 片) | 側方葉片         | 深度分別為 65 mm、85 mm、105 mm 和 155 mm |
| 1           | Balfour 中心葉片 | 70 mm 寬 × 70 mm 深                 |
| 1           | 直型中心葉片       | 70 mm 寬 × 100 mm 深                |
| 1           | Balfour 框架   | 帶有鎖定拇指螺釘的中央結構支撐框架                 |


**ポリー開創器**

SKU **RM-BR-16-1**

価格 **\$85 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細        | 価格   |
|---------------|-----------------|------|
| ポリー開創器        | 全長 16 cm、双頭ブレード | \$85 |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ      | \$85 |


**Brewster Retractor**

SKU **RM-BRW-1**

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細   | 価格    |
|------------------------|------------|-------|
| クラス 'E' (1.9 × 3.8 cm) | RM-BRW-1-1 | \$159 |
| クラス 'D' (4.4 × 2.5 cm) | RM-BRW-1-2 | \$164 |
| クラス 'C' (5.1 × 3.5 cm) | RM-BRW-1-3 | \$169 |
| クラス 'B' (5.7 × 4.4 cm) | RM-BRW-1-4 | \$174 |
| クラス 'A' (6.3 × 4.7 cm) | RM-BRW-1-5 | \$179 |


**Brunner Retractor**

SKU **RM-BRUN-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 89 × 19 mm  | RM-BRUN-1-1 | \$54 |
| 101 × 25 mm | RM-BRUN-1-2 | \$56 |
| 120 × 25 mm | RM-BRUN-1-3 | \$58 |
| 130 × 29 mm | RM-BRUN-1-4 | \$60 |
| 140 × 29 mm | RM-BRUN-1-5 | \$62 |
| 159 × 29 mm | RM-BRUN-1-6 | \$64 |
| 178 × 29 mm | RM-BRUN-1-7 | \$69 |






## Children's Hospital Retractor (小児科用鉤)

SKU **RM-CHR-PED-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細           | 価格   |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Children's Hospital Retractor | 全長14 cm、双頭型小児用ブレード | \$39 |
| 保護スリーブ / ボックス                 | 輸送用個別包装            | \$39 |



## Collin Hartmann S字型開創器

SKU **RM-CHSR-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細                             | 価格   |
|------------------------|--------------------------------------|------|
| Collin Hartmann S字型開創器 | 全長 16 cm、52×33 mm および 30×21 mm 両頭タイプ | \$29 |
| 保護スリーブ / 外箱            | 輸送用個別包装                              | \$29 |



## Cope Retractor Double Ended (両頭鉤)

SKU **RM-CRDE-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細                              | 価格   |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Cope Retractor Double Ended | 全長 18 cm、6.0 mm および 11.0 mm のデュアルブレード | \$29 |
| 保護スリーブ/ボックス                 | 個別輸送用パッケージ                            | \$29 |



## Crile Retractor Double-Ended (両頭型クライル開創器)

SKU **RM-CRDE-RET-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                     | SKU / 詳細        | 価格   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Style #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16") | RM-CRDE-RET-1-1 | \$29 |
| Style #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"                            | RM-CRDE-RET-1-2 | \$35 |



## Czerny Retractor Double-Ended (チェルニー開創器 双頭)

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                    | 価格   |
|-------------------------------|-----------------------------|------|
| Czerny Retractor Double-Ended | 全長17.5 cm、38 × 22 mm 双頭ブレード | \$44 |
| 保護スリーブ / 箱                    | 個別輸送用パッケージ                  | \$44 |





## Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                          | SKU / 詳細      | 価格   |
|------------------------------------------------------|---------------|------|
| 18 cm L × 10 mm / 19 mm W — 小児用、浅腹部および甲状腺術野展開用       | RM-DR-STD-1-1 | \$59 |
| 20 cm L × 13 mm / 16 mm / 26 mm W — 標準的な虫垂切除および小開腹術用 | RM-DR-STD-1-2 | \$63 |
| 21 cm L × 23 mm W — 中程度腹壁および骨盤腔牽引                    | RM-DR-STD-1-3 | \$69 |
| 23 cm L × 26 mm W — 成人標準開腹術展開                        | RM-DR-STD-1-4 | \$71 |
| 26 cm L × 26 mm W — 深部骨盤腔および婦人科アプローチ用                | RM-DR-STD-1-5 | \$73 |
| 30 cm L × 26 mm / 38 mm / 50 mm W — 広範囲の臓器および肝臓排除用   | RM-DR-STD-1-6 | \$75 |
| 30 cm L × 76 mm / 101 mm W — 超広幅腹壁および肥満外科臓器保持用       | RM-DR-STD-1-7 | \$81 |
| 33 cm L × 26 mm W — 深部後腹膜および骨盤内がん手術用                 | RM-DR-STD-1-8 | \$85 |
| 36 cm L × 26 mm W — 最大到達 肥満外科および大動脈術野展開用             | RM-DR-STD-1-9 | \$87 |



## Deaver Retractor Thin Handle

SKU **RM-DRTH-1**

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                 | SKU / 詳細    | 価格   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 12" (approx. 30.5 cm) — 25, 38, 50, または 75 mm — 標準腹壁・骨盤内臓器開創用               | RM-DRTH-1-1 | \$59 |
| 13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, or 75 mm — 深部後腹膜、肥満外科、および整形外科的股関節アプローチ用 | RM-DRTH-1-2 | \$64 |





## Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                 | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 7" (approx. 17.8 cm) — 小児用および腹部浅部術野展開用                      | RM-DRHGH-1-1 | \$64 |
| 8" - 8 1/2" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — 標準的虫垂切除術、甲状腺、骨盤腔内牽引用 | RM-DRHGH-1-2 | \$66 |
| 9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — 成人標準開腹術用                | RM-DRHGH-1-3 | \$70 |
| 10 1/2" (approx. 26.7 cm) — 深部骨盤および産婦人科手術野用                 | RM-DRHGH-1-4 | \$74 |
| 12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — 深部臓器の圧排および肝臓・脾臓の挙上用    | RM-DRHGH-1-5 | \$76 |
| 14" (approx. 35.6 cm) — 高肥満症手術・後腹膜到達用（マキシマムリーチ）             | RM-DRHGH-1-6 | \$80 |




## ディープ・レイク開創器

SKU **RM-DRR-1**

価格 **\$68 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                              | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------------------------------------------------|------------|------|
| 38 mm 深 - 57 mm 幅 × 38 mm 深 - 中層皮下組織および筋肉鉤               | RM-DRR-1-1 | \$68 |
| 51 mm 深さ - 57 mm 幅 × 51 mm 深さ - 標準的な腹壁および整形外科関節の術野確保用    | RM-DRR-1-2 | \$72 |
| 63 mm Depth - 57 mm wide × 63 mm deep - 深骨盤底および脊柱傍筋圧排用   | RM-DRR-1-3 | \$76 |
| 76 mm Depth - 57 mm wide × 76 mm deep - 肥満患者・高度肥満用（最大深度） | RM-DRR-1-4 | \$80 |



## Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

価格 **\$499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量      | コンポーネント         | 寸法 / 詳細                           |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 1       | 自動固定式円形ベースフレーム  | 全方向の視認性を可能にする175 mm × 150 mmのシャーシ |
| 2 (1ペア) | 交換可能な浅型組織ブレード   | 繊細な層に最適な40 mm × 30 mmの湾曲チップ       |
| 2 (1ペア) | 交換可能な深型組織ブレード   | かさばる組織に最適化された40 mm × 40 mmの湾曲チップ  |
| 4       | クイックスライド交換ピンロック | 指への負担を軽減するスライド&ロック固定機構            |
| 1       | 保護収納ケース/箱       | 標準輸送用パッケージ                        |



## Desai 自動開創器

SKU **RM-DSRR-1**

価格 **\$129 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                                     | 価格    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Desai Self Retaining Retractor | 全長 7.25" (18.41 cm)、90°オープンループブレード、ラチェットロック付 | \$129 |
| 保護スリーブ / 箱                     | 個別輸送用パッケージ                                   | \$129 |



## Dockhorn 鉤離子（ドックホルン開創器）

SKU **RM-DOCK-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------|-------------|------|
| 12.0 mm × 40.0 mm 弁     | RM-DOCK-1-1 | \$64 |
| 14.0 mm × 55.0 mm blade | RM-DOCK-1-2 | \$69 |



## Doyen 腹部開創器

SKU **RM-DAR-25-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細      | 価格    |
|--------------------------|---------------|-------|
| 90 mm Wide Blade — 25 cm | RM-DAR-25-1-1 | \$94  |
| 100 mm 幅弁 — 25 cm        | RM-DAR-25-1-2 | \$99  |
| 115 mm 幅広弁 — 25 cm       | RM-DAR-25-1-3 | \$104 |



## Doyen 鉤離子

SKU RM-DR-22-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細     | 価格    |
|----------------------------|--------------|-------|
| 30 x 30 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-1 | \$89  |
| 32 x 40 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-2 | \$94  |
| 40 x 50 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-3 | \$99  |
| 40 x 60 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-4 | \$104 |
| 45 x 75 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-5 | \$109 |
| 65 x 85 mm 弁 — 23 cm (9½") | RM-DR-22-1-6 | \$114 |




## Farabeuf Retractor

SKU RM-FBR-SET-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------------|----------------|------|
| 12 cm (approx. 4.7") セット | RM-FBR-SET-1-1 | \$24 |
| 15 cm (approx. 6.0") セット | RM-FBR-SET-1-2 | \$29 |



## Farr Spring Retractor (ファー式スプリング開創器)

SKU RM-FSR-1

価格 **\$34 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------------|------------|------|
| 4 cm — 平刃または鋭     | RM-FSR-1-1 | \$34 |
| 5 cm — 平刃 または 鋭   | RM-FSR-1-2 | \$36 |
| 5.5 cm — 平刃 または 鋭 | RM-FSR-1-3 | \$38 |
| 6 cm — 平刃または鋭先端   | RM-FSR-1-4 | \$40 |
| 7.8 cm — 平刃または鋭尖  | RM-FSR-1-5 | \$42 |
| 14 cm — 平刃または鋭先端  | RM-FSR-1-6 | \$44 |



## ファイバーオプティック Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

価格 **\$139 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                      | 寸法 / 詳細                                          |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | ファイバーオプティック Deaver Retractor | 8" (20.3 cm) ハンドル、1" (25 mm) 湾曲ブレード、ファイバーオプティック束 |
| 1  | ユニバーサル・ライトケーブル・アダプター         | 標準的な手術室用ファイバーオプティックケーブルに接続可能                     |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                | 標準輸送用パッケージ                                       |



## Fischl 靴べら型レトラクター

SKU **RM-FSHR-16-1**

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細                | 価格   |
|-------------------|-------------------------|------|
| Fischl 靴べら型レトラクター | 全長 16 cm、湾曲した靴べら状スバチュラ刃 | \$24 |
| 保護スリーブ / 箱        | 個別輸送用パッケージ              | \$24 |



## Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                            | 価格   |
|------------------|-------------------------------------|------|
| Goelet Retractor | 全長 18.5 cm、38 mm & 45 mm 両頭ブレード - 1 | \$44 |
| 保護スリーブ / 箱       | 個別輸送用パッケージ - 1                      | \$44 |



## Golligher Self Retaining Retractor

SKU **RM-GSRR-SET-1**

価格 **\$299 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                | 寸法 / 詳細                               |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 自動固定式腹部フレームシャーシ        | 深部一般外科アクセス用の多目的構造リングフレーム              |
| 2  | 着脱式ソリッドラテラルブレード        | フラット表面サイドパネル（深さ51 mmまたは102 mm）        |
| 2  | 着脱式セントラルブレード           | 内部器官構造に適合する緩やかな曲線ブレード（51 mmまたは102 mm） |
| 3  | 個別スライド式スクリューロック        | 疲労軽減のため各ブレードに装着された機械的ラチェットロック機構       |
| 2  | 人間工学に基づいたリトラクティング鉗子ビーム | 滑らかな外周エッジを持つ軽量ハンドルプロファイル              |
| 1  | 保護用収納ボックス              | 標準輸送用パッケージ                            |



## Gosset 自動開創器

SKU **RM-GSR-SET-1**

価格 **\$349 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量     | コンポーネント               | 寸法 / 詳細                              |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1      | 自己保持型スライディングトラックフレーム  | ストレートまたはカーブシャックから選択可能なベースシャーシ        |
| 2 (1対) | 固定ワイヤー側弁              | 63 mm × 35 mm ループ型非外傷性ブレード           |
| 1      | 着脱式ソリッド中央弁            | 60 mm × 65 mm 緩やかな曲線の組織牽引パドル（3枚弁構成時） |
| 1      | デュアルスライディングスクリューロックギア | トラック位置を固定するための多点手動サムスクリューステム         |
| 2      | 人間工学に基づいた延長シャック       | 外縁が滑らかに加工された軽量ハンドルレール                |
| 1      | 保護用収納ボックス             | 標準輸送用パッケージ                           |



## Harrington 内臓レトラクター

SKU **RM-HSR-SPL-1**

価格 **\$69 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                              | SKU / 詳細       | 価格   |
|------------------------------------------|----------------|------|
| 127 mm 長 × 38 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-1 | \$69 |
| 127 mm 長 × 63 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-2 | \$69 |
| 190 mm 長 × 63 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm | RM-HSR-SPL-1-3 | \$74 |



## Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

価格 **\$189 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                          | 寸法 / 詳細                                |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic | 127 × 62 mm ブレード、ライト束、吸引・洗浄チャンネル内蔵 — 1 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルフィッティング                             | 標準的な手術室用光ファイバーケーブルに接続可能 — 1            |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                                    | 標準輸送用パッケージ — 1                         |




## Harrington Sweetheart 開創器

SKU **RM-HSR-1**

価格 **\$129 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格    |
|----------------|------------|-------|
| 4 × 12.8 cm    | RM-HSR-1-1 | \$129 |
| 6.5 × 12.8 cm  | RM-HSR-1-2 | \$134 |
| 6.5 × 14.6 cm  | RM-HSR-1-3 | \$139 |
| 9 × 25.5 cm    | RM-HSR-1-4 | \$144 |
| 11.5 × 25.5 cm | RM-HSR-1-5 | \$149 |



## Hasson S リトラクター

SKU **RM-HSR-LAP-1**

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------------------|----------------|------|
| リジッドデザイン — 10.0 mm または 13.0 mm | RM-HSR-LAP-1-1 | \$24 |
| 可塑性デザイン — 10.0 mm または 13.0 mm  | RM-HSR-LAP-1-2 | \$44 |



## Heiss 開創器

SKU **RM-HWR-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細   | 価格   |
|-----------------------------------------|------------|------|
| 5×5 爪配列 — 10×10 mm または 15×10 mm (鋭 / 鈍) | RM-HWR-1-1 | \$94 |
| 6×6 爪 — 10×10 mm または 15×10 mm (鋭 / 鈍)   | RM-HWR-1-2 | \$99 |



## Holzhimer 自動開創器

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                     | SKU / 詳細        | 価格   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Holzhimer 自動開創器 — 4" (10 cm) length, 4×4 outward prongs (鋭または鈍) | RM-HSRR-4IN-1-1 | \$49 |



## フックレトラクター

SKU **RM-HKR-165-1**

価格 **\$14 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------|----------------|------|
| 1本爪 (シングルフック) — 鋭または鈍 | RM-HKR-165-1-1 | \$14 |
| 2本爪 — 鋭または鈍           | RM-HKR-165-1-2 | \$16 |
| 3爪 — 鋭または鈍            | RM-HKR-165-1-3 | \$18 |
| 4爪 — 鋭または鈍            | RM-HKR-165-1-4 | \$20 |



## Kelly Retractor

SKU RM-KLR-26-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細      | 価格   |
|---------------|---------------|------|
| 55 mm × 60 mm | RM-KLR-26-1-1 | \$89 |
| 70 mm × 40 mm | RM-KLR-26-1-2 | \$94 |
| 95 mm × 60 mm | RM-KLR-26-1-3 | \$99 |



## Kelly Retractor-Grip Handle

SKU RM-KLR-GH-1

価格 **\$94 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                                                                               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 長さ 38 mm × 幅 51 mm | 選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 長さ 51 mm × 幅 63 mm | 選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 長さ 63 mm × 幅 76 mm | 選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 長さ 76 mm × 幅 89 mm | 選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 長さ 89 mm × 幅 76 mm | 選択可能な長さ: 24 cm または 26 cm ・ ハンドル: Hollow または Lightweight ・ 価格 (USD): \$94.00 / \$99.00 |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱        | 選択可能な長さ: 標準輸送用パッケージ ・ ハンドル: ー ・ 価格 (USD): 含む                                          |



## Kelly Retractor-Lamb Handle (ケリー開創器 ラム・ハンドル)

SKU RM-KLR-LH-1

価格 **\$94 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 51 mm 長 × 63 mm 幅 | 全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 標準的な腹壁および中程度の筋肉牽引 ・ 価格 (USD): \$94.00  |
| 1  | 63 mm 長 × 76 mm 幅 | 全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 深部骨盤底および開腹術の内臓変位 ・ 価格 (USD): \$94.00   |
| 1  | 76 mm 長 × 89 mm 幅 | 全長: 24 cm ・ 主な臨床的役割: 最大幅の腹壁および肥満外科の内臓露出 ・ 価格 (USD): \$94.00 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス     | 全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: ー ・ 価格 (USD): 含む                  |



## Kirschner 開創器

SKU **RM-KR-SET-1**

価格 **\$449 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量   | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                                      |
|------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 自動固定式ガイドレールベースフレーム | オーバルまたはスクエアのシャーン (240×240 mm または 340×240 mm) |
| 4〜6枚 | モジュール式鈍性組織ブレード     | 2枚ブレードペアセットまたは4枚ブレードフルセットから選択                |
| 4    | 個別リテンションピンロック      | ブレードを固定するためのスライド&ロック機構                       |
| 2    | 人間工学的圧排用支柱         | 滑らかな外縁を持つ超軽量構造ハンドル                           |
| 1    | 保護用収納ボックス          | 標準輸送用パッケージ                                   |



## コッヘル・ランゲンベック開創器

SKU **RM-KLR-GEN-1**

価格 **\$44 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                        | 寸法 / 詳細                                                                                      |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ナローブレード (例: 25×6, 35×8 mm)     | 全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 甲状腺、腱、および小手術におけるピンポイントの牽引・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00  |
| 1  | ミディアムブレード (例: 28×15, 41×14 mm) | 全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 標準的な虫垂切除、ヘルニア、整形外科の関節アプローチ・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1  | ディープブレード (例: 70×14, 80×16 mm)  | 全長・ハンドル: 20.3 or 22 cm (指かけ/中空)・主な用途: 深部の筋肉保持、骨盤または股関節再建の術野展開・価格 (USD): \$44.00 / \$49.00    |
| 1  | 保護スリーブ/ボックス                    | 全長・ハンドル: 標準輸送用パッケージ・主な用途: ー・価格 (USD): 込                                                      |



## Kocher リトラクター

SKU **RM-KCR-1**

価格 **\$49 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                | 寸法 / 詳細                                          |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 20.3 cm 全長 / 20 mm × 12 mm ブレード        | 主な臨床的役割: 浅い創縁の牽引および甲状腺葉の挙上・価格 (USD): \$49.00     |
| 1  | 21 cm 全長 / 8×25, 12×40, 12×45 mm ブレード  | 主な臨床的役割: 中程度の軟部組織牽引および虫垂切除術・価格 (USD): \$54.00    |
| 1  | 21 cm 全長 / 12×60, 12×65 mm ブレード        | 主な臨床的役割: 深い筋膜の牽引および四肢の筋肉保持・価格 (USD): \$54.00     |
| 1  | 23 cm 全長 / 18×40, 20×38, 20×60 mm ブレード | 主な臨床的役割: 標準的な成人開腹術および整形外科的関節露出・価格 (USD): \$64.00 |
| 1  | 23 cm 全長 / 25×60, 30×75, 40×75 mm ブレード | 主な臨床的役割: 骨盤および股関節手術における広範な筋肉変位・価格 (USD): \$64.00 |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱                            | 主な役割: 標準輸送用パッケージ・価格 (USD): 含む                    |



## Koenig Retractor

SKU **RM-KNR-17-1**

価格 **\$49 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                         | 寸法 / 詳細                                                                         |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 有窓 (Fenestrated) ブレード仕様         | 対応寸法: 13×13 mm または 13×16 mm ・主な臨床的役割: ブレードの窓を通じた下層血管・組織の直接視認 ・価格 (USD): \$49.00 |
| 1  | 無窓 (Without Fenestrated) ブレード仕様 | 対応寸法: 13×13 mm または 13×16 mm ・主な臨床的役割: 軟部組織の確実な保持および創縁の牽引 ・価格 (USD): \$49.00     |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱                     | 対応寸法: 標準輸送用パッケージ ・主な臨床的役割: ー ・価格 (USD): 含む                                      |



## Koerte Retractor

SKU **RM-KTR-24-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| Koerte Retractor | 寸法/詳細: 全長24 cm、鋭い8本のレイク爪、滑り止めリング付きリングハンドル・数量: 1 | \$54 |
| 保護スリーブ / 外箱      | 寸法/詳細: 個別輸送用包装・数量: 1                            | \$54 |



## Krasky Retractor

SKU **RM-KRK-28-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                                    | 価格   |
|------------------|---------------------------------------------|------|
| Krasky Retractor | 寸法/詳細: 全長 28 cm、ブレード 50 × 25 mm、鋭爪6本・同梱数: 1 | \$99 |
| 保護スリーブ / 外箱      | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・同梱数: 1                    | \$99 |



## Lahey フィンガーレトラクター

SKU **RM-LFR-12-1**

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細      | 価格   |
|---------------|---------------|------|
| 1本爪 / シングルフック | RM-LFR-12-1-1 | \$24 |
| 2爪            | RM-LFR-12-1-2 | \$29 |
| 3爪            | RM-LFR-12-1-3 | \$34 |



## Lahey Retractor

SKU **RM-LR-HH-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細     | 価格   |
|----------------------|--------------|------|
| 18 cm (approx. 7")   | RM-LR-HH-1-1 | \$39 |
| 20.3 cm (approx. 8") | RM-LR-HH-1-2 | \$49 |



## Langenbeck Green 鉤

SKU **RM-LGR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 17 cm       | RM-LGR-1-1 | \$44 |
| および 22 cm   | RM-LGR-1-2 | \$49 |





## Langenbeck Retractor-Solid Handle (ランゲンベック 鉤 - 中実ハンドル)

SKU **RM-LRSH-203-1**

価格 **\$49 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                                                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | スタイル #1       | 寸法 (長さ×幅) : 32 mm長 × 10 mm幅 ・ 主な臨床的役割 : 局所的な創縁および表在性軟部組織の牽引 ・ 価格 (USD) : \$49.00              |
| 1  | スタイル #2       | 寸法 (長さ×幅) : 38 mm長 × 10 mm幅 ・ 主な臨床的役割 : 中間の筋膜牽引および腱の露出 ・ 価格 (USD) : \$49.00                   |
| 1  | スタイル #3       | 寸法 (長さ×幅) : 38 mm長 × 12 mm幅 ・ 主な臨床的役割 : 標準的な成人の虫垂切除術、ヘルニア手術、整形外科の関節アプローチ ・ 価格 (USD) : \$49.00 |
| 1  | スタイル #4       | 寸法 (長さ×幅) : 38 mm長 × 16 mm幅 ・ 主な臨床的役割 : 広範囲の筋肉変位および深部軟部組織の保持 ・ 価格 (USD) : \$49.00             |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 寸法 (長さ×幅) : 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割 : なし ・ 価格 (USD) : 込み                                         |



## Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade

SKU **RM-LRAW-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 25.5 cm     | RM-LRAW-1-1 | \$94 |
| および 27 cm   | RM-LRAW-1-2 | \$99 |



## Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細       | 価格   |
|---------------|----------------|------|
| 10 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-1 | \$54 |
| 16 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-2 | \$59 |



## Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

価格 **\$2,699 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                         | 寸法 / 詳細   |
|----|-------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Lobster Frame                                   | —         |
| 1  | Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame  | —         |
| 6  | Lobster Retractor Clamp                         | —         |
| 2  | Lobster Mayo Swivel Retractor                   | ¾" × 2"   |
| 1  | Lobster Fence Swivel Retractor                  | 4" × 6"   |
| 1  | Lobster Splanchnic Swivel Retractor             | 2" × 6"   |
| 1  | Lobster Deaver Swivel Retractor                 | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated) | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated) | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart Retractor         | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified        | 3" × 2½"  |
| 1  | Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified        | 3" × 4"   |
| 1  | Sterilization Box                               | —         |



## Lone Star Retractor (結腸、直腸、頭頸部外科用)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

価格 **\$399 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                | SKU / 詳細        | 価格    |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| 小リング — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)      | RM-LSR-CRHN-1-1 | \$384 |
| Standard Ring — 18.6 cm x 8.9 cm (大腸肛門外科用) | RM-LSR-CRHN-1-2 | \$399 |
| 大リング — 25.0 cm x 25.0 cm (大腸肛門外科用)         | RM-LSR-CRHN-1-3 | \$414 |





## Lone Star Retractor (一般外科・頭頸部外科用)

SKU RM-LSR-GHN-1

価格 \$499 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細       | 価格    |
|----------------------------------------------|----------------|-------|
| Small Ring — 22.0 cm x 11.3 cm (一般外科/頭頸部外科用) | RM-LSR-GHN-1-1 | \$484 |
| 標準型リング — 28.3 cm x 18.3 cm (一般外科/頭頸部外科用)     | RM-LSR-GHN-1-2 | \$499 |
| 大リング — 32.5 cm x 18.3 cm (一般外科/頭頸部外科用)       | RM-LSR-GHN-1-3 | \$514 |



## Martin Arm Retractor

SKU RM-MAR-1

価格 \$799 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント | 寸法 / 詳細                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------|
| 1  | カブラー    | 手術台のサイドレールにしっかりと固定し、L字型バーを所定の位置で保持・ロックします。    |
| 1  | L字型バー   | カブラーに挿入し、主要な垂直および水平方向の構造的支柱として機能します。          |
| 1  | 多関節アーム  | L字型バーに連結し、術野上でレトラクター器具の多軸移動と固定ポジショニングを可能にします。 |



## Mathieu Finger Retractor

SKU RM-MFR-16-1

価格 \$34 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細                                    | 価格   |
|--------------------------|---------------------------------------------|------|
| Mathieu Finger Retractor | 寸法/詳細: 全長16 cm、幅8.0 mm、各端3本爪 (鋭または鈍) ・数量: 1 | \$34 |
| 保護スリーブ / 外箱              | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ ・数量: 1                    | \$34 |



## Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------------------------|---------------|------|
| 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-1 | \$44 |
| 47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm | RM-MTR-20-1-2 | \$54 |



## Mayo 腹部開創器

SKU **RM-MAR-28-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細      | 価格    |
|---------------------------|---------------|-------|
| 標準型 — 11 in, 70 mm 弱弯ブレード | RM-MAR-28-1-1 | \$109 |



## Mayo-Collins リトラクター 2本セット

SKU **RM-MCR-SET-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細       | 価格   |
|------------------------|----------------|------|
| 標準型 — 5 7/8 in, 両頭ブレード | RM-MCR-SET-1-1 | \$49 |



## Meyerding フィンガーリトラクター

SKU RM-MFR-178-1

価格 **\$39 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3本爪、鋭         | 寸法 (長さ × 幅): 9.5 mm × 3.9 mm 幅・主な臨床的役割: 滑りのない皮膚の把握と小さな皮弁の挙上・価格 (USD): \$39.00 |
| 1  | 有鉤プロファイル      | 寸法 (長さ × 幅): 3.1 mm × 6.3 mm 幅・主な臨床的役割: 局所的な腱鞘の露出と線維性縁の保持・価格 (USD): \$39.00   |
| 1  | 有鉤プロファイル      | 寸法 (長さ × 幅): 4.7 mm × 15.8 mm 幅・主な臨床的役割: 中間的な筋膜の牽引および腱再建・価格 (USD): \$39.00    |
| 1  | 鈍プロファイル       | 寸法 (長さ × 幅): 3.1 mm × 9.5 mm 幅・主な臨床的役割: 非侵襲的な神経血管牽引および指の露出・価格 (USD): \$39.00  |
| 1  | 鈍プロファイル       | 寸法 (長さ × 幅): 6.3 mm × 17.4 mm 幅・主な臨床的役割: 広範な軟部組織の挙上と手部靭帯の露出・価格 (USD): \$39.00 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 寸法 (長さ × 幅): 標準輸送用パッケージ・主な臨床的役割: ー・価格 (USD): 込み                               |



## Middeldorp Retractor

SKU RM-MDR-28-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------------|---------------|------|
| 7.0 mm × 14.0 mm  | RM-MDR-28-1-1 | \$49 |
| 22.0 mm × 20.0 mm | RM-MDR-28-1-2 | \$54 |
| 30.0 mm × 26.0 mm | RM-MDR-28-1-3 | \$59 |



## Morris Retractor Single-Ended (片頭モーリス開創器)

SKU RM-MRSE-23-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                              | 価格   |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| Morris Retractor Single-Ended | 全長 230 mm (23 cm)、L字型ソリッドブレード、窓付きハンドル | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱                    | 個別輸送用パッケージ                            | \$49 |



## Murphy Ball Retractor

SKU **RM-MBR-35-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション  | SKU / 詳細      | 価格   |
|--------------|---------------|------|
| 2.0 mm 球状チップ | RM-MBR-35-1-1 | \$39 |
| 3.0 mm 球状チップ | RM-MBR-35-1-2 | \$39 |
| 4.0 mm 球状チップ | RM-MBR-35-1-3 | \$39 |



## Murphy Retractor

SKU **RM-MR-195-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細      | 価格   |
|-----------------|---------------|------|
| 2 爪 (8.0 mm 幅)  | RM-MR-195-1-1 | \$44 |
| 3 爪 (13.0 mm 幅) | RM-MR-195-1-2 | \$49 |
| 4 爪 (18.0 mm 幅) | RM-MR-195-1-3 | \$54 |
| 6 爪 (28.0 mm 幅) | RM-MR-195-1-4 | \$59 |



## 新生児用 T型リボン開創器

SKU **RM-NTRR-265-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細        | 価格   |
|------------------|-----------------|------|
| 2.5 cm × 1.25 cm | RM-NTRR-265-1-1 | \$49 |
| 3.8 cm × 1.40 cm | RM-NTRR-265-1-2 | \$54 |
| 4.5 cm × 1.60 cm | RM-NTRR-265-1-3 | \$59 |



## Ollier 鉤（オリエル・リトラクター）

SKU RM-OR-SERIES-1

価格 **\$74 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細         | 価格   |
|-------------------|------------------|------|
| 8 1/2" (21.59 cm) | RM-OR-SERIES-1-1 | \$74 |
| 9.0" (22.86 cm)   | RM-OR-SERIES-1-2 | \$79 |



## Parker Retractor- Set Of Two (2本セット)

SKU RM-PR-SET-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------|---------------|------|
| 5 in        | RM-PR-SET-1-1 | \$44 |
| 5 1/2 in    | RM-PR-SET-1-2 | \$49 |
| 6 in        | RM-PR-SET-1-3 | \$54 |
| 7 in        | RM-PR-SET-1-4 | \$59 |
| 7 1/4 in    | RM-PR-SET-1-5 | \$64 |



## Parker-Mott Retractor-Set of Two

SKU RM-PMR-SET-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細                | 価格   |
|------------------------|-------------------------|------|
| Parker-Mott Retractors | 全長15.3 cm、非対称両頭ソリッドブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス          | 標準輸送用パッケージ              | \$49 |




## Parker-Tommy Retractor

SKU **RM-PTR-16-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細            | 価格   |
|------------------------|---------------------|------|
| Parker-Tommy Retractor | 全長16 cm、非対称両頭湾曲ブレード | \$39 |
| 保護スリーブ / 外箱            | 個別輸送用パッケージ          | \$39 |



## 小児用 Deaver 鉤

SKU **RM-PDR-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------|------------|------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PDR-1-1 | \$69 |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PDR-1-2 | \$74 |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PDR-1-3 | \$79 |



## 小児用リボン開創器

SKU **RM-PRR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------|------------|------|
| 17.5 cm (6.9") | RM-PRR-1-1 | \$44 |
| 20.0 cm (7.9") | RM-PRR-1-2 | \$49 |
| 22.0 cm (8.7") | RM-PRR-1-3 | \$54 |



## Rake Finger Retractor (レイク・フィンガー開創器)

SKU RM-RFR-153-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------|----------------|------|
| 1本爪 (シングルフック) — 鈍または鋭 | RM-RFR-153-1-1 | \$29 |
| 2本爪 — 鈍または鋭           | RM-RFR-153-1-2 | \$34 |
| 3爪 — 鈍または鋭            | RM-RFR-153-1-3 | \$39 |
| 4爪 — 鈍または鋭            | RM-RFR-153-1-4 | \$44 |



## Redler Retractor

SKU RM-RDR-5IN-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                                       | 価格   |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| Redler Retractor | 全長5" (12.7 cm)、テーパー状機能<br>ブレード、細身の人間工学ハンド<br>ル | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱      | 個別輸送用パッケージ                                     | \$49 |



## Ricard 開腹リトラクター

SKU RM-RAR-SET-1

価格 **\$229 USD**

コンポーネントリスト

| 数量     | コンポーネント      | 寸法 / 詳細                                                 |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1      | 自動固定式ベースフレーム | 視界を向上させるための湾曲シャック付きシャー<br>シ                             |
| 2 (1対) | 着脱式ソリッド側弁    | 幅広のスクープ状サイドパネル (オプションA:<br>50×58 mm / オプションB: 60×80 mm) |
| 1      | 着脱式中央弁       | 非対称フラットプレート (オプションA: 55×70<br>mm / オプションB: 80×90 mm)    |
| 1      | 特殊ネジ式ロック     | 弁の展開を固定するための手動回転ロックギア                                   |
| 1      | コンパクトフックハンドル | 器具の占有スペースを最小限に抑えるための一<br>体型クリップ                         |
| 1      | 保護用収納ボックス    | 標準輸送用パッケージ                                              |



## Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                       | SKU / 詳細          | 価格   |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| 10 ¼" (approx. 26.0 cm) — 二重直角凹型弁 | RM-RER-SERIES-1-1 | \$54 |
| 10 ½" (approx. 26.7 cm) — 二重直角凹型弁 | RM-RER-SERIES-1-2 | \$59 |
| 10 ¾" (approx. 27.3 cm) — 二重直角凹型弁 | RM-RER-SERIES-1-3 | \$64 |
| 11 ¼" (approx. 28.6 cm) — ダブル直角凹弁 | RM-RER-SERIES-1-4 | \$69 |



## Richardson 鉤（グリップハンドル付）

SKU **RM-RRGH-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------------------|-------------|------|
| 9 ½" (24.13 cm) — 中空、ラム型、または軽量グリップ  | RM-RRGH-1-1 | \$64 |
| 10.0" (25.40 cm) — ホロー、ラム、または軽量グリップ | RM-RRGH-1-2 | \$69 |
| 11.0" (27.94 cm) — ホロー、ラム、または軽量グリップ | RM-RRGH-1-3 | \$74 |



## Richardson Retractor Loop Handle

SKU **RM-RRLH-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細    | 価格   |
|------------------------------------|-------------|------|
| 9 ½" (24.13 cm) — 直角強弯ブレード、ループハンドル | RM-RRLH-1-1 | \$54 |
| 10.0" (25.40 cm) — 直角弁、ループハンドル     | RM-RRLH-1-2 | \$59 |



## Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

価格 **\$1,699 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント         | 寸法 / 詳細        |
|----|-----------------|----------------|
| 2  | レールクランプ         | 手術台レール取付用      |
| 2  | テーブルサイドバー       | 26" (マウントフレーム) |
| 1  | テーブルクロスバー       | 21" (マウントフレーム) |
| 1  | Rochard固定装置     | フレーム固定機構       |
| 1  | Rochard腹部レトラクター | 50 × 90 mm     |
| 1  | Rochard腹部レトラクター | 50 × 105 mm    |
| 1  | Rochard腹部レトラクター | 50 × 120 mm    |



## Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------------------------------|-------------|------|
| 5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 鈍鉤  | RM-RRDE-1-1 | \$44 |
| 5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 鈍鉤 | RM-RRDE-1-2 | \$49 |



## ルー・開創器 - 両頭型

SKU **RM-RRDE-14-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細       | 価格   |
|------------------------------------|----------------|------|
| 小ブレード — 19 mm wide × 25 mm long    | RM-RRDE-14-1-1 | \$54 |
| 中サイズブレード — 22 mm wide × 41 mm long | RM-RRDE-14-1-2 | \$59 |
| 大弁 — 25 mm wide × 41 mm long       | RM-RRDE-14-1-3 | \$64 |
| 3種アップグレードセット — スモール・ミディアム・ラージ組合せ   | RM-RRDE-14-1-4 | \$94 |



### S字型双頭鉤

SKU **RM-SSDER-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                     | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------------------------------------------|--------------|------|
| 10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm 両端 | RM-SSDER-1-1 | \$29 |
| 11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm 両端 | RM-SSDER-1-2 | \$34 |



### Sauerbruch 筋鉤 (ザウエルブルッフ)

SKU **RM-SBR-9IN-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                             | SKU / 詳細       | 価格   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| $\frac{5}{8}$ " × $1\frac{3}{4}$ " (approx. 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-1 | \$69 |
| $2\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-2 | \$69 |
| $\frac{7}{8}$ " × $2\frac{1}{2}$ " (approx. 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-3 | \$69 |
| $\frac{3}{4}$ " × $2\frac{7}{8}$ " (approx. 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm) | RM-SBR-9IN-1-4 | \$69 |



### Seeburger Retractor-Set of Two (2本セット)

SKU **RM-SRS-14-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                  | 価格   |
|----------------------|---------------------------|------|
| Seeburger Retractors | 全長 14 cm、フラットハンドル、カーブブレード | \$54 |
| 保護スリーブ / ボックス        | 標準輸送用パッケージ                | \$54 |



## Senn 前方開創器

SKU RM-SFR-625-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                             | 価格   |
|-------------|--------------------------------------|------|
| Senn 前方開創器  | 6.25" (15.87 cm) 長、浅鉤式前方チップ、フラットハンドル | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱  | 個別輸送用パッケージ                           | \$49 |



## Senn Green 筋鉤 (リトラクター)

SKU RM-SGR-14-1

価格 **\$27 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細      | 価格   |
|------------------------|---------------|------|
| 6 mm × 10 mm 弁 — 14 cm | RM-SGR-14-1-1 | \$27 |
| 6 mm × 20 mm 弁 — 14 cm | RM-SGR-14-1-2 | \$29 |



## Senn Miller レトラクター

SKU RM-SMR-SERIES-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                      | SKU / 詳細          | 価格   |
|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| 15.0 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ | RM-SMR-SERIES-1-1 | \$29 |
| 15.5 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ | RM-SMR-SERIES-1-2 | \$34 |
| 16.0 cm Reach — 10×9 mm 平型ブレード / 10×11 mm 3本爪レーキ | RM-SMR-SERIES-1-3 | \$39 |
| 有効長 20.0 cm — 10×9 mm 扁平弁 / 10×11 mm 3本爪レーキ      | RM-SMR-SERIES-1-4 | \$49 |



## Senn T-Handle リトラクター

SKU RM-STHR-45-1

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                                | 価格   |
|----------------------|-----------------------------------------|------|
| Senn T-Handle リトラクター | 全長 4.5" (11.43 cm)、多爪レイク (鈍または鋭)、T字ハンドル | \$54 |
| 保護スリーブ / 外箱          | 個別配送用パッケージ                              | \$54 |



## Strandell Stille Retractor

SKU RM-SSR-17-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細                            | 価格   |
|----------------------------|-------------------------------------|------|
| Strandell Stille Retractor | 全長 17 cm、6 × 15 mm 湾曲ブレード (鋭鉤または鈍鉤) | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス              | 個別輸送用パッケージ                          | \$44 |



## US Army Retractor (アーミー開創器)、2本セット

SKU RM-USAR-SET-21-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|--------------------|-------------------------------------------------|------|
| US Army Retractors | 全長 21 cm、ダブルエンド型 38 × 22 mm および 41 × 25 mm ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱        | 標準輸送用パッケージ                                      | \$49 |





## Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細        | 価格   |
|-----------------------------|-----------------|------|
| 2 爪 (鈍 / 鋭) — 8 mm – 11 mm  | RM-VRUP-223-1-1 | \$64 |
| 3 爪 (鈍 / 鋭) — 11 mm – 18 mm | RM-VRUP-223-1-2 | \$69 |
| 4 爪 (鈍 / 鋭) — 18 mm – 26 mm | RM-VRUP-223-1-3 | \$74 |
| 6 爪 (鈍 / 鋭) — 26 mm – 40 mm | RM-VRUP-223-1-4 | \$79 |



## Volkman Retractor

SKU **RM-VR-SERIES-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細         | 価格   |
|-----------------------------|------------------|------|
| 2 爪 (鈍 / 鋭) — 8 mm – 11 mm  | RM-VR-SERIES-1-1 | \$64 |
| 3 爪 (鈍 / 鋭) — 10 mm – 18 mm | RM-VR-SERIES-1-2 | \$69 |
| 4 爪 (鈍 / 鋭) — 13 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-3 | \$74 |
| 6 爪 (鈍 / 鋭) — 18 mm – 28 mm | RM-VR-SERIES-1-4 | \$79 |
| 8 爪 (鈍 / 鋭) — 28 mm – 42 mm | RM-VR-SERIES-1-5 | \$84 |



## W.M. Lemmon Deaver 開創器

SKU **RM-WMLDR-395-1**

価格 **\$119 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細         | 価格    |
|--------------------------------------|------------------|-------|
| 25 mm ワイドブレード — 25 mm 幅 × 235 mm 有効長 | RM-WMLDR-395-1-1 | \$119 |
| 50 mm 幅弁 — 50 mm 幅 × 235 mm 有効長      | RM-WMLDR-395-1-2 | \$119 |



## Weitlaner Retractor

SKU **RM-WR-SERIES-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                              | SKU / 詳細         | 価格    |
|------------------------------------------|------------------|-------|
| 4" から 4 ½" (10–11.5 cm) — 2×2 または 2×3 鈍鉤 | RM-WR-SERIES-1-1 | \$94  |
| 5" から 5 ½" (13–14 cm) — 3×4 爪            | RM-WR-SERIES-1-2 | \$99  |
| 6 ½" (16.5 cm) — 3×4 爪                   | RM-WR-SERIES-1-3 | \$104 |
| 8" (20 cm) — 3×4 鈍/鋭鉤                    | RM-WR-SERIES-1-4 | \$109 |
| 9 ½" to 10" (24–25.5 cm) — 5×6 爪         | RM-WR-SERIES-1-5 | \$114 |



## 広口自動開創器 (Wide Self-Retaining Retractor)

SKU **RM-WSRR-35-1**

価格 **\$139 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                                         | 価格    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Wide Self-Retaining Retractor | 3.5" (8.89 cm) 広幅スムーズブレード、10×12 mmチップ、ラチェット付シャシー | \$139 |
| 保護スリーブ / ボックス                 | 個別輸送用パッケージ                                       | \$139 |



## Zalkind 可塑性リボンレトラクター

SKU **RM-ZMRR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 10 cm       | RM-ZMRR-1-1 | \$44 |
| 18 cm       | RM-ZMRR-1-2 | \$49 |
| 20 cm       | RM-ZMRR-1-3 | \$54 |
| 21 cm       | RM-ZMRR-1-4 | \$59 |
| 26 cm       | RM-ZMRR-1-5 | \$64 |
| 30 cm       | RM-ZMRR-1-6 | \$69 |
| 33 cm       | RM-ZMRR-1-7 | \$69 |




## Bookwalter Retractor (スタンダード)

SKU RM-SBR-1

価格 \$2,499 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                  | 寸法 / 詳細                      |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Bookwalter フィールドポスト      | 12" (30.5 cm)                |
| 1  | Bookwalter ホリゾンタルバー      | スタンダード                       |
| 1  | Bookwalter ポストカブラー       | ヘビーデューティー                    |
| 1  | Bookwalter ホリゾンタルフレックスバー | 1" Diameter (2.5 cm)         |
| 2  | Bookwalter 標準ラチェット       | ノンチルト                        |
| 7  | Bookwalter チルトラチェット機構    | マルチアングル                      |
| 1  | ミディアムオーバルリング             | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) |
| 1  | ミディアムセグメントリング            | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)  |
| 2  | Balfour ブレード             | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)      |
| 4  | Kelly ブレード               | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)       |
| 4  | Kelly ブレード               | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)      |
| 4  | Kelly ブレード               | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)      |
| 4  | Kelly ブレード               | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)      |
| 4  | Kelly ブレード               | 2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)      |
| 1  | マリアブルブレード                | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)      |
| 2  | マリアブルブレード                | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)      |
| 1  | 滅菌ケース                    | 有孔オーガナイザーケース                 |



## Omni Retractor System

SKU RM-OR-1

価格 \$2,499 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                  | 寸法 / 詳細                            |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Omni Clamp Sterile Field Post            | 高耐久テーブルレールクランプおよびポスト               |
| 1  | Standard Wishbone Frame                  | スプリットフォーク型構造リングフレーム                |
| 1  | Hinged Extension Arm                     | リーチと柔軟性を拡張する19" (48.3 cm) アーム      |
| 8  | SnapClamp Blade Holders                  | クイックコネクト・スライドオン式フレームクランプ           |
| 2  | Mayo Swivel Retractors                   | 2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)            |
| 1  | Mayo Swivel Retractor                    | 3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)            |
| 1  | Fence Swivel Retractor                   | 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm) 幅広筋壁用ブレード |
| 1  | Splanchnic Swivel Retractor              | 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm) 深部臓器用ブレード |
| 1  | Splanchnic Swivel Retractor              | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm) 深部臓器用ブレード  |
| 2  | Renal Vein Swivel Retractors             | 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm) ナロー血管用ブレード |
| 1  | Deaver Swivel Retractor                  | 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm) 湾曲ブレード   |
| 1  | Malleable Slotted Swivel Retractor       | 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm) 可屈曲ストリップ  |
| 1  | Malleable Slotted Swivel Retractor       | 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm) 可屈曲ストリップ  |
| 1  | Harrington (Sweetheart) Swivel Retractor | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm) ハート型ブレード   |
| 1  | Storage Box                              | 専用パッド付き木製収納ケース                     |





## Bookwalter 肥満外科用開創器システム

SKU RM-BBRS-1

価格 \$1,899 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                | 寸法 / 詳細                              |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Field Post             | 18" (45.7 cm)                        |
| 1  | Horizontal Bar         | 標準                                   |
| 1  | Post Coupler           | 標準                                   |
| 6  | Tilt Ratchet Mechanism | 多角式                                  |
| 1  | Ratchet Extender       | 標準エクステンション                           |
| 1  | Twist Ratchet          | 可変角                                  |
| 1  | Ring, Oval             | ミディアム                                |
| 1  | Kelly Blade            | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly Blade            | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly Blade            | 2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)              |
| 1  | Balfour Blade          | 3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)             |
| 1  | Malleable Blade        | 3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)             |
| 1  | Malleable Blade        | 2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)              |
| 1  | Malleable Blade        | 2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)             |
| 1  | Malleable Blade        | 4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)             |
| 1  | Harrington Blade       | 2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm) |
| 1  | Sterilization Box      | 保護用ケース                               |




## Bookwalter 一般外科リトラクター

SKU RM-BGSR-1

価格 \$1,999 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント         | 寸法 / 詳細                              |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1  | フィールドポスト        | 12" (30.5 cm)                        |
| 1  | 水平バー            | 標準                                   |
| 1  | ポストカプラー         | 標準                                   |
| 1  | 水平フレックスバー       | 直径 1" (2.5 cm)                       |
| 2  | 標準ラチェット         | 固定式                                  |
| 6  | チルトラチェット機構      | マルチアングル                              |
| 1  | オーバルリング (中)     | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | セグメントリング (中)    | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 1  | Balfour ブレード    | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 2  | Kelly ブレード      | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly ブレード      | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly ブレード      | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Kelly ブレード      | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | マリアブルブレード       | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | マリアブルブレード       | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | マリアブルブレード       | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)             |
| 1  | Harrington ブレード | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | Gelpi ブレード      | 標準                                   |
| 1  | 滅菌ケース           | 保護用                                  |



## Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

価格 **\$2,499 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                             | 寸法 / 詳細                                                   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2  | Elite Rail Clamp                    | 22" (55.9 cm) 高耐久サイドレールマウント                               |
| 1  | Double Angled Arm                   | 22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)                |
| 1  | Lateral Angled Arm                  | 19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (直径 3/8")           |
| 2  | Lateral Angled Arms                 | 17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (直径 3/8")           |
| 1  | Bilateral Crossbar (Hinged)         | 34" (11 1/2" × 8 1/2" × 11 1/2" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)  |
| 3  | Cam Clip-On                         | クイックコネクト式フレームスライディングクリップ                                  |
| 1  | Micro-Adjustable Handle             | 10" (25.4 cm) 精密デモンストラクター付                                |
| 3  | Balfour Blades with Lips            | 83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm (リップ付)               |
| 3  | Wide Balfour Blades                 | 交換可能、広範囲の筋層保持用                                            |
| 1  | Harrington (Sweetheart) Blade       | 114 × 254 mm (4 1/2" × 10") 深部臓器保持用                       |
| 9  | Kelly Interchangeable Blades        | 3" × 3 1/2" (7.6 × 8.9 cm) 標準直角タイプ                        |
| 1  | Malleable Interchangeable Blade Set | 25 × 190 mm, 51 × 254 mm, 76 × 254 mm, 102 × 254 mm (可塑性) |
| 2  | St. Marks Interchangeable Blades    | 51 × 152 mm (2" × 6") ディープリップエッジ付                         |
| 1  | Storage Box                         | カスタムパッドスロット付き木製収納ケース                                      |




## Bookwalter 直腸/経肛門手術用開創器

SKU **RM-BRTASR-1**

価格 **\$2,199 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                              |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 1  | フィールドポスト      | 12" (30 cm)                          |
| 2  | ステンレス製ポストカブラー | 1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)            |
| 2  | 水平フレックスバー     | 直径 1" (2.5 cm)                       |
| 1  | 垂直延長バー        | 12" (30 cm)                          |
| 5  | チルトラチェット      | 標準マルチアングル                            |
| 1  | 小型半円リング       | 内径 8 1/2" (21.3 cm)                  |
| 1  | セグメント会陰リング    | 9 1/2" × 14 1/2" (23.8 cm × 36.3 cm) |
| 2  | 直腸用ブレード       | 7/8" × 3 3/8" (2.2 cm × 9.7 cm)      |
| 2  | 直腸用ブレード       | 7/8" × 2 1/4" (2.2 cm × 7.2 cm)      |
| 2  | 可塑性ブレード       | 1" × 3 1/2" (2.5 cm × 10 cm)         |
| 2  | 可塑性ブレード       | 1/2" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)          |
| 2  | 可塑性ブレード       | 3/4" × 4" (1.9 cm × 10 cm)           |
| 2  | Deaver ブレード   | 1" × 3 1/2" (2.5 cm × 8.8 cm)        |
| 1  | 滅菌ボックス        | 保護ケース                                |



## Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

価格 **\$1,999 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                            | 寸法 / 詳細                              |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Bookwalter Field Post              | 12" (30.5 cm)                        |
| 1  | Bookwalter Horizontal Bar          | スタンダード                               |
| 1  | Bookwalter Post Coupler            | スタンダード                               |
| 1  | Bookwalter Horizontal Flex Bar     | 直径 1" (2.5 cm)                       |
| 2  | Bookwalter Standard Ratchets       | 非チルト式                                |
| 5  | Bookwalter Tilt Ratchet Mechanisms | マルチアングル                              |
| 1  | Bookwalter Oval Ring, Medium       | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | Bookwalter Segmented Ring, Medium  | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 2  | Bookwalter Balfour Blades          | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly Blade             | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Bookwalter Kelly Blade             | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly Blade             | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Bookwalter Kelly Blade             | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter Malleable Blade         | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | Bookwalter Malleable Blades        | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Bookwalter Harrington Blade        | 1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | Wooden Storage Box                 | 専用保護ケース                              |



## Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

価格 **\$2,199 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント         | 寸法 / 詳細                            |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1  | フィールドポスト        | 12" (30 cm) 垂直支持ロッド                |
| 1  | ステンレス製ポストカブラー   | 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) 高耐久レールクランプ  |
| 1  | 水平フレックスバー       | 1" 径 (2.5 cm) 多関節アーム               |
| 1  | 小型ラウンドソリッドリング   | 内径 8½" (21.3 cm)                   |
| 1  | 小型オーバルセグメントリング  | 8½" × 14" (20 × 35 cm) ヒンジ式可変フレーム  |
| 6  | チルトラチェット        | ロープロファイル型フレームロック機構                 |
| 2  | マリアブルブレード       | 1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)           |
| 2  | マリアブルブレード       | ¾" × 4" (1.9 × 10 cm)              |
| 2  | マリアブルブレード       | 2" × 6" (5 × 15 cm)                |
| 2  | Deaver ブレード     | 1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm) 曲線状骨盤用ブレード |
| 2  | Kelly ブレード      | 2" × 1½" (5 × 3.8 cm) 浅型直角ブレード     |
| 2  | Kelly ブレード      | 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) 直角ブレード     |
| 2  | Kelly ブレード      | 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm) 直角ブレード      |
| 2  | ディーブレーキブレード     | ¾" 深 × ¾" 幅 (1.9 × 1.7 cm) 多歯爪     |
| 2  | Richardson ブレード | ¾" × 2" (1.9 × 5 cm) 浅型フラットリップ     |
| 2  | Richardson ブレード | 1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm) 浅型フラットリップ  |
| 2  | Richardson ブレード | ¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm) 浅型フラットリップ   |
| 1  | 滅菌ボックス          | 整理・収納用専用有孔コンテナ                     |




## Bookwalter StrongArm ベーシック一般外科開創器システム

SKU RM-BSABGRS-1

価格 \$1,499 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                     | 寸法 / 詳細                              |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | トップマウント StrongArm PLUS ホルダー | 高さ調節可能 / 多関節型                        |
| 1  | オーバーリング (中)                 | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | ヘビーデューティー・レールクランプ           | テーブルレール対応                            |
| 4  | チルトラチェット機構                  | マルチアングル                              |
| 1  | Balfour 弁                   | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 1  | Harrington 弁                | 1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 2  | 可塑性弁                        | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 滅菌ボックス                      | 保護ケース                                |




## Bookwalter StrongArm 一般外科開腹レトラクターシステム

SKU RM-BSAGSRS-1

価格 \$2,199 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                     | 寸法 / 詳細                              |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1  | トップマウント StrongArm PLUS ホルダー | 高さ調節可能 / 多軸式                         |
| 1  | ヘビーデューティー・レールクランプ           | 手術台レール対応                             |
| 2  | ラチェット機構                     | 標準 (非傾斜)                             |
| 6  | チルトラチェット機構                  | マルチアングル                              |
| 1  | セグメントリング                    | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)         |
| 1  | セグメントリング                    | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)          |
| 1  | Balfour ブレード                | 2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)              |
| 2  | Kelly ブレード                  | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)               |
| 1  | Kelly ブレード                  | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)              |
| 1  | Kelly ブレード                  | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)              |
| 1  | Kelly ブレード                  | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | Harrington ブレード             | 1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm) |
| 1  | Gelpi ブレード                  | 標準型                                  |
| 1  | 可塑性ブレード                     | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)              |
| 2  | 可塑性ブレード                     | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)              |
| 1  | 可塑性ブレード                     | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)             |
| 1  | 滅菌ケース                       | 保護用ケース                               |





## Custom Bookwalter Retractor

SKU RM-CBR-1

価格 \$2,999 USD

### コンポーネントリスト

| 数量       | コンポーネント                  | 寸法 / 詳細                                                                                                      |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構成により異なる | マウント用ハードウェア (選択可能オプション)  | 標準フィールドポスト (12", 18")、トップマウント型StrongArm PLUSホルダー、ヘビーデューティ・レールクランプ、ポストカブラー、水平バー、水平フレックスバー、延長バー                |
| 構成により異なる | リングフレーム (選択可能オプション)      | ソリッド・オーバルリング、ソリッド・ラウンドリング、セグメント・オーバルリング、セグメント・ラウンドリング、半円セグメント、ストレートリング・セグメント (4"、6"、8")、ノッチ付き会陰リング           |
| 構成により異なる | ラチェット機構 (選択可能オプション)      | 標準非傾斜型ラチェット、マルチアングル傾斜型ラチェット、ツイストラチェット、ラチェットエクステンダー、ロープロファイル・ロック機構                                            |
| 構成により異なる | 硬性および可塑性ブレード (選択可能オプション) | Kelly、Balfour、Harrington、Deaver、可塑性 (マリアブル)、Richardson、Meyering、Gelpi、腔壁側方/後方用、腎Wylieおよび直腸用ブレード、ディーブ・レイク・クロウ |
| 構成により異なる | 保管およびパッケージング (選択可能オプション) | 有孔滅菌ボックス、カスタマイズされたトレイインサート、保護輸送コンテナ、OEMプライベートラベルパッケージ                                                        |



## 直腸・経肛門手術用アクセサリセット

SKU RM-RTAAS-1

価格 \$499 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                      |
|----|---------------|------------------------------|
| 2  | 直腸ブレード        | 7/8" × 2 1/8" (2.2 × 7.2 cm) |
| 2  | 直腸ブレード        | 7/8" × 3 3/8" (2.2 × 9.7 cm) |
| 1  | 小型ラウンドソリッドリング | 内径 (ID) 8.5" (21.3 cm)       |
| 1  | 滅菌ボックス        | 保護・収納用オーガナイザー                |



## 小切開用アクセサリセット

SKU RM-SIAS-1

価格 \$449 USD

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                    |
|----|---------------|----------------------------|
| 1  | Gelpi フックブレード | 標準ファインポイント仕様               |
| 1  | Kelly ブレード    | 1" × 1 1/2" (2.5 × 3.8 cm) |
| 1  | Kelly ブレード    | 1" × 2 1/2" (2.5 × 6.3 cm) |
| 1  | 小型ソリッドラウンドリング | 8.5" (21.3 cm) 内径 (ID)     |
| 1  | 滅菌ボックス        | 専用収納オーガナイザー                |




## Bookwalter StrongArm システム

SKU **RM-BSA-1**

価格 **\$899 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                         | 寸法 / 詳細                            |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Bookwalter StrongArm ポジショニングアーム | 3関節式ポジショニングシステム一式                  |
| 1  | フィールドポスト                        | 12" (30 cm) または 18" (45 cm) から選択可能 |



## スネーク肝臓レトラクター

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細        | 価格      |
|-------------|-----------------|---------|
| 三角形先端モデル    | RM-SLR-TRI-1    | \$299   |
| 胃バンド先端モデル   | RM-SLR-GB-1     | \$299   |
| 円形先端モデル     | RM-SLR-CIR-1    | \$299   |
| フック先端モデル    | RM-SLR-HOOK-1   | \$299   |
| 多角形先端モデル    | RM-SLR-POLY-1   | \$299   |
| 5モデル完全セット   | RM-SLR-SERIES-1 | \$1,399 |



## 5フィンガーファンリトラクター

SKU **RM-FR5F-299-1**

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション  | SKU / 詳細      | 価格    |
|--------------|---------------|-------|
| 5 mm — 関節型   | RM-FR5F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — 非関節型  | RM-FR5F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — 関節型  | RM-FR5F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — 非関節型 | RM-FR5F-10N-1 | \$299 |



### 3フィンガーファン型牽引器

SKU RM-FR3F-299-1

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション  | SKU / 詳細      | 価格    |
|--------------|---------------|-------|
| 5 mm — 関節型   | RM-FR3F-5A-1  | \$299 |
| 5 mm — 非関節型  | RM-FR3F-5N-1  | \$299 |
| 10 mm — 関節型  | RM-FR3F-10A-1 | \$299 |
| 10 mm — 非関節型 | RM-FR3F-10N-1 | \$299 |



### 食道関節式リトラクター

SKU RM-EAR-299-1

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格    |
|-------------|-------------|-------|
| 5 mm シャフト   | RM-EAR-5-1  | \$299 |
| 10 mm シャフト  | RM-EAR-10-1 | \$299 |



### カイトスタイルファンレトラクター

SKU RM-KSFR-299-1

価格 **\$299 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細      | 価格    |
|-------------------|---------------|-------|
| 5 mm — ストレートシャフト  | RM-KSFR-5S-1  | \$299 |
| 5 mm — カーブシャフト    | RM-KSFR-5C-1  | \$299 |
| 10 mm — ストレートシャフト | RM-KSFR-10S-1 | \$299 |
| 10 mm — カーブシャフト   | RM-KSFR-10C-1 | \$299 |



## Iron Intern シングルアーム

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

価格 **\$999 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細     | 価格      |
|-------------------|--------------|---------|
| 17" スタンダードモデル     | RM-IIISA-1-1 | \$999   |
| 22" スタンダードモデル     | RM-IIISA-2-1 | \$1,199 |
| 22" ジャンボヘビーデューティー | RM-IIISA-3-1 | \$1,299 |
| 22" デュプレックスバリエント  | RM-IIISA-4-1 | \$1,399 |
| 22" 折りたたみ式バリエント   | RM-IIISA-5-1 | \$1,499 |
| 26" スタンダードモデル     | RM-IIISA-6-1 | \$1,599 |
| 26" ジャンボヘビーデューティー | RM-IIISA-7-1 | \$1,699 |



## Iron Intern Hydra Double Arm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

価格 **\$1,699 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細     | 価格      |
|--------------------------|--------------|---------|
| 22" Standard Hydra Model | RM-IIHDA-1-1 | \$1,699 |
| 22" Jumbo Heavy Duty     | RM-IIHDA-2-1 | \$1,799 |
| 26" Jumbo Heavy Duty     | RM-IIHDA-3-1 | \$1,999 |





## スティーバーリブグリップリトラクターキット

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

価格 **\$4,999 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量             | コンポーネント                 | 寸法 / 詳細                                        |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | リーズセンタープラットフォーム         | メインクロスバーを特殊なハイドロヨークデュアルアームアタッチメントに接続します        |
| 1              | ハイドロヨークダブルアーム           | シングルポスト設定を両側アクセス用の剛性デュアルアームフレームに変換します          |
| 1              | 蝶ナット付き垂直ボール             | 標準的な直立サポートポスト。テーブルの左側に取り付ける必要があります             |
| 1              | Vノッチ付き垂直ボール             | フレームのバランスと回転防止安定性を提供するデュアルアンカー垂直ポスト            |
| 1              | 2ピース水平バー                | 上部胸部/腹部を横切ってロックする頑丈な水平クロスバー                    |
| 2              | 溝付き3/Dスインガーレールクランプ      | 垂直サポートボールを手術台のベッドレールに直接しっかりとロックします             |
| 1              | スティーバー小型プラットフォーム (左)    | 左側のリトラクターブレードを前後に誘導するラチェットハウジング                |
| 1              | スティーバー小型プラットフォーム (右)    | 右側のリトラクターブレードを前後に誘導するラチェットハウジング                |
| 1              | スティーバー大型プラットフォーム (左)    | 左の手術野に構造的なレバレッジを提供する外側の解剖学的ウィング                |
| 1              | スティーバー大型プラットフォーム (右)    | 右の手術野に構造的なレバレッジを提供する外側の解剖学的ウィング                |
| 2              | スティーバー回転ハンドル            | ラチェットブレードを手動で前進または後退させるために使用される挿入可能なドライバーハンドル  |
| 1              | スティーバーニードル              | プラットフォームアセンブリをしっかりとロックまたは緩めるために使用される特殊な調整ピンツール |
| 2              | スティーバーラチェットブレード (サイズ4A) | 中深度の頑丈な構造ブレード (タイプAまたはタイプBハンドル付きで出荷)           |
| 2              | スティーバーラチェットブレード (サイズ5A) | 深部プロファイルの頑丈な構造ブレード (タイプAまたはタイプBハンドル付きで出荷)      |
| 1              | 保護保管 / ボックス             | 標準的な頑丈な輸送および保管ケース                              |
| 機械的接続タイプ       | ブレードハンドルバリエーション         | 可動域の詳細                                         |
| 固定 / 永久ピン設定    | タイプAハンドル                | ブレードの回転を厳密に単一平面に限定します                          |
| スロット付き端 / 交換可能 | タイプBハンドル                | 完全な多面回転を実現します。頑固な肋骨弓の挙上に最適です                   |





## Alar レトラクター（鼻翼鉤）

SKU RM-AR-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                 | 価格   |
|---------------|--------------------------|------|
| Alar レトラクター   | 全長 15 cm、22 × 13 mm プレード | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス | 個別輸送用パッケージ               | \$29 |



## Allport Mastoid Retractor

SKU RM-AMR-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細        | 価格   |
|---------------------------|-----------------|------|
| Allport Mastoid Retractor | 全長10.2 cm、4×4鋭爪 | \$59 |
| 保護スリーブ / ボックス             | 個別輸送用パッケージ      | \$59 |



## Arnett Le Fort 上唇レトラクター

SKU RM-ALFULR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------|-------------|------|
| Arnett Le Fort 上唇レトラクター | 顎顔面上唇術野確保器具 | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス           | 個別輸送用パッケージ  | \$49 |



## Aufricht Daniel 鼻レトラクター

SKU **RM-ADNR-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                     | SKU / 詳細                               | 価格   |
|---------------------------------|----------------------------------------|------|
| Aufricht Daniel Nasal Retractor | 11 cm overall length, 50 × 10 mm blade | \$29 |
| 保護スリーブ / 外箱                     | 個別輸送用パッケージ                             | \$29 |



## Aufricht 鼻レトラクター

SKU **RM-ANR-6IN-1**

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細       | 価格    |
|-------------|----------------|-------|
| 吸引なし (標準)   | RM-ANR-6IN-1-1 | \$59  |
| 吸引管付        | RM-ANR-6IN-1-2 | \$199 |



## Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

価格 **\$149 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                | 寸法 / 詳細                                   |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic | 全長6 1/4" (15.9 cm)、7.0 mm凹型ブレード、光ファイバー束付き |
| 1  | ユニバーサル・ライトガイド・アダプター                    | 標準的な手術室用光ファイバーケーブルに適合                     |
| 1  | 保護用スリーブ/ボックス                           | 標準輸送用パッケージ                                |



## Aufricht Walter 鼻レトラクター

SKU RM-AWNR-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細                   | 価格   |
|-------------------------|----------------------------|------|
| Aufricht Walter 鼻レトラクター | 全長13.5 cm、42 × 7 mm 両頭ブレード | \$69 |
| 保護スリーブ / 外箱             | 個別輸送用パッケージ                 | \$69 |



## Austin 組織・頬牽引器

SKU RM-ATCR-1

価格 **\$45 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細       | 価格   |
|----------------|----------------|------|
| Austin 組織・頬牽引器 | コンパクトな直角口腔内牽引器 | \$45 |
| 保護スリーブ / ボックス  | 個別の輸送用パッケージ    | \$45 |



## Awty 下顎頭頸部レトラクター

SKU RM-ACNR-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細            | 価格   |
|------------------|---------------------|------|
| Awty 下顎頭頸部レトラクター | 全長 22 cm、湾曲型下顎頭プレート | \$59 |
| 保護スリーブ / ボックス    | 個別輸送用パッケージ          | \$59 |



## Barsky 鼻用レトラクター

SKU **RM-BNR-1**

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                            | 価格   |
|-----------------|-------------------------------------|------|
| Barsky 鼻用レトラクター | 全長 3 ¾" (9.5 cm)、10 × 55 mm<br>ブレード | \$64 |
| 保護スリーブ / ボックス   | 輸送用個別包装                             | \$64 |



## Bauer 下顎切痕用口内開創器

SKU **RM-BSNIOR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細      | 価格    |
|---------------------|---------------|-------|
| 導光体なし (左用または右用)     | RM-BSNIOR-1-1 | \$79  |
| ファイバー導光体付 (左用または右用) | RM-BSNIOR-1-2 | \$149 |



## Bellucci Endaural Retractors (耳内開創器)

SKU **RM-BER-1**

価格 **\$174 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格    |
|-------------|------------|-------|
| 無窓弁 2鈍歯付    | RM-BER-1-1 | \$174 |
| 無窓弁 2鋭歯付    | RM-BER-1-2 | \$174 |



## Bishop リップ&チークレトラクター

SKU RM-BLCR-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                | 価格   |
|----------------------|-------------------------|------|
| Bishop リップ&チークレトラクター | 全長 13.5 cm、27 mm 双頭ブレード | \$24 |
| 保護スリーブ / ボックス        | 個別輸送用パッケージ              | \$24 |



## Bose Tracheal Retractor

SKU RM-BOTR-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 左用          | RM-BOTR-1-1 | \$29 |
| 右仕様         | RM-BOTR-1-2 | \$29 |



## Bose 気管開口鉤 スプリングタイプ

SKU RM-BTR-ST-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細              | 価格   |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| Bose Tracheal Retractor Spring Type | 全長 7 cm、スプリング式カーブブレード | \$59 |
| 保護スリーブ/ボックス                         | 個別輸送用パッケージ            | \$59 |



## Bremerich Mandibular Channel Retractor (下顎骨用チャンネルリトラクター)

SKU RM-BMCR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 18 cm       | RM-BMCR-1-1 | \$44 |
| 22.5 cm     | RM-BMCR-1-2 | \$49 |



## Cerkes Double Ended Nasal Retractor (Cerkes両頭鼻用レトラクター)

SKU RM-CDENR-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------------|--------------|------|
| 小 (10×7 mm & 15×7 mm)  | RM-CDENR-1-1 | \$69 |
| 大 (30×8 mm & 35×10 mm) | RM-CDENR-1-2 | \$74 |



## Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU RM-CNRW-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                  | SKU / 詳細                | 価格   |
|----------------------------------------------|-------------------------|------|
| Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor | 較正済み球形ウェイト付き輪郭形成フックブレード | \$79 |
| 保護スリーブ / 箱                                   | 個別輸送用パッケージ              | \$79 |



## 創傷・頬粘膜用コンビネーション開創器

SKU RM-CWCR-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                           | SKU / 詳細        | 価格   |
|---------------------------------------|-----------------|------|
| Combination Wound and Cheek Retractor | 口腔および創傷用両頭開創器ー1 | \$69 |
| Protective Sleeve / Box               | 個別輸送用パッケージー1    | \$69 |



## Condyle Retractor

SKU RM-CONDR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細     | 価格   |
|---------------|--------------|------|
| 8 mm × 27 mm  | RM-CONDR-1-1 | \$44 |
| 10 mm × 44 mm | RM-CONDR-1-2 | \$49 |



## Converse Alar Retractor Double Ended

SKU RM-CARDE-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細     | 価格   |
|--------------------|--------------|------|
| 10 mm ワイド開口        | RM-CARDE-1-1 | \$49 |
| 14 mm Wide Opening | RM-CARDE-1-2 | \$54 |



## Converse Nasal Retractor (コンバース鼻用レトラクター)

SKU **RM-CNR-45-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細      | 価格    |
|-------------|---------------|-------|
| ファイバー照明なし   | RM-CNR-45-1-1 | \$69  |
| ファイバー照明付    | RM-CNR-45-1-2 | \$209 |



## Converse 鼻用リトラクター、10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

価格 **\$14 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細        | 価格   |
|---------------|-----------------|------|
| 10 mm × 16 mm | RM-CNR-10CM-1-1 | \$14 |
| 12 mm × 30 mm | RM-CNR-10CM-1-2 | \$19 |
| 12 mm × 40 mm | RM-CNR-10CM-1-3 | \$24 |
| 12 mm × 50 mm | RM-CNR-10CM-1-4 | \$29 |



## Cottle Alar 鼻翼レトラクター / フック

SKU **RM-CANR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                         | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------------------|-------------|------|
| 左側ボール付 — 14.0 cm 全長、10 mm 幅、左側ボール付爪 | RM-CANR-1-1 | \$44 |
| 右側ボール付 — 14.0 cm 全長、10 mm 幅、右側ボール付爪 | RM-CANR-1-2 | \$44 |



## Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs

SKU RM-CNR4BP-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細                        | 価格   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------|
| Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs | 全長6" (15.0 cm)、10.0 mm幅レーキ、4本鈍爪 | \$44 |
| 保護スリーブ / 外箱                             | 個別配送用パッケージ                      | \$44 |



## Cottle リトラクターフック 2本爪

SKU RM-CRH2P-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------------------------|--------------|------|
| ボール付爪 — 6 ¾" 全長、12 mm 幅       | RM-CRH2P-1-1 | \$49 |
| 鋭爪 — 6 ¾" length, 12 mm width | RM-CRH2P-1-2 | \$49 |



## Cronin 頬牽引器

SKU RM-CCR-ORAL-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                 | 価格   |
|-------------|--------------------------|------|
| Cronin 頬牽引器 | 全長 16 cm、幅 19 mm カーブブレード | \$24 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 個別輸送用パッケージ               | \$24 |



## Cronin Lip & Nostril Retractor

SKU RM-CLNR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                  | 価格   |
|--------------------------------|---------------------------|------|
| Cronin Lip & Nostril Retractor | 全長6" (15.2 cm)、幅14 mm、両端式 | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱                     | 個別輸送用パッケージ                | \$49 |



## Dumbach 下顎枝チャンネルレトラクター

SKU RM-DMCR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 左曲 — 23 cm  | RM-DMCR-1-1 | \$49 |
| 右曲 — 23 cm  | RM-DMCR-1-2 | \$49 |



## Dunn Dautrey 外側開創器

SKU RM-DDLR-135-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細              | 価格   |
|--------------------|-----------------------|------|
| Dunn Dautrey 外側開創器 | 全長 13.5 cm、角度付き外側ブレード | \$29 |
| 保護スリーブ / 箱         | 個別輸送用パッケージ            | \$29 |



## Fisch 関節付リトラクター

SKU **RM-FRWJ-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細    | 価格    |
|--------------------|-------------|-------|
| 右2本爪 / 左無鉤 — 17 cm | RM-FRWJ-1-1 | \$109 |
| 左2本爪 / 右無鉤 — 17 cm | RM-FRWJ-1-2 | \$109 |



## フレキシブルネックレトラクター

SKU **RM-FNR-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------|------------|------|
| 2本爪仕様 — 鋭または鈍  | RM-FNR-1-1 | \$29 |
| 3爪構成 — 鋭端または鈍端 | RM-FNR-1-2 | \$34 |
| 4爪セット — 鋭または鈍  | RM-FNR-1-3 | \$39 |



## Fomon Retractor

SKU **RM-FMR-17-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                 | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 標準仕様 — 17 cm 全長, 5 × 10 mm ボールチップ, ステンレス製                   | RM-FMR-17-1-1 | \$44 |
| 絶縁仕様 — 17 cm length, 5 × 10 mm ball tip, dielectric coating | RM-FMR-17-1-2 | \$54 |



## Gerbault Tebbett's 吸引開創器

SKU **RM-GTSR-1**

価格 **\$209 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                     | SKU / 詳細    | 価格    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 14 cm — 吸引レトラクター                                                                | RM-GTSR-1-1 | \$194 |
| 18 cm — 吸引レトラクター — 標準型                                                          | RM-GTSR-1-2 | \$209 |
| 吸引・ファイバー照明付仕様 — Retractor with 3-hole tip, suction line, and fiber-optic bundle | RM-GTSR-1-3 | \$209 |



## Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------|----------------|------|
| 3×3 ハレイアウト — 鋭または鈍 | RM-GJR-115-1-1 | \$84 |
| 4×4 鈍鉤配列 — 鋭または鈍   | RM-GJR-115-1-2 | \$89 |



## Goodyear 口蓋垂レトラクター

SKU **RM-GUR-18-1**

価格 **\$34 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                     | SKU / 詳細      | 価格   |
|---------------------------------|---------------|------|
| 6 1/4 in (15.9 cm)              | RM-GUR-18-1-1 | \$26 |
| 7 3/8 in (18.7 cm) — 標準、15 mm 弁 | RM-GUR-18-1-2 | \$34 |



## Green Thyroid Retractor

SKU RM-GTR-223-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細                                      | 価格   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Green Thyroid Retractor | 全長22.3 cm、湾曲オープンワイヤー<br>ループブレード、リングハンドル<br>ー1 | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス           | 個別輸送用パッケージー1                                  | \$44 |



## Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU RM-GRR-NOSE-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                      | 価格   |
|------------------------------|-------------------------------|------|
| Gruber Rhinoplasty Retractor | 10 mm幅ダブルフック仕様、フラット<br>ハンドルー1 | \$89 |
| 保護スリーブ / ボックス                | 個別輸送用パッケージー1                  | \$89 |



## Hajek Cheek Retractor

SKU RM-HCR-175-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細                            | 価格   |
|-----------------------|-------------------------------------|------|
| Hajek Cheek Retractor | 全長17.5 cm、低侵襲用ブレード、<br>コンフォートグリップー1 | \$24 |
| 保護スリーブ / 箱            | 個別輸送用パッケージー1                        | \$24 |



## Hargis Coronoid Retractor With Chain

SKU RM-HCRWC-1

価格 \$49 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                   | 寸法 / 詳細                         |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | Hargis Coronoid Retractor | 全長19 cm、切欠き付き筋突起ブレードー1本         |
| 1  | 統合型開創チェーン                 | 20 cm ヘビーデューティー・ステンレスリンクチェーンー1本 |
| 1  | 保護スリーブ/箱                  | 個別輸送用パッケージー1個                   |



## Hargis 下顎骨体部レトラクター

SKU RM-HMBR-17-1

価格 \$44 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細               | 価格   |
|--------------------|------------------------|------|
| Hargis 下顎骨体部レトラクター | 全長17 cm、13 mm フックチップー1 | \$44 |
| 保護スリーブ / 外箱        | 個別輸送用パッケージー1           | \$44 |



## Hargis 内側下顎枝レトラクター

SKU RM-HMRR-1

価格 \$59 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細    | 価格   |
|---------------------|-------------|------|
| 左面向ー7 ¾" (19.7 cm)  | RM-HMRR-1-1 | \$59 |
| 右側向きー7 ¾" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-2 | \$59 |



## Helms Retractor

SKU RM-HLR-11-1

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                   | 価格    |
|-----------------|----------------------------|-------|
| Helms Retractor | 全長11 cm、2本鈍爪、スクリュー<br>ロック式 | \$109 |
| 保護スリーブ / ボックス   | 個別輸送用パッケージ                 | \$109 |



## Henahan リトラクター

SKU RM-HNHR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細    | 価格   |
|------------------------------------|-------------|------|
| 17 cm (approx. 6.7") — サイズ2 鈍的ブレード | RM-HNHR-1-1 | \$44 |
| 20 cm (approx. 7.9") — サイズ2 鈍弁     | RM-HNHR-1-2 | \$49 |




## Henner Endaural Retractor

SKU RM-HER-475-1

価格 **\$189 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細       | 価格    |
|---------------------------|----------------|-------|
| 4 1/2 in (11.4 cm)        | RM-HER-475-1-1 | \$179 |
| 4 3/4 in (12.06 cm) — 標準型 | RM-HER-475-1-2 | \$189 |



## House 手動開創器

SKU RM-HHR-6IN-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                                  | 価格   |
|-------------|-------------------------------------------|------|
| House 手動開創器 | 全長 6" (15.24 cm)、5×16 mm & 9×25 mm 双頭ブレード | \$69 |
| 保護スリーブ/箱    | 個別輸送用パッケージ                                | \$69 |



## Jackson 気管開口レトラクター

SKU RM-JTR-14-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細                       | 価格   |
|--------------------|--------------------------------|------|
| Jackson 気管開口レトラクター | 全長 14 cm、8.0 mm 鋭利フック、フラットハンドル | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス      | 輸送用個別パッケージ                     | \$29 |




## Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU RM-JTR-DE-17-1

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細               | 価格   |
|-----------------------------------------|------------------------|------|
| Jackson Tracheal Retractor-Double Ended | 全長17 cm、スレンダーな湾曲両端ブレード | \$39 |
| 保護スリーブ / 箱                              | 個別輸送用パッケージ             | \$39 |



## Jansen Mastoid Retractor

SKU RM-JMR-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 3"          | RM-JMR-1-1 | \$69 |
| 3 ¼"        | RM-JMR-1-2 | \$74 |
| 3 ½"        | RM-JMR-1-3 | \$79 |
| 4"          | RM-JMR-1-4 | \$84 |
| 4 ¼"        | RM-JMR-1-5 | \$89 |
| 4 ½"        | RM-JMR-1-6 | \$94 |



## Jolls Friedman Self Retaining Retractor

SKU RM-JFSRR-1

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細                                 | 価格   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------|
| Jolls Friedman Self Retaining Retractor | 寸法/詳細: 全長6" (15.24 cm)、窓付き湾曲ジョー、スクリューロック | \$94 |
| 保護スリーブ/箱                                | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ                        | \$94 |



## Kreidler 軟部組織レトラクター

SKU RM-KSTR-21-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                                | 価格   |
|---------------------|-----------------------------------------|------|
| Kreidler 軟部組織レトラクター | 寸法/詳細: 全長 21 cm、5 × 20 mm ワイドブレード・数量: 1 | \$44 |
| 保護スリーブ / 箱          | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・数量: 1                 | \$44 |



## Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

価格 \$49 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Lahey Thyroid Retractor | 寸法/詳細: 全長 20.3 cm (8")、25 mm リップ付き直角ブレード・同梱数: 1 | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱             | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・同梱数: 1                        | \$49 |



## Levasseur Merrill Retractor

SKU RM-LMR-25-1

価格 \$69 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細                                       | 価格   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------|
| Levasseur Merrill Retractor | 寸法/詳細: 全長25 cm、12.5 / 27 mm 骨切りチャンネルブレード・数量: 1 | \$69 |
| 保護スリーブ / 外箱                 | 寸法/詳細: 個別輸送用包装・数量: 1                           | \$69 |




## Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic (光ファイバー照明付)

SKU RM-LMR-FO-1

価格 \$139 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                 | 寸法 / 詳細                                               |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic | 寸法/詳細: 全長25 cm、12.5 / 27 mm ブレード、光ファイバーライトバンドル付・数量: 1 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター                      | 寸法/詳細: 標準的な手術室用ライトケーブルに接続・数量: 1                       |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                           | 寸法/詳細: 標準輸送用パッケージ・数量: 1                               |



## 口唇・頬粘膜レトラクター

SKU RM-LCR-26-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション  | SKU / 詳細                                  | 価格   |
|--------------|-------------------------------------------|------|
| 口唇・頬粘膜レトラクター | 寸法/詳細: 全長 26 cm、曲線非侵襲的ブレード、フラットハンドル・数量: 1 | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱   | 寸法/詳細: 個別輸送用包装・数量: 1                      | \$49 |



## Lothrop Uvula Retractor

SKU RM-LUR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 17 cm       | RM-LUR-1-1 | \$44 |
| 25 cm       | RM-LUR-1-2 | \$49 |



## Love 口蓋垂レトラクター

SKU RM-LUR-17-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------|---------------|------|
| 18 mm 弁幅    | RM-LUR-17-1-1 | \$59 |
| 20 mm 幅弁    | RM-LUR-17-1-2 | \$64 |



### Luer S 気管開創器

SKU RM-LSTR-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 10 cm       | RM-LSTR-1-1 | \$24 |
| 13 cm       | RM-LSTR-1-2 | \$29 |
| 14 cm       | RM-LSTR-1-3 | \$34 |



### Lukens 気管開口レトラクター

SKU RM-LTR-634-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細                                                      | 価格   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| Lukens 気管開口レトラクター | 寸法/詳細: 全長 6 3/4" (17.1 cm)、10 mm 湾曲および 7 mm 角状のデュアルブレード・数量: 1 | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス     | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・数量: 1                                       | \$79 |



### 下顎骨チャンネル開創器 (Mandibular Channel Retractor)

SKU RM-MCR-17-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                              | 価格   |
|------------------------------|---------------------------------------|------|
| Mandibular Channel Retractor | 寸法/詳細: 全長 17 cm、8 mm 幅チャンネルブレード・数量: 1 | \$29 |
| 保護スリーブ / 外箱                  | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・数量: 1               | \$29 |



## Martin-Simplex 頬・口唇開口器

SKU RM-MSCLR-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細     | 価格   |
|--------------------|--------------|------|
| 10 cm              | RM-MSCLR-1-1 | \$24 |
| 4 ½ inches / 11 cm | RM-MSCLR-1-2 | \$29 |




## McBurney 甲状腺レトラクター

SKU RM-MTR-19-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細      | 価格   |
|-----------------------------|---------------|------|
| 標準型 — 7.5 in, 16x10 mm ブレード | RM-MTR-19-1-1 | \$49 |



## McCabe Antral Retractor

SKU RM-MAR-658-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細       | 価格   |
|----------------|----------------|------|
| 標準型 — 6 5/8 in | RM-MAR-658-1-1 | \$99 |



## 内側下顎枝・眼窩縁リトラクター

SKU RM-MRORR-29-1

価格 \$49 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                              | 価格   |
|-----------------|---------------------------------------|------|
| 内側下顎枝・眼窩縁リトラクター | 寸法/詳細: 全長29 cm、解剖学的曲線頭蓋顔面ブレード・同梱数量: 1 | \$49 |
| 保護スリーブ/ボックス     | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・同梱数量: 1             | \$49 |



## 下顎枝内側レトラクター

SKU RM-MRR-195-1

価格 \$99 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 左用モデル         | 全長: 19.5 cm・主な臨床的役割: 左側下顎枝矢状分割術における内側軟組織の保護・価格 (USD): \$99.00 |
| 1  | 右用モデル         | 全長: 19.5 cm・主な臨床的役割: 右側下顎枝矢状分割術における内側軟組織の保護・価格 (USD): \$99.00 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 全長: 標準輸送用パッケージ・主な臨床的役割: ー・価格 (USD): 含む                        |



## Millard Cottle Retractor with Finger Ring (指リング付鼻翼鉤)

SKU RM-MCRFR-1

価格 \$24 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                               | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------|
| Millard Cottle Retractor with Finger Ring | 全長5.5 cm、5 × 12 mm 鋭利2本爪ブレード、指リング付 | \$24 |
| 保護スリーブ / 外箱                               | 個別輸送用パッケージ                         | \$24 |



## Minnesota Retractor (ミネソタ開口器)

SKU RM-MNR-55-1

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------|---------------|------|
| 標準型 (吸引なし)  | RM-MNR-55-1-1 | \$39 |
| 吸引管付        | RM-MNR-55-1-2 | \$49 |



## Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU RM-MAPR-22-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細                               | 価格   |
|------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Mollison Anterior Pillar Retractor | 全長22 cm、10 mmダブルスレン<br>ダーブレード、角度付きハンドル | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス                      | 輸送用個別包装                                | \$44 |



## Mollison Retractor

SKU RM-MLR-155-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細                     | 価格   |
|--------------------|------------------------------|------|
| Mollison Retractor | 全長15.5 cm、4×4鋭爪、ラチェット<br>ロック | \$99 |
| 保護スリーブ / ボックス      | 個別輸送用パッケージ                   | \$99 |



## 粘膜骨膜レトラクター

SKU RM-MPR-ORAL-1

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                          | 価格   |
|---------------|-----------------------------------|------|
| 粘膜骨膜レトラクター    | 手持ち式口腔内レトラクター、湾曲非外傷性ブレード、フラットハンドル | \$54 |
| 保護スリーブ / ボックス | 輸送用個別包装                           | \$54 |



## 鼻皮膚レトラクター

SKU RM-NSR-6IN-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                                 | 価格   |
|---------------|------------------------------------------|------|
| 鼻皮膚レトラクター     | 全長6" (15 cm)、16 mm幅の湾曲ブレード、人間工学に基づいたハンドル | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス | 輸送用個別パッケージング                             | \$44 |




## Neivert ナイフ & ガイドレトラクター

SKU RM-NKGR-1

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------|-------------|------|
| 小 — 6 3/4 in   | RM-NKGR-1-1 | \$39 |
| 標準型 — 7 3/4 in | RM-NKGR-1-2 | \$44 |



## Obwegeser 齒槽部レトラクター

SKU RM-OAR-22-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                | 価格   |
|---------------------|-------------------------|------|
| Obwegeser 齒槽部レトラクター | 全長 22 cm、ノッチ付き湾曲歯槽部ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス       | 個別輸送用パッケージ              | \$49 |



## Obwegeser Chin Retractor (顎用レトラクター)

SKU RM-OCR-16-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細           | 価格   |
|--------------------------|--------------------|------|
| Obwegeser Chin Retractor | 全長16 cm、サドル型湾曲ブレード | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス            | 個別輸送用パッケージ         | \$44 |



## Obwegeser 下顎縁開創器 (マンディブラ・チャンネル・リトラクター)

SKU RM-OMCR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------|-------------|------|
| 8 mm チャンネル径    | RM-OMCR-1-1 | \$44 |
| 10 mm チャンネルサイズ | RM-OMCR-1-2 | \$49 |



## Obwegeser 下顎縁レトラクター

SKU RM-OMRR-20-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細              | 価格   |
|---------------------|-----------------------|------|
| Obwegeser 下顎縁レトラクター | 全長 20 cm、湾曲した下顎縁用ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス       | 個別輸送用パッケージ            | \$49 |




## Obwegeser 鼻棘レトラクター

SKU RM-ONSR-22-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細               | 価格   |
|--------------------|------------------------|------|
| Obwegeser 鼻棘レトラクター | 全長 22 cm、切り欠き付き鼻棘用ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱        | 個別輸送用パッケージ             | \$49 |



## Obwegeser Ramus Retractor

SKU RM-ORR-22-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                 | 価格   |
|---------------------------|--------------------------|------|
| Obwegeser Ramus Retractor | 全長22 cm、解剖学的カーブ付き下顎枝ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス             | 個別輸送用パッケージ               | \$49 |




## Obwegeser 軟組織レトラクター

SKU RM-OSTR-1

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細          | 価格   |
|---------------------|-------------------|------|
| Obwegeser 軟組織レトラクター | 全長 8 ¾" (22.2 cm) | \$39 |
| 保護スリーブ / ボックス       | 個別輸送用パッケージ        | \$39 |



## Orringer 頬開口器

SKU RM-OCR-4IN-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                                    | 価格   |
|---------------|---------------------------------------------|------|
| Orringer 頬開口器 | 4" (10.16 cm) 全長、3" (8 cm) 幅、自己保持型スプリングワイヤー | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱   | 個別配送用パッケージ                                  | \$49 |




## Paparella-Weitlaner 開創器（自動固定式）

SKU RM-PWSRR-5IN-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                                        | 価格   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Paparella-Weitlaner 開創器（自動固定式） | 全長 5" (12.7 cm)、2×2 爪 (13 mm)、33 mm 開口、ラチェットロック | \$89 |
| 保護スリーブ/箱                       | 個別輸送用パッケージ                                      | \$89 |



## Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクター

SKU RM-PPIOR-23-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細                 | 価格   |
|--------------------------------|--------------------------|------|
| Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクター | 全長23 cm、25.5 mm幅翼状突起プレート | \$79 |
| 保護スリーブ / ボックス                  | 個別輸送用パッケージ               | \$79 |



## Petri Pterygoid 翼状突起内視鏡下開口鉤（光ファイバー付）

SKU RM-PPIOR-FO-23-1

価格 **\$149 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                              | 寸法 / 詳細                          |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Petri Pterygoid 翼状突起内視鏡下開口鉤（光ファイバー付） | 全長 23 cm、ブレード幅 25.5 mm、光ファイバー束内蔵 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター                   | 標準的な手術室用ライトケーブルに接続               |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                        | 標準輸送用パッケージ                       |



## ピリフォーム・リム・リトラクター（梨状口縁開創器）

SKU RM-PRR-17-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細      | 価格   |
|----------------------------|---------------|------|
| 小ー 17 cm                   | RM-PRR-17-1-1 | \$44 |
| 標準型ー 18.5 cm, 45×7 mm ブレード | RM-PRR-17-1-2 | \$49 |



## Plester Self Retaining Retractor

SKU **RM-PSRR-109-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                         | SKU / 詳細        | 価格    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 着脱式標準型 — 4", 5" (約 11 cm)、半鋭細爪、左または右ソリッドブレード                        | RM-PSRR-109-1-1 | \$109 |
| 極細 2:2 鉤爪 — 11 cm or 13 cm, asymmetrical 2×2 extra-fine prong array | RM-PSRR-109-1-2 | \$109 |
| 非対称 3本爪 左型 — 13 cm、左側半鋭3本爪・右側平滑ブレード                                 | RM-PSRR-109-1-3 | \$109 |



## 下顎枝レトラクター

SKU **RM-RR-MAX-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                | SKU / 詳細      | 価格   |
|----------------------------|---------------|------|
| 小 — 17 cm, 11/15×70 mm 弁   | RM-RR-MAX-1-1 | \$59 |
| 標準型 — 22 cm, 11×70 mm ブレード | RM-RR-MAX-1-2 | \$69 |
| 大 — 22 cm, 12/22×70 mm 弁   | RM-RR-MAX-1-3 | \$79 |



## Reich 下顎頭鉤

SKU **RM-RCR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細   | 価格   |
|--------------------------------|------------|------|
| 18 cm 全長 — 80° または 110° プロファイル | RM-RCR-1-1 | \$49 |
| 19 cm 全長 — 80° または 110° プロファイル | RM-RCR-1-2 | \$59 |



## Sailer Nasal Bridge Retractor

SKU RM-SNBR-235-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Sailer Nasal Bridge Retractor | 全長 23.5 cm、15-20 mm × 50 mm 曲型ブレード | \$49 |
| 保護スリーブ/ボックス                   | 個別輸送用パッケージ                         | \$49 |



## Sailer Nasal Spine Retractor (前鼻棘鉤)

SKU RM-SNSR-49-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                           | 価格   |
|------------------------------|------------------------------------|------|
| Sailer Nasal Spine Retractor | 切欠き付き鼻棘ブレードとフラットハンドルを備えた手持ち式レトラクター | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス                | 個別配送用パッケージ                         | \$49 |



## Sailer 軟部組織レトラクター

SKU RM-SSTR-15-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------------------|----------------|------|
| 小 - 15 cm, 7×25 mm 弁           | RM-SSTR-15-1-1 | \$39 |
| 標準型 - 15 cm, 10×35 mm ブレード     | RM-SSTR-15-1-2 | \$44 |
| 中-大サイズ - 15 cm, 12×55 mm blade | RM-SSTR-15-1-3 | \$49 |
| 大 - 15 cm, 14×70 mm 弁          | RM-SSTR-15-1-4 | \$54 |
| LLサイズ - 15 cm, 16×80 mm blade  | RM-SSTR-15-1-5 | \$59 |



## Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU RM-SCNR-225-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細        | 価格   |
|------------------------------|-----------------|------|
| 右側モデル — 22.5 cm 全長、右屈曲下顎顎頭部弁 | RM-SCNR-225-1-1 | \$49 |
| 左用モデル — 22.5 cm 全長、下顎頭頭部用左弯弁 | RM-SCNR-225-1-2 | \$49 |



## Salzburg 下顎縁開創器

SKU RM-SMRR-23-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細            | 価格   |
|-----------------|---------------------|------|
| Salzburg 下顎縁開創器 | 全長 23 cm、曲線型下顎縁プレート | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス   | 個別輸送用パッケージ          | \$49 |



## Salzburg 軟部組織レトラクター

SKU RM-SSSTR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細     | 価格   |
|-----------------------|--------------|------|
| 13 cm Variant — 片頭平滑刃 | RM-SSSTR-1-1 | \$44 |
| 14 cm Variant — 片頭平滑刃 | RM-SSSTR-1-2 | \$49 |



## Schuknecht Fisch Retractor

SKU RM-SFR-13-1

価格 **\$114 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                        | SKU / 詳細      | 価格    |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|
| 2本爪 (2:2配列) — 13 cm length, セミシャープ 2:2 prongs, 着脱式 | RM-SFR-13-1-1 | \$114 |
| 3歯 (3:3列) — 13 cm length, 半鋭 3:3 prongs, 着脱式       | RM-SFR-13-1-2 | \$124 |




## Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SRFOG-22-1

価格 **\$139 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                               | 寸法 / 詳細                         |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Shea Retractor With Fiber Optic Guide | 全長 22 cm、14.5 mm幅ブレード、統合光ファイバー束 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター                    | 標準的な手術室用光ファイバーケーブルに接続           |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱                           | 標準輸送用パッケージ                      |



## Sheen Nasal Retractor Angled (アングル型鼻用レトラクター)

SKU RM-SNRA-65-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                                 | 価格   |
|------------------------------|------------------------------------------|------|
| Sheen Nasal Retractor Angled | 全長6 1/2" (165 mm)、10 mmソリッドブレード、アングルシャーン | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱                   | 個別輸送用パッケージ                               | \$49 |



## シグモイドノッチレトラクター（下顎切痕用）

SKU RM-SNR-22-1

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細                            | 価格   |
|----------------|-------------------------------------|------|
| シグモイドノッチレトラクター | 全長 22 cm、9.5 / 16 mm 凹面ブレード、完全屈曲チップ | \$64 |
| 保護スリーブ/ボックス    | 輸送用個別包装                             | \$64 |




## ファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクター

SKU RM-SNRFOG-22-1

価格 **\$139 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                       | 寸法 / 詳細                                      |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | ファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクター | 全長 22 cm、9.5 / 16 mm ブレード、ファイバーオプティックチャンネル内蔵 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター            | 標準的な手術室用ファイバーオプティックケーブルに接続可能                 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                 | 標準輸送用パッケージ                                   |



## Sistrunk Retractor

SKU RM-STR-153-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細                                             | 価格   |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|
| Sistrunk Retractor | 全長 15.3 cm、 $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) 双頭ブレード、フラットハンドル | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス      | 個別の輸送用パッケージ                                          | \$49 |



## Snitman 自動開創器 (耳内用)

SKU RM-SSER-108-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                    | 価格   |
|---------------------|-----------------------------|------|
| Snitman 自動開創器 (耳内用) | 全長 10.8 cm、3×3鋭鉤、ラチェットロック付き | \$99 |
| 保護スリーブ / 外箱         | 個別配送用パッケージ                  | \$99 |



## Sternberg 両端開口器

SKU RM-SDER-1

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細    | 価格   |
|--------------------------------|-------------|------|
| 14 cm Baseline — U字型対向ワイヤー端    | RM-SDER-1-1 | \$24 |
| 37 cm Macro-Reach — U字型対向ワイヤー端 | RM-SDER-1-2 | \$34 |



## Swivel Ring Nasal Retractor (回転式リング鼻用開創器)

SKU RM-SRNR-11-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細                      | 価格   |
|-----------------------------|-------------------------------|------|
| Swivel Ring Nasal Retractor | 全長11 cm、ブレード幅8 mm、360度スイベルリング | \$59 |
| 保護スリーブ / ボックス               | 個別輸送用パッケージ                    | \$59 |



## Terry Nasal Retractor (テリー鼻用開創器)

SKU RM-TNR-6IN-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細                                   | 価格   |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|
| Terry Nasal Retractor | 全長6" (152 mm)、5 × 46 mm ブレード、人間工学に基づいたハンドル | \$44 |
| 保護スリーブ / 外箱           | 個別輸送用パッケージ                                 | \$44 |



## Tessier マリアブル リボン リトラクター

SKU RM-TMRR-22-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                       | SKU / 詳細       | 価格   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 細幅ブレード — 22 cm length, 細幅可塑性スバチュラー 眼窩底探索、内眥アプローチ、小児頭蓋顎顔面用         | RM-TMRR-22-1-1 | \$44 |
| 中サイズブレード — 22 cm length, 中サイズ可塑性スバチュラー 標準的な眼窩縁の術野展開、頬骨弓および上顎骨切り術用 | RM-TMRR-22-1-2 | \$44 |
| ワイドブレード — 22 cm length, 幅広可倒式スバチュラー 広範囲の前頭皮弁挙上、冠状切開アプローチ、および眼球保護用 | RM-TMRR-22-1-3 | \$44 |
| 3種セットパック — ナロー・ミディアム・ワイド組合せ — 全顔面骨アプローチ用頭蓋顎顔面可塑性トレイフルセット          | RM-TMRR-22-1-4 | \$94 |



## 気管フック/リトラクター

SKU RM-THR-6IN-1

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------|----------------|------|
| 標準型 — 6 in, 15.2 cm   | RM-THR-6IN-1-1 | \$29 |
| 大 — 7 in, 18 cm       | RM-THR-6IN-1-2 | \$34 |
| LLサイズ — 7.5 in, 19 cm | RM-THR-6IN-1-3 | \$39 |



## Wassmund 軟部組織レトラクター

SKU RM-WSTR-21-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                            | 価格   |
|---------------------|-------------------------------------|------|
| Wassmund 軟部組織レトラクター | 全長 21 cm、33 × 20 mm 平滑ブレード、フラットハンドル | \$49 |
| 保護スリーブ / ボックス       | 個別輸送用パッケージ                          | \$49 |



## Williger Retractor

SKU RM-WLR-13-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------------------------|---------------|------|
| Williger レトラクター (3本爪) — 13 cm | RM-WLR-13-1-1 | \$79 |
| Williger レトラクター (4本爪) — 13 cm | RM-WLR-13-1-2 | \$89 |



## Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）

SKU RM-WWSRR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| コンパクト (4", 4 ¼", 4 ½") — 直 / 曲 ; 2×2または2×3爪                | RM-WWSRR-1-1 | \$44 |
| 中型 (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — 直 / 曲; 2×3, 3×3, or 3×4 prongs | RM-WWSRR-1-2 | \$59 |
| ロング (8", 9 ½", 10") — 直 / 曲; 3×3 or 3×4 prongs             | RM-WWSRR-1-3 | \$79 |



## FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

価格 **\$4,999 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量     | コンポーネント                     | 寸法 / 詳細             |
|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1      | アダプター付きFK-WO TORSベーシックフレーム  | 主要構造フレームアセンブリ       |
| 1      | FK-WO TORSベーシックフレーム用アダプター   | マウント接続用アダプター        |
| 1      | 腫瘍把持鉗子または吸引チューブ用アダプター       | 補助器具取り付け用アダプター      |
| 1      | ライトクリップ                     | 側方ケーブル接続用           |
| 2      | 頬レトラクター                     | 曲型プロファイル            |
| 1      | 排煙用吸引チューブ                   | 4.0 × 170 mm        |
| 10 pcs | 歯冠プロテクター                    | ラテックスフリー、オートクレーブ不可  |
| 1      | 下顎ブレード                      | 11 cm               |
| 1      | 喉頭ブレード                      | 17 cm、凹型            |
| 1      | 舌ブレード                       | 曲型                  |
| 1      | 舌ブレード                       | 曲型、右側開放             |
| 1      | 舌ブレード                       | 曲型、左側開放             |
| 1      | Weinstein-O'Malley TORSブレード | 標準TORSプロファイル        |
| 2      | 小型TORSブレード (左)              | コンパクトな左側用構成         |
| 2      | 小型TORSブレード (右)              | コンパクトな右側用構成         |
| 1      | 滅菌用ボックス                     | FK-WO TORSセット用成形トレイ |





## Anderson Bear Claw リトラクター

SKU RM-ABCR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------|-------------|------|
| 3鋭爪, 4 ¾" (12.1 cm)  | RM-ABCR-1-1 | \$49 |
| 5 鋭爪, 4 ¾" (12.1 cm) | RM-ABCR-1-2 | \$59 |



## Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器

SKU RM-BFLR-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-----------------------|------------------------------------|------|
| Biggs フェイスリフト（除皺術）開創器 | 全長 8" (20.3 cm)、5.2 cm 窓あき<br>ブレード | \$79 |
| 保護スリーブ / 外箱           | 個別輸送用パッケージ                         | \$79 |



## Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic（ファイバー オプティック付）

SKU RM-BFLR-FO-1

価格 **\$99 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                     | 寸法 / 詳細                               |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic | 全長 9" (229 mm)、52 mm ブレード、光ファイバーバンドル付 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター                          | Storz、Olympus、Wolf、ACMIフィッティングに適合     |
| 1  | 保護用スリーブ/ボックス                                | 標準的な輸送用パッケージ                          |



## Biggs Mammoplasty Retractor narrow (乳房形成術用リトラクター ナロー)

SKU RM-BMRN-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細                       | 価格   |
|------------------------------------|--------------------------------|------|
| Biggs Mammoplasty Retractor narrow | 全長 6" (15.2 cm)、3 cm幅ナロー湾曲ブレード | \$89 |
| 保護スリーブ / 箱                         | 個別輸送用パッケージ                     | \$89 |



## Biggs 豊胸術用開創器 スタンダード

SKU RM-BMRS-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                       | 価格   |
|----------------------|--------------------------------|------|
| Biggs 豊胸術用開創器 スタンダード | 全長 8" (20.3 cm)、50.0 mm 幅広ブレード | \$69 |
| 保護スリーブ / 箱           | 個別輸送用パッケージ                     | \$69 |



## Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

SKU RM-BMRFO-1

価格 **\$239 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                   | 寸法 / 詳細                    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics | 50 mm窓あきブレード、ライトガイド、吸引チューブ |
| 1  | ユニバーサルライトケーブル継手                           | 標準的な手術室用ファイバーケーブルに接続       |
| 1  | 保護スリーブ/ボックス                               | 標準的な輸送用パッケージ               |



## ブレア・フィンガーレトラクター

SKU **RM-BFR-1**

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 4爪 鈍        | RM-BFR-1-1 | \$94 |
| 4爪 鋭        | RM-BFR-1-2 | \$94 |



## Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

価格 **\$139 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                 | 寸法 / 詳細                      |
|----|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Breast Engler Retractor | 光ファイバー束を統合した 65 × 12 mm ブレード |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルフィッティング    | 標準的な手術室用ライトケーブルに接続           |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス           | 標準輸送用パッケージ                   |



## Clodius 眼窩レトラクター

SKU **RM-COR-1**

価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細             | 価格   |
|------------------|----------------------|------|
| Clodius 眼窩レトラクター | 手持ち式眼窩周囲・眼瞼形成用レトラクター | \$24 |
| 保護スリーブ / ボックス    | 個別輸送用パッケージ           | \$24 |



## コロナル・ブローリフト・リトラクター

SKU **RM-CBLR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細                             | 価格   |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|
| Coronal Brow Lift Retractor | 全長 7 ¼" (18.4 cm)、70.0 mm レイクヘッド、7本爪 | \$49 |
| 保護スリーブ / 外箱                 | 個別輸送用パッケージ                           | \$49 |



## Curtin 皮膚・軟部組織レトラクター

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                   | 価格   |
|----------------------|----------------------------|------|
| Curtin 皮膚・軟部組織レトラクター | 全長 14 cm、ヘッド幅 15.0 mm、6爪 鋭 | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱           | 個別輸送用パッケージ                 | \$49 |



## Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

SKU **RM-DEFNR-1**

価格 **\$54 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                | SKU / 詳細                      | 価格   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor | リーチ 9 ¾" (17 cm)、左曲がり先端プロファイル | \$54 |
| 保護スリーブ / 箱                                 | 個別配送用パッケージ                    | \$54 |



## Desmarres EyeLid Retractor

SKU **RM-DER-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                      | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 標準仕様 — 5 ½" (14 cm) 全長, ステンレス製サドル弁 — 通常の眼瞼開創および眼球保護用                             | RM-DER-1-1 | \$49 |
| 絶縁仕様 — 5 ½" (14 cm) length, dielectric polymer coating — 電気メスおよびラジオ波切断時の電氣的外科安全性 | RM-DER-1-2 | \$79 |



## EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

価格 **\$309 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                                     | 価格    |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| EMORY Endo-Plastic Retractor | 全長10" (254 mm)、先端1" (25.4 mm)、10 mmスコープチャンネル | \$309 |
| 保護スリーブ / 外箱                  | 個別輸送用パッケージ                                   | \$309 |





## Epstein Breast Retractor

SKU **RM-EBR-1**

価格 **\$244 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細    | 価格    |
|---------------------|-------------|-------|
| 90 x 27 mm (L x W)  | RM-EBR-1-1  | \$204 |
| 110 x 27 mm (L x W) | RM-EBR-1-2  | \$214 |
| 140 x 27 mm (L x W) | RM-EBR-1-3  | \$224 |
| 150 x 25 mm (L x W) | RM-EBR-1-4  | \$234 |
| 150 x 30 mm (L x W) | RM-EBR-1-5  | \$244 |
| 150 x 36 mm (L x W) | RM-EBR-1-6  | \$254 |
| 160 x 27 mm (L x W) | RM-EBR-1-7  | \$264 |
| 180 x 25 mm (L x W) | RM-EBR-1-8  | \$274 |
| 190 x 36 mm (L x W) | RM-EBR-1-9  | \$284 |
| 220 x 27 mm (L x W) | RM-EBR-1-10 | \$294 |




## Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                            | SKU / 詳細                                     | 価格   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Ferreira breast augmentation Retractor | 5 1/8" (130 mm) ハンドル、25 × 171 mm 湾曲テーパードブレード | \$99 |
| 保護スリーブ / 外箱                            | 個別輸送用パッケージ                                   | \$99 |






## Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

SKU RM-FBAR-FO-1

価格 \$129 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                               | 寸法 / 詳細                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics | 全長 5 1/8", 25 × 171 mm カーブブレード、光ファイバー束 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルフィッティング                                  | 標準的な手術室用ライトケーブルに接続                     |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                                         | 標準輸送用パッケージ                             |



## Ferreira Face Lift Retractor

SKU RM-FFLR-1

価格 \$49 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                           | 価格   |
|------------------------------|------------------------------------|------|
| Ferreira Face Lift Retractor | 全長 4 1/4" (108 mm)、幅 22 mm カーブブレード | \$49 |
| 保護スリーブ / 箱                   | 個別輸送用パッケージ                         | \$49 |



## Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクター

SKU RM-FFOFLR-1

価格 \$99 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                        | 寸法 / 詳細                               |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Ferreira 光ファイバー フェイスリフト リトラクター | 全長 4 1/4" (108 mm)、22 mm ブレード、光ファイバー束 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルフィッティング           | 標準的な手術室用ライトケーブルに接続                    |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                  | 標準輸送用パッケージ                            |



## Freeman フェイスリフトレトラクター

SKU RM-FFLR-SERIES-1

価格 **\$62 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細           | 価格   |
|--------------------|--------------------|------|
| 20 mm – 22 mm – 直  | RM-FFLR-SERIES-1-1 | \$62 |
| 20 mm – 22 mm – 強弯 | RM-FFLR-SERIES-1-2 | \$64 |
| 35 mm – 36 mm – 直  | RM-FFLR-SERIES-1-3 | \$66 |
| 35 mm – 36 mm – 強弯 | RM-FFLR-SERIES-1-4 | \$68 |
| 37 mm – 38 mm – 直  | RM-FFLR-SERIES-1-5 | \$70 |
| 37 mm – 38 mm – 強弯 | RM-FFLR-SERIES-1-6 | \$72 |



## Freeman 皮弁開創器

SKU RM-FFR-8-1

価格 **\$19 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------------|--------------|------|
| ½" (12 mm) 幅 – 曲または直   | RM-FFR-8-1-1 | \$19 |
| 1" (24 mm) 幅 – 曲 または 直 | RM-FFR-8-1-2 | \$24 |



## Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU RM-FFR-FO-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                     | SKU / 詳細      | 価格   |
|-------------------------------------------------|---------------|------|
| 13 mm Wide Blade – 8" 全長, 13 mm 刃, 光ファイバー束付     | RM-FFR-FO-1-1 | \$89 |
| 25 mm ワイドブレード – 8" 全長, 25 mm ブレード, ファイバーオプティック付 | RM-FFR-FO-1-2 | \$94 |



## Freeman Mini Rake Retractor (フリーマン・ミニ・レイク・リトラクター)

SKU RM-FMRR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-----------------------------|------------------------------------|------|
| Freeman Mini Rake Retractor | 全長4 3/4" (12.0 cm)、ヘッド幅1"、4本鋭爪 — 1 | \$44 |
| 保護スリーブ / ボックス               | 個別輸送用パッケージ — 1                     | \$44 |



## Freeman Rake Retractor (フリーマン レイク レトラクター)

SKU RM-FRR-7-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細     | 価格   |
|------------------------------|--------------|------|
| 22 mm 熊手状 (レイク) — 7" (18 cm) | RM-FRR-7-1-1 | \$44 |
| 38 mm 幅 レーキ — 7" (18 cm)     | RM-FRR-7-1-2 | \$49 |



## Gonzalez 臀部用L字型開創器

SKU RM-GGLR-1

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------|-------------|------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGLR-1-1 | \$39 |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGLR-1-2 | \$44 |



### Gonzalez 臀部用S字型開創器

SKU **RM-GGSR-1**

価格 **\$39 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション             | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------------------|-------------|------|
| 18.1 cm (18 cm) — 20 mm | RM-GGSR-1-1 | \$39 |
| 20.0 cm — 20 mm         | RM-GGSR-1-2 | \$44 |



### Gorney Rake Retractor (ゴーニー・レイク・レトラクター)

SKU **RM-GRR-3IN-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細       | 価格   |
|--------------------------------|----------------|------|
| 3 in (7.5 cm), 38 mm wide — 標準 | RM-GRR-3IN-1-1 | \$49 |
| 4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm 幅    | RM-GRR-3IN-1-2 | \$59 |



### Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------|------------|------|
| 5 ¼" (13.3 cm) | RM-HHR-1-1 | \$49 |
| 5 ½" (14.0 cm) | RM-HHR-1-2 | \$59 |
| 6 ¼" (15.9 cm) | RM-HHR-1-3 | \$69 |



## Hoyos Distal Retractor

SKU **RM-HDR-1**

価格 **\$349 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                   | SKU / 詳細   | 価格    |
|-----------------------------------------------|------------|-------|
| 7.5 cm ショートバリエーション — 7.5 cm (approx. 3.0")    | RM-HDR-1-1 | \$349 |
| 15.0 cm Long Variant — 15.0 cm (approx. 6.0") | RM-HDR-1-2 | \$399 |



## Hoyos Proximal Retractor

SKU **RM-HPR-20-1**

価格 **\$499 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細                  | 価格    |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| Hoyos Proximal Retractor | 全長20 cm、TC統合ハンドル、近位湾曲ブレード | \$499 |
| 保護スリーブ / 箱               | 個別の輸送用パッケージ               | \$499 |



## Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

価格 **\$499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                | 寸法 / 詳細                         |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 1  | Hoyos Remora Retractor | 鋸歯状湾曲ブレード、内蔵ファイバーオプティクス束、吸引チューブ |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター     | 標準的な手術室用光ファイバー光源に接続可能           |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱            | 標準輸送用パッケージ                      |



## Kasden 双頭デリケートレトラクター

SKU RM-KDED-1

価格 \$29 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細                                            | 価格   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Kasden 双頭デリケートレトラクター | 寸法/詳細: 全長 6 1/2" (16.5 cm)、デュアルデリケートブレード、アルミニウムハンドル | \$29 |
| 保護スリーブ / ボックス        | 寸法/詳細: 個別配送用パッケージ                                   | \$29 |



## Kawamoto 両頭絶縁開創器

SKU RM-KDEIR-1

価格 \$34 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション      | SKU / 詳細                                   | 価格   |
|------------------|--------------------------------------------|------|
| Kawamoto 両頭絶縁開創器 | 寸法/詳細: 全長 6" (152 mm)、14 × 16 mm L字型絶縁ブレード | \$34 |
| 保護スリーブ/外箱        | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ                          | \$34 |



## Knapp 涙嚢レトラクター

SKU RM-KLSR-1

価格 \$39 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                                                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1本鉤 (シングルフック) | 対応幅: 5.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル (鋭 / 鈍) ・ 価格 (USD): \$39.00 - \$49.00            |
| 1  | 2本鉤           | 対応幅: 5.0 mm または 6.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル (鋭 / 鈍) ・ 価格 (USD): \$39.00 - \$49.00 |
| 1  | 3本鉤           | 対応幅: 6.0 mm または 8.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル (鋭 / 鈍) ・ 価格 (USD): \$39.00 - \$49.00 |
| 1  | 4本鉤           | 対応幅: 6.0 mm または 8.0 mm ・ シャフト&先端: リジッドまたはフレキシブル (鋭 / 鈍) ・ 価格 (USD): \$39.00 - \$49.00 |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 対応幅: 標準輸送用パッケージ ・ シャフト&先端: ー ・ 価格 (USD): 込                                            |




## Knapp 自動開創器

SKU RM-KSRR-10-1

価格 \$79 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                                                                                    | 価格   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Knapp 自動開創器 | 寸法/詳細: 全長 10 cm、幅 26 mm、4×4爪 (ストレート/アングル、鋭/鈍) ・ 主な臨床的役割: 涙嚢および微細切開の自動開創 ・ 価格 (USD): \$79.00 | \$79 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 寸法/詳細: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 込                                                | \$79 |



## Logan Wound Spreader

SKU RM-LWS-4CM-1

価格 \$199 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント          | 寸法 / 詳細                              |
|----|------------------|--------------------------------------|
| 1  | 下部ラチェットガイドバーフレーム | 組織縁を拡張するためのガイドとして機能するメインバーストラックシャーシ  |
| 1  | スライド式アームブラケット    | トラックに沿って水平方向に調整可能な可動ブラケットコンポーネント     |
| 2  | スクリュー調整機構        | アームを移動させ所定の位置に固定するための精密ロックingsクリューギア |
| 2  | 鋭鉤開創チップ          | 3 × 3 の鋭い外向きの歯を備えた滑り止めジョーエンド         |
| 1  | 保護用収納箱           | 標準輸送用パッケージ                           |



## Marx Breast Retractor

SKU RM-MBR-27-1

価格 \$119 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細                                   | 価格    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|
| Marx Breast Retractor | 寸法/詳細: 全長 27 cm、30 × 125 mm 湾曲ブレード ・ 数量: 1 | \$119 |
| 保護スリーブ / ボックス         | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ ・ 数量: 1                  | \$119 |



## Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細       | 価格   |
|---------------|----------------|------|
| 22 mm 幅 レイアウト | RM-MFR-4IN-1-1 | \$29 |
| 38 mm 幅 レイアウト | RM-MFR-4IN-1-2 | \$34 |



## Meyerding 皮膚フック/リトラクター

SKU **RM-MSHR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------|-------------|------|
| 16 cm (approx. 6.3") | RM-MSHR-1-1 | \$44 |
| 22.86 cm (9.0")      | RM-MSHR-1-2 | \$49 |



## Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

価格 **\$39 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント    | 寸法 / 詳細                                                                           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 鈍チッププロファイル | 寸法/詳細: 全長5 1/4"、幅15 mm、9本の鈍爪・主な臨床的役割: 穿刺のリスクなしに安全な皮膚弁の挙上を実現・価格 (USD): \$39.00     |
| 1  | 鋭チッププロファイル | 寸法/詳細: 全長5 1/4"、幅15 mm、9本の鋭爪・主な臨床的役割: 緻密な真皮や線維性筋膜に対する確実で滑りにくい把持・価格 (USD): \$39.00 |
| 1  | 保護スリーブ/箱   | 寸法/詳細: 標準輸送用パッケージ・主な臨床的役割: ー・価格 (USD): 込み                                         |



## Moberg 皮膚開創器

SKU **RM-MSR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細   | 価格   |
|---------------|------------|------|
| 17 cm Variant | RM-MSR-1-1 | \$44 |
| 18 cm バリエーション | RM-MSR-1-2 | \$49 |



## Ragnell-Davis 双頭開創器

SKU **RM-RDDR-49-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細       | 価格   |
|------------------------------------------------|----------------|------|
| 2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (扁平 / 円形) | RM-RDDR-49-1-1 | \$49 |
| 3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (平型 / 丸型)   | RM-RDDR-49-1-2 | \$49 |
| 4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (平型 / 丸型)   | RM-RDDR-49-1-3 | \$49 |



## ファイバー照明付リングブレストリトラクター

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

価格 **\$339 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント               | 寸法 / 詳細                        |
|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1  | ファイバー照明付リングブレストリトラクター | 手持ち式乳房リトラクター、リングブレード、一体型ファイバー束 |
| 1  | ユニバーサルライトケーブルアダプター    | 標準的な手術室用光ファイバーケーブルに接続可能        |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス         | 標準輸送用パッケージ                     |





## Rollet レトラクター

SKU RM-RLR-5IN-1

価格 \$39 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------------|----------------|------|
| 標準型 — 13 cm, 4爪鋭, 4.5 mm 先端 | RM-RLR-5IN-1-1 | \$39 |
| 大 — 13.5 cm, 4爪, 7.0 mm 先端  | RM-RLR-5IN-1-2 | \$44 |



## Saldanha-Solz 腹部開創器

SKU RM-SSAR-235-1

価格 \$199 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                   | 価格    |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Saldanha-Solz 腹部開創器 | 全長 23.5 cm、組織に最適化された湾曲ブレード | \$199 |
| 保護スリーブ/ボックス         | 個別輸送用パッケージ                 | \$199 |



## Sculpo Endoscopic Retractor


SKU RM-SER-180-1

価格 \$229 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                     | 寸法 / 詳細                               |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sculpo Endoscopic Retractor | 180 × 25 mm ブレード、ロック式ストップコック、金メッキハンドル |
| 1  | スコープチャネル固定ネジ                | 5 mmまたは10 mmの内視鏡を安全に統合                |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス               | 標準輸送用パッケージ                            |





## Sisson Skin Retractor

SKU RM-SSR-105-1

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細                    | 価格   |
|-----------------------|-----------------------------|------|
| Sisson Skin Retractor | 全長10.5 cm、1×1鋭鉤フック、フラットハンドル | \$84 |
| 保護スリーブ / 箱            | 個別配送用パッケージ                  | \$84 |



## スプリングワイヤー開創器

SKU RM-SWR-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                              | SKU / 詳細   | 価格   |
|------------------------------------------|------------|------|
| 8.6 cm – 8.9 cm — 1×1、3×3、または 4×4 鈍/鋭鉤   | RM-SWR-1-1 | \$44 |
| 11.5 cm – 13.0 cm — 1×1、3×3、または 4×4 鈍/鋭爪 | RM-SWR-1-2 | \$48 |
| 22.8 cm Macro — 1×1、3×3、または 4×4 爪        | RM-SWR-1-3 | \$60 |



## Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細                           | 価格    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Talei Necklift Retractor "Benetrator 2" | 全長9" (22.86 cm)、幅広カーブブレード、吸引チューブ内蔵 | \$159 |
| 保護スリーブ / ボックス                           | 個別輸送用パッケージ                         | \$159 |



## Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

SKU RM-TNR-9IN-1

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                           | SKU / 詳細                          | 価格    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator” | 全長9” (22.86 cm)、極細湾曲ブレード、フラットハンドル | \$159 |
| 保護スリーブ / ボックス                                         | 個別輸送用パッケージ                        | \$159 |



## Tebbetts ブレストリトラクター

SKU RM-TBR-64-1

価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細      | 価格   |
|------------------------------------------------|---------------|------|
| 9 cm × 24 mm — 有鉤または無鉤 — 乳房下縁アプローチ、乳輪周囲ポケット剥離用 | RM-TBR-64-1-1 | \$64 |
| 15 cm × 24 mm — 有鉤または無鉤 — 大胸筋下ポケット作成・経腋窩乳房増大術用 | RM-TBR-64-1-2 | \$64 |



## Tebbetts Double-Ended Breast Retractor (テベッツ両頭式乳腺レトラクター)

SKU RM-TDEBR-1

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                                     | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 23 cm リーチレイアウト — 37×70 mm ロングブレード / 22×54 mm ショートブレード — 標準的乳房下溝からの豊胸および乳輪周囲ポケット剥離               | RM-TDEBR-1-1 | \$69 |
| 31 cm (12.25”) Reach — 37×70 mm ロングブレード / 22×54 mm ショートブレード — 深部大胸筋下ポケット作成、腋窩アプローチ豊胸術、および乳房再建術用 | RM-TDEBR-1-2 | \$89 |



## Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用リトラクター

SKU RM-TFOBAR-1

価格 **\$259 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                     | SKU / 詳細      | 価格    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 光源なし — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — 汎用ファイバーケーブルアダプター (Storz/Wolf/Olympus/ACMI) | RM-TFOBAR-1-1 | \$259 |
| コードレスLED光源付 — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — コードレス電池式LEDライトユニット (単3乾電池使用、ガス滅菌可)  | RM-TFOBAR-1-2 | \$335 |



## Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

SKU RM-TFOBARDH-1

価格 **\$259 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                     | SKU / 詳細        | 価格    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 光源なし — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — 汎用ファイバーケーブルアダプター (Storz/Wolf/Olympus/ACMI) | RM-TFOBARDH-1-1 | \$259 |
| コードレスLED光源付 — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — コードレス電池式LEDライトユニット (単3乾電池使用、ガス滅菌可)  | RM-TFOBARDH-1-2 | \$335 |



## Tebbetts Spatula Breast Retractor (テベッツ型スパチュラ乳房開創器)

SKU RM-TSBR-125-1

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                           | SKU / 詳細        | 価格   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 25 mm 幅 × 185 mm 長 — 12 1/2" (31.5 cm) — 標準成人用大胸筋下ポケット剥離および乳房下縁アプローチ用 | RM-TSBR-125-1-1 | \$89 |
| 38 mm 幅 × 190 mm 長 — 12 1/2" (31.5 cm) — 広範囲大胸筋変位および大型再建ポケット用         | RM-TSBR-125-1-2 | \$99 |



## Tupper's Universal Hand Retractor (タッパー万能手外科開創器)

SKU **RM-TUHR-1**

価格 **\$699 USD**

コンポーネントリスト

| 数量   | コンポーネント        | 寸法 / 詳細    |
|------|----------------|------------|
| 1    | ハンドテーブル        | 中央手術台      |
| 2    | エレベーターチェーンホルダー | フレーム外周サポート |
| 2    | チェーンホルダーフック    | 固定式アタッチメント |
| 2    | スライディングチェーンフック | 可動式アタッチメント |
| 4    | 皮膚鉤付きボールチェーン   | 21 cm      |
| 6    | 腕・手首固定用ボールチェーン | 26 cm      |
| 1セット | ゴムバンド          | 5本入り       |



## Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

価格 **\$199 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細           | 価格    |
|-------------|--------------------|-------|
| 2×2 鈍爪      | RM-VLPR-SERIES-1-A | \$199 |
| 3×3 鈍爪      | RM-VLPR-SERIES-1-B | \$219 |
| 無窓弁 (平滑面)   | RM-VLPR-SERIES-1-C | \$199 |



## Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU **RM-YAR-75-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細                           | 価格   |
|------------------------------------|------------------------------------|------|
| Yancoskie Abdominoplasty Retractor | 全長 7 1/2" (19.0 cm)、152 mm幅レイク、6鋭爪 | \$99 |
| 保護スリーブ / 外箱                        | 個別輸送用パッケージ                         | \$99 |



## Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU RM-YCLR-9IN-1

価格 **\$119 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                      | SKU / 詳細                                 | 価格    |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Yancoskie Coronal Lift Retractor | 全長9" (22.9 cm)、150 mm幅レイク、6本のカウンターバランス鋭鉤 | \$119 |
| 保護スリーブ / ボックス                    | 輸送用個別包装                                  | \$119 |




## Bookwalter 手術用開創器システム（手外科用）

SKU RM-BHSRS-1

価格 **\$999 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細        |
|----|----------------------------|----------------|
| 2  | ミニ Bookwalter ブレード、シングルフック | 標準ミニ — 鋭型または鈍型 |
| 2  | ミニ Bookwalter ブレード、ダブルフック  | 標準ミニ — 鋭型または鈍型 |
| 2  | ミニ Bookwalter ブレード、トリプルフック | 標準ミニ — 鋭型または鈍型 |
| 2  | ミニ Bookwalter ブレード、クアッドフック | 標準ミニ — 鋭型または鈍型 |
| 1  | ミニ Bookwalter ツイストラチェット    | 標準ミニ           |
| 4  | ミニ Bookwalter チルトラチェット機構   | 標準ミニ           |
| 1  | ミニ Bookwalter スプリットリング     | 7" (17.5 cm)   |
| 1  | 滅菌ボックス                     | 保護ケース          |





## Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

価格 **\$1,999 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                | 寸法 / 詳細                              |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Hoyos Distal Retractor Short           | 切開部に近い部位へのアクセスに適した短長の遠位牽引ブレード        |
| 1  | Hoyos Distal Retractor Long            | より深い組織への到達に適した長尺の遠位牽引ブレード            |
| 1  | Hoyos Proximal Retractor Long          | 近位境界の挙上のための長尺の近位牽引ブレード<br>コンポーネント    |
| 1  | Remora Retractor                       | 滑りを抑えるように設計された特殊なトラクションリトラクターブレード    |
| 1  | Interlocking Support Rod               | リトラクターアームをメインのオーバーヘッドフレームワークに接続するロッド |
| 1  | Table Clamp for Hoyos Retractor System | 垂直ポストを手術台のレールに固定するクランプ               |
| 1  | Hoyos Horizontal Extension Bar         | フレームワークを術野上で水平方向に延長するバー              |
| 1  | Hoyos Vertical Post                    | マウントフレームを支える主要な垂直支柱                  |





## Allison 肺開胸開創器

SKU **RM-ALR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細   | 価格    |
|------------------------------------|------------|-------|
| 乳幼児・小児用 — 20 mm × 23 cm            | RM-ALR-1-1 | \$79  |
| Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm  | RM-ALR-1-2 | \$89  |
| 標準型 — 40 mm × 25.5 cm              | RM-ALR-1-3 | \$99  |
| Adult Intermediate — 42 mm × 29 cm | RM-ALR-1-4 | \$109 |
| 成人用ワイド — 54 mm × 31 cm             | RM-ALR-1-5 | \$119 |
| Adult Extra-Wide — 65 mm × 31 cm   | RM-ALR-1-6 | \$129 |



## Baby-Haight 開胸器

SKU **RM-BHRS-52-1**

価格 **\$289 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                   | 寸法 / 詳細                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 超小型直線拡張ガイドフレーム            | 新生児の外科的パラメータに合わせて構築されたマイクロ・スロット付きスライドトラック |
| 2  | 着脱式窓あき側方ブレード (ペア1)        | 圧迫壊死を制限するように設計された 9 mm × 10 mm ミニ組織パドル    |
| 2  | 着脱式窓あき側方ブレード (ペア2)        | より深い乳児の経路に対応する 9 mm × 20 mm ミニ組織パドル       |
| 1  | 一体型ファインピッチ・スクリュローック       | 段階的な幅制御のための低プロファイル回転式サムスクリュー              |
| 2  | 人間工学に基づいたマイクロ・フォルセプス延長アーム | 滑らかな外縁を備えた流線型かつ軽量のハンドルプロファイル              |
| 1  | 保護用収納ボックス                 | 標準輸送用パッケージ                                |




## Bailey 肋骨合子

SKU **RM-BRC-1**

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細             | 価格    |
|-------------|----------------------|-------|
| Bailey 肋骨合子 | 全長 20 cm、爪状チップ、手動圧縮式 | \$159 |
| 保護スリーブ / 外箱 | 個別輸送用パッケージ           | \$159 |



## Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

価格 **\$499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量   | コンポーネント                             | 寸法 / 詳細                          |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Bugge Takedown I.M.A Retractor シャーシ | 110 mm トラックスプレッドを備えた機械式リフティングレール |
| 1ペア  | コアラテラルブレード                          | 40 mm × 100 mm 輪郭形成済み胸骨挙上ブレード    |
| 1セット | 一体型ワーキングブレード                        | 40 mm × 150 mm 拡張ワーキングエンド・アセンブリ  |
| 1    | 保護スリーブ/ボックス                         | 標準輸送用パッケージ                       |



## Burford Rib Spreader

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

価格 **\$359 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                      | SKU / 詳細          | 価格    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| オプション 3 (コンパクト開瞼) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁 | RM-BRS-SERIES-1-1 | \$359 |
| オプション 1 (中サイズ開瞼) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁  | RM-BRS-SERIES-1-2 | \$379 |
| オプション 2 (最大開瞼) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁    | RM-BRS-SERIES-1-3 | \$399 |



## Castaneda Rib Spreader

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

価格 **\$309 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                   | SKU / 詳細          | 価格    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| オプション 1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm maximum spread — 新生児開胸術、大動脈縮窄症修復術、乳児PDA結紮術用 | RM-CRS-SERIES-1-1 | \$309 |
| オプション 2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm maximum spread — 乳児先天性心疾患修復術、血管輪分割術用        | RM-CRS-SERIES-1-2 | \$329 |
| オプション 3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm maximum spread — 小児・思春期開胸術、肺体動脈シャント術用      | RM-CRS-SERIES-1-3 | \$349 |



## Castaneda 胸骨開創器

 SKU **RM-CSR-1**

 価格 **\$374 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格    |
|-------------|------------|-------|
| 新生児用プロファイル  | RM-CSR-1-1 | \$374 |
| 乳幼児用プロファイル  | RM-CSR-1-2 | \$384 |
| 成人用プロファイル   | RM-CSR-1-3 | \$389 |



## Cooley 心房レトラクター

 SKU **RM-CAR-1**

 価格 **\$64 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 小モデル        | RM-CAR-1-1 | \$64 |
| 中型モデル       | RM-CAR-1-2 | \$69 |
| 大型          | RM-CAR-1-3 | \$74 |



## Cooley 開胸器

 SKU **RM-CRS-SERIES-2**

 価格 **\$319 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                                     | SKU / 詳細          | 価格    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 乳幼児用プロファイル — 12 mm × 16 mm — 95 mm maximum spread — 新生児および乳幼児の胸部アプローチ、先天性心疾患手術用 | RM-CRS-SERIES-2-1 | \$319 |
| Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm 最大開脚 — 小児心臓手術および開胸術用                 | RM-CRS-SERIES-2-2 | \$329 |
| 標準成人用プロファイル — 21 mm × 44 mm — 最大開創幅 150 mm — 標準的な成人開胸術、肺葉切除術、および肺切除術用           | RM-CRS-SERIES-2-3 | \$339 |
| 成人大プロファイル — 35 mm × 50 mm — 200 mm maximum spread — 肥満外科胸部手術、深部縦隔の術野展開用         | RM-CRS-SERIES-2-4 | \$349 |



## Cooley 胸骨開創器

SKU RM-CSR-STD-1

価格 **\$354 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                         | SKU / 詳細       | 価格    |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 小児用プロファイル — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm | RM-CSR-STD-1-1 | \$354 |
| 成人用プロファイル — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm | RM-CSR-STD-1-2 | \$364 |
| 特大プロファイル — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm | RM-CSR-STD-1-3 | \$374 |



## Cooley Sternotomy Retractor

SKU RM-CSTR-PED-1

価格 **\$359 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                | SKU / 詳細        | 価格    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 新生児用プロファイル — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm         | RM-CSTR-PED-1-1 | \$359 |
| Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm | RM-CSTR-PED-1-2 | \$369 |




## Coryllos Retractors

SKU RM-COR-THOR-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                 | SKU / 詳細        | 価格    |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| 22 mm × 82 mm — 9 ½" — 10"  | RM-COR-THOR-1-1 | \$99  |
| 43 mm × 108 mm — 9 ½" — 10" | RM-COR-THOR-1-2 | \$109 |
| 65 mm × 115 mm — 9 ½" — 10" | RM-COR-THOR-1-3 | \$119 |



## Crawford 大動脈開創器

SKU RM-CAR-VASC-1

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                        | SKU / 詳細        | 価格   |
|------------------------------------|-----------------|------|
| 小モデル — 19 cm length, 15.0 mm blade | RM-CAR-VASC-1-1 | \$44 |
| 大型 — 19 cm length, 15.0 mm blade   | RM-CAR-VASC-1-2 | \$49 |



## Cushing Vein Retractor

SKU RM-CVR-1

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                            | SKU / 詳細   | 価格   |
|--------------------------------------------------------|------------|------|
| 20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-1 | \$49 |
| 22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-2 | \$52 |
| 24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm  | RM-CVR-1-3 | \$55 |
| 25.5 cm (約 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm       | RM-CVR-1-4 | \$58 |
| 30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm | RM-CVR-1-5 | \$61 |
| 35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm | RM-CVR-1-6 | \$64 |
| 40.0 cm (約 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm      | RM-CVR-1-7 | \$67 |



## Darling Popliteal 自保持開創器

SKU RM-DPSRR-1

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                                      | SKU / 詳細     | 価格    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Option A — 54 mm × 25 mm 左 / 76 mm × 38 mm 右 — 外側筋肉圧排を伴う深膝蓋下動脈露出 | RM-DPSRR-1-1 | \$109 |
| Option B — 76 mm × 38 mm 左 / 54 mm × 25 mm 右 — 内側筋肉圧排を伴う深膝蓋下動脈露出 | RM-DPSRR-1-2 | \$109 |



## DeBakey Retractor

SKU RM-DBR-15-1

価格 \$72 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細        | 価格   |
|-------------------|-----------------|------|
| DeBakey Retractor | 全長15.3 cm、1×1鋭爪 | \$72 |
| 保護スリーブ / 箱        | 個別輸送用パッケージ      | \$72 |



## DeBakey Rib Spreader

SKU RM-DRS-SET-1

価格 \$449 USD

コンポーネントリスト

| 数量     | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                               |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| 1      | 高耐久パラレル拡張トラックフレーム | 直線的な骨拡張を提供するスライドレール (150 mmまたは200 mm) |
| 6 (3対) | 着脱式フック状側方ブレード     | 滑り止め曲線エッジを備えた3対の交換可能ブレード              |
| 1      | 統合型テンションスクリューロック  | ユーザーの疲労を最小限に抑える手動回転ロックボルト             |
| 2      | 人間工学に基づいた鉗子延長アーム  | 滑らかで低侵襲な外縁を持つ軽量ハンドル                   |
| 1      | 保護収納ケース/ボックス      | 標準輸送用パッケージ                            |





## Expanded Vascular Lobster Retractor (拡張血管外科用 Lobster 開創器)

SKU RM-EVLR-1

価格 **\$2,999 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                                                | 寸法 / 詳細   |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 6  | Lobster Retractor Clamp                                | —         |
| 1  | Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame Coupler | —         |
| 1  | Lobster Hinged Extension Arm                           | —         |
| 1  | Lobster Frame                                          | —         |
| 2  | Lobster Mayo Swivel Retractor                          | 2¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo Swivel Retractor                          | 3½" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver Swivel Retractor                        | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart Retractor                | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)        | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)        | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Fence Swivel Retractor                         | 4" × 6"   |
| 2  | Lobster Renal Swivel Retractor                         | 1" × 6"   |
| 1  | Lobster Splanchnic Swivel Retractor                    | 2" × 4½"  |
| 1  | Lobster Splanchnic Swivel Retractor                    | 2" × 6"   |
| 1  | Sterilization Box                                      | —         |



## Finochietto (Modif) Rib Spreader (開胸器)

SKU RM-FMR-299-1

価格 **\$299 USD**

コンポーネントリスト



| 数量       | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                                |
|----------|-------------------|----------------------------------------|
| 1        | 流線型水平トラックフレーム     | 深い術野への手動拡幅 (120 mm開口) をサポートする平型スライドレール |
| 2 (固定ペア) | 固定式曲弁             | 肋骨表面にフィットする14 mm × 15 mmの窓付き側弁         |
| 1        | 回転式スクリューロック・アセンブリ | 最適な開創を固定するための締め付けギア                    |
| 2        | 人間工学に基づいた延長アーム    | 疲労を軽減する軽量の組織拡張ハンドル                     |
| 1        | 保護用保管ボックス         | 標準輸送用パッケージ                             |



## Finochietto 開胸器

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

価格 **\$329 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量       | コンポーネント             | 寸法 / 詳細                        |
|----------|---------------------|--------------------------------|
| 1        | 流線型並行ガイドレールトラックフレーム | 骨をスライドさせて開くように設計された直線状のシャーシ    |
| 2 (固定ペア) | 固定式傾斜ブレード           | 円形の窓を備えた骨把握用サイドブロック            |
| 1        | 一体型回転ネジロック          | フレームの拡張を確実に保持するために配置された手動構造ロック |
| 2        | 人間工学的延長アーム          | ユーザーの疲労を抑えるために最適化された軽量構造のハンドル  |
| 1        | 保護用収納ケース/箱          | 標準的な輸送用パッケージ                   |



## Finochietto-Baby 開胸器

SKU **RM-FBRS-100-1**

価格 **\$299 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量       | コンポーネント                | 寸法 / 詳細                                 |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | パラレルスライドガイドレールトラックフレーム | 狭い小児術野内でスライドして開くように設計された小型トラックシステム      |
| 2 (固定ペア) | 固定式アングルブレード            | 円形の窓を備えた、骨を保持するための 31 mm × 31 mm 側方ブロック |
| 1        | 統合型回転スクリューロック          | フレームの拡張を確実に保持するために配置された手動構造ロック          |
| 2        | 人間工学的鉗子エクステンションアーム     | 滑らかなエッジで設計された超軽量構造ハンドル                  |
| 1        | 保護用収納ボックス              | 標準輸送用パッケージ                              |



## Finochietto-Infant Rib Spreader

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

価格 **\$319 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量       | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                          |
|----------|--------------------|----------------------------------|
| 1        | 繊細な水平トラックフレーム      | 乳幼児の開胸術に最適化されたコンパクトなスライドバー・レイアウト |
| 2 (固定ペア) | 固定式アングルブレード        | 14×15 mm または 15×15 mm の有窓側方モジュール |
| 1        | 回転スクリューロック         | 開創を固定し、疲労を軽減する手動安全ロックボルト         |
| 2        | 人間工学に基づいたテーパー鉗子アーム | 完全に滑らかな外縁を持つ軽量構造のハンドル            |
| 1        | 保護用収納ケース/ボックス      | 標準輸送用パッケージ                       |




## French Pattern I.M.A 胸骨開胸器

 SKU **RM-FPIMASR-429-1**

 価格 **\$429 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント               | 寸法 / 詳細                                  |
|----|-----------------------|------------------------------------------|
| 1  | メインスライディングトラックフレームレール | 胸部構造をガイドし拡張させるために設計された横型シャシー             |
| 1  | 幅広胸骨ブレードコンポーネント       | 胸骨への圧力を分散させる 100 mm × 20 mm の滑らかなフラットパドル |
| 2  | 非対称胸骨爪ブレード            | 28 mm または 32 mm の爪の深さを持つデュアル曲線トラクションフック  |
| 3  | 専用テンションブレードスクリューロック   | 各ブレードを固定するために取り付けられた独立したロック機構            |
| 2  | 人間工学的開胸鉗子アーム          | 滑らかな外周を持つ軽量で流線型のハンドルビーム                  |
| 1  | 保護用収納ケース              | 標準輸送用パッケージ                               |



## ミニスターノトミー用 French Pattern I.M.A. 胸骨開胸器

 SKU **RM-FPMS-429-1**

 価格 **\$429 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                   | 寸法 / 詳細                                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | ロープロファイル正中スライディングトラックフレーム | ミニスターノトミー・アプローチ用に最適化された小型ガイドバーレール       |
| 1  | 小型胸骨ブレードコンポーネント           | 骨壁への応力分散のための 30 mm × 20 mm の滑らかな長方形プレート |
| 2  | マイクロ胸骨クローブレード             | 深さ 43 mm または 50 mm の作業端を備えたデュアルカーブ固定フック |
| 3  | 一体型手動ブレードネジロック            | 開口設定を固定するためのクイックターンネジ部品                 |
| 2  | 流線型フォーセップ延長アーム            | 外縁を完全に滑らかに仕上げた軽量シャシーレイアウト               |
| 1  | 保護用収納・ボックス                | 標準輸送用パッケージング                            |



## Haight Rib Spreader (ヘイト開胸器)

 SKU **RM-HRS-329-1**

 価格 **\$329 USD**

コンポーネントリスト



| 数量       | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                       |
|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1        | 水平トラック拡張ビーム       | 開胸術中の手動拡張をサポートするスライドシャシー      |
| 2 (固定ペア) | 固定式アングルブレード       | 窓付きの 30 mm × 30 mm 骨保持用側方プレート |
| 1        | ターニングスレッドスクリューロック | 選択した牽引レベルで安定した保持を保証する機械的クランプ  |
| 2        | 人間工学に基づいた牽引アーム    | 完全に滑らかな外縁を持つ軽量ハンドルプロファイル      |
| 1        | 保護用収納ボックス         | 標準輸送用パッケージ                    |



## Henly Retractor Center Blade

SKU RM-HRCB-1

価格 **\$48 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細    | 価格   |
|--------------------------------------|-------------|------|
| 19 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント | RM-HRCB-1-1 | \$48 |
| 25 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント | RM-HRCB-1-2 | \$50 |
| 32 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント | RM-HRCB-1-3 | \$52 |
| 76 mm 長 × 15 mm 幅 — 標準 Henly ステムマウント | RM-HRCB-1-4 | \$54 |



## Henly 開創器用フレーム

SKU RM-HRF-6CM-1

価格 **\$124 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細                                   | 価格    |
|----------------|--------------------------------------------|-------|
| Henly 開創器用フレーム | 6 cm 開創幅、フィンガーリング・ラチェット式シャーシ、センターブレード用ソケット | \$124 |
| 保護スリーブ / ボックス  | 個別輸送用パッケージ                                 | \$124 |



## Leaflet Retractor (弁尖リトラクター)

SKU RM-LFR-22-1

価格 **\$49 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細                                                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 5.0 mm 幅ブレード  | 全長: 22 cm ・ 主な臨床的役割: 小児弁手術、交連切開術、大動脈弁尖の観察 ・ 価格 (USD): \$49.00 |
| 1  | 8.0 mm 幅ブレード  | 全長: 22 cm ・ 主な臨床的役割: 成人僧帽弁尖の牽引および弁下腱索の露出 ・ 価格 (USD): \$49.00  |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス | 全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 含む                    |




## McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

価格 \$699 USD

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                                 | 寸法 / 詳細                          |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Chest Spreader Dual Bars                | 胸骨開創用の主要な5"改良型スプレッダーフレーム         |
| 1  | Split Universal Clamp                   | フレームアタッチメントを固定するための専用マウンティングクランプ |
| 1  | Universal Clamp                         | コンポーネント統合用の多目的クランプブロック           |
| 1  | Main Bracket                            | 補助開創アームを支持するためのメインマウンティングブラケット   |
| 1  | Tube Holder                             | 術野レイアウト内で手術用チューブを固定              |
| 1  | Right Angle Transverse Bar              | 補助開創エレメントのポジショニング用構造クロスバー        |
| 1  | Large Wire Basket Retractor (Malleable) | 愛護的な組織変位のための幅広い可塑性ワイヤーバスケット      |
| 2  | Small Wire Basket Retractor (Malleable) | ターゲット組織の開創のための小型可塑性ワイヤーバスケット     |



## Mercedes 胸部開胸器

SKU RM-MTR-SERIES-1

価格 \$329 USD

コンポーネントリスト



| 数量      | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                                 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1       | 堅牢な半円形トラックベースフレーム | 機械的トルクを提供する複合作用アセンブリ                    |
| 4 (2ペア) | 着脱式フック状側方ブレード     | 2ペアの交換可能な有窓ブレード (48×68 mm または 70×75 mm) |
| 1       | 中央ネジ調節ギア          | 構成を固定し手の負担を制限する手動ロック機構                  |
| 2       | 人間工学的牽引鉗子ビーム      | 外縁が滑らかに設計された軽量ハンドルフレーム                  |
| 1       | 保護用収納ボックス         | 標準輸送用パッケージ                              |




## 僧帽弁開胸器

SKU **RM-MVR-1**

価格 **\$899 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント      | 寸法 / 詳細                   |
|----|--------------|---------------------------|
| 1  | メインブラケット     | 開胸器システムの主要な構造支持コンポーネント    |
| 1  | Cooley胸骨開胸器  | 胸骨牽引用コンポーネント              |
| 1  | サイドアーマバー     | 追加の構造的サポートとポジショニングを提供     |
| 3  | ユニバーサルクランプ   | システム内の互換性のあるコンポーネントを接続し固定 |
| 1  | 三尖弁用ブレード     | 心臓外科的術野展開のためのブレードオプション    |
| 1  | 大型レトラクターブレード | 組織牽引のための大型ブレードオプション       |
| 3  | 小型レトラクターブレード | 組織牽引のための小型ブレードオプション       |
| 1  | 滅菌ボックス       | 保管および再処理中にセット全体を整理し保護     |



## Morse Rib Spreader

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

価格 **\$239 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細          | 価格    |
|--------------------------------------|-------------------|-------|
| オプション A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread | RM-MRS-SERIES-1-A | \$239 |
| Option B — 30 × 28 mm / 210 mm 開脚    | RM-MRS-SERIES-1-B | \$259 |
| Option C — 42 × 28 mm / 210 mm 開脚    | RM-MRS-SERIES-1-C | \$279 |
| Option D — 55 × 28 mm / 210 mm 開脚    | RM-MRS-SERIES-1-D | \$299 |





## Morse-Favaloro 開胸器

SKU RM-MFRS-160-1

価格 **\$269 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量      | コンポーネント              | 寸法 / 詳細                                |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| 1       | 並行スライドガイドレールトラックフレーム | 拡張シャーンとして機能する軽量アルミニウム製ガイドバーレール         |
| 4 (2ペア) | 可動式角度付き側方ブレード        | 肋骨に適合する 17 mm × 22 mm の4つの多位置調整可能なブレード |
| 1       | 回転ネジロック              | 最適な開創位置でブレードを固定する一体型ロックボルト             |
| 2       | エルゴノミクス開創用鉗子アーム      | 滑らかな外縁を持つ設計のテーパー状アルミニウムハンドルシャンク        |
| 1       | 保護用収納ボックス            | 標準輸送用パッケージ                             |



## Parsonnet 心外膜開創器

SKU RM-PER-1

価格 **\$44 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------|------------|------|
| 極小          | RM-PER-1-1 | \$44 |
| 小           | RM-PER-1-2 | \$49 |
| 中           | RM-PER-1-3 | \$54 |
| 大           | RM-PER-1-4 | \$59 |



## Ross 大動脈弁レトラクター

SKU RM-RAVR-25-1

価格 **\$89 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                               | SKU / 詳細       | 価格   |
|-------------------------------------------|----------------|------|
| サイズ #1 — ⅜" × ⅝" (approx. 16 × 16 mm)     | RM-RAVR-25-1-1 | \$89 |
| サイズ #2 — ½" × ⅞" (approx. 13 × 22 mm)     | RM-RAVR-25-1-2 | \$89 |
| サイズ #3 — ¾" × 1" (approx. 19 × 25 mm)     | RM-RAVR-25-1-3 | \$89 |
| サイズ #4 — ¾" × 1 ⅛" (approx. 19 × 29 mm)   | RM-RAVR-25-1-4 | \$89 |
| サイズ #5 — 1 ⅛" × 1 ⅝" (approx. 29 × 29 mm) | RM-RAVR-25-1-5 | \$89 |
| サイズ #6 — 1 ¾" × ⅞" (approx. 35 × 22 mm)   | RM-RAVR-25-1-6 | \$89 |



## Sachs 静脈レトラクター

SKU RM-SVR-22-1

価格 \$54 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細      | 価格   |
|-----------------------------------------|---------------|------|
| ブレーン弁モデル — 22 cm 全長、平滑カーブ弁              | RM-SVR-22-1-1 | \$54 |
| 有歯ブレードモデル — 22 cm 全長、有歯縁ブレード            | RM-SVR-22-1-2 | \$54 |
| 鋭鉤モデル — 22 cm length, sharp curved hook | RM-SVR-22-1-3 | \$54 |



## Semb 肺・筋肉レトラクター

SKU RM-SLMR-89-1

価格 \$89 USD

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                             | SKU / 詳細       | 価格   |
|-----------------------------------------|----------------|------|
| 25.5 cm コンツアードモデル — 25.5 cm コンツアードグリップ付 | RM-SLMR-89-1-1 | \$89 |
| 25.0 cm フラットハンドルモデル — 25.0 cm フラットハンドル付 | RM-SLMR-89-1-2 | \$89 |



## ThoraGate Rib Up Retractor System

SKU RM-TRURS-1

価格 \$1,499 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細                  |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1  | ThoraGate Rib Up Retractor | 主要な胸部開胸器フレームおよび挙上アセンブリ   |
| 1  | フレキシブルアーム                  | 開胸器エレメントの位置決め用多関節サポートアーム |
| 1  | 吸引式スタビライザーフット              | 機械的システムの平衡を補助するベースユニット   |
| 2  | 下部ブレード (各サイズ)              | 下部肋骨係合用の交換可能なブレード        |
| 3  | 上部ブレード (各サイズ)              | 上部肋骨挙上用の交換可能なブレード        |





## Tuffier 開胸器

 SKU **RM-TRS-160-1**

 価格 **\$299 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量       | コンポーネント           | 寸法 / 詳細                                  |
|----------|-------------------|------------------------------------------|
| 1        | 水平スライディングトラックフレーム | 圧縮下でも構造的な拡張を提供する平行棒ガイドレール                |
| 2 (固定ペア) | 固定式幅広ラテラルブレード     | 骨を把握するための内側鋸歯を備えた 45 mm × 45 mm のアングルパネル |
| 1        | 手動スクリューロック        | 開口状態を固定し、手の疲労を軽減するネジ式ロック機構               |
| 2        | 人間工学に基づいた延長アーム    | 滑らかなエッジで設計された流線型で軽量なハンドルシャンク             |
| 1        | 保護用収納ボックス         | 標準輸送用パッケージ                               |



## Valve XS Retractor System

 SKU **RM-VXRS-1**

 価格 **\$999 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                      | 寸法 / 詳細     |
|----|------------------------------|-------------|
| 1  | Valve XS 側方アプローチ用リトラクションシステム | ダブルジョイント構成  |
| 1  | ボールスナップ式ブレード (単体)            | 53 × 36 mm  |
| 1  | 側方肋骨リトラクター用アクセサリ (可塑性)       | 60 × 35 mm  |
| 1  | Valve XS コネクティングクランプ Type B  | 構造用クランプ     |
| 1  | リトラクションロッド                   | 9" (230 mm) |
| 1  | MICS CABG用リトラクター             | 専用コンポーネント   |
| 1  | 心房リフトリトラクターブレード用装着器          | 専用装着ツール     |
| 1  | ブレード (単体)                    | 30 × 35 mm  |
| 1  | ブレード (単体)                    | 40 × 35 mm  |
| 1  | ブレード (単体)                    | 50 × 35 mm  |
| 1  | ブレード (単体)                    | 60 × 35 mm  |
| 1  | ブレード (単体)                    | 70 × 35 mm  |
| 1  | 滅菌ボックス                       | 収納コンテナ      |





## Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

価格 **\$2,699 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                         | 寸法 / 詳細  |
|----|-------------------------------------------------|----------|
| 1  | Lobster Frame                                   | —        |
| 1  | Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame  | —        |
| 8  | Lobster Retractor Clamp                         | —        |
| 2  | Lobster Mayo Swivel Retractor                   | ¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Mayo Swivel Retractor                   | 3½" × 2" |
| 1  | Lobster Fence Swivel Retractor                  | 4" × 6"  |
| 1  | Lobster Splanchnic Swivel Retractor             | 2" × 4½" |
| 1  | Lobster Splanchnic Swivel Retractor             | 2" × 6"  |
| 2  | Lobster Renal Swivel Retractor                  | 1" × 6"  |
| 1  | Lobster Deaver Swivel Retractor                 | ¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated) | 2" × 6½" |
| 1  | Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated) | 3" × 6½" |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart Retractor         | 2" × 5"  |
| 1  | Sterilization Box                               | —        |



## Willauer-Deaver 牽引子


SKU **RM-WDR-395-1**

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細       | 価格    |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 25 mm ワイドブレード — 25 mm 幅 × 108 mm 有効長 | RM-WDR-395-1-1 | \$99  |
| 50 mm 幅弁 — 50 mm 幅 × 108 mm 有効長      | RM-WDR-395-1-2 | \$149 |






## Wylie 腎静脈レトラクター

SKU **RM-WRVR-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細    | 価格    |
|--------------------------------|-------------|-------|
| 11 ¾" (29.85 cm) — 滑面カーブ血管弁    | RM-WRVR-1-1 | \$89  |
| 12.0" (30.48 cm) — 血管用滑面カーブ弁   | RM-WRVR-1-2 | \$94  |
| 12 ½" (31.75 cm) — 血管用滑面カーブ弁   | RM-WRVR-1-3 | \$99  |
| 12 ¾" (32.39 cm) — 血管用滑面カーブ弁   | RM-WRVR-1-4 | \$104 |
| 13.0" (33.02 cm) — 平滑剥離用血管ブレード | RM-WRVR-1-5 | \$109 |



## Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

価格 **\$1,499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                  | 寸法 / 詳細                     |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1  | スプラインチップ・ダブルブレードポスト/クランプ | 主要なマウントインターフェースとクランプ調整機能を提供 |
| 1  | スナップクリップ付レーキアセンブリ        | スナップクリップ接続により組織を把持・保持       |
| 1  | スプライン・トップポスト             | 上部フレームセクションを接続し、ポスト全体を安定化   |



## Bookwalter IMA リトラクターシステム

SKU **RM-BIRS-1**

価格 **\$1,499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント       | 寸法 / 詳細          |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 垂直エクステンションバー  | 12" (30 cm)      |
| 1  | ポストカブラー       | 標準               |
| 1  | 水平バー          | 標準               |
| 2  | IMAラチェット機構    | マイクロツイスト (<1 mm) |
| 1  | IMAクロスバー      | 12" (30 cm)      |
| 2  | IMAリトラクターブレード | 標準IMAプロファイル      |
| 1  | 滅菌ボックス        | プロテクティブケース       |



## Breisky 膣レトラクター

SKU **RM-BVR-1**

価格 **\$89 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                 | 寸法 / 詳細                            |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 100 mm × 25 mm — 28 cm to 36 cm         | 浅層の膣および膣口の術野確保 — \$89.00           |
| 1  | 100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm to 36 cm | 広範囲の前・後膣壁の保持 — \$89.00             |
| 1  | 130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm to 36 cm | 中層の膣円蓋の視認性確保 — \$94.00             |
| 1  | 130 mm × 40 mm — 28 cm to 36 cm         | 深部骨盤底再建術用 — \$94.00                |
| 1  | 140 mm × 35 mm — 28 cm to 36 cm         | 膣式子宮全摘術における頸部へのアクセス — \$99.00      |
| 1  | 160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm to 36 cm | 経産婦の解剖学的構造における深部円蓋へのアクセス — \$99.00 |
| 1  | 180 mm × 25 mm — 28 cm to 36 cm         | 最大深部の骨盤および根尖部へのアクセス — \$104.00     |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス                           | 標準パッケージ — 付属                       |



## Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

価格 **\$129 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション               | SKU / 詳細                  | 価格    |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| Delee Universal Retractor | 全長24 cm、50 × 70 mm 曲面プレート | \$129 |
| 保護スリーブ / 外箱               | 個別輸送用パッケージ                | \$129 |





## Doyen 膣レトラクター

SKU RM-DVR-1

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細              | 価格   |
|---------------|-----------------------|------|
| Doyen 膣レトラクター | リングハンドル付き持ち式広幅膣レトラクター | \$79 |
| 保護スリーブ / 箱    | 個別輸送用パッケージ            | \$79 |



## Eastman 膣レトラクター

SKU RM-EVR-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション            | SKU / 詳細   | 価格   |
|------------------------|------------|------|
| 76 mm × 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-1 | \$59 |
| 88 mm × 38 mm — 18 cm  | RM-EVR-1-2 | \$62 |
| 101 mm × 38 mm — 18 cm | RM-EVR-1-3 | \$64 |



## Guttman 産科用開創器

SKU RM-GOR-1

価格 **\$94 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                               | SKU / 詳細   | 価格   |
|-------------------------------------------|------------|------|
| 7.5 cm 延長弁 — 50 mm × 70 mm ベース、7.5 cm 延長付 | RM-GOR-1-1 | \$94 |
| 11.0 cm 延長弁 — 50 mm × 70 mm ベース、11 cm 延長  | RM-GOR-1-2 | \$99 |



## Heaney 膾式子宮全摘術用レトラクター

SKU **RM-HEHR-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                       | SKU / 詳細    | 価格   |
|-----------------------------------|-------------|------|
| 44 mm × 25 mm — 17 cm または 27 cm   | RM-HEHR-1-1 | \$84 |
| 70 mm × 25 mm — 17 cm または 27 cm   | RM-HEHR-1-2 | \$84 |
| 73 mm × 28.5 mm — 17 cm または 27 cm | RM-HEHR-1-3 | \$89 |
| 114 mm × 25 mm — 17 cm または 27 cm  | RM-HEHR-1-4 | \$89 |



## Heaney Simon 膾レトラクター

SKU **RM-HSVR-1**

価格 **\$139 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                      | SKU / 詳細    | 価格    |
|----------------------------------|-------------|-------|
| 27.0 cm (10.6") — S, M, L プロファイル | RM-HSVR-1-1 | \$139 |
| 29.2 cm (11.5") — S, M, L プロファイル | RM-HSVR-1-2 | \$149 |



## Jackson 膾レトラクター

SKU **RM-JVR-1**

価格 **\$44 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細   | 価格   |
|----------------|------------|------|
| 75 mm × 38 mm  | RM-JVR-1-1 | \$44 |
| 90 mm × 38 mm  | RM-JVR-1-2 | \$49 |
| 100 mm × 38 mm | RM-JVR-1-3 | \$54 |




## Kelly Sims 腔レトラクター

SKU **RM-KSVR-1**

価格 **\$84 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格   |
|-------------|-------------|------|
| 18 cm       | RM-KSVR-1-1 | \$84 |
| 20 cm       | RM-KSVR-1-2 | \$89 |
| 23 cm       | RM-KSVR-1-3 | \$94 |
| 26 cm       | RM-KSVR-1-4 | \$99 |



## Kristeller 腔レトラクター

SKU **RM-KVR-1**

価格 **\$44 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                                           | 寸法 / 詳細                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ナローブレード (75×10, 110×14, 110×17 mm)                | 全長: 18 cm または 22 cm ・ 主な用途: 小児、未経産婦、または狭い腔管の展開 ・ 価格 (USD): \$44.00 / \$49.00     |
| 1  | ミディアムブレード (75×23, 80×25, 115×23 mm)               | 全長: 18 cm または 22 cm ・ 主な用途: 標準的な成人の腔内診および軽微な骨盤内手術 ・ 価格 (USD): \$44.00 / \$49.00  |
| 1  | ブロード/ディープブレード (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm) | 全長: 18 cm または 22 cm ・ 主な用途: 経産婦の深部骨盤底修復術および腔式子宮全摘術 ・ 価格 (USD): \$44.00 / \$49.00 |
| 1  | 保護スリーブ / 外箱                                       | 全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な用途: ー ・ 価格 (USD): 込                                           |



## 側方エボナイズド腔レトラクター

SKU **RM-LEVR-63-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細                                           | 価格   |
|-----------------|----------------------------------------------------|------|
| 側方エボナイズド腔レトラクター | 寸法/詳細: 6.3 cm サイズパラメータ、レーザーセーフ・エボナイズドブレード ・ 同梱数: 1 | \$79 |
| 保護スリーブ / 箱      | 寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ ・ 同梱数: 1                         | \$79 |





## 絶縁型側方腔壁レトラクター (Lateral Nonconductive Vaginal Retractor)

SKU **RM-LNCVR-63-1**

価格 **\$69 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント          | 寸法 / 詳細                                                                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | オープンシャンクプロファイル   | ブレード幅: 6.3 cm ・ 主な臨床的役割: LEEP/LLETZ中の術中器具クリアランスの向上 ・ 価格 (USD): \$69.00 |
| 1  | クローズ型長シャンクプロファイル | ブレード幅: 6.3 cm ・ 主な臨床的役割: 側方腔粘膜の変位およびレーザー焼灼の効率化 ・ 価格 (USD): \$69.00     |
| 1  | 保護スリーブ / ボックス    | ブレード幅: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: ー ・ 価格 (USD): 含む                          |



## 腔側壁開創器 (Lateral Wall Vaginal Retractor)

SKU **RM-LWVR-1**

価格 **\$109 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細    | 価格    |
|-------------|-------------|-------|
| 23 cm       | RM-LWVR-1-1 | \$109 |
| 26 cm       | RM-LWVR-1-2 | \$114 |
| 28 cm       | RM-LWVR-1-3 | \$119 |



## Lone Star Retractor (婦人科および男性泌尿器科用)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

価格 **\$399 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細       | 価格    |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Small Ring — 16.6 cm x 16.2 cm (産婦人科/泌尿器科用)    | RM-LSR-GMU-1-1 | \$384 |
| Standard Ring — 25.3 cm x 11.3 cm (産婦人科/泌尿器科用) | RM-LSR-GMU-1-2 | \$399 |
| 大リング — 32.5 cm x 18.3 cm (産婦人科/泌尿器科用)          | RM-LSR-GMU-1-3 | \$414 |



## O'Sullivan-O'Conner 腔開創器

SKU RM-OSVR-28-1

価格 **\$399 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント        | 寸法 / 詳細                                                                        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | メイン開創器フレームシャーシ | 寸法 (長さ×幅) : 28 cm フレーム (曲型または楕円型) ・ 数量: 1フレーム ・ 価格 (USD) : セットに含まれる (\$399.00) |
| 1  | スモール交換式ブレード    | 寸法 (長さ×幅) : 1.3 cm × 4.7 cm 鈍ブレード ・ 数量: 1枚 ・ 価格 (USD) : セットに含まれる               |
| 1  | ミディアム交換式ブレード   | 寸法 (長さ×幅) : 3.8 cm × 8.9 cm 鈍ブレード ・ 数量: 1枚 ・ 価格 (USD) : セットに含まれる               |
| 1  | ラージ交換式ブレード     | 寸法 (長さ×幅) : 4.4 cm × 8.9 cm 鈍ブレード ・ 数量: 1枚 ・ 価格 (USD) : セットに含まれる               |
| 1  | 保護用保管・輸送ボックス   | 寸法 (長さ×幅) : 標準輸送用パッケージ ・ 数量: 1箱 ・ 価格 (USD) : セットに含まれる                          |



## 骨盤開創器 鈍形

SKU RM-PRB-105-1

価格 **\$89 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細                           | 価格   |
|-------------|------------------------------------|------|
| 骨盤開創器 鈍形    | 全長10 1/2" (26.67 cm)、1"幅ソリッド鈍性ブレード | \$89 |
| 保護スリーブ / 箱  | 個別輸送用パッケージ                         | \$89 |




## Redundant Nonconductive Wall Retractor (非導電性腔壁リトラクター)

SKU RM-RNWR-7IN-1

価格 **\$99 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                    | SKU / 詳細        | 価格    |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| 中サイズ — 7 in, 9.0×2.0 cm blade  | RM-RNWR-7IN-1-1 | \$99  |
| 大 — 7 in, 9.0×2.5 cm blade     | RM-RNWR-7IN-1-2 | \$109 |
| LLサイズ — 7 in, 9.0×3.0 cm blade | RM-RNWR-7IN-1-3 | \$119 |



## Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                      | SKU / 詳細      | 価格    |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 中サイズ — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade   | RM-RWR-18-1-1 | \$89  |
| 大 — 18 cm, 7.0×2.2 cm 弁          | RM-RWR-18-1-2 | \$99  |
| LLサイズ — 18 cm, 10.8×3.0 cm blade | RM-RWR-18-1-3 | \$109 |



## Rigby 自保持式膣開創器

SKU **RM-RSRVR-18-1**

価格 **\$69 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション    | SKU / 詳細                             | 価格   |
|----------------|--------------------------------------|------|
| Rigby 自保持式膣開創器 | 全長 18 cm、深さ 63.5 mm 平滑ブレード、ラチェットロック付 | \$69 |
| 保護スリーブ / ボックス  | 輸送用個別包装                              | \$69 |



## Sims 膣レトラクター

SKU **RM-SVR-19-1**

価格 **\$91 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                          | SKU / 詳細      | 価格   |
|--------------------------------------|---------------|------|
| 63.5 mm × 25 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め        | RM-SVR-19-1-1 | \$91 |
| 76.0 mm × 32 mm — 鏡面仕上げまたは無反射（黒染）仕上げ | RM-SVR-19-1-2 | \$93 |
| 82.5 mm × 32 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め        | RM-SVR-19-1-3 | \$95 |
| 82.5 mm × 38 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め        | RM-SVR-19-1-4 | \$97 |
| 89.0 mm × 41 mm — 鏡面仕上げまたは黒染め        | RM-SVR-19-1-5 | \$99 |



## Sims 膣レトラクター — ホローグリップハンドル

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

価格 **\$89 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細         | 価格   |
|-----------------------|------------------|------|
| 70 mm × 25 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-1 | \$89 |
| 76 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-2 | \$94 |
| 90 mm × 38 mm — 23 cm | RM-SVRHGH-23-1-3 | \$99 |



## St. Marks 骨盤用リトラクター

SKU **RM-SMPR-1**

価格 **\$79 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                            | SKU / 詳細    | 価格   |
|----------------------------------------|-------------|------|
| 11 ½" リップ付バリエーション — 11 ½" (29.2 cm)    | RM-SMPR-1-1 | \$79 |
| 13" Lipped Variant — 13" (33.0 cm)     | RM-SMPR-1-2 | \$84 |
| 13" Non-Lipped Variant — 13" (33.0 cm) | RM-SMPR-1-3 | \$89 |






## Bookwalter GYN Retractor System

SKU RM-BGRS-1

価格 \$1,699 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント    | 寸法 / 詳細                     |
|----|------------|-----------------------------|
| 1  | フィールドポスト   | 12" (30 cm)                 |
| 1  | ポストカブラー    | 標準仕様                        |
| 1  | 水平バー       | 標準仕様                        |
| 4  | チルトラチェット機構 | マルチアングル                     |
| 1  | ノッチ付き会陰リング | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | 腹用側壁ブレード   | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | 腹用後壁ブレード   | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | Deaverブレード | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Deaverブレード | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | 滅菌ケース      | 保護用ケース                      |




## Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用開創器システム

SKU RM-BGMPRS-1

価格 \$1,499 USD

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細                     |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Field Post                 | 12" (30 cm)                 |
| 1  | Post Coupler               | スタンダード                      |
| 1  | Horizontal Flex Bar        | 標準多関節型                      |
| 1  | Perineal Ring with Notches | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 4  | Rotating Tilt Ratchet      | リング保持機能付き標準タイプ              |
| 2  | Vaginal Lateral Blades     | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | Deaver Blade               | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | Deaver Blade               | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Vaginal Posterior Blade    | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | Sterilization Box          | 保護ケース                       |





## Bookwalter StrongArm GYN 手術用リトラクターシステム

SKU **RM-BSAGYNS-1**

価格 **\$1,599 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                            | 寸法 / 詳細                     |
|----|------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | レールクランプ付きトップマウント<br>StrongArm Plus | 多関節 / 手術台レール対応              |
| 4  | 自動保持式チルトラチェット                      | 標準マルチアングル                   |
| 1  | ノッチ付きペリネアルリング                      | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | 腔側壁用弁                              | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | 腔後壁用弁                              | 1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)    |
| 1  | Deaver 弁                           | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 1  | Deaver 弁                           | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | 滅菌ケース                              | 保護用ケース                      |




## Bookwalter Perineal Surgery Retractor

SKU **RM-BPRS-1**

価格 **\$2,199 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細                     |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Field Post                 | 12" (30 cm)                 |
| 2  | Post Couplers              | 標準                          |
| 1  | Horizontal Bar             | 標準                          |
| 1  | Vertical Extension Bar     | 12" (30 cm)                 |
| 5  | Tilt Ratchet Mechanisms    | 標準多角タイプ                     |
| 1  | Half Circle Segments       | 直径 8½" (21.6 cm)            |
| 1  | Perineal Ring with Notches | 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) |
| 2  | Vaginal Posterior Blades   | 1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)    |
| 1  | Deaver Blade               | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Deaver Blade               | 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)     |
| 2  | Malleable Blades           | ½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)     |
| 2  | Malleable Blades           | ¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)     |
| 2  | Malleable Blades           | 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)     |
| 1  | Sterilization Box          | 保護用ケース                      |





## 可変式 Mayfield アダプター

SKU **RM-AMA-1**

価格 **\$1,199 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント            | 寸法 / 詳細                                                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 可変式 Mayfield アダプター | 専用ソケットのない手術台で Mayfield 型頭蓋固定システムを固定するための強固なプラットフォームを提供 |
| 2  | 可変式エンドブラケット        | アダプターを手術台のサイドレールに固定し、さまざまな手術台幅に対応                      |
| 複数 | 取り付け穴              | 頭蓋クランプベースユニットの横方向の調整と柔軟なポジショニングが可能                     |



## Adson Cerebellum Retractor

SKU **RM-ACR-1**

価格 **\$159 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション           | SKU / 詳細   | 価格    |
|-----------------------|------------|-------|
| 小 — 6.5 in, 深さ 22 mm  | RM-ACR-1-1 | \$149 |
| 標準型 — 7.5 in, 22 mm 深 | RM-ACR-1-2 | \$159 |
| 大 — 9.5 in, 深さ 22 mm  | RM-ACR-1-3 | \$174 |



## Adson 自保持式小脳開創器

SKU **RM-ASCR-1**

価格 **\$199 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細    | 価格    |
|---------------------|-------------|-------|
| 小 — 6.5 in, 4x4 爪   | RM-ASCR-1-1 | \$189 |
| 標準型 — 7.5 in, 4x4 爪 | RM-ASCR-1-2 | \$199 |
| 大 — 9.5 in, 4x4 爪   | RM-ASCR-1-3 | \$214 |



## Anderson-Adson 開創器 後頭窩用 自保持式

 SKU **RM-AASCR-1**

 価格 **\$199 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                           | SKU / 詳細     | 価格    |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 小 — 6.5 in, 4x4 鋭爪                    | RM-AASCR-1-1 | \$189 |
| 標準型 — 7.5 in (19 cm), 4x4 爪鋭, 13 mm 深 | RM-AASCR-1-2 | \$199 |
| 大 — 9.5 in, 4x4 鋭爪                    | RM-AASCR-1-3 | \$214 |



## Budde Halo Retractor

 SKU **RM-BHR-1**

 価格 **\$2,499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント              | 寸法 / 詳細          |
|----|----------------------|------------------|
| 1  | ハローリング               | ダブルヒンジ式円形デザイン    |
| 3  | ハローフレックスアーム          | 9 in (229 mm)    |
| 2  | Budde Halo サポートブラケット | 高耐久マウントクランプ      |
| 2  | Budde Halo サポートロッド   | 直径 5/16 in       |
| 1  | Budde Halo パティートレイ   | 一体型有孔トレイ         |
| 1  | Budde Halo ミニバイス     | ステンレス製クランピングブロック |
| 2  | Budde カーブレトラクター      | テーバー型脳へら         |
| 2  | TEW マイクロレトラクターブレード   | ステンレス製マイクロブレード   |
| 2  | ハロー調整レンチ             | システムロック用ツール      |
| 1  | 滅菌ボックス               | 有孔オーガナイザートレイ     |






## Contour 自動開創式頭皮レトラクター

SKU RM-CSRSR-1

価格 **\$99 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細     | 価格   |
|-------------|--------------|------|
| 3×4 鈍爪      | RM-CSRSR-1-1 | \$99 |
| 3×4 鋭爪      | RM-CSRSR-1-2 | \$99 |



## Cushing デコンプレッション・リトラクター

SKU RM-CDR-215-1

価格 **\$59 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション              | SKU / 詳細                             | 価格   |
|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Cushing デコンプレッション・リトラクター | 21.5 cm 全長、13 × 19 mm 窓付き<br>サドルブレード | \$59 |
| 保護スリーブ / ボックス            | 輸送用個別包装                              | \$59 |



## Dandy Nerve Retractor (ダンディー神経レトラクター)

SKU RM-DNR-20-1

価格 **\$25 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                                    | SKU / 詳細      | 価格   |
|------------------------------------------------|---------------|------|
| 直型 — 20 cm 全長, 鈍直フック — 脳神経検査および神経根授動術用         | RM-DNR-20-1-1 | \$25 |
| 角度付 右曲 — 全長 20 cm、右曲フック — 右側側溝および頭蓋底神経ナビゲーション用 | RM-DNR-20-1-2 | \$25 |
| 角度付 左曲 — 全長 20 cm、左曲フック — 左側側溝および頭蓋底神経ナビゲーション用 | RM-DNR-20-1-3 | \$25 |




## Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

価格 **\$3,499 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                          | 寸法 / 詳細                                                               |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2  | Greenberg Retractor プライマリクランプ    | 標準スカルクランプ適合 (6 in / 152 mm) — Mayfieldまたはリジッドヘッドホルダーの支柱に直接ロック可能       |
| 4  | Greenberg Retractor セカンダリクランプ    | 標準バー適合 (12 in / 305 mm) — プライマリバーとセカンダリバーを接続し外枠を構築                    |
| 4  | Greenberg Retractor ロングリトラクターアーム | 長さ 9.5 in (241 mm) — ブレードを保持・配置するための可動式フリクションアーム                      |
| 1  | Greenberg Retractor ハンドレスト       | 長さ 10 in (254 mm) — 術者の手を安定させるための人間工学に基づいたサポート台                       |
| 1  | Greenberg Retractor バッティートレイ     | 6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — フレームに取り付け、生理食塩水を含ませたコットノイドやバッテリーを保持 |
| 1  | Greenberg Retractor 滅菌ケース        | 17 in × 10 in × 2.375 in — 穴あき、高耐久仕様のオーガナイザーボックス                      |
| 1  | Greenberg 可鍛性テーパードブレード           | 9 in, 幅 ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — 広範な皮質圧排用の幅広ブレード                     |
| 1  | Greenberg 可鍛性テーパードブレード           | 9 in, 幅 5/32 in × ¾ in (4 × 16 mm) — 脳葉および側頭アブローチ用の中幅ブレード             |
| 1  | Greenberg 可鍛性テーパードブレード           | 9 in, 幅 ¼ in × ½ in (3 × 13 mm) — 深部の大脳鎌間または脳槽へのアクセスのための標準ブレード        |
| 1  | Greenberg 可鍛性テーパードブレード           | 9 in, 幅 3/32 in × ¾ in (2.4 × 9.5 mm) — 狭い頭蓋底経路用の細いテーパードブレード          |
| 1  | Greenberg 可鍛性テーパードブレード           | 9 in, 幅 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) — 繊細な神経および血管圧排用のマイクロブレード          |




## Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

価格 **\$2,499 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                           | 寸法 / 詳細                                              |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Greenberg Primary Bar             | 6" (15 cm) — スカルクランプポストへのシングルポイント剛性アンカー              |
| 1  | Greenberg Floating Secondary Bar  | 12" (30 cm) — フレックスアーム装着用の重点的セカンダリートラック              |
| 4  | Greenberg Long Retractor Arms     | 9.5" (24 cm) — 精密なブレード保持のための多軸フリクションフレックスアーム         |
| 1  | Greenberg Hand Rest               | 10" (25 cm) — 調節可能な前腕サポートプラットフォーム                    |
| 1  | Greenberg Pattie Tray             | 3" × 6¾" (7.5 × 16.8 cm) — ニューロパティや器具を保管するためにフレームに装着 |
| 1  | Compact Sterilization Box         | カスタム成形レイアウト — コンパクトな有孔オーガナイザー兼滅菌ボックス                 |
| 1  | Malleable Tapered Retractor Blade | 9" × ¼" × ¾" — 広範囲の皮質保護のためのエクストラワイドブレード              |
| 1  | Malleable Tapered Retractor Blade | 9" × 5/32" × ¾" — 葉の開創に適したミディアムワイドブレード               |
| 1  | Malleable Tapered Retractor Blade | 9" × ¼" × ½" — 深部半球間アブローチ用の標準ブレード                    |
| 1  | Malleable Tapered Retractor Blade | 9" × 3/32" × ¾" — 狭い脳槽経路に適したファインテーパーブレード             |
| 1  | Malleable Tapered Retractor Blade | 9" × 1/16" × ¼" — 繊細な神経・血管分離用のマイクロブレード               |



## Hoен 神経レトラクター

 SKU **RM-HNR-22-1**

 価格 **\$24 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細                  | 価格   |
|---------------|---------------------------|------|
| Hoен 神経レトラクター | 全長 22 cm、湾曲アトラウマティック神経チップ | \$24 |
| 保護スリーブ/ボックス   | 個別輸送用パッケージ                | \$24 |



## Leyla Retractor

 SKU **RM-LR-1**

 価格 **\$1,199 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント         | 寸法 / 詳細                               |
|----|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | フレキシブルアーム用固定ベース | 両方のフレキシブルアームを保持ロッドに固定する中央マウントブロック     |
| 2  | フレキシブルアーム       | 正確な位置決めのために360度可動する多関節フリクションアーム       |
| 2  | フラット脳べら用サポート    | 脳べらをフレキシブルアームに接続するための先端マウントアダプター      |
| 1  | テーブル固定用ボールジョイント | テーブルレール上でサポートロッドの角度を自在に調整できる多軸ジョイント   |
| 1  | 固定用保持ロッド        | システムを術野のドレープラインより高い位置に保持する堅牢なステンレス製支柱 |
| 1  | カップリングヘッド       | 保持ロッドを手術台のサイドレールにロックする高耐久クランプブロック     |
| 2  | フラット脳べら用ホルダー    | フラットまたはフレキシブルな脳べらを確実に把持する精密クランプ機構     |
| 1  | 木製収納ボックス        | 保管、輸送、在庫管理のための専用フィット保護ボックス            |





## Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

価格 **\$699 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション | SKU / 詳細   | 価格    |
|-------------|------------|-------|
| 成人用         | RM-MHR-1-A | \$699 |
| 小児用モデル      | RM-MHR-1-P | \$799 |



## Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

価格 **\$2,499 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント                    | 寸法 / 詳細                      |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 標準Mayfield Skull Clampシステム | 術中の剛性頭蓋固定および安定した頭部ポジショニングを提供 |
| 2  | 予備頭蓋ピン                     | 成人用または小児用手技のための交換用固定ピン       |
| 1  | シリコンマット付きアルミニウム製滅菌ボックス     | システム全体の保護、整理、保管、および滅菌に使用     |



## Miskimon Cerebellar Retractor

SKU **RM-MCR-19-1**

価格 **\$139 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                   | SKU / 詳細                             | 価格    |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Miskimon Cerebellar Retractor | 寸法/詳細：全長 19 cm、7×7外方鋭爪、ラチェットロック・数量：1 | \$139 |
| 保護スリーブ/外箱                     | 寸法/詳細：個別輸送用パッケージ・数量：1                | \$139 |



## Oldberg レトラクター

SKU **RM-OR-21-1**

価格 **\$49 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション        | SKU / 詳細     | 価格   |
|--------------------|--------------|------|
| 13.0 mm Wide Blade | RM-OR-21-1-1 | \$49 |
| 15.0 mm Wide Blade | RM-OR-21-1-2 | \$49 |
| 19.0 mm 弁幅         | RM-OR-21-1-3 | \$49 |



## Scoville 神経レトラクター

SKU **RM-SNR-165-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション       | SKU / 詳細                  | 価格   |
|-------------------|---------------------------|------|
| Scoville 神経レトラクター | 全長 16.5 cm、角度付きチップ、細身シャフト | \$29 |
| 保護スリーブ / 外箱       | 輸送用個別包装                   | \$29 |



## Smithwick Nerve Retractor

SKU **RM-SNR-29-1**

価格 **\$29 USD**

利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション          | SKU / 詳細      | 価格   |
|----------------------|---------------|------|
| 小 - 17 cm, 鈍性曲フック    | RM-SNR-29-1-1 | \$29 |
| 中サイズ - 21 cm, 鈍性曲フック | RM-SNR-29-1-2 | \$29 |
| 標準型 - 29 cm, 鈍曲フック   | RM-SNR-29-1-3 | \$29 |






## Greenberg Retractor

SKU **RM-GR-1**

価格 **\$3,999 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント         | 寸法 / 詳細                                                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 2  | プライマリバー         | 6" (15 cm) — リジッドスカルクラップのポストに直接装着                         |
| 4  | フローティングセカンダリーバー | 12" (30 cm) — 開頭部位周囲の外周サポートを拡張                            |
| 4  | ロングフレックスアーム     | 9.5" (24 cm) — ブレードの位置決めのための多関節摩擦アーム                      |
| 2  | ハンドレスト          | 10" (25 cm) — 前腕を物理的に支え、術者の疲労を軽減                          |
| 1  | テーパードブレード       | 1/4" ~ 3/4" (6 mm ~ 19 mm) — 広範な皮質牽引用の超幅広ブレード             |
| 1  | テーパードブレード       | 5/32" ~ 3/8" (4 mm ~ 16 mm) — 脳葉および側頭下アプローチ用の中幅ブレード       |
| 1  | テーパードブレード       | 1/8" ~ 1/2" (3 mm ~ 12.5 mm) — 深部の大脳半球間経路用の標準ブレード         |
| 1  | テーパードブレード       | 3/32" ~ 3/8" (2.4 mm ~ 9 mm) — 狭い頭蓋底経路用の微細テーパードブレード       |
| 1  | テーパードブレード       | 1/16" ~ 1/4" (1.5 mm ~ 6 mm) — 繊細な神経・血管牽引用のマイクロブレード       |
| 1  | アルミ製パティールトレイ    | 3" x 6 3/4" (7.5 cm x 16.8 cm) — ニューロパティールを整理するためにフレームに装着 |
| 1  | 滅菌トレイ           | 17" x 10" x 2 1/2" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — 堅牢な穿孔整理用トレイ |



## 杉田多目的ヘッドフレーム

SKU **RM-SMH-SET-1**

価格 **\$4,999 USD**

### コンポーネントリスト

| 数量    | コンポーネント                              | 寸法 / 詳細                           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Smart Fix C Holder                   | ベースフレームを手術台に接続するリジッドなCクラップシャーシ    |
| 1     | Smart Fix Box Joint                  | 2本の専用固定ネジを含む関節式コネクタブロック           |
| 1     | Smart Fix Stopper Sleeve             | 軸方向のフレーム変位を防ぐロック式ガイドカラー           |
| 1 Set | Smart Fix Head Pin, Standard         | 標準的な成人開頭術用テーパード型頭蓋固定ピン            |
| 1 Set | Smart Fix Head Pin, Long             | 厚い頭蓋骨プロファイル用拡張頭蓋固定ピン              |
| 1     | Flexible Base Unit                   | テーブルアタッチメントを連結する多関節ベースユニット        |
| 1     | Frame Unit                           | 360°アクセサリ取り付けを提供する半円形メイン構造アーク     |
| 1 Set | Spring Scalp Hook Retractors         | 止血保持用の弾性張力頭皮縁牽引器                  |
| 1     | Spring Hook Adjustor                 | 頭皮フック牽引力を制御する強力ダイヤルメカニズム          |
| 1 Set | Retractor Slide Adjustor II          | 脳へラ用精密マイクロアドバンススライドマウント           |
| 1     | Hand Rest (Central)                  | マイクロサージョン用人工工学的前腕および手首安定具         |
| 1     | Hand Rest R                          | 右側解剖学的前腕サポートバー                    |
| 1     | Hand Rest L                          | 左側解剖学的前腕サポートバー                    |
| 1     | Adjustable Hand Rest with Dome Screw | 球状ドームロック締め付け機能を備えた関節式ハンドレスト       |
| 1     | Adjustable Hand Rest with Slide      | 可変的な手術角度に対応する縦方向スライド式ハンドレスト       |
| 1     | Instrument Receptacle                | 吸引プローブおよびマイクロ器具用滅菌ホルダー皿           |
| 1     | Cotton Plate                         | 脳神経外科用パティおよびコットノイドのステージングプラットフォーム |
| 1     | Cotton Plate Adjustor                | コットノイドプラットフォーム用関節式位置決めアーム         |
| 1     | Sub Hole Attachment                  | 末梢脳牽引器用補助取り付けブラケット                |
| 1     | Sterilization Box                    | 特注のアルミニウム/ステンレス製組織輸送コンテナ          |





## Judd-Masson 自動開創器

SKU **RM-JMSR-399-1**

価格 **\$399 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント              | 寸法 / 詳細                             |
|----|----------------------|-------------------------------------|
| 1  | ヘビーデューティー自動保持ベースフレーム | 広い3D視認性を実現するために設計されたマルチポイントシャシー     |
| 2  | 固定式フラット側弁            | 90度の保護窓を備えた深さ69 mmの外向きパネル           |
| 1  | 調節可能中央弁コンポーネント       | 内部臓器構造に安全に適合するように構成されたソリッドフラットブレード  |
| 1  | デュアル手動ラチェットロックアセンブリ  | 両方のブレードシステムの拡張設定を管理するデュアル機械的ロッククリップ |
| 2  | 人間工学に基づいた開創鉗子アーム     | 滑らかな組織保護エッジを備えた軽量構造ハンドル             |
| 1  | 保護用収納ボックス            | 標準輸送用パッケージ                          |



## Turner-Warwick 泌尿器科用開創器

SKU **RM-TWUR-549-1**

価格 **\$549 USD**

コンポーネントリスト

| 数量 | コンポーネント             | 寸法 / 詳細                                |
|----|---------------------|----------------------------------------|
| 1  | 自動固定円形ベースフレーム       | 360度の視認性を実現する180 mm × 140 mmの剛性リングシャシー |
| 6  | 湾曲デュアルチップ付き調整可能クロウ弁 | 線維性組織用の13 mm × 14 mm 多方向開創弁            |
| 6  | クイックスライド保持ピンロック     | 組織の張力を確実にロックするスロット付き手動留め具              |
| 2  | 人間工学に基づいた牽引鉗子アーム    | 滑らかな外周で鍛造された軽量構造ハンドルフレーム               |
| 1  | 保護用収納ボックス           | 標準輸送用パッケージ                             |





## Urology Lobster Expanded Retractor (泌尿器科用 ロブスター拡張開創器)

SKU **RM-ULER-1**

価格 **\$3,499 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                              | 寸法 / 詳細   |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 8  | Lobster リトラクター クランプ                  | —         |
| 1  | 垂直ポスト & フレームカブラー付き Lobster デーブル クランプ | —         |
| 1  | Lobster ヒンジ式延長アーム                    | —         |
| 1  | Lobster フレーム                         | —         |
| 2  | Lobster Mayo スイベル リトラクター             | 2" × 2"   |
| 2  | Lobster Mayo スイベル リトラクター             | 2¾" × 2"  |
| 1  | Lobster Deaver スイベル リトラクター           | 2¾" × 4½" |
| 1  | Lobster Deaver スイベル リトラクター           | 1½" × 6"  |
| 1  | Lobster Harrington Sweetheart リトラクター | 2" × 5"   |
| 1  | Lobster Harrington リトラクター            | 2.5" × 6" |
| 1  | Lobster 可塑性 スイベル リトラクター (穿孔付き)       | 2" × 6½"  |
| 1  | Lobster 可塑性 スイベル リトラクター (穿孔付き)       | 3" × 6½"  |
| 1  | Lobster Marshall 可塑性 膀胱 スイベル リトラクター  | 3" × 6"   |
| 1  | Lobster Fence スイベル リトラクター            | 4" × 6"   |
| 1  | Lobster Splanchnic スイベル リトラクター       | 2" × 4½"  |
| 1  | 滅菌ボックス                               | —         |




## Bookwalter Urology Retractor System

SKU **RM-BURS-1**

価格 **\$2,399 USD**

コンポーネントリスト



| 数量 | コンポーネント                 | 寸法 / 詳細                     |
|----|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | Field Post              | 12" (30.5 cm)               |
| 1  | Post Coupler            | 標準型                         |
| 1  | Horizontal Flex Bar     | 直径 1" (2.5 cm)              |
| 8  | Tilt Ratchet Mechanisms | 多角度対応                       |
| 1  | Segmented Ring          | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) |
| 1  | Segmented Ring          | 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)  |
| 1  | Malleable Blade         | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)     |
| 1  | Malleable Blade         | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)    |
| 2  | Kelly Blades            | 1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)     |
| 1  | Kelly Blade             | 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)     |
| 2  | Kelly Blades            | 2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)     |
| 3  | Vaginal Lateral Blades  | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1  | Renal Wylie Blade       | 1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)     |
| 1  | Sterilization Box       | 保護ケース                       |

# ご注文とサポート

Retractor Maker へのご注文方法

## ご注文とお支払い

- 見積もり依頼フォーム、メール、またはWhatsAppで、品目コード、サイズ、数量、配送先の国を記載したご希望の器具リストをお送りください。
- 構成、価格、納期、配送について書面のお見積もりでご確認いたします。
- お支払いは当社の銀行口座への銀行振込による前払いです。クレジットカード・デビットカードでのお支払いは、ご要望に応じてご案内できます。

## 納期

- 在庫品：5営業日以内に発送し、その後世界各地区への配達まで約7日かかります。
- 受注生産：製造に17～20営業日、その後世界各地区への配達まで約9日かかります。

## サンプルのご注文

- 大量購入を検討されている代理店、病院、医療機器サプライヤーの方向けにサンプルをご用意しています。
- 必要な品目コードと数量をお知らせください。サンプルとお客様の国への配送についてお見積もりいたします。在庫サンプルは5営業日以内に発送します。

## お手入れと滅菌

- 使用後はできるだけ早く器具を洗浄し、十分にすすいで乾かし、ブレード、歯、ラチェットを点検してください。
- ステンレス製リトラクターは蒸気滅菌（オートクレーブ）に適しています。施設で検証された滅菌サイクルに従ってください。
- 清潔で乾燥した場所に、ブレードや先端を保護するトレイやラックで保管してください。

詳細なガイドは [retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com) でご覧いただけます：ご注文とお支払い、サンプルのご注文、お手入れと滅菌。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest