



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador DeBakey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador DeBakey

SKU RM-DBR-15-1

\$72 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador DeBakey	Longitud total de 15.3 cm, puntas agudas de 1x1	\$72
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$72

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador DeBakey es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una tracción precisa y antideslizante de tejidos blandos y una exposición quirúrgica clara durante procedimientos de cirugía vascular, general y plástica. Diseñado con un perfil ergonómico y extremos de trabajo finos, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos retraer los márgenes de la incisión y las capas fasciales fibrosas sin obstruir las estructuras anatómicas delicadas.

Construido para una precisión y control operativos óptimos, este modelo de Separador DeBakey presenta un alcance total de 15.3 cm (\$72). Su extremo de trabajo incorpora una configuración de 1x1 puntas agudas diseñada para garantizar un enganche seguro del tejido, proporcionando una contratracción altamente efectiva sin deslizamientos accidentales en el campo. El mango delgado y equilibrado proporciona un control manual cómodo y una respuesta táctil excepcional, reduciendo la fatiga manual del asistente durante microdisecciones complejas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador DeBakey para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de cirugía cardiovascular, plástica y general en todo el mundo una resistencia superior a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest