



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Main de plomb chirurgicale malleable

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Main de plomb chirurgicale malleable

SKU RM-SLHRP-199-1

\$199 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Plaque de rétraction malléable en plomb en forme de main adulte	\$199
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard	\$199

DESCRIPTION DU PRODUIT

La plaque de rétraction chirurgicale en plomb Retractor Maker est un dispositif de positionnement indispensable en orthopédie et en chirurgie de la main, conçu spécifiquement pour assurer une immobilisation fiable et mains libres lors d'interventions reconstructives et microvasculaires complexes. Dotée de languettes digitales individuelles pliables, cette plaque permet aux chirurgiens de modeler les doigts malléables autour des phalanges du patient, sécurisant la main en extension complète, en abduction ou en flexion sans l'aide d'un assistant.

Conçue pour un remodelage clinique répété et une durabilité à long terme, cette configuration (\$199) offre une plateforme opératoire lourde et stable qui repose à plat sur la table à main. Fabriquée à la main à partir de plomb malléable de qualité médicale supérieure avec une finition de surface protectrice non poreuse, les extensions digitales souples peuvent être pliées et dépliées des milliers de fois sans fatigue métallique ni fissure. Les bords lisses et arrondis préviennent les nécroses de pression focales sur la peau palmaire délicate et les vaisseaux dorsaux des doigts.

Fabriquée pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, Retractor Maker produit cette main de plomb selon des normes cliniques strictes, offrant aux cliniques de chirurgie de la main, aux unités de reconstruction des brûlés et aux salles d'opération de traumatologie orthopédique du monde entier une stabilité de positionnement exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest