



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Esternal Cooley Sternotomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Eternal Cooley Sternotomy Retractor

SKU RM-CSTR-PED-1

\$359 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Perfil Recém-nascido — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Perfil Pediátrico — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cooley Sternotomy Retractor é um instrumento cirúrgico cardiotorácico pediátrico de alta precisão, projetado especificamente para fornecer retração externa suave e controlada em neonatos e crianças pequenas. Redimensionado para se adaptar a dimensões torácicas menores, este afastador estabelece uma janela operatória ampla e estável para as câmaras cardíacas, evitando torque focal excessivo em ossos infantis frágeis.

Construída para precisão micromecânica, esta série Cooley Sternotomy Retractor é oferecida em dois perfis clínicos especializados: um Perfil de Recém-nascido (85.0 × 55.0 × 16.0 × 14.0 mm, \$359) e um Perfil Pediátrico (115.0 × 80.0 × 30.0 × 15.0 mm, \$369). Sua cremalheira finamente calibrada permite o controle da abertura milímetro a milímetro, garantindo que os cirurgiões alcancem a visualização adequada para reparos cardíacos congênitos sem causar fraturas costais. As bordas das lâminas contornadas e polidas assentam-se suavemente contra as margens externas sem escorregar.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Cooley Sternotomy Retractor para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo aos centros cardíacos pediátricos e de cardiopatia congênita em todo o mundo alta resistência à corrosão, confiabilidade inabalável e longevidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)