



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор-рашпиль Gorney Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор-раш пиль Gorney Rake Retractor

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm ширина — Стандартный	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm wide	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Gorney Rake Retractor — это признанный во всем мире инструмент для эстетической и пластической хирургии, разработанный специально для надежной, нескользящей элевации кожных лоскутов во время ритидэктомии, подтяжки шеи и реконструктивных операций на мягких тканях. Оснащенный широкой 4-зубой рабочей частью типа «рашпиль», этот инструмент позволяет хирургу прикладывать равномерную ручную контртракцию к большим массивам тканей, предотвращая локальные разрывы и максимизируя визуализацию подлежащих фасциальных слоев.

Эта конфигурация Gorney Rake Retractor, созданная для работы с крупными лоскутами, требующими осторожной ретракции, имеет общую длину лезвия 3 дюйма (7.5 см, \$49) в сочетании с увеличенной шириной 38 mm для расширенной площади контакта. Рабочая часть представляет собой 4-зубую конструкцию с тонко заточенными кончиками, предназначенными для надежного захвата плотной дермальной и подкожной ткани без соскальзывания. Контурная рукоятка обеспечивает ассистенту удобный рычаг без утомления рук во время длительных эстетических диссекций.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит Gorney Rake Retractor с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая центрам косметической и реконструктивной хирургии исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную долговечность в автоклаве.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest