



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Зеркало влагалищное боковое диэлектрическое
(непроводящее)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Зеркало влагалищное боковое диэлек трическое (неп роводящее)

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Профиль с открытыми браншами (Open)	Ширина ложки: 6.3 cm · Назначение: Увеличенное пространство для инструментов при процедурах LEEP/LLETZ · Цена (USD): \$69.00
1	Профиль с закрытыми браншами (Closed)	Ширина ложки: 6.3 cm · Назначение: Оптимизированное разведение стенок при лазерной абляции · Цена (USD): \$69.00
1	Защитный чехол / Коробка	Ширина ложки: Стандартная транспортная упаковка · Назначение: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Зеркало влагалищное боковое диэлектрическое (Lateral Nonconductive Vaginal Retractor) представляет собой специализированный хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного разведения стенок влагалища во время процедур электроэксцизии (LEEP/LLETZ) и лазерной абляции. Инструмент покрыт высокопрочным диэлектрическим полимерным слоем, который предотвращает воздействие блуждающих токов и тепловую передачу на здоровые ткани.

Данная модель Lateral Nonconductive Vaginal Retractor имеет ложку шириной 6.3 cm (\$69). Хирурги могут выбрать конфигурацию с открытыми браншами (Open shanks) для большей маневренности инструментов или с закрытыми удлиненными браншами (Closed elongated shanks) для удобства введения. Поверхность сочетает в себе полированные рукоятки и специальный изолирующий рабочий слой, устойчивый к воздействию высокочастотных токов при резке и коагуляции.

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием открытых металлических элементов, Lateral Nonconductive Vaginal Retractor от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая исключительную гигиену, высокое диэлектрическое сопротивление и полную пригодность к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest