



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

臼蓋鉤 ナロー・ダブルプロング

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



臼蓋鉤 ナロー・ダブル プロング

SKU RM-ARNDP-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
細幅 — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
標準型 — 44 mm ブレード	RM-ARNDP-1-2	\$99

製品詳細

臼蓋鉤 ナロー・ダブルプロングは、人工股関節置換術や股関節再建術において臼蓋への優れた視認性を提供するために開発された、ヘビーデューティー仕様の整形外科用開創器です。2股のプロング（爪）を臼蓋縁や坐骨にしっかりと固定することで、強力なテコの原理（レバレッジ）を利用して大腿骨や周囲の筋肉組織を圧排し、術野を確保します。

術中の安定性を重視した設計となっており、12 ½-inch (31.75 cm) のロングシャフトにより、助手の手が術野を遮ることなく操作可能です。ブレード幅は 32 mm と 44 mm の2種類から選択でき、カーブしたネックと細身のダブルプロングが、隣接する神経血管束を損傷することなく、骨を滑らずに確実に捉えます。

Retractor Maker は、高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に高張力芯材を組み合わせ、反射防止サテン仕上げを施して製造しています。本製品は強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備え、股関節再建チームに長期的な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest