



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Koenig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Koenig

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Avec lame fenêtrée	Dimensions disponibles : 13×13 mm ou 13×16 mm · Rôle clinique principal : Visualisation directe à travers la lame des vaisseaux/structures sous-jacents · Prix (USD) : \$49.00
1	Sans lame fenêtrée	Dimensions disponibles : 13×13 mm ou 13×16 mm · Rôle clinique principal : Maintien des tissus mous par barrière pleine et écartement des berges de plaie · Prix (USD) : \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Dimensions disponibles : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Koenig est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un écartement sûr et non traumatique des tissus mous et des berges de plaies lors de procédures de chirurgie générale, orthopédique et plastique. Doté d'une lame ergonomique à angle droit, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur les plans cutanés et sous-cutanés sans obstruer le champ opératoire.

Conçu pour un contrôle opérationnel optimal, cet écarteur de Koenig réutilisable conserve une longueur totale fixe de 17 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'écarteur peut être personnalisé selon deux profils de géométrie de lame distincts : avec lame fenêtrée présentant une ouverture pour optimiser la visibilité structurelle, ou sans lame fenêtrée présentant un profil de lame à surface pleine pour un blindage complet des tissus. L'instrument est proposé en deux

dimensions de lame standardisées : 13.0 mm × 13.0 mm et 13.0 mm × 16.0 mm.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Koenig pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)