



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы типа Modified Fukuda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретракторы типа Modified Fukuda

SKU RM-MFTR-SHLD-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор типа Modified Fukuda	Ручной ортопедический рычажный ретрактор для плечевой кости, фенестрированное кольцевидное лезвие	\$89
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы типа Modified Fukuda являются незаменимыми ортопедическими хирургическими инструментами, разработанными специально для обеспечения надежного, контролируемого смещения головки плечевой кости от края гленоида во время реконструкции плеча. Разработанные с анатомически изогнутым фенестрированным кольцевидным лезвием, эти ретракторы надежно удерживают проксимальный отдел плечевой кости, позволяя хирургам подготавливать поверхность суставной впадины без риска соскальзывания инструмента или повреждения хряща.

Созданная для значительных усилий при работе на суставах, эта модель ретракторов Modified Fukuda (\$89) имеет оптимизированную кривизну стержня, которая безопасно опускает руки ассистента ниже операционной плоскости. Фенестрированная архитектура лезвия обеспечивает четкую визуализацию подлежащих краев сустава, равномерно распределяя силы противотяги по кортикальному слою шейки плечевой кости. Эргономичная рукоятка обеспечивает нескользящий ручной контроль и максимальное рычажное воздействие во время манипуляций на суставе.

Изготовленные из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретракторы Modified Fukuda, способные выдерживать высокие ортопедические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая

бригадам по реконструкции плеча и спортивной медицине во всем мире неизменную клиническую долговечность и производительность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest