



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Beckman-Weitlaner Wundspreizer, selbsthaltend

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Beckman-Weitla ner Wundspreizer, selbsthaltend

**SKU** RM-BWSRR-1

**\$149 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION | SKU / DETAILS | PREIS (USD) |
|-----------------|---------------|-------------|
| 14 cm           | RM-BWSRR-1-1  | \$149       |
| 16.5 cm         | RM-BWSRR-1-2  | \$154       |
| 21.5 cm         | RM-BWSRR-1-3  | \$159       |
| 24 cm           | RM-BWSRR-1-4  | \$164       |
| 30.5 cm         | RM-BWSRR-1-5  | \$169       |
| 31 cm           | RM-BWSRR-1-6  | \$174       |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Beckman-Weitlaner Wundspreizer ist ein essenzielles chirurgisches Instrument für tiefes Gewebe, entwickelt für einen stabilen, freihändigen Zugang bei spinalen, orthopädischen und neurologischen Eingriffen. Durch die spezialisierten Gelenkarme, die sich unabhängig voneinander abwinkeln lassen, passt sich dieses Instrument nahtlos an unregelmäßige Wundkonturen an, vermeidet Ermüdungserscheinungen beim Assistenten und hält die Exposition in asymmetrischen Schnitten stabil.

Für maximale prozedurale Anpassungsfähigkeit wird der Beckman-Weitlaner Wundspreizer in sechs Standardlängen gefertigt: 14 cm (\$149), 16.5 cm (\$154), 21.5 cm (\$159), 24 cm (\$164), 30.5 cm (\$169) und 31 cm (\$174). Chirurgen können das Instrument entweder mit 3×4 oder 4×4 Zähnen wählen – scharf für sicheren Halt an Faszien oder stumpf zum Schutz tiefer Gefäß- und Viszeralstrukturen. Die integrierte Sperre mit Fingerringen hält die Spannung auch bei starkem Gewebewiderstand zuverlässig.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Beckman-Weitlaner Wundspreizer für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Dies garantiert chirurgischen Teams verlässliche Haltestabilität, geschmeidige Artikulation und langfristige Haltbarkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest